

Intraoral kamera med patenterad flytande linsteknologi.

Åtta LED lampor, avancerad flytande lins och autofocus gör vår intraorala digitala kamera till en av de bästa på marknaden. Kompatibel med de flesta program för dental bildhantering.



- Ergonomiskt handstykke, vikt 61 g
- Upplösning 1024 x 768 pixlar
- Fokusbredd på 1 mm till oändlighet

Dentalmind Intraoral Camera.

- Precisions optik med focusbredd på 1 mm till oändlighet för makro till helansiktsbild.
- Patenterad flytande lins teknologi.
- Auto fokus för enklare handhavande.
- 8 LED lampor
- Ergonomiskt designad avtrycksknapp designad för både höger och vänsterhänta användare.
- Ergonomisk handenhet som endast väger 61 gram, lättare än de flesta andra intraoralkameror.
- Säker USB kabel anslutning
- Integrerar problemfritt med nästan alla program för dental bildhantering.
- Sensor: Micron "1/2.5" CMOS 2592(H) x 1944 (V)
- Bildupplösning: 1024 (H) x 768 (V)
- Beträkningsvinkel: 90°
- Synfält: 80°
- Video output: USB 2.0 Digital
- Strömförsörjning: 5v Dc drivs av USB port
- 1 års garanti inkluderande delar.
- CE märkning MDD 93/42 EEC

www.dentalmind.com

dentalmind®
INTRAORAL CAMERA