


# Dentalmind Digital X-ray 3.

Tredje generationens röntgensensor från Dentalmind. Optimerad fiberoptik och teknologi för högsta möjliga bildkvalitet samt snabb och säker bildöverföring. Designad för bästa patientkomfort och användarvänlighet. Dentalmind Digital X-ray 3 finns i två storlekar.



dentalmind



Fiberoptisk sensor för exceptionell skärpa.  
Producerar konsekvent och jämn bildkvalitet.  
Senaste teknologin för snabb överföring.  
Tåliga, hållbara komponenter ökar livslängden.

## Dentalmind Digital X-ray 3

- 2 års garanti
- Sensorkabellängd: upp till 20 meter
- Ansluts direkt till datorn via USB 2.0
- Förstärkt kabelinfästning för lång livstid
- Fullt vattentålig med förseglad kabelinfästning
- Stor aktiv yta
- Hög upplösning, bilden har exceptionellt god skärpa
- Fiberoptisk CMOS-sensor
- Pixelstorlek: 20x20  $\mu$
- Maximal gråskala: 4096 (12-bit)
- CE-märkt i klass IIa CE 0088

### Sensor storlek 1

- Bildstorlek: 1500 x 1000 pixlar
- Yttre dimensioner: 22 x 35 mm
- Aktivt område: 20 x 30 mm

### Sensor storlek 2

- Bildstorlek: 1300 x 1700 pixlar
- Yttre dimensioner: 30 x 42 mm
- Aktivt område: 26 x 34 mm