

SCHWERT

SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

DENTAL

MADE IN GERMANY

schwert.com

SCHWERT

SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SCHWERT
Synonym für Qualität und Vertrauen

Seit über 125 Jahren liefern wir Qualität „Made in Germany".

Tradition verpflichtet. Seit über 125 Jahren produzieren und vertreiben wir unter dem weltweit bekannten Markennamen SCHWERT Instrumente für die Parodontologie, Implantologie, Oralchirurgie, Prothetik und Kieferorthopädie.

Innovation, Verlässlichkeit, Qualität, Service, Kundenorientierung und unsere offene Kommunikation sind die Attribute, welche unsere oft jahrzentlangen Kunden uns bescheinigen, und als Basis unserer erfolgreichen Zusammenarbeit dient.

In der Region Tuttlingen können wir auf einen enormen Erfahrungsschatz von Facharbeitern zurückgreifen. Durch permanente Fortbildung in allen Herstellungstechniken sowie die Ausbildung junger, motivierter Mitarbeiter wird die Qualität der SCHWERT-Instrumente konsequent vorangetrieben.

Ergänzt durch stetige Modernisierung und Investition in die Produktionsanlagen wird eine optimale Umsetzung unseres Know-hows gewährleistet.

Die Erfüllung regulatorischer Anforderungen ist dabei ein Selbstverständnis.

Werden auch Sie Teil unserer erfolgreichen Schwert Familie

SCHWERT
Synonym for Quality and Trust

For more than 125 years, we have been delivering "Made in Germany" quality.

Committed to tradition. For more than 125 years, we have been producing and distributing instruments for periodontology, implantology, oral surgery, prosthetics and orthodontics under the globally recognized brand name SCHWERT.

Innovation, reliability, quality, service, customer orientation and our open communication are attributes which our often decade-long customers certify us, as a basis for our successful cooperation.

In the Tuttlingen region we can rely on an enormous wealth of experience of skilled workers. The quality of SCHWERT instruments is consistently advanced through continuous further training in all manufacturing techniques and the training of young, motivated employees.

Supplemented by continuous modernization and investment into the production facilities is an optimal implementation of our know-how is guaranteed.

The fulfilment of regulatory requirements is a matter of course.

Become part of our successful Schwert family

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT

Inhaltsverzeichnis · Table of contents

1. Extraktion
1. Extraction
ab Seite · from page **7**

2. Chirurgie
2. Surgery
ab Seite · from page **53**

3. Implantologie
3. Implantology
ab Seite · from page **139**

4. Diagnostik
4. Diagnosis
ab Seite · from page **161**

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

2



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

5. Parodontologie
5. Periodontal
ab Seite · from page
179

6. Konservierung
6. Restorative
ab Seite · from page
201

7. Prothetik
7. Prosthodontic
ab Seite · from page
225

8. Maintenance. Organization. Reprocessing
ab Seite · from page
243



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

SCHWERT

12 Gründe für SCHWERT Instrumente · 12 Reasons for SCHWERT instruments

12 Gründe für SCHWERT Instrumente

1. **Made in Germany**
2. **Unser Design hat der Funktion zu folgen** SCHWERT Instrumente erlauben ein sicheres und ergonomisches Arbeiten.
3. **Die Präzision** wird durch die Verwendung modernster Fertigungstechniken im Zusammenspiel mit dem handwerklichen Können unserer teilweise jahrzehntelangen Mitarbeiter sichergestellt.
4. **Das Wissen um die Funktion** unserer Instrumente beziehen wir aus der Zusammenarbeit mit namhaften Anwendern weltweit, welche uns von der Entwicklung bis hin zum fertigen SCHWERT Instrument begleiten.
5. **Das Rohmaterial** stammt ausschließlich aus deutscher Herstellung und ist die wesentliche Voraussetzung für die gleichbleibend hohe Qualität in der Produktion von SCHWERT Instrumenten.
6. **Präzisionsinstrumentenschlüsse** gewähren eine spielfreie Führung und ein langes verschleißfreies Arbeiten.
7. **Hartmetalleinsätze** bei Instrumenten, die dauerhaft harten Anforderungen gerecht werden müssen.
8. **Einfache Reinigung und Pflege** durch die Verwendung hochwertiger Materialien eignen sich SCHWERT Instrumente für alle üblichen Desinfektions- und Reinigungsmethoden. Es sind die Anwendungshinweise des jeweiligen Herstellers zu beachten. Eine regelmäßige Pflege mit Öl sichert eine lange Lebensdauer der Zangen, Scheren und Nadelhalter.
9. **Qualitätsmanagement** stellt sicher, dass die Produktion stets unter Beachtung der aktuellen Normen und Gesetze erfolgt.
10. **Unser Service** garantiert Ihnen eine schnelle und kostengünstige Aufarbeitung, wenn dies einmal notwendig werden sollte.
11. **Unser Preisleistungsverhältnis** Qualitätsinstrumente sind trotz des höheren Preises die bessere Wahl. Sie ermöglichen dem Arzt in kürzerer Zeit das gleiche Ziel zu erreichen und stellen ein besseres Ergebnis und einen schnelleren Heilungsverlauf sicher. Sie halten länger und minimieren die Kosten für Ersatz, Neuanschaffung und Reparatur.
12. **Mehr Zufriedenheit** beim Anwender und Patienten durch präzisere und ergonomischere Eingriffe.

12 Reasons for SCHWERT instruments

1. **Made in Germany**
2. **Our design follows the function** SCHWERT instruments ensure a safe and ergonomic treatment.
3. **The precision** is ensured by advanced manufacturing techniques, combined with the experience of our sometimes for decades employed craftsmen.
4. **The knowhow about the function** of our instruments relies on our tight cooperation with well-known users / surgeons that join us from the development to the finished SCHWERT instrument.
5. **The raw-material** is exclusively of German origin and is an essential for the consistently high quality in the production of SCHWERT instruments.
6. **High precision joints** ensure precise treatments and a long wear free operation.
7. **Tungsten Carbide inserts** for instruments, that have to meet frequently hard requirements.
8. **Easy maintenance and cleaning** because of just high quality materials. SCHWERT instruments are suitable for all common disinfectants and cleaning methods. Please follow the manufacturers instructions carefully. Regular maintenance by oil ensures long life of our forceps, scissors and needle holders.
9. **Quality Management** ensures you that the production is always in compliance with the current regulations and laws.
10. **Our Service** guarantees you a fast and cost effective reprocessing, if necessary.
11. **Price / perfomance ratio** Despite the price quality instruments are the better choice. They ensure to accomplish the same goal for the operator in less time and with even better results and faster recoveries for the patients. They last longer and minimize the cost for replacement and repair.
12. **Satisfaction** for the operators and patients, by more precise, ergonomic and gentle treatments.

VDDI
Dental Solutions.
German Manufacturers.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Wichtige Hinweise

- SCHWERT ist ein international eingetragenes Warenzeichen der Firma A. Schweickhardt GmbH & Co. KG. SCHWERT Instrumente entsprechen der DIN EN ISO 13485.
- Dieser Katalog wendet sich nur an ausgebildetes Fachpersonal. Er bleibt unser Eigentum. Sein Gebrauch bleibt auf Ein- und Verkauf von SCHWERT Instrumenten beschränkt. Weiterverwendung, Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise und insbesondere einzelner abgebildeter Instrumente sind nicht gestattet ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma A. Schweickhardt GmbH & Co. KG. Katalogkonzeption und -gestaltung sowie Illustrationen und Designelemente unterliegen dem urheberrechtlichen Schutz. Verletzungen werden verfolgt und können sowohl zivil- als auch strafrechtliche Konsequenzen haben.
- Als sichere Sterilisiermethode empfehlen wir ausschließlich Dampfsterilisation, jede andere Methode wendet der Arzt auf eigene Verantwortung an. Bei Heißluftsterilisation ist darauf zu achten, dass 180°C nicht überschritten werden, da sonst mit nicht mehr entfernbaren Verfärbungen und Härteabfall der Instrumente gerechnet werden muss.
- Für die Desinfektion, Reinigung und Sterilisation der Instrumente beachten Sie bitte die Hinweise in der aktuellen Broschüre „Instrumenten Aufbereitung richtig gemacht" (www.a-k-i.org).
- Technische / Design Änderungen am Instrument ohne Ankündigung vorbehalten.

Eine korrekte Pflege von Instrumenten ist wichtig – informieren Sie sich!

- SCHWERT Instrumente sind extrem hochwertig und langlebig. Dennoch brauchen auch sie ein gewisses Maß an Pflege.
- Die unten abgebildete Broschüre ist von einem Kreis erfahrener Hersteller von Instrumenten, Desinfektions- und Reinigungsmitteln und Sterilisatoren erstellt worden. Sie informiert kompetent und umfassend über die richtige Pflege von Instrumenten.
- Sie können diese Broschüre über Ihren Fachhändler gegen eine Schutzgebühr bestellen oder downloaden unter www.a-k-i.org.

Important notice

- SCHWERT is an internationally registered trademark of A. Schweickhardt GmbH & Co. KG. SCHWERT instruments comply with the DIN EN ISO 13485 standard.
- This catalogue is only addressed to trained specialists. It remains our property. Its use is limited to buy and sell SCHWERT instruments. Copyright is reserved to us, reprints and duplications, partly and especially of single instruments are strictly forbidden without previous written authorization of A. Schweickhardt GmbH & Co. KG. Design and layout of the catalogue, illustrations and design elements are also subject to our copyright. Violations will be prosecuted.
- As safe sterilisation method we recommend only autoclaving, every other method is applied exclusively at the doctor's responsibility. If hot air sterilisation is used, make sure that temperature does not exceed 180°C, because a higher temperature can lead to non-removable discolorations and a loss in hardness of the instruments.
- For disinfection, cleaning and sterilization of the instruments please pay attention to the references in the current brochure "Instrument reprocessing – how to do it right" (www.a-k-i.org).
- Instruments may be subject to design changes without notice.

A proper maintenance of instruments is important – inform yourself!

- SCHWERT instruments are first quality and have a long life. Yet, even they need a certain maintenance.
- Brochure shown below has been prepared by a team of experienced manufacturers of instruments, disinfection and cleaning liquids and sterilisation equipments. It informs about the proper maintenance of instruments in a competent and comprehensive way.
- You can order this brochure through your dealer or download it at www.a-k-i.org.



Instrumentenaufbereitung
Instrument reprocessing

www.a-k-i.org

6800-D
deutsch

6800-E
english

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Extraktion
Extraction



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

03.2025

1. Extraktion · Extraction

Seite · Page 10-15
Englische Form
English pattern

Seite · Page 16-25
TAC-Traction
TAC-Traction

Seite · Page 26-27
Kinderzahnzangen
Pedodontic forceps







A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Seite · Page 29-32
Amerikanische Form
American pattern



Seite · Page 34-39
P-LUX
P-LUX



Seite · Page 40-51
Wurzelheber
Elevators



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Zahnzangen englische Form · Extraction forceps english pattern

i

SCHWERT Zahnzangen · SCHWERT extraction forceps



- Präzise, anatomisch ausgeformte Arbeitsenden mit Haftprofil
- Ergonomisch grazile Form für optimale Taktilität und Kontrolle
- Teflonscheibe im Zangenschloss für langen gleichmäßigen Gang – Temperaturresistent bis zu 250 °C

- Anatomically precise shaped and serrated gripping jaws
- Ergonomically and slender shaped for superior tactillity at good control
- Teflon Disc inside the box lock for a smooth handling – temperature resistant up to 250 °C




152-2
FIG. 2
16,0 cm



152-7
FIG. 7
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



152-17
FIG. 17
16,0 cm



152-18
FIG. 18
16,0 cm



152-13
FIG. 13
14,5 cm



152-67A
FIG. 67A
17,5 cm

1. Extraktion · Extraction

Zahnzangen englische Form · Extraction forceps english pattern




152-33
FIG. 33
14,5 cm



152-22
FIG. 22
14,0 cm





152-86A
FIG. 86A
14,5 cm



152-79
FIG. 79
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

WITZEL
Universalwurzelsplitterzange,
S-Design für Unter- und Oberkiefer

Universal root splinters forceps.
S-shape for upper and lower jaw.



Diamantiert
Diamond coating

166
166-300
WITZEL
15,5 cm



152-51A
FIG. 51A
17,0 cm

1. Extraktion · Extraction

Zahnzangen 10er Box englische Form · Extraction forceps 10pcs box english pattern

i

SCHWERT Zahnzangen · SCHWERT extraction forceps

- Präzise, anatomisch ausgeformte Arbeitsenden mit Haftprofil
- Ergonomisch grazile Form für optimale Taktilität und Kontrolle
- Teflonscheibe im Zangenschloss für langen gleichmäßigen Gang – Temperaturresistent bis zu 250 °C


Nun auch vorsortiert in der praktischen 10er Box. Im Set enthalten sind die gängigsten Zangen Figuren um alle Zähne möglichst schonend zu extrahieren. Im Detail enthalten sind:

- Anatomically precise shaped and serrated gripping jaws
- Ergonomically and slender shaped for superior tactillity at good control
- Teflon Disc inside the box lock for a smooth handling – temperature resistant up to 250 °C


Now also available in the practicable box with 10 instruments. The set consists of the most common forceps pattern to extract all teeth as gentle as possible. The set consists in detail of:

152-100
SCHWERT
Zahnzangen
10er Box
SCHWERT
Extraction
forceps
10pcs box







152-2
FIG. 2
16,0 cm




152-7
FIG. 7
16,0 cm



152-17
FIG. 17
16,0 cm




152-18
FIG. 18
16,0 cm




152-67A
FIG. 67A
17,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com







152-51A
FIG. 51A
17,0 cm




152-13
FIG. 13
14,5 cm



152-22
FIG. 22
14,0 cm



152-33
FIG. 33
14,5 cm



152-79
FIG. 79
16,0 cm

TAC-Traction Zahnzangen · TAC-Traction extraction forceps

TAC-TRACTION Better grip for better results

TAC-Traction Zahnzangen · TAC-Traction extraction forceps

Ein positives Extraktionsergebnis wird erzielt durch die korrekte Technik bei Verwendung der optimal, der Zahnanatomie, angepassten Zahnzange.

Die Verwendung des geeigneten TAC-Traction Instruments gewährleistet die optimale anatomische Anpassung und erlaubt eine ausgewogene Luxation, bei gutem Tastgefühl. Dies begründet sich in dem bis zu 25% geringeren Gewicht und die, der Hand angepassten Griffe, welche sowohl Links- als auch Rechtshändern eine individuelle Positionierung gewähren. Durch die ergonomisch geformten Griffe erreicht der Behandler gleichmäßige Kraftübertragungen bei Druck-, Zug- und Drehbewegungen.

Die exakt, dem Zahn, angepassten Maulformen sind in Universalzangen für Zähne mit guter Anatomie über dem Zahnfleisch, tiefgreifende Formen für Zähne mit defekten Kronen und Wurzelzangen, einzuteilen. Durch die glattwandigen Griffbereiche mit den kreisrunden Durchlässen ist das TAC-Traction Instrument außerordentlich gut zu reinigen und es bestehen keine hygienisch bedenklichen Zonen mehr, wie man sie bei geriffelten bzw. gerasterten Griffen kennt.


SCHWERT TAC-Traction Zahnzangen sind als Standardfiguren erhältlich oder als tiefgreifende Figuren. Beide Varianten sind ebenfalls mit einer Diamantierung erhältlich für bestmöglichen Grip.

A positive extraction result will only be achieved by an accurate technique in coherence with the extraction forceps, which allows the best anatomical adjustment to the tooth.

The appliance of the suitable TAC-Traction instrument guarantees an optimal anatomic adjustment and allows a well-balanced luxation, with a good tactile sensation. The reason for this is the 25% lower weight and the handle, which is adapted to the hand. Both left hander and right hander can find their individual positioning. By the ergonomic shaped handles the dentist can work with a constant power transmission of pressure, extraction and rotation.

The adapted form of the jaw is classed to the universal forceps for teeth with good anatomy over the teeth ridge, deep-gripping forms for teeth with defect corona and root forceps. Because of the clean handle area with the circular aperture the TAC-Traction instrument is excellent to clean and there are no hygienical dubious sites anymore, as known from corrugated handles.

SCHWERT TAC-Traction extraction forceps are as regular figures available or as deep gripping figures. Both variants are also with a diamond coating available for an optimal grip.




140-67A
FIG. 67A, 17,0 cm

140-67AD
FIG. 67A, 17,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025





140-2
FIG. 2, 16,0 cm

140-2D
FIG. 2, 16,0 cm

i

Standard
Zahnzange
Extraction forceps

TAC-TRACTION

Extra Grip
Diamantiert
vergoldeter Griff
Diamond coating
gold plated handle



140-7
FIG. 7, 16,0 cm

140-7D
FIG. 7, 16,0 cm



140-17
FIG. 17, 16,0 cm

140-17D
FIG. 17, 16,0 cm



140-18
FIG. 18, 16,0 cm

140-18D
FIG. 18, 16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

TAC-Traction Zahnzangen · TAC-Traction extraction forceps

TAC-TRACTION


i

FIG. 73A

Dank der flachen Bauweise ist ein guter Zugang zum Molarenbereich gegeben, speziell bei eingeschränkter Mundöffnung.

The flat construction allows an easy access to the molar area, especially with a smal oral opening.






140-73A
FIG. 73A, 14,5 cm

140-73AD
FIG. 73A, 14,5 cm



140-13
FIG. 13, 14,5 cm

140-13D
FIG. 13, 14,5 cm



140-51A
FIG. 51A, 17,0 cm

140-51AD
FIG. 51A, 17,0 cm



140-33A
FIG. 33A, 14,5 cm

140-33AD
FIG. 33A, 14,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

TAC-TRACTION




140-22
FIG. 22, 14,5 cm

140-22D
FIG. 22, 14,5 cm



140-87
FIG. 87, 15,5 cm





140-79
FIG. 79, 16,0 cm

140-79D
FIG. 79, 16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

TAC-Traction Zahnzangen · TAC-Traction extraction forceps

TAC-TRACTION



140-67LX
FIG. 67LX, 17,5 cm



140-59
FIG. 59, 15,0 cm
Extra schmal für Wurzeln
Extra slim for roots



140-67RX
FIG. 67RX, 17,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

TAC-TRACTION
Deep gripping



140-34
FIG. 34, 16,0 cm

140-34D
FIG. 34, 16,0 cm

TAC-Traction tiefgreifende Zahnzangen
TAC-Traction deep gripping forceps

In vielen Fällen liegt bei zu extrahierenden Zähnen eine bereits beschädigte, oder durch vorausgegangene konservierende Behandlung, geschwächte Zahnkrone vor. Um Komplikationen wie Kronen- und Wurzelfrakturen vorzubeugen, wurde die **TAC-Traction Serie tiefgreifender Zahnzangen** entwickelt.

Many teeth to be extracted have already a weakened crown due to a previous caries / filling treatment. Our **TAC-Traction deep gripping forceps** avoid complications like crown or root fractures.

Standard Zahnzange
Standard Forceps



Tiefgreifende Zahnzange
Deep gripping forceps



Vorteile tiefgreifender Zahnzangen:

- Geschärfte, verjüngte Zangenmäuler
- Bessere Kräfteverteilung auf Krone und Wurzelstruktur
- Ideale anatomische Form für parallelen Kontakt
- Verminderung des Weichgewebstraumas durch subgingivale Platzierung. Die Gingiva wird abgehalten und weniger traumatisiert

Advantages of Deep Grip Forceps:

- Longer and sharpened conical jaws
- Less punctual stress on the damaged crown due to dozens of connecting points on crown and root structure
- Perfect anatomical shape for a parallel contact
- Less soft tissue trauma by subgingival placement of the jaws. Soft tissue is more retracted than squeezed


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction


TAC-Traction tiefgreifende Zahnzangen · TAC-Traction deep gripping forceps

TAC-TRACTION
Deep gripping




140-110


Tac-Traction Deep Grip Kit, beinhaltet:
140-34, 140-35, 140-36, 140-36A, 140-67N, 140-79N im SCHWERT Protector-Korb 2603-02
Tac-Traction Deep Grip Kit, consisting of:
140-34, 140-35, 140-36, 140-36A, 140-67N, 140-79N in SCHWERT Protector-Basket 2603-02




140-34
FIG. 34
16,0 cm




140-35
FIG. 35
16,0 cm




140-36
FIG. 36
15,0 cm



140-36A
FIG. 36A
15,0 cm



140-67N
FIG. 67N
17,5 cm





140-79N
FIG. 79N
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025


TAC-TRACTION
Deep gripping


140-34A
FIG. 34A, 16,0 cm

140-34AD
FIG. 34A, 16,0 cm







140-35
FIG. 35, 16,0 cm

140-35D
FIG. 35, 16,0 cm







140-35A
FIG. 35A, 16,0 cm

140-35AD
FIG. 35A, 16,0 cm






140-67N
FIG. 67N, 17,5 cm

140-67ND
FIG. 67N, 17,5 cm


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

TAC-Traction tiefgreifende Zahnzangen · TAC-Traction deep gripping forceps

TAC-TRACTION
Deep gripping




140-36
FIG. 36, 15,0 cm

140-36D
FIG. 36, 15,0 cm




140-36A
FIG. 36A, 15,0 cm

140-36AD
FIG. 36A, 15,0 cm



140-321
FIG. 321, 16,0 cm

140-321D
FIG. 321, 16,0 cm



140-79N
FIG. 79N, 16,0 cm

140-79ND
FIG. 79N, 16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Apix TAC-Traction tiefgreifende Zahnzangen · Apix TAC-Traction deep gripping forceps


i

ApiX TAC-TRACTION

Wurzelzangen für Ober- und Unterkiefer, Bernard-Form, für tief-frakturierte Wurzelreste. Die Wurzel wird sicher vom Zangenmaul umschlossen. Die Zahnung verhindert zuverlässig ein Abrutschen.

Root extraction forceps for upper and lower chaw, Bernard-Shaped, for deep fractured roots. The root will be securely surrounded by the beaks. The serration avoids slipping off.


TAC-TRACTION



140-45S
FIG. 45S, 17,0 cm
mikroverzahnt
micro serrated

140-45SD
FIG. 45S, 17,0 cm
mikroverzahnt + diamantiert
micro serrated + diamond coated





140-51S
FIG. 51S, 17,5 cm
mikroverzahnt
micro serrated

140-51SD
FIG. 51S, 17,5 cm
mikroverzahnt + diamantiert
micro serrated + diamond coated

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Milchzahnzangen · Milk teeth extraction forceps

i

Milchzahnzangen
Milk teeth extraction forceps


Die SCHWERT Milchzahnzangen passen komplett in die Hand des Behandlers um den kleinen Patienten die Angst zu nehmen.

To avoid the fear of our small patients, the SCHWERT pedo forceps are that small to fit completely inside a hand.









212-137
212-137D
KLEIN
11,0 cm

Diamantiert
Diamond coating



212-139
212-139D
KLEIN
11,0 cm




212-140
212-140D
KLEIN
12,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025








212-138
212-138D
KLEIN
10,0 cm








212-122
212-122D
KLEIN
10,5 cm








212-143
212-143D
KLEIN
10,5 cm
+ Wurzeln
+ Roots







212-151
212-151D
KLEIN
12,5 cm
Wurzeln
Roots

i

Standard
Zahnzange
Extraction forceps

Extra Grip
Diamantiert
vergoldeter Griff
Diamond coating
gold plated handle



1. Extraktion · Extraction

Wurzel Zahnzangen · Root extraction forceps


WITZEL
Universalwurzel-splitterzange, S-Design für Unter- und Oberkiefer

Universal root splinters forceps. S-shape for upper and lower jaw.



166
166-300
WITZEL
15,5 cm

Diamantiert
Diamond coating



Wurzelfragmente / Sequester
Root fragments / Sequesters

171
STIEGLITZ
13,5 cm



Wurzelfragmente / Sequester speziell im UK
Root fragments / Sequesters especially in the lower jaw

175
RALK
14,0 cm



Splitterzange, diamantiert, La Grange Biegung
Splinter forceps, diamond coated, La Grange curved

174
PEET
11,5 cm


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Zahnzangen amerikanische Form · Extraction forceps American pattern







250-150
250-150D
FIG. 150, CRYER
18,0 cm, Universal
+ Wurzeln
+ Roots

250-150S
FIG. 150S, CRYER
15,0 cm, Universal
Kinder
Children
+ Wurzeln
+ Roots

Empfohlen als Paar mit 250-151 (Seite 31)
Recommended as pair with 250-151 (Page 31)



+ Wurzeln
+ Roots






FIG. 151SB
Parallel und tiefgreifend, ideal, auch für Wurzeln.

Parallel and deep gripping, ideally suited for roots.


250-151SB
FIG. 151SB
17,0 cm



Kinder
Children
+ Wurzeln
+ Roots








250-150AS
250-150ASD
FIG. 150AS
15,5 cm








250-150AB
FIG. 150AB
17,5 cm



Kinder
Children
+ Wurzeln
+ Roots







250-10S
FIG. 10S
18,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Zahnzangen amerikanische Form · Extraction forceps American pattern



250-89
FIG. 89
17,5 cm




250-90
FIG. 90
17,5 cm




250-53R
FIG. 53R
18,0 cm



250-53L
FIG. 53L
18,0 cm



250-88R
FIG. 88R, NEVIUS
19,0 cm



250-88L
FIG. 88L, NEVIUS
19,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Zahnzangen amerikanische Form · Extraction forceps American pattern



+ Wurzeln
+ Roots

250-151
250-151D 💎
FIG. 151, CRYER
18,0 cm, Universal



Kinder
Children
+ Wurzeln
+ Roots

250-151S
FIG. 151S
15,0 cm

💎 Diamantiert
Diamond coating



250-151AS
250-151ASD 💎
FIG. 151AS
15,0 cm



250-151AB
FIG. 151AB
17,0 cm



250-17
FIG. 17
17,5 cm



250-217
FIG. 217
17,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Zahnzangen amerikanische Form · Extraction forceps American pattern



+ Wurzeln
+ Roots

250-69
FIG. 69, TOMES
18,0 cm, Universal



250-23
FIG. 23
16,5 cm




modifiziertes Maul mit schmaler Öffnung
modfied beak with narrow open

250-23CR
FIG. 23CR
16,5 cm




250-222
FIG. 22
18,0 cm



+ Wurzeln
+ Roots

250-65
FIG. 65
18,0 cm



250-10AS
FIG. 10AS
18,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

i

SCHWERT Periotome · SCHWERT Periotomes



Trennung der Scharpey'schen Fasern mit den SCHWERT Periotomen. Um eine möglichst atraumatische Zahnextraktion durchzuführen, ist es angebracht vor dem Einsatz eines Wurzelhebers oder einer Zahnzange die Scharpey'schen Fasern mittels eines Periotoms zu durchtrennen. Hierzu wird das Periotom vor der Extraktion durch den Sulcus gezogen. Die ordnungsgemäße Anwendung schont die umliegende Gingiva und das Periost.



Cutting of Sharpey's fibres with the SCHWERT Periotomes. To carry out a tooth extraction as gently as possible, it is recommended to start with a periotome before using a root elevator or an extraction forceps. In this case, the periotome is drawn through the periodontal space. The correct usage protects the surrounding gingival and the periost. This is most important before an implant treatment.



1706-1 17,0 cm



1706-2 17,0 cm



1706-3 17,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Approximal Sets für Wurzelreste · Approximal Kits for root residues



618-01 Approximal Desmotom, Fig. 0, gerade, 3,0 mm, auswechselbar, M4x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 0, straight, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended



618-02 Approximal Desmotom, Fig. 4, distal, Biegung, 3,0 mm, auswechselbar, M4 x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 4, distal, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended




618-03 Approximal Desmotom, Fig. 5, mesial, Biegung, 3.0 mm, auswechselbar, M4 x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 5, mesial, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended



1706-10 Periotom P2 / P3 Kombination, auswechselbar, M4 x 0,5 mm, Breiten 1,7 mm / 1,7 mm
Periotome P2 / P3, combination, exchangeable, M4 x 0.5 mm, widths 1.7 mm / 1.7 mm

618-100
Approximal Set für Wurzelreste
im 1/3 Tray, beinhaltet:
Approximal Kit for root residues
in 1/3 tray, consisting of:
**618-01, 618-02, 618-03,
1706-10, 2597-05**



617-110
Approximal P-LUX Set für Wurzelreste
im 1/3 Tray, beinhaltet:
Approximal P-LUX Kit for root residues
in 1/3 tray, consisting of:
**617-12, 617-13, 617-14, 617-15,
2597-05**

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



P-LUX PERIOTOM

P-LUX Periotom · P-Lux Periotome

Mit Skala zur Tiefenmessung während des Trennens der Sharpey'schen Fasern.

With scale for depth measuring while cutting the sharpey' fibres.

Flexible Arbeitsenden
Flexible working tips



617-20S P-LUX Periotom, flexibel, gerade, mit CP15 Skalierung, 15 mm in 1 mm Schritten, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, straight, with CP15 scaling, 15 mm in 1 mm steps, 16.5 cm length



617-20 P-LUX Periotom, flexibel, gerade, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, straight, 16.5 cm length



617-21 P-LUX Periotom, flexibel, gebogen, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, curved, 16.5 cm length

i

P-LUX Periotome · P-LUX Periotomes

Trennung der Scharpey'schen Fasern mit dem neuen SCHWERT P-LUX Periotom. Um eine möglichst atraumatische Zahnextraktion durchzuführen, ist es angebracht vor dem Einsatz eines Wurzelhebers oder einer Zahnzange die Scharpey'schen Fasern mittels eines Periotoms zu durchtrennen. Hierzu wird das Periotom vor der Extraktion durch den Sulcus gezogen. Die ordnungsgemäße Anwendung schont die umliegende Gingiva und das Periost. Das SCHWERT P-LUX Griffdesign garantiert dabei ein sicheres und taktiles Handling. **Besonders hervorzuheben ist dabei die außergewöhnlich hohe Stabilität der Klinge. Durch ihre Flexibilität passt sie sich optimal der Wurzelkontur an und gleichzeitig kann ein hoher Druck aufgebaut werden.**

Cutting of sharpey's fibres with the new SCHWERT P-LUX periotome. To accomplish an atraumatic extraction the Sharpey's fibres should be separated by using a periotome primary to the use of extraction forceps or elevators. Therefore the Periotome is driven through the sulcus. The proper use prevents the surrounding gingiva and the periost. The SCHWERT P-LUX handle design secures a safe and tactile handling. The blade of this periotome has to be highlighted specially – **the blade is flexible and adapts perfectly to root structures, simultaneously due to its high stability it is possible to gain a certain pressure.** This is possible by choosing a special medical stainless steel and hardening treatment.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

P-LUX Elevatoren · P-LUX elevators

P-LUX




i

P-LUX · P-LUX

Die neuen **P-LUX** sind eine moderne, universelle und komplette Serie von Extraktionsinstrumenten in einem Tray. Das neue Griffdesign ist höchst ergonomisch, verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Gebrauchs und garantiert außerdem eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung. Zahn- und Wurzelfrakturen werden verhindert. Alle Instrumente sind perfekt zur atraumatischen Zahnextraktion geeignet, ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Die Farbmarkierung erlaubt eine übersichtliche Anwendung.

The new **P-LUX** are the modern, universal and complete extraction instrument series in one tray. The new handle design is highly ergonomic and prevents unintended slipping during the usage. It also guarantees a direct and controlled power transmission to prevent from tooth and root fractures.
All instruments are perfectly suited for a non-traumatic tooth extraction without injuring surrounding structures. The color coding ensures a fast and easy handling.

617-100
P-LUX Set, beinhaltet:
P-LUX Kit, consisting of:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20, 1371-1, 2597-08



mit gezahnter Lucas Kürette
with serrated Lucas curette

2597-08
Protector für bis zu 8 Instrumente, 180 x 136 x 27 mm
Protector for up to 8 instruments, 180 x 136 x 27 mm

617-100S
P-LUX Set mit gezahnter Lucas Kürette, beinhaltet:
P-LUX Kit with serrated Lucas curette, consisting of:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20, 1372-11, 2597-08

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

i

P-LUX Anwendung · P-LUX application



1. Initiales Lösen der Desmodontalfasern mit dem P-LUX Desmotom. Arbeitsposition Bleistiftgriff.

1. Initial loosening of the desmodontal fibres with the P-LUX desmotome. Working position pencil handle.



2. Progressive Luxation mit den P-LUX Instrumenten (von schmal, zu breit). Ideale Positionen: Approximal (mesial oder distal) zum zu extrahierenden Zahn.

2. Progressive luxation with the P-LUX instruments (first narrow then wide). Best positions: Approximal (mesial or distal) to the tooth to be extracted!



3. Komplette Luxation unter Verwendung eines breiten P-LUX Instruments. Schonende Extraktion ohne Wurzelfraktur!


3. Complete luxation with support of a wide P-LUX instrument. Gentle extraction without root fractures!



4. Inspektion der leeren Zahnalveole. **Wichtig: Komplette Entfernung aller entzündlichen und konvektiven Gewebestrukturen.**


4. Inspection of the empty tooth socket. **Important: Complete removal of all inflammable and connective tissue structures.**






617-01 P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer, 16,0 cm
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw, 16.0 cm






617-02 P-LUX FIG. 2, 3,0 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer, 16,0 cm
P-LUX FIG. 2, 3.0 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw, 16.0 cm





617-03 P-LUX FIG. 3, 4,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer, 16,0 cm
P-LUX FIG. 3, 4.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw, 16.0 cm





617-04 P-LUX FIG. 4, 2,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer, 16,0 cm
P-LUX FIG. 4, 2.5 mm, curved, blue, for lower jaw, 16.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

P-LUX Elevatoren · P-LUX elevators


P-LUX






617-05 P-LUX FIG. 5, 3,0 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer, 16,0 cm
P-LUX FIG. 5, 3.0 mm, curved, blue, for lower jaw, 16.0 cm






617-06 P-LUX FIG. 6, 4,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer, 16,0 cm
P-LUX FIG. 6, 4.5 mm, curved, blue, for lower jaw, 16.0 cm






617-08 P-LUX FIG. 8, gebogen, rot, distal Wurzelheber, 16,0 cm
P-LUX FIG. 8, curved, red, distal elevator, 16.0 cm






617-09 P-LUX FIG. 9, gebogen, rot, mesial Wurzelheber, 16,0 cm
P-LUX FIG. 9, curved, red, mesial elevator, 16.0 cm





617-10 P-LUX FIG. 10, gebogen, gelb, distal Wurzelheber, 16,0 cm
P-LUX FIG. 10, curved, yellow, distal elevator, 16.0 cm





617-11 P-LUX FIG. 11, gebogen, gelb, mesial Wurzelheber, 16,0 cm
P-LUX FIG. 11, curved, yellow, mesial elevator, 16.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

P-LUX



617-07 P-LUX FIG. 7, Desmotom, gerade, gelb, zum initialen Lösen der Desmodontalfasern, 16,0 cm
P-LUX FIG. 7, desmotome, straight, yellow, for initial cutting of the desmodontal fibres, 16.0 cm




617-12 P-LUX FIG. 12, Desmotom gebogen, rot, für distalen Zugang, 16,5 cm
P-LUX FIG. 12, desmotome, curved, red, distal angulation, 16.5 cm



617-13 P-LUX FIG. 13, Desmotom gebogen, rot, für mesialen Zugang, 16,5 cm
P-LUX FIG. 13, desmotome, curved, red, mesial angulation, 16.5 cm



617-14 P-LUX FIG. 14, Desmotom linksgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren, 16,5 cm
P-LUX FIG. 14, desmotome, left-bending, yellow, for lingual / buccal luxation, 16.5 cm



617-15 P-LUX FIG. 15, Desmotom rechtsgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren, 16,5 cm
P-LUX FIG. 15, desmotome, right-bending, yellow, for lingual / buccal luxation, 16.5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

LUXIAL Wurzelheber · LUXIAL elevators


Atraumatisch durch scharfe, grazile Arbeitsenden. Alveole und bukkale Lamelle werden geschont und das Risiko einer Fraktur verringert. **Die Instrumente dürfen nicht hebelnd angewendet werden!**

Atraumatic because of slender and sharp working tips. The alveole is mostly conserved and fracture of the thin buccal wall much lowered. **The instruments may not be used as a lever!**



1. Die Instrumentenspitze wird möglichst axial in Wurzelrichtung in den Parodontalspalt eingeführt.

1. The instruments tip is inserted into the sulcus towards the root in as axial direction as possible.



2. Durch möglichst parallele Führung zur Zahnwurzel und leichte Druck- und Drehbewegungen wird das Instrument apikal inseriert. Dieses Vorgehen bei Bedarf auch auf der gegenüberliegenden Seite des Zahns anwenden.

2. The tip is guided deeper along the root through gentle pressure and twisting movement in apical direction. Eventually this has to be repated on the opposite side of the tooth.



3. Sollte der Zahn noch in der Alveole festsitzen, sollte ein spezielles Instrument für diesen Zweck, beispielsweise Heber nach BECK **615-X** (Seite 42) für die Drehbewegung angewendet werden.

3. If the tooth will last in the alveolus and further torque is needed, please change to the special instrument for that purpose: BECK elevator **615-X** (page 42).



610-2
LUXIAL
2,5 mm
12,0 cm

610-3
LUXIAL
3,5 mm
12,5 cm

610-4
LUXIAL
4,5 mm
12,5 cm

610-12
LUXIAL
2,5 mm
12,0 cm

610-13
LUXIAL
3,5 mm
12,0 cm

610-14
LUXIAL
4,5 mm
12,0 cm

LUXIAL Wurzelheber · LUXIAL elevators



614-2
LUXIAL
2,0 mm
15,5 cm



614-3
LUXIAL
3,0 mm
15,5 cm



614-4
LUXIAL
4,0 mm
15,5 cm



614-5
LUXIAL
5,0 mm
15,5 cm



614-12
LUXIAL
2,0 mm
15,0 cm



614-13
LUXIAL
3,0 mm
15,0 cm



614-14
LUXIAL
4,0 mm
15,0 cm



614-15
LUXIAL
5,0 mm
15,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

AX-LUX Wurzelheber · AX-LUX elevators

AX-LUX





614-21
FIG. 3S
AX-LUX
3,0 mm
16,5 cm

614-22
FIG. 5S
AX-LUX
5,0 mm
16,5 cm

614-23
FIG. 3C
AX-LUX
3,0 mm
16,5 cm

614-24
FIG. 5C
AX-LUX
5,0 mm
16,5 cm



i

AX-LUX Wurzelheber · AX-LUX elevators

AX-LUX Wurzelheber wurden als Alternative zum klassischen Wurzelheber entwickelt. In der Anwendung ist das Hebeln nicht vorgesehen. Vielmehr soll über die vorherige Lösung der Sharpey'schen Fasern eine nachher schonende Entfernung des Zahns mittels **axialer Luxation** erzielt werden.

These AX-LUX elevators have been developed as an alternative for classic elevators. The instrument must not be used as a lever. Furthermore the gentle removal of teeth should be achieved by **axial luxation** and cutting the scharpey's fibres.



Die Spitze axial in den Parodontalspalt eingeführen. Durch parallele Führung zur Zahnwurzel und leichte Druck- und Drehbewegungen wird das Instrument apikal inseriert.
The tip is inserted into the sulcus towards the root in a axial direction. The tip is guided deeper along the root through gentle pressure and twisting movement in apical direction.



Achtung: Hebelnde und nicht flächig anliegende Belastungen der Instrumente vermeiden, da dies zu Instrumentenbruch führen kann.

Attention: Usage with leverage and non-planar pressure needs to be avoided. This can cause breakage of the tips.



Achtung: Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Attention: We cannot be held responsible for damages caused by improper use.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

APICAL
Heber besonders filigran für tiefen apikalen Zugang
Elevators very delicate for deep apical access



790-1
APICAL
2,5 mm
15,5 cm



790-5
APICAL
3,0 mm
16,5 cm



790-12
APICAL
3,5 mm
16,0 cm



790-13
APICAL
3,5 mm
16,0 cm



638
FIG. 57
Ø 4,0 mm
16,0 cm

Bajonett-Form,
Hohlschliff mattiert
bayonet shaped



620-2
BEIN
2,0 mm
14,0 cm

620-3
BEIN
3,0 mm
14,0 cm

620-4
BEIN
4,0 mm
14,0 cm



634-3
FIG. 46
3,0 mm
14,0 cm

634-2
FIG. 34S
3,5 mm
16,5 cm

634-1
FIG. 34
5,0 mm
15,0 cm



634-4
FIG. 301
2,5 mm
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Wurzelheber · Elevators



648-1
LINDO-LEVIEN
3,0 mm
15,5 cm



648-2
LINDO-LEVIEN
3,5 mm
16,0 cm



648-3
LINDO-LEVIEN
4,0 mm
16,0 cm



648-11
LINDO-LEVIEN
3,0 mm
15,5 cm



648-12
LINDO-LEVIEN
3,5 mm
15,0 cm



648-13
LINDO-LEVIEN
4,0 mm
15,0 cm

i

LINDO-LEVIEN Wurzelheber
LINDO-LEVIEN elevators

Durch Drehbewegung werden die LINDO-LEVIEN Wurzelheber axial in den Parodontalspalt eingeführt. Die feine Zahnung, die wie Widerhaken gearbeitet ist, greift an der Wurzel. Durch Abstützung auf den Nachbarzähnen kann mit einer Ziehbewegung die Wurzel **ohne zu hebeln** extrahiert werden.

With twist insertion into the periodontal space in axial direction, the fine teeth of the working tip will grip. Now by support of the neighbour teeth and a pulling movement the tooth is extracted **without levering**.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



615-1
BECK
2,8 mm
16,0 cm



615-2
BECK
3,5 mm
16,0 cm



615-3
BECK
4,0 mm
16,0 cm

i

Modifizierter Heber nach BECK
Modified Elevator BECK

Der modifizierte BECK Heber erlaubt eine optimierte interdental Luxation. Herkömmliche Wurzelheber verfügen über einen runden Instrumentenrücken. Diese Geometrie bietet keine Abstützungspunkte am Nachbarzahn. Der SCHWERT Heber nach BECK besitzt auf der Instrumentenrückseite mehrere Flächen und keinen Radius. Hiermit wird die Anzahl der Abstützungspunkte auf 5 erhöht. Im Ergebnis verlängert sich die einwirkende Hebekraft während der Luxation um mehr als das Doppelte, was die Luxation deutlich verkürzt und optimiert.

The new modified BECK Elevator allows an optimized interdental luxation. Standard elevators have a round back surface at the working tip. But a radius doesn't give brace support. With the flattened geometry of the new SCHWERT BECK elevator the number of supporting points is increased to 5. As a result the lifting power is more than doubled during the luxation, it is easier and time saving.



1. Durch den feinen und flachen Ellipsenschliff an der Instrumentenspitze ist ein schonendes Eindringen in den Approximalraum gewährleistet. Die seitliche Verzahnung erzeugt zusätzlichen Grip am zu extrahierenden Zahn.

1. The elliptical and thin tip shape simplifies the approximal insertion. The serration generates additional grip on the extracted tooth.



2. Bedingt durch die Formgebung der Instrumentenspitze stehen 180° hebende Kraft am zu extrahierenden Zahn zur Verfügung (90° bei herkömmlichen Hebern). Die Extraktion wird so deutlich unterstützt.

2. Because of the tips shape 180° lifting power are available at the tooth to be extracted (Standard elevators are granting less than 90°). With the BECK elevator the extraction is performed much faster and easier.



3. Durch die spezielle Formgebung ist eine axial hebelnde Belastung der Instrumentenspitzen zu vermeiden, da dies zu Bruch führen kann. Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

3. It is not foreseen, to use the instrument as an axial lever, as shown on the picture or in any other way. Because of the special shape an over strengthening of the tip may cause breakage. We assume no liability for these damage.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Wurzelheber · Elevators

i

Wurzelheber FIG. 77R
Root elevator FIG. 77R



Aufgrund der Biegung des Instruments ist ein sehr guter Zugang am Approximalkontakt zum 8er Zahn in allen Quadranten möglich. Die feine, gezahnte Spitze erlaubt ein schonendes Luxieren.

The angulation of the instrument secures an excellent access on the approximal contact to tooth no. 8 in all quadrants. The fine serrated tip allows a gentle luxation.



Die feine Maulrandzahnung stellt sicher, dass der Zahn beim Luxieren nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that the tooth will not slide from the instrument during luxation.



ACHTUNG! Es ist nicht vorgesehen, diese Instrumente hebelnd einzusetzen.

ATTENTION! Don't use the instrument as a lever.



ACHTUNG! Bitte vermeiden Sie die punktuelle Überbelastung des Instruments auf der absoluten Spitze. Dies kann zum Ausbrechen des Arbeitsendes führen.
Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

ATTENTION! Please avoid any punctual overstressing of the instrument on its absolute tip, as the working tip might break off.
We cannot assume any liability for damages caused by improper use of the instruments.



614-30
FIG. 77R
15,5 cm

hervorragend geeignet für 8er
perfectly suited for wisdom teeth

614-31
FIG. 77
15,5 cm

Apical Wurzelheber, hervorragend geeignet für sämtliche 5er, 6er und 7er bei distaler Anwendung
Apical root elevator, perfectly suited for all pre-molars and molars with a distal approach

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



i

LEVY Elevator 18-28
LEVY Elevator 18-28

- Der Griff ist lang genug, um Molarenbereiche zu erreichen, ohne das Sichtfeld zu behindern
- Aufgrund der Länge des Griffs bis zur aktiven Spitze ist weniger Kraft erforderlich.
- Hochfestes Metallgehäuse mit Verjüngung
- Sichelförmige aktive Spitze, die ein atraumatisches Einführen in den Interdentalraum ermöglicht
- Abgeschrägte aktive Spitze, die das Einschneiden und Ablösen des keratinisierten Zahnfleisches erlaubt
- Starke und Effektive aktive Spitze für die Durchführung von Ostektomien speziell in der Maxilla.

- The handle is long enough to reach molar areas without obstructing the field of view
- Less strength is required due to the length of the handle until the active tip.
- High strength metal temper with tapering
- Sickle-shaped active tip allowing atraumatic insertion into the interdental embrasure
- Beveled active tip that allows incises and detaches of the keratinized gum
- Strengh and effectiveness of the active tip for performing ostectomy specially in the maxila.








1490-50
Levy Elevator 18-28
Extra starkes Chompret Syndesmotom zur 8er Extraktion, 21 cm Länge
Levy Elevator 18-28
Extra strong Chompret syndesmotome for wisdom tooth extraction, 21 cm long



1490-60
Levy Elevator 38-48
Beck Heber Figur 2, 3,5 mm, mit langem Schaft, 21 cm Länge
Levy elevator 38-48
Beck tip figure 2, 3.5 mm, with long shaft, 21 cm length

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Wurzelheber · Elevators



782-12
FLOHR
3,5 mm
16,0 cm



782-13
FLOHR
3,5 mm
15,0 cm



782-5
FLOHR
3,5 mm
15,0 cm



782-2
FLOHR
3,2 mm
15,0 cm



782-3
FLOHR
3,2 mm
14,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Wurzelspitzenheber · Root apex elevators



814-1
HEIDBRINK
2,5 mm
14,0 cm
glatt
smooth



814-3
HEIDBRINK
2,5 mm
15,0 cm
glatt
smooth

815-3
HEIDBRINK
2,5 mm
15,0 cm
Maulrand-
zahnung
serrated



814-4
HEIDBRINK
2,5 mm
15,0 cm
glatt
smooth

815-4
HEIDBRINK
2,5 mm
15,0 cm
Maulrand-
zahnung
serrated

i



HEIDBRINK Wurzelspitzenheber
HEIDBRINK root apex elevators

- Sehr fein und spitz
- Verlängerte Arbeitsenden
- Feine Verzahnung für besseren Grip

- Very fine and pointed
- Extended working tips
- Serrated for a perfect grip



Nur für Wurzelfragmente · For root fragments only

810 1,5 mm, 17,0 cm



811 2,0 mm, 17,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Syndesmotome · Syndesmotomes



636-1
BERNARD
4,0 mm
15,0 cm



636-2
BERNARD
4,0 mm
15,0 cm



1490-1
CHOMPRET
15,0 cm



1490-2
CHOMPRET
15,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025





835-1
CRYER
15,5 cm

835-2
CRYER
15,0 cm



836-27
CRYER
15,5 cm

836-28
CRYER
15,5 cm



850-12
FIG. 12L
WINTER
11,5 cm

850-13
FIG. 12R
WINTER
11,5 cm



804-2
WARWICK-JAMES
13,5 cm

804-3
WARWICK-JAMES
13,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

1. Extraktion · Extraction

Drehmeißel Wiener Modell · Chisels



925-2
2,0 mm
13 cm



925-3
3,0 mm
13 cm



925-4
4,0 mm
13 cm



926-2
2,0 mm
13 cm



926-3
3,0 mm
13 cm



926-4
4,0 mm
13 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Chirurgie
Surgery



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

SAFE-EX 2® Sicherheitsklingenhalter· SAFE-EX 2® safety blade holder

SAFE-EX patented

Neues Modell · New model



SAFE-EX 2® Skalpellgriff · SAFE-EX 2® Scalpel blade holder

Neues Design und verbesserte Abwurf-Funktion für noch sichereres Arbeiten. Vereinfachter Zusammenbau zur besseren Reinigung.

New design and improved drop off function for easier working. More convenient mantling for better maintenance.



1033-61
SAFE-EX 2®
15 cm
Sicherheitsklingenhalter, ergonomische Form, zerlegbar
Safety blade holder, ergonomic shape, dismountable

SAFE-EX 2® · SAFE-EX 2®

Das alltägliche Verletzungsrisiko beim Aufnehmen und vor allem dem Entfernen der Klinge vom Skalpell Griff ist mit herkömmlichen Instrumenten unvermeidlich. Mit dem neuen SCHWERT SAFE-EX hat man eine Innovation geschaffen die den Praxisalltag verändert. Die im Griff integrierte Funktion, ähnlich der Benutzung eines Kugelschreibers, reduziert die Verletzungsgefahr auf ein Minimum. Die Klinge wird beim SAFE-EX per Knopfdruck am distalen Ende einfach ausgeworfen. Praxispersonal wird im Zuge der Wiederaufbereitung wirksam vor Krankheitsübertragungen und Infektionen durch Schnitte geschützt.

The daily risk of injuries by mounting and especially dismounting of blades is not avoidable by standard blade holders. With the new SCHWERT SAFE-EX an innovation was developed that changes the daily routine eminently. The integrated function that works like a regular ball pen reduces the risk of an injury to a minimum. The blade is ejected from the SAFE-EX just by pushing the button on the distal end. The practice staff, especially during the re-processing, is safe from infections caused by unintended cuts.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Einfach und unkompliziert!

Durch den neuen speziellen Schliff, ist die Klinge von beiden Seiten anbringbar.

Easy and uncomplicated!

Due to the new unique cut, the blade can be attached from both sides.



1033-50
Edelstahl, gerade, ergonomische Form, 15,0 cm
Stainless steel, straight, ergonomic shape, 15.0 cm



1033-51
Edelstahl, gebogen, ergonomische Form, 15,0 cm
Stainless steel, curved, ergonomic shape, 15.0 cm



1043-1
12,5 cm



1043
FIG. 3
12,5 cm

	100 Stk., unsteril 100 pcs., non-sterile	100 Stk., **steril** 100 pcs., **sterile**
 FIG. 10	**1053-110**	**1063-10**
 FIG. 11	**1053-111**	**1063-11**
 FIG. 12	**1053-112**	**1063-12**
 FIG. 12D	**1053-112D**	**1063-12D**
 FIG. 15	**1053-115**	**1063-15**
 FIG. 15C	**1053-115C**	**1063-15C**

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Skalpellgriffe · Scalpel handles



3405
BLAKE
16,0 cm



1033-1
16,0 cm



1033-10
1,0 mm, 16,0 cm Länge, zum Präparieren von feinen und präzisen Gewebestreifen
1.0 mm, lenght 16.0 cm, for dissection of precise and delicate soft tissue grafts

1033-15
1,5 mm, 16,0 cm Länge, zum Präparieren von feinen und präzisen Gewebestreifen
1.5 mm, lenght 16.0 cm, for dissection of precise and delicate soft tissue grafts



1033-3
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025




1035
Rasierklingelhalter
Razor blade holder



1050

i

Klingenentferner · Blade remover







A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

ULTRA Scheren · ULTRA Scissors



i

ULTRA Scheren · ULTRA scissors

In der Praxis sind perfekt funktionierende Instrumente gefordert um Zeit zu sparen und noch präzisere Eingriffe zu ermöglichen. Die neuen schwarz beschichteten SCHWERT ULTRA Scheren vereinigen dabei die Vorteile bekannter SuperCut Scheren mit einer extrem harten und widerstandsfähigen Oberfläche:

- Extrem harte und glatte Oberfläche für präzisen Gang und geringen Verschleiß
- SuperCut Schliff für rasiermesserscharfes Schneiden und weniger Trauma. Ein Scherblatt mikroverzahnt damit Faden oder Weichgewebe nicht abrutschen
- Die blendarme schwarze Beschichtung verbessert die Sicht und bietet hervorragenden Kontrast im ausgeleuchteten Mundraum für noch präzisere Eingriffe
- Besonders beständig gegen Chemikalien in der Wiederaufbereitung
- Als „La Grange" Figur erhältlich › Anatomische S-Form für guten Zugang in allen Quadranten

In todays practice perfectly functioning instruments are required to save time and still allow more precise treatments. The new black coated SCHWERT ULTRA Scissors combine the advantages of known SuperCut with an extremely hard and durable surface:

- Extremely hard and smooth coating for a precise feeling and less wear
- SuperCut finish for razor sharp cutting and less trauma. One blade micro serrated so that thread or soft tissue will not slip off
- The low-glare black coating improves visibility and provides excellent contrast to the gingiva. For even more precise surgical interventions
- Highly resistant to chemicals and thus excellently clean and sterilizable
- Available as "La Grange" figure › Anatomical S-shape for easy access in all mouth areas

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



SCHWERT Scheren · SCHWERT scissors

SCHWERT Premium Scheren
- speziell gehärteter Stahl
- Präzise Schnittführung über die gesamte Blattlänge
- leichter Gang

SCHWERT Premium scissors
- special steel and hardening
- precise cutting from the tip along the whole blade
- smooth cutting

SC Scheren (SuperCut)
- spezieller, extrem scharfer Schnittwinkel für verringertes Trauma und weniger Kraftaufwand
- eine Schneide Mikroverzahnt um Abrutschen von Faden und Weichgewebe zu verhindern
- Goldmarkierung an einem Griff

SC scissors (SuperCut)
- very sharp – less effort and trauma due to a special cutting edge
- one blade micro serrated to avoid suture and tissue slippage
- one handle gold coated

TC Scheren
- sehr lange Lebensdauer durch Hartmetalleinsätze auf beiden Schneiden, speziell bei hartem Nahtmaterial
- Goldmarkierung an beiden Griffen

TC scissors
- long durability due to Tungsten carbide inserts on both blades, especially for hard sutures
- both handles gold coated


Normale Scheren
Ordinary scissors



SC Scheren
SC scissors

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com
1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Scheren · Scissors

Zahnfleischscheren · Medical gum scissors





1110
STANDARD
11,5 cm
gerade
straight

1110-400
SC
11,5 cm
gerade
straight

1180
TC
11,5 cm
gerade
straight

1110-400B
ULTRA
11,5 cm
gerade
straight



1111
STANDARD
11,5 cm
gebogen
curved

1111-400
SC
11,5 cm
gebogen
curved

1181
TC
11,5 cm
gebogen
curved

1111-400B
ULTRA
11,5 cm
gebogen
curved



1113
STANDARD
11,5 cm
kniegebogen
bent

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

LA GRANGE Schere · LA GRANGE scissors

- der Mund-Anatomie angepasste S-Form
- kein Abrutschen von Nahtmaterial oder Weichgewebe
- ideal auch für den Molarenbereich

- S-shape, perfectly suitable for all mouth areas
- serrated blade grabs to prevent tissue or suture slipping
- especially for the molar region









1133
LA GRANGE
11,5 cm
S-Form
S-shape

1133-400
LA GRANGE SC
11,5 cm
S-Form
S-shape

1133-200
LA GRANGE TC
11,5 cm
S-Form
S-shape

1133-400B
LA GRANGE ULTRA
11,5 cm
S-Form
S-shape

1114-1
TURMSPITZ
12,0 cm
gerade
straight

sehr fein
very fine

1115-1
TURMSPITZ
12,0 cm
gebogen
curved

sehr fein
very fine

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Scheren · Scissors



Ideale Länge für den Molarenbereich.
Perfect lenght for molar areas.



1124
JOSEPH
14,0 cm
gerade
straight



1125
JOSEPH
14,0 cm
gebogen
curved

1125-400
JOSEPH SC
14,0 cm
gebogen
curved

1125-400B
JOSEPH ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved



1120
WAGNER
12,0 cm
gerade
straight



1116
GOLDMANN-FOX
13,0 cm
mikroverzahnt, gerade
micro serrated, straight

1116-400
GOLDMANN-FOX SC
13,0 cm
mikroverzahnt, gerade
micro serrated, straight

1116-200
GOLDMANN-FOX TC
13,0 cm
mikroverzahnt, gerade
micro serrated, straight



1117
GOLDMANN-FOX
13,0 cm
mikroverzahnt, gebogen
micro serrated, curved

1117-400
GOLDMANN-FOX SC
13,0 cm
mikroverzahnt, gebogen
micro serrated, curved

1185
GOLDMANN-FOX TC
13,0 cm
mikroverzahnt, gebogen
micro serrated, curved

1117-400B
GOLDMANN-FOX ULTRA
13,0 cm
gebogen
curved



1117-1
GOLDMANN-FOX
13,0 cm
mikroverzahnt, S-Form
micro serrated, S-shape

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Scheren · Scissors



1152
LOCKLIN
16,0 cm

1152-1
LOCKLIN
16,0 cm
mikroverzahnt
micro serrated



1142
KELLY
16,0 cm
gerade
straight



1143
KELLY
16,0 cm
gebogen
curved

1143-400
KELLY SC
16,0 cm
gebogen
curved

1187
KELLY TC
16,0 cm
gebogen
curved



1147-1
DEAN
17,5 cm
gezahnt, S-Form
saw edge, S-shape

1147-400
DEAN SC
17,5 cm
S-Form
S-shape

1147-51
DEAN TC
17,5 cm
S-Form
S-shape

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025







1168
SPENCER
9,0 cm
Ligaturenschere
Ligature scissors
gerade
straight

1168-11
SPENCER
11,0 cm
Ligaturenschere
Ligature scissors
gerade
straight

1168-200
SPENCER
11,0 cm
Ligaturenschere
Ligature scissors
kniegebogen
bent



1162-13
Chirurgische
Schere
13,0 cm
gerade
straight



1163-13
Chirurgische
Schere
13,0 cm
gebogen
curved

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Metzenbaum Präparierschere
Metzenbaum preparation scissors

Die Präparierschere nach Metzenbaum ist lediglich in zweiter Instanz zum Schneiden entworfen. Diese Scherenvariante dient zur Präparation und atraumatischen Trennung der von Gewebsschichten innerhalb des gesamten Weichgewebebereichs. Präparierscheren zeichnen sich durch ihre verrundeten Außenkanten der Schneidblätter und stumpfen Spitzen aus, wodurch sich das Weichgewebe präzise und atraumatisch trennen lässt.

Metzenbaum preparation scissors are only used for cutting in a second instance. These scissors variants are for preparation and atraumatic dissection of tissue layers within the complete soft tissue area. Preparation scissors' blades have rounded outer edges and blunt tips, this combination allows precise and atraumatic dissections.





1139-14
METZENBAUM
14,0 cm
gebogen
curved

1139-214
METZENBAUM TC
14,0 cm
gebogen
curved

1139-400B
METZENBAUM
ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

1139-18
METZENBAUM
18,0 cm
gebogen
curved



1139-11
METZENBAUM
STRABISMUS
11,5 cm. 4 1/2"
gebogen
curved

sehr fein
very fine



432
LUER-FRIEDMANN
3,0 mm, 30°, 14,0 cm



433
LUER-FRIEDMANN
3,5 mm, 30°, 16,0 cm



436-1
LUER-FRIEDMANN
4,0 mm, 30°, 16,5 cm



sehr grazil
very fine

431-10
MICRO-FRIEDMANN
1,5 mm, 30°, 14,0 cm



431-20
MICRO-FRIEDMANN
2,0 mm, 30°, 15,0 cm



La Grange
Biegung für universellen Zugang
La Grange shape for universal approach

431-21
MICRO-FRIEDMANN
1,6 mm, 15,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST






434-2
MINI-FRIEDMANN
2,0 mm, 30°, 13,5 cm



434-1
MINI-FRIEDMANN
2,5 mm, 30°, 13,5 cm



434-0
MINI-FRIEDMANN
2,0 mm, 90°, 13,5 cm



451
BLUMENTHAL
3,5 mm, 45°, 15,0 cm



514
CLEVELAND
FIG. 5, 16,0 cm
Knochensplitterzange
Bone cutting forceps



503
BEYER
3,0 mm, 18,0 cm
DOUBLE ACTION

Bessere Kraftübertragung
durch doppelte Übersetzung.
More power due to double
transmission.


SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

DE BAKEY Pinzette · DE BAKEY forceps

Die DE BAKEY ist eine atraumatische Pinzette, die vor allem zum Fassen und Halten von empfindlichen Gefäßen und Weichgewebe geeignet ist. Durch ihre spezielle Zahnung wird der Druck auf das Gewebe auf eine viel größere Oberfläche verteilt und das Trauma deutlich reduziert.

The DE BAKEY is an atraumatical tissue forceps, suitable especially for holding sensitive vessels and soft tissue. Due to its special serration, the pressure is distributed over a larger surface and reduces the trauma significantly.





1225-15TC
DE BAKEY TC
1,5 mm
15,0 cm

atraumatisch mit
TC-Einlagen
Länge 15 cm
Breite 1,5 mm
TC-Länge 6 mm
Riefung Länge 4 mm
atraumatic with
TC inserts
length 15 cm
width 1,5 mm
TC lenght 6 mm
serration lenght 4 mm



1225-15
DE BAKEY
1,5 mm
15,0 cm

1223-15
DE BAKEY
2,0 mm
15,0 cm



1224-15
DE BAKEY
2,0 mm
15,0 cm





1207
ADSON
1,0 mm
12,0 cm



1220-12
ADSON TC
1,7 mm
12,0 cm



1220-15
ADSON TC
1,7 mm
15,0 cm





1207-115
MICRO-ADSON
0,8 mm
15,0 cm

sehr fein
very fine

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Pinzetten anatomisch · Dressing forceps



1197-13
SEMKEN
1,2 mm
13,0 cm

1197-15
SEMKEN
1,5 mm
15,0 cm

1210
TAYLOR
1,5 mm
17,5 cm



1201-14
2,0 mm
14,0 cm



1213
CUSHING
1,2 mm
18,0 cm



1205-13
3,0 mm
13,0 cm

1205-14
3,4 mm
14,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



1208
ADSON
1x2, 1,5 mm
12,0 cm



1218
GILLES
1x2, 1,6 mm
16,0 cm



1208-115
MICRO-ADSON
1x2, 1,0 mm
15,0 cm

sehr fein
very fine



1208-215
MICRO-ADSON
1x2, 1,0 mm
15,0 cm
gebogen
curved

sehr fein
very fine





1198-13
SEMKEN
1x2, 1,5 mm
13,0 cm

1198-15
SEMKEN
1x2, 1,6 mm
15,0 cm



1198-131
SEMKEN
1x2, 1,5 mm
13,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Pinzetten chirurgisch / Nahtpinzette · Dissecting forceps / Suture forceps



1202-14
1x2, 1,7 mm
14,0 cm



1212
TAYLOR
1x2, 1,5 mm
17,5 cm



1206-14
1x2, 2,3 mm
14,0 cm




1214-1
MICRO-CUSHING
1x2, 0,9 mm
17,5 cm

sehr fein
very fine



2110
Nahtpinzette
Suture forceps
15,0 cm





1254
HALSTED-MOSQUITO
12,5 cm

1254-14
HALSTED-MOSQUITO
14,0 cm

1255
HALSTED-MOSQUITO
12,5 cm



1255-14
HALSTED-MOSQUITO
14,0 cm



1256
HALSTED-MOSQUITO
1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
12,5 cm



1257
HALSTED-MOSQUITO
1 x 2 Zähne
1 x 2 teeth
12,5 cm




1248
KELLY
14,0 cm



1249
KELLY
14,0 cm



1260
MICRO-HALSTED
9,5 cm



1261
MICRO-HALSTED
9,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Tuchklemme / Kornzange · Towel clip / Dressing forceps



1284-9
BACKHAUS
9,0 cm
Tuchklemme
Towel clip

1284-11
BACKHAUS
11,0 cm
Tuchklemme
Towel clip



1280
JONES
9,0 cm
Tuchklemme
Towel clip



1290-20
GROSS
20,0 cm
Kornzange
Dressing forceps

1291-20
GROSS
20,0 cm
Kornzange
Dressing forceps

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



1371-1 LUCAS FIG. 85, Ø 2,5 mm, 17,0 cm
LUCAS FIG. 85, Ø 2.5 mm, 17.0 cm



1371-2 LUCAS FIG. 86, Ø 3,0 mm, 17,0 cm
LUCAS FIG. 86, Ø 3.0 mm, 17.0 cm



1361-1 HEMINGWAY Ø 2,5 mm, 17,0 cm
HEMINGWAY Ø 2.5 mm, 17.0 cm



1361-2 HEMINGWAY Ø 3,0 mm, 17,0 cm
HEMINGWAY Ø 3.0 mm, 17.0 cm



1361-3 HEMINGWAY Ø 3,5 mm, 17,0 cm
HEMINGWAY Ø 3.5 mm, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

LUCAS Küretten · LUCAS curettes

i

SCHWERT Design · LUCAS Küretten · LUCAS curettes

Die bewährten Lucas Küretten im SCHWERT Design Griff für ein optimales Handling. Die Größen 1,5 mm, 2,5 mm und 3,0 mm sind nun neben der Standardausführung auch mit gezahnten Arbeitsenden verfügbar. Die feine Zahnung ermöglicht dabei eine ideale Behandlung, im Bereich der Zystenentfernung und wirkt effektiv einem Wegrutschen, an der zu behandelnden Stelle entgegen.

The proven Lucas curettes in the SCHWERT design handle for a precise handling. The sizes 1.5 mm, 2.5 mm and 3.0 mm are now beside the standard figures also available with serrated working tips. The fine serration allows an ideal treatment in the area of removing cysts and avoids effectively a slipping away from the spot which has to be treated.






1372-0 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, non-serrated



1372-1 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, non-serrated




1372-2 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, non-serrated



1372-10 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, serrated



1372-11 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, serrated




1372-12 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, serrated

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025





1415
WILLIGER
4,5 mm
12,5 cm

1416
WILLIGER
6,0 mm
16,0 cm






1413-1
OBWEGESER
6,0 mm
17,5 cm



1413-2
OBWEGESER
7,0 mm
17,5 cm



1413-3
OBWEGESER
9,0 mm
17,5 cm



1413-4
OBWEGESER
11,0 mm
17,5 cm



1705-4
Mucoperiostal elevator
Micro flap elevator
2,8 / 3,5 mm
17,0 cm



1408
FREER
4,0 / 4,0 mm
17,5 cm
stumpf / scharf
blunt / sharp



1422
WOODSON
FIG. 1
5,0 / 3,1 mm
17,5 cm
Raspatorium
Periosteal elevator

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Raspatorien · Periosteals



1407-24
MOLT
FIG. 2/4
3,0 / 6,0 mm
18,0 cm

1400
MOLT
FIG. 9
5,0 / 8,0 mm
18,0 cm

1406
FOX
5,0 / 7,0 mm
18,0 cm

1407
MOLT
5,0 / 5,0 mm
18,0 cm

1393
SELDIN
FIG. 23

1393-1
SELDIN
FIG. 23
20,0 cm
gezahnt
serrated

1405
PRICHARD
10,0 / 5,0 mm
18,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



1471
MILLER-COLBURN
17,0 cm

1472
MILLER-COLBURN
17,0 cm

1461
MILLER-COLBURN
17,0 cm

1462
MILLER-COLBURN
17,0 cm

1650-1
OCHSENBEIN
16,0 cm

1650-2
OCHSENBEIN
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Meißel · Chisels



1650-15
WEDELSTAEDT
FIG. 5/6

1650-30
OCHSENBEIN
FIG. 3

1650-40
OCHSENBEIN
FIG. 4

1650-365
RHODES
BACK ACTION
FIG. 36/37

1651-1
FEDI
FIG. 1

1651-2
FEDI
FIG. 2

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



1637
210 g, 18 cm
Ø 25,0 mm
Einsätze auswechselbar
interchangeable inserts
sterilisierbar bis 140°C
sterilizable up to 140°C

1637-1
(ohne Abbildung · without illustration)
1 Paar Ersatz Teflon Einsätze für **1637**
1 pair replacement Teflon inserts for **1637**



1637-100
100 g, 18 cm
Ø 25,0 mm
Einsätze auswechselbar
interchangeable inserts
sterilisierbar bis 140°C
sterilizable up to 140°C



1632
MEAD, 320 g, 19,0 cm
Einsätze auswechselbar
interchangeable inserts
sterilisierbar bis 140°C
sterilizable up to 140°C

1632-1
(ohne Abbildung · without illustration)
1 Paar Ersatz Teflon Einsätze für **1632**
1 pair replacement Teflon inserts for **1632**

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

03.2025

2. Chirurgie · Surgery

Osteotome / Kieferhöhlensonden / Tamponstopfer · Osteotomes / Antrum probes / Tampon applicators

Graduierung
graduation
1-20 in mm





1682-4
EPKER
4,0 mm
18,0 cm

1682-6
EPKER
6,0 mm
18,0 cm

1682-8
EPKER
8,0 mm
18,0 cm



1682-16
EPKER
6,0 mm
18,0 cm

1682-18
EPKER
8,0 mm
18,0 cm



1682-26
EPKER
6,0 mm
18,0 cm

1682-28
EPKER
8,0 mm
18,0 cm





1510
LUNIATSCHEK
2,5 mm, 17,5 cm
Tamponstopfer
Tampon applicator



1510-1
LUNIATSCHEK
1,8 mm, 17,5 cm
Tamponstopfer
Tampon applicator



1524-13
Ø 1,0 mm
13,0 cm
Kieferhöhlensonde
Antrum probes

1524-14
Ø 2,0 mm
14,0 cm
Kieferhöhlensonde
Antrum probes

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

i

SCHAEFER Wundhaken / Wangenhalter
SCHAEFER wound / cheek retractor

Kombinierter Wundhaken und Wangenhalter SCHAEFER Doppelt funktionelles Instrument zum Abhalten des Lappens und der Wange bei chirurgischen Eingriffen wie Implantation und Wurzelspitzenresektion.

Combined wound and cheek retractor SCHAEFER Dual-purpose instrument for the retraction of flaps and cheek during surgery such as implantation and apicectomy.





1935
SCHAEFER
23,0 cm



1947
BOWDLER-HENRYS
16,5 cm




1835
FARABEUF
13,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Abhalter · Retractors



1934-5
11 x 50 mm LANGENBECK 22,0 cm

1934-4
10 x 40 mm LANGENBECK 22,0 cm

1934-2
14 x 30 mm LANGENBECK 22,0 cm

1934-1
10 x 30 mm LANGENBECK 22,0 cm

1934-20
8 x 20 mm LANGENBECK 22,0 cm

1940-2
12 x 55 mm KOCHER 22,0 cm

1940-1
10 x 40 mm KOCHER 22,0 cm

1940-50
6 x 25 mm KOCHER 22,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



2510
15,0 cm
Universal Vestibulum Abhalter
Universal vestibulum retractor

i

MATY Abhalter
MATY retractor

- Patientenfreundlich
- universell für OK und UK
- kein Herausnehmen bei Unterbrechnung
- patient friendly
- universal maxilla / mandible
- no need to remove during interruptions



2513
MATY
17,0 cm

2514
MATY
16,0 cm
Kinder
children

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Foto- und Wangenabhalter
Cheek retractor

Ideal geeignet für hochauflösende Bild- oder Videoaufnahmen bei der Behandlung.

All Perfectly suited for high resolution photo or video shooting during the treatment.







2515-02
Foto- und Wangenabhalter, 1/2 links, 13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral photography, 1/2 left sided, 13 cm long, widht retractor 4.8 cm



2515-01
Foto- und Wangenabhalter
13 cm lang, Breite Abhalter 5,5 cm
Cheek retractor for intraoral photography, 13 cm long, widht retractor 5.5 cm



2515-03
Foto- und Wangenabhalter, 1/2 rechts, 13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral photography, 1/2 right sided, 13 cm long, widht retractor 4.8 cm

i





Der **Kim Retraktor** eignet sich hervorragend für das Abhalten des Weichgewebes bei der 8er Extraktion. Durch seine schlanke Form lässt sich das Instrument ideal in allen Quadranten positionieren. Die 45° Biegung in Verbindung mit der Mikroverzahnung lässt ein patientenfreundliches Abhalten ohne Abgleiten am Knochen zu.

The **Kim retractor** is excellent suited for keeping away the soft tissue during wisdom teeth extractions. Due to its slim shape it is very easy to place the instrument in every area of the jaw. The 45° angle in combination with the micro serration allows a very patient friendly retracting without slipping away from the bone.

1933-1
KIM
10,5 mm breit, flach, 45° gewinkelt
10.5 mm width, flat, 45° angulated

i

Mikroretraktor · Micro retractor

Mikroretraktor für Weichgewebsmanagement. Insbesondere geeignet zum Abhalten von feinsten und sehr kleinen Lappen für minimalinvasive Behandlungen.

Micro retractor for soft tissue management.Perfectly suited for retracting very fine and very small flaps for minimal invasive treatments.





Bilder von Dr. Sergio Kahn, Brasilien · Pictures by Dr. Sergio Kahn, Brazil



1402
Mikroretraktor
17 cm, Breite 3,2 mm
Micro retractor
17 cm, width 3.2 mm



2450
HILGER



2781-4
12,5 cm



1933-50
LASTER Spezialwundhaken
für obere impaktierte Weisheitszähne, Spitze mikroverzahnt, 10 cm
LASTER special wound retractor
for upper impacted wisdom teeth, tip micro serrated, 10 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Abhalter · Retractors



2502-1
MIDDELDORPF
17,0 cm

2502-2
MIDDELDORPF
22,0 cm



2462
STERNBERG
16,0 cm



2470
ROUX
17,0 cm

i





2206
DENHART
13,0 cm



4940-101
1 Paar Silikoneinlagen für **2206**
1 pair of silicone inserts for **2206**



2355
BRUENINGS
19,0 cm
Zungenandrücker
Tongue retractor



2460
CAWOOD-
MINNESOTA
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Mundsperrer · Mouth gags



2237
MOLT
12,0 cm
für Kinder
for children

2237-1
1 Paar Silikonkappen für **2237**
1 pair of silicone inserts for **2237**

2238
MOLT
14,0 cm
für Erwachsene
for adults

2238-1
1 Paar Silikonkappen für **2238**
1 pair of silicone inserts for **2238**



2338-1
WIEDER
Zungen-Drücker
Tongue depressor
klein
small

2338-2
WIEDER
Zungen-Drücker
Tongue depressor
groß
large

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



i

Chirurgischer Absauger, rostfrei mit Schlitz im Arbeitsende um Festsaugen zu verhindern.
Anschluss Ø 6,0 mm.

Surgical suction tube, stainless steel, with slot at the working end in order to prevent from adhering during suction.
Connection Ø 6.0 mm.

2564-15
Ø 1,5 mm
17,5 cm

2564-30
Ø 3,0 mm
17,5 cm


2564-50
Ø 5,0 mm
17,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Saugkanülen · Suction tubes



2559-1
FRAZIER
Ø 2,0 mm / Charr. 6
18,0 cm

2559-2
FRAZIER
Ø 3,0 mm / Charr. 9
18,0 cm





2562-1
MATY
17,5 cm
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 1,5 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 1.5 mm

2562-2
MATY
16,5 cm
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 3,0 mm
Surgical aspirator with
slot, titanium tip,
Ø 3.0 mm

Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

i

SCHWERT TC · SCHWERT TC

TC Nadelhalter

- sehr lange Lebensdauer durch Hartmetalleinsätze in beiden Backen
- Goldmarkierung an beiden Griffen

TC Needle holders

- long durability due to Tungsten Carbide inserts on both jaws
- both handles gold coated



2054
MATHIEU
17,0 cm



2058
MATHIEU TC
17,0 cm

2056
MATHIEU
17,0 cm





2059
LICHTENBERG-RYDER TC
14,0 cm



2059-17
LICHTENBERG-RYDER TC
17,0 cm



2059-1
LICHTENBERG-RYDER TC
17,0 cm

3/0 - 4/0

Fadenstärke
Suture size

i

LICHTENBERG-RYDER
LICHTENBERG-RYDER

- grazil ausgearbeitete Arbeitsenden
- besonders leichtgängig

- fine working tips
- smooth handling

3/0 - 5/0

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Nadelhalter · Needle holder





2052
MATHIEU
14,0 cm



2053
MATHIEU
14,0 cm



2057
MATHIEU TC
14,0 cm

3/0 - 4/0



2035
TÖNNIS TC
18,0 cm

3/0 - 4/0

Fadenstärke
Suture size



2016-16
MAYO-HEGAR
16,0 cm

2016-18
MAYO-HEGAR
18,0 cm

2018-16
MAYO-HEGAR TC
16,0 cm



2018-18
MAYO-HEGAR TC
18,0 cm

3/0 - 4/0



2012
CRILE-WOOD
15,0 cm

2014
CRILE-WOOD TC
15,0 cm

3/0 - 4/0

Fadenstärke
Suture size

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Nadelhalter · Needle holder



2011
BAUMGARTNER TC
13,0 cm

3/0 - 4/0



2022-13
CRILE-RYDER TC
13,0 cm

2022-15
CRILE-RYDER TC
15,0 cm

2022-18
CRILE-RYDER TC
18,0 cm

3/0 - 5/0

Fadenstärke
Suture size

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



2020-16
DE BAKEY TC
16,0 cm

2020-18
DE BAKEY TC
18,0 cm



2023-15
Schwedisches Modell
Swedish pattern
TC
15,0 cm

sehr fein
very fine

Fadenstärke
Suture size

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Zubehör · Accessories



2616-25
Medizinbecher, 25 ccm, rostfrei
Medicine cup, 25 ccm, stainless steel

2616-140
Medizinschale, rostfrei Ø 80 mm x 40 mm Höhe, Inhalt 0,14 l
Medicine bowl, stainless steel, Ø 80 mm x 40 mm height, contents 0,35 l

2616-350
Medizinschale, rostfrei Ø 116 mm x 50 mm Höhe, Inhalt 0,14 l
Medicine bowl, stainless steel, Ø 116 mm x 50 mm height, contents 0.35 l



2040
100 cm
Fraktur- / Splintschiene
Fracture banding-splint with hooks



2024
TC 15,0 cm
Drahtspannzange
For wire ligatures



1:2


2619-2
245 x 120 x 40 mm
Nierenschale
Kidney bowl

Neue Modelle · New models



2690-18
Zylinderampullenspritze
rostfrei, 1,8 ccm
Rautenaspiration,
metrisch, Daumenring
Injection syringes 1.8 cc,
metric, stainless,
rhombic aspiration

2690-18US
US-Gewinde
US-thread



2680-18
Zylinderampullenspritze
rostfrei, 1,8 ccm
Selbstaspiration, metrisch,
Krückengriff
Injection syringes 1.8 cc,
metric
stainless, self aspiration

2680-18US
US-Gewinde
US-thread

2716
10,0 ccm, 22,0 cm
Wasserspritze selbstbefüllend
Water syringe aspirating

2702-09
Ersatzkanüle, 6,5 cm
Spare canula, 6.5 cm



2669-18
1,8 ccm
Metrisches Gewinde
Metric thread
Mit Aspiration durch drei seitliche Haken,
verwendbar mit Zylinderampulle: Lochstopfen
With aspiration by three lateral hooks, usable
for all dental cartridges with hole plug



2694-18
Zylinderampullenspritze
rostfrei, 1,8 ccm
Doppelspitzaspiration,
metrisch, Daumenring
Injection syringes 1.8 cc,
metric, stainless,
double-pointed aspiration

2694-18US
US-Gewinde
US-thread



2692-18
Zylinderampullenspritze
rostfrei, 1,8 ccm
Pfeilaspiration,
metrisch, Daumenring
Injection syringes 1.8 cc,
metric, stainless,
arrowhead for aspiration

2692-18US
US-Gewinde
US-thread


2. Chirurgie · Surgery

Chirurgie Basis Set · Surgical basic kit

Chirurgie Basis Set · Surgical basic kit

Mit dem Chirurgie Basis Set erhalten Sie ein kostengünstiges hochwertiges Instrumentarium, womit alle chirurgischen Eingriffe durchgeführt werden können.



With the surgical basic kit you get a cost saving high quality armamentarium for all surgical treatments.



1790-220
Chirurgie Basis Set
Surgical basic kit

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025


	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-220**	Chirurgie Basis Set bestehend aus: Surgical basic kit consisting of
	**1033-1**	Skalpellgriffe rund, gerade, 16 cm Scalpel handle round, straight, 16 cm
	**1125**	JOSEPH Zahnfleischschere, gebogen, 14 cm JOSEPH Gum scissors, curved, 14 cm
	**1208**	ADSON chirurgische Pinzette 1x2 Zähne, 12 cm ADSON Tissue forceps, 1x2 teeth, 12 cm
	**1405**	PRICHARD Raspatorium, 18 cm PRICHARD Periosteal elevator, 18 cm
	**2014**	CRILE-WOOD TC Nadelhalter, 15 cm CRILE-WOOD TC Needle holder, 15 cm
	**2460**	MINNESOTA Zungen- und Wangenabhalter, 16 cm MINNESOTA Tongue/cheek retractor, 16 cm
	**1371-1**	LUCAS scharfer Löffel, Ø 2,5mm, 17 cm LUCAS Bone curettes, Ø 2.5mm, 17 cm
	**2597-16**	SCHWERT Protector-Tray 1/1 für 16 Instrumente mit Silikonauflage und Fixierclip 26 x 18 x 2,7 cm SCHWERT Protector-Tray 1/1 for 16 Instruments with silicon rest and fixing clip 26 x 18 x 2.7 cm

i

SCHWERT DESIGN Chirurgie Set
SCHWERT DESIGN surgical kit


Mit dem erweiterten chirurgie Set im SCHWERT DESIGN erhalten Sie ein optimal auf alle chirurgischen Eingriffe abgestimmtes Instrumentarium, dass keine Wünsche an Ergonomie und Funktion offen lässt.

With the extended SCHWERT DESIGN surgical kit you get an armamentarium for all surgical treatments which leaves nothing to be desired when it comes to ergonomic and functional work.



1790-225
SCHWERT DESIGN Chirurgie Set
SCHWERT DESIGN surgical kit

SCHWERT DESIGN Chirurgie Set · SCHWERT DESIGN surgical kit

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-225**	SCHWERT DESIGN Chirurgie Set bestehend aus: SCHWERT DESIGN surgical kit consisting of
	**1033-61**	SAFE-EX 2 Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX 2 Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	**1125-400**	JOSEPH SC Zahnfleischschere, gebogen, 14 cm JOSEPH SC Gum scissors, curved, 14 cm
	**1208-300**	Mikro-Pinzette, gerade mit Führungsstift, 1x2 Zähne, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm Micro Forceps, straigth with guiding pin, 1x2 teeth, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1208-355**	Mikro-Nahtpinzette gebogen, Ø Ring: 2,0 mm, SCHWERT Design, 17,5 cm Micro Suture-Forceps, curved, Ø ring: 2.0 mm, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1372-1**	LUCAS Kürette, ungezahnt, 2,5 mm, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm LUCAS Curette, double ended, 2.5 mm, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1411-08**	PRICHARD Raspatorium, auswechselbar, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm PRICHARD Periosteal elevator, exchangable tips, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**2000-60**	twist TC Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm twist TC Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
	**2460**	MINNESOTA Zungen- und Wangenabhalter, 16 cm MINNESOTA Tongue/cheek retractor, 16 cm
	**2887**	COLLEGE Zahnpinzette, 15 cm COLLEGE Tooth forceps, 15 cm
	**3418-15**	NORTH-CAROLINA Parodontal-Sonde, Fig. CP15, 15 cm NORTH-CAROLINA Periodontal probe, Fig. CP15, 15 cm
	**2603-04**	SCHWERT Protector-Korb 1/1 mit Stegen und Instrumentenhalter im Deckel 266 x 180 x 36 mm SCHWERT Protector-Basket with racks and Instrument holder in the lid 266 x 180 x 36 mm


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Universal Chirurgie Set · Universal surgical kit

Universal Chirurgie Set für alle gängigen chirurgischen oder mikrochirurgischen Eingriffe. Im neuen SCHWERT Ergo Griff für ermüdungsfreies und präzises Operieren.

Universal surgical kit for all common surgical or micro surgical treatments. In the new SCHWERT Ergo handle for fatigue less and precise operating.



1790-250-03E
SCHWERT DESIGN Ergogriff Chirurgie Set, grau
SCHWERT Ergo Surgical Kit, grey




1790-250-02E
SCHWERT DESIGN Ergogriff Chirurgie Set, blau
SCHWERT Ergo Surgical Kit, blue



1790-250-09E
SCHWERT DESIGN Ergogriff Chirurgie Set, türkis-lichtblau
SCHWERT Ergo Surgical Kit, turquoise

Universal Chirurgie Set · Universal DESIGN surgical kit

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-250-02E**	SCHWERT DESIGN Ergogriff Chirurgie Set mit Ergo Griffen in blau im SCHWERT Protector-Korb 1/1 REF 2603-08 bestehend aus: SCHWERT Ergo Surgical Kit with Ergo handles blue, in Protector-basket 1/1 REF 2603-08 consisting of:
	**1411-11-02E**	Kombi-Instrument Dissektionsspitze M4 x 0,5, Back Action Einsatz 90° Combi instrument, dissector / back action exchangable, M4 x 0.5
	**1411-08-02E**	Kombi Instrument Prichard Spatel/Raspa, 4 mm Combi Instrument, Prichard spatula/periosteal 4 mm
	**1705-06-02E**	Kombi-Instrument Papillenheber 2,5 mm, Papillenmesser 4 mm Combi instrument, papilla elevator 2.5 mm, papilla knife 4 mm
	**1436-05-02E**	Kombinationsinstrument, Stopfer 5 mm, Löffel 6 mm Combi instrument, plugger 5 mm, spoon 6 mm
	**1372-01-02E**	Kombi Instrument, Lucas Kürette 2,5 mm, rechts und links Combi instrument, bone curette Lucas 2.5 mm, right and left
	**3302-23A-02E**	Universal Kürette Fig. M23 A Universal Curette fig. M23 A
	**3305-06HF-02E**	Scaler Hygienist H6/H7, feine Ausführung Scaler Hygienist H6/H7, fine model
	**3079-315-02E**	Parodontometer North Carolina CNC und Sonde Fig. 3A Perio probe North Carolina CNC and probe fig. 3A
	**2807-4** + **3200-32**	MEGA mouth mirrors plane, double, size 4, 22 mm, Front Surface in SCHWERT Ergo handle grey REF 3200-13
	**2000-60**	twist TC Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm twist TC Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
	**1125-400**	JOSEPH SC Zahnfleischschere, gebogen, 14 cm JOSEPH SC Gum scissors, curved, 14 cm
	**1033-61**	SAFE-EX 2® Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX 2® Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	**1208-115**	Pinzette MICRO-ADSON, 15 cm, 1 x 2 Zähne, 1,0 mm Forceps MICRO-ADSON, 15 cm, 1 x 2 teeth, 1.0 mm
	**2887**	COLLEGE Zahnpinzetten, 15 cm, kräftige Figur/Spitzen COLLEEGE Tweezers, 15 cm, strong tips
	**2564-30**	Chirurgischer Absauger, Ø 3,0 mm gebogen, 175 mm, mit Schlitz zum Schutz gegen Festsaugen Ø 6 mm Anschluss Surgical aspiration Ø 3.0 mm, 175 mm, Ø 6 mm connection with additional slot against sucking in

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Universal Chirurgie Set · Universal DESIGN surgical kit

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-250-03E**	SCHWERT DESIGN Ergogriff Chirurgie Set mit Ergo Griffen in grau im SCHWERT Protector-Korb 1/1 REF 2603-08 bestehend aus: SCHWERT Ergo Surgical Kit with Ergo handles grey, in Protector-basket 1/1 REF 2603-08 consisting of:
	**1411-11-03E**	Kombi-Instrument Dissektionsspitze M4 x 0,5, Back Action Einsatz 90° Combi instrument, dissector / back action exchangable, M4 x 0.5
	**1411-08-03E**	Kombi Instrument Prichard Spatel/Raspa, 4 mm Combi Instrument, Prichard spatula/periosteal 4 mm
	**1705-06-03E**	Kombi-Instrument Papillenheber 2,5 mm, Papillenmesser 4 mm Combi instrument, papilla elevator 2.5 mm, papilla knife 4 mm
	**1436-05-03E**	Kombinationsinstrument, Stopfer 5 mm, Löffel 6 mm Combi instrument, plugger 5 mm, spoon 6 mm
	**1372-01-03E**	Kombi Instrument, Lucas Kürette 2,5 mm, rechts und links Combi instrument, bone curette Lucas 2.5 mm, right and left
	**3302-23A-03E**	Universal Kürette Fig. M23 A Universal Curette fig. M23 A
	**3305-06HF-03E**	Scaler Hygienist H6/H7, feine Ausführung Scaler Hygienist H6/H7, fine model
	**3079-315-03E**	Parodontometer North Carolina CNC und Sonde Fig. 3A Perio probe North Carolina CNC and probe fig. 3A
	**2807-4** + **3200-33**	MEGA mouth mirrors plane, double, size 4, 22 mm, Front Surface in SCHWERT Ergo handle grey REF 3200-13
	**2000-60**	twist TC Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm twist TC Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
	**1125-400**	JOSEPH SC Zahnfleischschere, gebogen, 14 cm JOSEPH SC Gum scissors, curved, 14 cm
	**1033-61**	SAFE-EX 2® Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX 2® Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	**1208-115**	Pinzette MICRO-ADSON, 15 cm, 1 x 2 Zähne, 1,0 mm Forceps MICRO-ADSON, 15 cm, 1 x 2 teeth, 1.0 mm
	**2887**	COLLEGE Zahnpinzetten, 15 cm, kräftige Figur/Spitzen COLLEEGE Tweezers, 15 cm, strong tips
	**2564-30**	Chirurgischer Absauger, Ø 3,0 mm gebogen, 175 mm, mit Schlitz zum Schutz gegen Festsaugen Ø 6 mm Anschluss Surgical aspiration Ø 3.0 mm, 175 mm, Ø 6 mm connection with additional slot against sucking in

Universal Chirurgie Set · Universal DESIGN surgical kit


	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-250-09E**	SCHWERT DESIGN Ergogriff Chirurgie Set mit Ergo Griffen in türkis-lichtblau im SCHWERT Protector-Korb 1/1 REF 2603-08 bestehend aus: SCHWERT Ergo Surgical Kit with Ergo handles turquoise, in Protector-basket 1/1 REF 2603-08 consisting of:
	**1411-11-09E**	Kombi-Instrument Dissektionsspitze M4 x 0,5, Back Action Einsatz 90° Combi instrument, dissector / back action exchangable, M4 x 0.5
	**1411-08-09E**	Kombi Instrument Prichard Spatel/Raspa, 4 mm Combi Instrument, Prichard spatula/periosteal 4 mm
	**1705-06-09E**	Kombi-Instrument Papillenheber 2,5 mm, Papillenmesser 4 mm Combi instrument, papilla elevator 2.5 mm, papilla knife 4 mm
	**1436-05-09E**	Kombinationsinstrument, Stopfer 5 mm, Löffel 6 mm Combi instrument, plugger 5 mm, spoon 6 mm
	**1372-01-09E**	Kombi Instrument, Lucas Kürette 2,5 mm, rechts und links Combi instrument, bone curette Lucas 2.5 mm, right and left
	**3302-23A-09E**	Universal Kürette Fig. M23 A Universal Curette fig. M23 A
	**3305-06HF-09E**	Scaler Hygienist H6/H7, feine Ausführung Scaler Hygienist H6/H7, fine model
	**3079-315-09E**	Parodontometer North Carolina CNC und Sonde Fig. 3A Perio probe North Carolina CNC and probe fig. 3A
	**2807-4** + **3200-39**	MEGA mouth mirrors plane, double, size 4, 22 mm, Front Surface in SCHWERT Ergo handle grey REF 3200-13
	**2000-60**	twist TC Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm twist TC Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
	**1125-400**	JOSEPH SC Zahnfleischschere, gebogen, 14 cm JOSEPH SC Gum scissors, curved, 14 cm
	**1033-61**	SAFE-EX 2® Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX 2® Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	**1208-115**	Pinzette MICRO-ADSON, 15 cm, 1 x 2 Zähne, 1,0 mm Forceps MICRO-ADSON, 15 cm, 1 x 2 teeth, 1.0 mm
	**2887**	COLLEGE Zahnpinzetten, 15 cm, kräftige Figur/Spitzen COLLEEGE Tweezers, 15 cm, strong tips
	**2564-30**	Chirurgischer Absauger, Ø 3,0 mm gebogen, 175 mm, mit Schlitz zum Schutz gegen Festsaugen Ø 6 mm Anschluss Surgical aspiration Ø 3.0 mm, 175 mm, Ø 6 mm connection with additional slot against sucking in

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

Messschieber / Metall Lineal · Caliper / Metal ruler




1730-8

0-70 mm, 11,5 cm

Für Abstands- und Breitenmessungen am Modell geeignet.

Suitable for distance and width measurements on the model.



1730-7

Zürcher Modell

0-80 mm, 14,0 cm

Für Abstands- und Breitenmessungen am Modell geeignet.

Suitable for distance and width measurements on the model.



1734-15

15,0 cm

6 inch

Für Abstands- und Breitenmessungen am Modell geeignet.

Suitable for distance and width measurements on the model.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



i

SCHWERT DESIGN · SCHWERT DESIGN

Der SCHWERT DESIGN Griff wurde entwickelt, um dem Behandler ein hygienisch einfach zu pflegendes, funktionelles Instrument in die Hand zu geben.

Die Oberflächen wurden, wo sinnvoll, satiniert um Lichtreflexionen zu minimieren. Speziell die chirurgischen Arbeitsenden wurden in Hochglanz gehalten, damit diese Flächen effizient von Blut und Weichgewebsresten gereinigt werden können.

Der runde Griff erlaubt ein ergonomisch einwandfreies Arbeiten. Die Planflächen verhindern das Wegrollen der Instrumente auf dem OP-Tisch.

The SCHWERT DESIGN handle have been developed for offering a hygienic simple to clean and perfect working instrument for the surgeon.

The surfaces are satin finished where appropriate for reducing light reflections. Especially the surgical working ends are equipped with a mirror finished surface, thus they are efficient to clean, for removing blood and soft tissue residues.

The round handle provides an ergonomic perfect work result. The plane surface on the handle avoids the rolling away on the surgical tray.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Chirurgie · Surgery

SAFE-EX Sicherheitsklingenhalter· SAFE-EX safety blade holder

SAFE-EX patented





SAFE-EX 2 patented

1033-61
SAFE-EX 2
15 cm
Sicherheitsklingenhalter
ergonomische Form,
zerlegbar
Safety blade holder,
ergonomic shape,
dismountable

Neues Modell · New model



1033-50
Klingenhalter,
Edelstahl,
gerade,
ergonomische Form,
15 cm
Blade holder,
stainless steel,
straight,
ergonomic shape,
15 cm



1033-51
Klingenhalter,
Edelstahl,
gebogen,
ergonomische Form,
15 cm
Blade holder,
stainless steel,
curved,
ergonomic shape,
15 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Weitere Figuren auf Anfrage.
Further figures per request.



1070-64
FIG. 64
3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**



1070-67
FIG. 67
3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**



1070-69
FIG. 69
3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**



1070-00
13,0 cm
Ergonomisch, Titan
Ergonomic, titanium



1071-13
13,0 cm



1071-15
15,0 cm





1135-15
MICRO
15,0 cm
gerade
straight



1136-15
MICRO
15,0 cm
gebogen
curved

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

Mikro Scheren · Micro scissors





1135-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
mikroverzahnt,
gebogen
micro serrated,
curved





1136-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

fein
fine



1137-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

sehr fein
very fine

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025















Atraumatische Instrumentenspitzen. Atraumatic instruments tips.



Atraumatische Instrumentenspitzen. Atraumatic instruments tips.

1208-300
1x2 Zähne · 1x2 teeth
17,5 cm
mit Fadenplatte
with suture plate

1208-305
1x2 Zähne · 1x2 teeth
17,5 cm
mit Fadenplatte
with suture plate

1208-340
COOLEY
17,5 cm
mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic

1208-345
COOLEY
17,5 cm
mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic

*Mikro-Chirurgische Pinzetten mit Fadenplatte. Die Mikro-Zähnchen dienen zum Halten des Mukoperiostlappens beim chirurgischen Eingriff. Mit der hinter den Zähnchen angeordneten Fadenplatte kann der Chirurg den Mikrofaden sicher beim Nähen führen.


*Micro surgical tweezers with suture plate. The micro teeth securely hold the mucoperiostal flap. With the suture plate behind the micro teeth the surgeon securely can guide the suture while suturing.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

Mikro-Chirurgische Pinzetten · Micro surgical tweezers











Atraumatische Instrumentenspitzen.
Atraumatic instruments tips.



1208-320
glatt · smooth
17,5 cm
mit Fadenplatte
with suture plate

1208-330
Ringpinzette · Ring forceps
17,5 cm, Ø 1,2 mm
mikrochirurgisch, atraumatisch
micro surgical, atraumatic

1208-355
Ring Ø: 2,0 mm
17,5 cm
Mikro Nahtpinzette
Micro suture forceps

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



1411-01
MOLT
2,5 / 4,0 mm
17,5 cm

1411-07
2,6 / 2,6 mm
17,5 cm
fein · fine

1411-04
MICRO-BUSER
2,4 / 2,8 mm
17,5 cm

1411-05
BUSER
3,8 / 4,2 mm
17,5 cm

1411-06
BUSER
3,8 / 4,2 mm
17,5 cm
gebogen · curved

i

SCHWERT DESIGN Griff

Der SCHWERT DESIGN Griff wurde entwickelt, um dem Behandler ein hygienisch einfach zu pflegendes, funktionelles Instrument in die Hand zu geben. Der runde Griff erlaubt ein ergonomisch einwandfreies Arbeiten. Die Planflächen verhindern das Wegrollen der Instrumente auf dem OP-Tisch.

The SCHWERT DESIGN handle have been developed for offering a hygienic simple to clean and perfect working instrument for the surgeon. The round handle provides an ergonomic perfect work result. The plane surface on the handle avoids the rolling away on the surgical tray.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

Raspatorien · Periosteals



1411-03
GLICKMANN
FIG. 24G
17,5 cm




1411-10
MOLT Fig. 3
7,0 / 4,6 mm
17,5 cm



1411-12
2,0 / 2,0 mm
17,5 cm
spitz / rund & gebogen
pointed / round & curved







1411-13
Raspatorium, 17,5 cm
Rhombus 2,8 / 8 mm, zum Schutz empfindlicher Gewebestrukturen
rombus 2.8 / 8 mm, for protecting delicate soft tissue structures



1411-24
MOLT
CM 4 / CM 7
3,6 / 7,0 mm
17,5 cm

i

SCHWERT DESIGN Griff

Der SCHWERT DESIGN Griff wurde entwickelt, um dem Behandler ein hygienisch einfach zu pflegendes, funktionelles Instrument in die Hand zu geben. Der runde Griff erlaubt ein ergonomisch einwandfreies Arbeiten. Die Planflächen verhindern das Wegrollen der Instrumente auf dem OP-Tisch.

The SCHWERT DESIGN handle have been developed for offering a hygienic simple to clean and perfect working instrument for the surgeon. The round handle provides an ergonomic perfect work result. The plane surface on the handle avoids the rolling away on the surgical tray.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



< Einsätze auswechselbar >
< inserts exchangeable >

1411-02
Dissektion / Raspatorium
Dissection / periosteal
1,8 / 3,4 mm
17,0 cm

1411-08
PRICHARD
17,5 cm
Spatel / 4,0 mm Raspatorium
Spatula / 4.0 mm periosteal

i

Gingiva-Abhalter

Der neue Gingiva-Abhalter im SCHWERT Design dient dem Schutz des Weichgewebes beim subgingivalen Bohren / Präparien.

Das doppelendige Instrument mit zwei unterschiedlichen Breiten für Front- und Seitenzahnbereich schützt dabei zuverlässig die morphologische Struktur der Zahnhälse und des Weichgewebes.

Gingiva retractor

The new gingiva holder in SCHWERT design is used to protect the soft tissue during subgingival drilling/preparations.

The double-ended instrument with two different widths for anterior and posterior teeth reliably protects the morphological structure of the tooth necks and soft tissue.



1402-10
Gingiva-Abhalter
Gingiva retractor
7,5 / 4,0 mm
17,5 cm



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

SCHWERT twist Serie
SCHWERT twist series

Die SCHWERT twist Instrumente mit gedrehtem Schluss vermeiden zuverlässig ein Verfangen des Fadens während des Knüpfens.

The SCHWERT twist instruments with the twisted lock avoid reliably sticking of the suture while knotting.





2000-10
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm

5/0 - 8/0



2000-16
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm

5/0 - 8/0



2000-70
twist TC
Mikro Nadelhalter
nach Kirsch
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
acc. to Kirsch
with lock, 17.5 cm

4/0 - 8/0

Fadenstärke
Suture size

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Wolframcarbid-Beschichtung · Wolfram carbide coating

Eine gute Alternative zum TC-Einsatz in der Mikrochirurgie ist die Wolfram-Carbid-Beschichtung, weil sie die Nadel kaum verletzt. Sie bietet einen besseren Halt an der Nadel als ein unbelegter Nadelhalter und verlängert die Lebensdauer des Instruments deutlich.

A good alternative to TC use in microsurgery is the tungsten carbide coating because it hardly damages the needle. It provides a better hold on the needle than an uncoated needle holder and significantly extends the life of the instrument.



2000-10F

twist COATED
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm
Wolframcarbid-Beschichtung
Wolfram carbide coating





2000-16F

twist COATED
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm
Wolframcarbid-Beschichtung
Wolfram carbide coating



6/0 - 8/0

Fadenstärke
Suture size

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

SCHWERT twist Nadelhalter · SCHWERT twist Needle holder



2000-60
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm

2000-61
15 cm

2000-66
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm

2000-67
15 cm

4/0 - 8/0
4/0 - 8/0
4/0 - 8/0
4/0 - 8/0

Fadenstärke
Suture size

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



2002-1
CASTROVIEJO TC
14,0 cm



2001-1
CASTROVIEJO
14,0 cm



2001-6
CASTROVIEJO
14,0 cm



2000-21
BARRAQUER TC
18,0 cm



2000-26
BARRAQUER TC
18,0 cm



2002-6
CASTROVIEJO TC
14,0 cm











Fadenstärke
Suture size

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

Tunnelier Instrumente · Tunneling instruments

i

ERGO
Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE
Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle



1705-2-01E Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, auswechselbar
1705-2 Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, exchangeable



1705-3-04E Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, auswechselbar
1705-3 Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, exchangeable



1705-16-07E Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar
1705-16 Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable



1705-4 Mucoperiostalelevator
Micro flap elevator

Ergänzendes Instrumentarium · Additional Instruments



1705-6-09E Tunnelierinstrument Kombination, anguliert, Mikro Raspatorium, im SCHWERT ERGO Griff, türkis-lichtblau, auswechselbar
Tunneling instrument, angulated, combined micro periosteal elevator, SCHWERT ERGO handle, turquoise, exchangable

i

Tunnelier Instrumente · Tunneling instruments

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Volllappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebetransplantat.

Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.


The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

1705-100-00E


Tunnelier Kit, beinhaltet:
1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Tunneling Kit, consisting of:
1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

1705-100

Tunnelier Kit, beinhaltet:
1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Tunneling Kit, consisting of:
1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

Tunnelier Instrumente · Tunneling instruments

1705-110



1705-112

1705-15 Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar
Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable

1705-210



1705-211

1705-25 Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, 18.0 cm, exchangeable

1705-310



1705-311

1705-35 Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, 18.0 cm, exchangeable



1705-55 Orbanmesser modifiziert für die Tunnelier-Technik

Orban knife, modified for tunneling technique

Spezielle Biegungen der Arbeitsenden und die feine Pfeilspitze ermöglichen eine einfache Tunnelpräparation an den schwer zugänglichen Seitenzahnbereichen.

Special bendings of the working tips and the fine arrow tip allow an easy tunnel preparation at the posterior region which are usually difficult to access.



1705-65 Parodontal Messer KGF8 modifiziert für die Tunnel-Technik

Periodontal knife KGF8 modified for tunneling technique

Abgewinkelte und im vorderen Drittel, leicht gebogene Arbeitsenden erleichtern den Zugang und ermöglichen dadurch, ein ideales Tunnelierergebnis im Seitenzahnbereich.

Bent and in the first third, slightly curved working tips, facilitate the access and allow due to that an ideal tunneling result in the posterior region.



1705-75 Parodontal Messer Fig. 1 gerade / gebogen

Periodontal knife Fig. 1 straight / curved

Leicht gebogenes Arbeitsende für den ersten initialen Zugang im Frontzahnbereich. Mit der Lanzenförmigen Spitze kann dann weiter dissektiert werden.


Slightly curved working tip for the initial access in the front teeth area. With the lance-shaped tip it is then easy to perform the dissection.

i

SCHWERT DESIGN Mikro Tunnelier Set
SCHWERT DESIGN Micro tunneling kit

Mit dem erweiterten Mikro Tunnelier Set im SCHWERT DESIGN erhalten Sie ein komplettes auf die Tunneltechnik abgestimmtes Instrumentarium, dass keine Wünsche an Ergonomie und Funktion offen lässt.


With the extended SCHWERT DESIGN micro tunneling kit you get an armamentarium for tunnel technic which leaves nothing to be desired when it comes to ergonomic and functional work.



1790-240
SCHWERT DESIGN Mikro Tunnelier Set
SCHWERT DESIGN Micro tunneling kit

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT DESIGN Mikro Tunnelier Set · SCHWERT DESIGN Micro tunneling kit



	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	1790-240	SCHWERT DESIGN Mikro Tunnelier Set bestehend aus: SCHWERT DESIGN Micro tunneling kit consisting of
	1033-61	SAFE-EX Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	1136-17	Mikro-Schere, Mikroverzahnung, spitz/spitz, gebogen, Ø 8 mm, SCHWERT DESIGN, 17 cm Micro scissors, micro serrated, pointed/pointed, curved, Ø 8mm, SCHWERT DESIGN, 17 cm
	1070-00	Mikro-Skalpellgriff, Titan, SCHWERT DESIGN, 13 cm Micro-Scalpel handle, Titanium, SCHWERT DESIGN, 13 cm
	1208-300	Mikro-Pinzette, gerade mit Führungsstift, 1x2 Zähne, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm Micro Forceps, straigth with guiding pin, 1x2 teeth, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm
	1208-345	COOLEY Mikro-Pinzette, gebogen, mit Führungsstift, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm COOLEY Micro forceps, curved, with guidance pin, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm
	1208-355	Mikro-Nahtpinzette gebogen, Ø Ring: 2,0 mm, 17,5 cm Micro Suture-Forceps, curved, Ø ring: 2,0 mm, 17,5 cm
	1705-15	Papillenheber Ø 1,5mm / 2,5mm, auswechselbar, 17,5 cm Papilla elevator Ø 1,5mm / 2,5mm, exchangable, 17,5 cm
	1705-25	Tunnelier-Instrument OK, Fig. 1, 1,9 / 2,5 mm, 18 cm Tunneling Knife Upper Jaw, Fig. 1, 1,9 / 2,5 mm, 18 cm
	1705-35	Tunnelier-Instrument OK, Fig. 2, 1,9 / 2,5mm, 18 cm Tunneling Knife Upper Jaw, Fig. 2, 1,9 / 2,5 mm, 18 cm
	1705-55	ORBAN Parodontal Messer 1/2, modifiziert, 2,5 mm, 17,5 cm ORBAN Periodontic knife 1/2, modified, 2,5 mm, 17,5 cm
	1705-65	KGF8 Parodontal Messer 1/2, modifiziert, 2,4 mm, 17,5 cm KGF8 Periodontic knife 1/2, modified, 2,4 mm, 17,5 cm
	1705-75	Parodontal Messer Fig. 1, gerade / leicht gebogen, 2,2 mm, 17,5 cm Periodontic knife Fig. 1, straight / slightly bended, 2,2 mm, 17,5 cm
	2000-10	twist TC CASTROVIEJO Mikro Nadelhalter, gerade, mit Sperre, feines Maul, gerieft, 17,5 cm twist TC CASTROVIEJO Micro Needle holder, straight, with lock, delicate bit, serrated, 17,5 cm
	2603-8	SCHWERT- Protector 1/1 mit Stegen und Instrumentenhalter im Deckel 266 x 180 x 36 mm SCHWERT-Tray with racks and Instrument holder in the lid 266 x 180 x 36 mm


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Mikrochirurgie Basis Set · Micro surgical basic kit

Mit dem Mikrochirurgie Basis Set erhalten Sie ein kostengünstiges hochwertiges Instrumentarium, womit alle mikrochirurgischen Eingriffe durchgeführt werden können.



With the micro surgical basic kit you get a cost saving high quality armamentarium for all micro surgical treatments.



1790-230
Mikrochirurgie Basis Set
Micro surgical basic kit

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	1790-230	Mikrochirurgie Basis Set bestehend aus: Micro surgical basic kit consisting of:
	1033-1	Skalpellgriffe rund, gerade, 16 cm Scalpel handle round, straight, 16 cm
	1071-15	Halter für Mini-Klingen 15,5 cm Handle for Mini-blades 15.5 cm
	1136-15	Mikro-Scheren, gebogen, 15 cm Micro-surgical scissors, curved, 15 cm
	1208-115	MICRO-ADSON Pinzette 1x2 Zähne, 1,0 mm, 15 cm MICRO-ADSON forceps 1x2 teeth, 1.0 mm, 15 cm
	1407-24	MOLT Kürette Fig. 2/4, 18 cm MOLT Bone curettes Fig. 2/4, 18 cm
	2002-1	CASTROVIEJO TC Mikro-Nadelhalter, gerade, 14 cm CASTROVIEJO TC micro needle holder, straight, 14 cm
	2597-08	SCHWERT Protector-Tray 1/2 für 8 Instrumente mit Silikonauflage und Fixierclip 18 x 13,6 x 2,7 cm SCHWERT Protector-Tray 1/2 for 8 Instrumente with silicon rest and fixing clip 18 x 13.6 x 2.7cm

2. Mikrochirurgie · Microsurgery

SCHWERT DESIGN Mikrochirurgie Set · SCHWERT DESIGN Micro surgical kit

i

SCHWERT DESIGN Mikrochirurgie Set
SCHWERT DESIGN Micro surgical kit

Mit dem SCHWERT DESIGN Mikrochirurgie Set erhalten Sie ein hochwertiges Instrumentarium im SCHWERT Design, womit alle mikrochirurgischen Eingriffe durchgeführt werden können.


With the SCHWERT DESIGN micro surgical kit you get a high quality armamentarium for all micro surgical treatments.



1790-100
SCHWERT DESIGN Mikrochirurgie Set
SCHWERT DESIGN Micro surgical kit

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	1790-100	SCHWERT DESIGN Mikrochirurgie Set bestehend aus: SCHWERT DESIGN Micro surgical kit consisting of:
	**1033-50**	Skalpellgriff SCHWERT DESIGN, 15 cm Scalpel handle SCHWERT DESIGN, 15 cm
	**1070-00**	Mikro-Skalpellgriff, Titan, SCHWERT DESIGN, 13 cm Micro-Scalpel handle, Titanium, SCHWERT DESIGN, 13 cm
	**1135-17**	Mikro-Schere, Mikroverzahnung, spitz/spitz, gebogen, Ø 8 mm, SCHWERT DESIGN, 17 cm Micro scissors, micro serrated, pointed/pointed, curved, Ø 8 mm, SCHWERT DESIGN, 17 cm
	**1208-300**	Mikro-Pinzette, gerade mit Führungsstift, 1x2 Zähne, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm Micro Forceps, straigth with guiding pin, 1x2 teeth, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1411-01**	Raspatorium 2,6 mm / 4 mm breit, SCHWERT DESIGN 17,5 cm Periosteal elevator 2.6 mm / 4 mm, SCHWERT DESIGN 17.5 cm
	**2000-60**	twist TC Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm twist TC Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
	**2603-01**	SCHWERT- Protector 1/1 mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm SCHWERT-Protector 1/1 with racks, 266 x 180 x 36 mm

SCHWERT DESIGN Erweitertes Mikrochirurgie Set
SCHWERT DESIGN Extended Micro surgical kit

Mit dem erweiterten Mikrochirurgie Set im SCHWERT DESIGN erhalten Sie ein optimal auf alle mikrochirurgischen Eingriffe abgestimmtes Instrumentarium, dass keine Wünsche an Ergonomie und Funktion offen lässt.

With the extended SCHWERT DESIGN Micro surgical kit you get an armamentarium for all micro surgical treatments which leaves nothing to be desired when it comes to ergonomic and functional work.




1790-235
SCHWERT DESIGN Erweitertes Mikrochirurgie Set
SCHWERT DESIGN Extended Micro surgical kit

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT DESIGN Mikrochirurgie Set · SCHWERT DESIGN Micro surgical kit

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-235**	SCHWERT DESIGN Erweitertes Mikrochirurgie Set bestehend aus: SCHWERT DESIGN Extended Micro surgical kit consisting of:
	**1033-61**	SAFE-EX 2 Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX 2 Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	**1070-00**	Mikro-Skalpellgriff, Titan, SCHWERT DESIGN, 13 cm Micro-Scalpel handle, Titanium, SCHWERT DESIGN, 13 cm
	**1136-17**	Mikro-Schere, Mikroverzahnung, spitz/spitz, gebogen, Ø 8 mm, SCHWERT DESIGN, 17 cm Micro scissors, micro serrated, pointed/pointed, curved, Ø 8 mm, SCHWERT DESIGN, 17 cm
	**1208-300**	Mikro-Pinzette, gerade mit Führungsstift, 1x2 Zähne, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm Micro Forceps, straigth with guiding pin, 1x2 teeth, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1208-345**	COOLEY Mikro-Pinzette, gebogen, mit Führungsstift, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm COOLEY Micro forceps, curved, with guidance pin, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1208-355**	Mikro-Nahtpinzette gebogen, Ø Ring: 2,0 mm, SCHWERT Design, 17,5 cm Micro Suture-Forceps, curved, Ø ring: 2.0 mm, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1411-01**	Raspatorium 2,6 mm / 4 mm breit, SCHWERT DESIGN 17,5 cm Periosteal elevator 2.6 mm / 4.0 mm, SCHWERT DESIGN 17.5 cm
	**2000-10**	twist TC CASTROVIEJO Mikro Nadelhalter, gerade, mit Sperre, feines Maul, gerieft, 17,5 cm twist TC CASTROVIEJO Micro Needle holder, straight, with lock, delicate bit, serrated, 17.5 cm
	**2460**	MINNESOTA Zungen- und Wangenabhalter, 16 cm MINNESOTA Tongue/cheek retractor, 16 cm
	**2603-04**	SCHWERT- Protector 1/1 mit Stegen und Instrumentenhalter im Deckel 266 x 180 x 36 mm SCHWERT-Tray with racks and Instrument holder in the lid 266 x 180 x 36 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT

acc. to Dr. Andrea Grassi

Modern Therapy · Modern Instruments



1705-180-00E



1705-185-00E

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT



1705-90-07E Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 1,4 mm, im SCHWERT ERGO Griff orange, auswechselbar
Surgical curette for microapical surgery 1,4 mm, in SCHWERT ERGO handle orange, exchangable




1705-91-01E Chirurgische Kürette für apikale Resektionen, 2,5 mm, im SCHWERT ERGO Griff, violett, auswechselbar
Surgical curette for apical resection 2.5 mm, in SCHWERT ERGO handle violet, exchangable



1705-92-06E Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 2,0 mm, im SCHWERT ERGO Griff grün, auswechselbar
Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm, in SCHWERT ERGO handle green, exchangable



1705-93-03E Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 3,0 mm, im SCHWERT ERGO Griff grau, auswechselbar
Surgical curette for microapical surgery 3.0 mm, in SCHWERT ERGO handle grey, exchangable



1705-185-00E

PERIOSTEAL INHIBITION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi, beinhaltet:
Küretten 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E und 1705-93-03E im SCHWERT Protector-Tray 2597-05
PERIOSTEAL INHIBITION KIT, consisting of:
Curettes 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E and 1705-93-03E in SCHWERT Protector-Tray 2597-05

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

2. Mikrochirurgie · Microsurgery


PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT



1697-04-08E
Knochenersatzmaterial Löffel und Stopfer Kombination, SCHWERT ERGO Griff hellrot-magenta, auswechselbar
Graft material carrier and plugger, in SCHWERT ERGO handle lightred-magenta, exchangable

P-LUX





617-01
P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw




617-20
P-LUX Periotom, gerade, flexibles Arbeitsende
P-LUX Periotome, straight, flexible working tip



1411-04
MIKRO-BUSER, 2,4 / 2,8 mm, 17,5 cm
MICRO-BUSER, 2.4 / 2.8 mm, 17.5 cm

1705-180-00E

SOCKET REVOLUTION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi, beinhaltet:
Küretten 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E, 1705-93-03E, 1697-04-08E und die Instrumente 617-01, 617-20 und 1411-04 im SCHWERT Protector-Tray 2597-08
SOCKET REVOLUTION KIT, consisting of:
Curettes 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E, 1705-93-03E, 1697-04-08E und die Instrumente 617-01, 617-20 und 1411-04 in SCHWERT Protector-Tray 2597-08



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

i

CURRICULUM VITAE · **Dr. Andrea Grassi**

Abschluss 2004 in "Zahnmedizin und Zahnprothetik" an der Universität von Modena und Reggio Emilia.

Von 2005 bis 2007 "Biennial Master's degree International second level in Oral Surgery and Implantology" an der Universität von Verona.

Freiberuflicher Mitarbeiter in der Reggio Emilia seit 2004.

Mitautor des Buches "Next-Generation Biomaterialien für Knochen- und Parodontal Regeneration", von Richard J. Miron und Yufeng Zhang.

Gründungsmitglied der I.A.F., International Academy of Fibrinogen-Induced Regenerative Sealing Technique.

Graduated in 2004 in "Dentistry and dental prosthetics" at the University of the studies of Modena and Reggio Emilia.

From 2005 to 2007 "Biennial Master's degree International second level in Oral Surgery and Implantology" at the University of Verona.

Freelancer in Reggio Emilia since 2004.

Co-author of the book, "Next-Generation Biomaterials for Bone & Periodontal Regeneration", by Richard J. Miron and Yufeng Zhang.

Founding member of I.A.F., International Academy of Fibrinogen-Induced Regenerative Sealing Technique.



Inhalt / Content
PERIOSTAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT
acc. to Dr. Andrea Grassi

Abbildung Illustration	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	**1705-185-00E**	PERIOSTEAL INHIBITION KIT mit SCHWERT Protector-Tray 1/3, 178 x 90 x 24 mm REF 2597-05 bestehend aus: PERIOSTEAL INHIBITION KIT with SCHWERT Protector-Tray 1/3, 178 x 90 x 24 mm REF 2597-05 consisting of:
	**1705-90-07E**	Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 1,4 mm Surgical curette for microapical surgery 1,4 mm
	**1705-91-01E**	Chirurgische Kürette für apikale Resektionen, 2,5 mm Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm
	**1705-92-06E**	Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 2,0 mm Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm
	**1705-93-03E**	Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 3,0 mm Surgical curette for microapical surgery 3.0 mm
	**1705-180-00E**	SOCKET REVOLUTION KIT mit SCHWERT Protector-Tray 1/2, 178 x 140 x 24 mm REF 2597-08 bestehend zudem aus: SOCKET REVOLUTION KIT with SCHWERT Protector-Tray 1/2, 178 x 140 x 24 mm REF 2597-08 consisting additionally of:
	**1697-04-08E**	Knochenersatzmaterial Löffel und Stopfer Kombination Graft material carrier and plugger
	**617-01**	P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw
	**617-20**	P-LUX Periotom, gerade, flexibles Arbeitsende P-LUX Periotome, straight, flexible working tip
	**1411-04**	MIKRO-BUSER, 2,4 / 2,8 mm, 17,5 cm MICRO-BUSER, 2.4 / 2.8 mm, 17.5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Implantologie
Implantology



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

139

Implantologie
Implantology

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

03.2025

3. Implantologie · Implantology

Knochenmühle · Bone mill



Abmessungen · Dimensions

- Einfüll-Öffnung · Filling opening: 11x17 mm
- Auffangbehälter innen · Collecting bank inside: Ø 55 mm, Höhe/height 20 mm
  Volumen/volume 48 ml

1720
8,0 x 12,9 cm
Knochenmühle
Bone mill

i

Knochenmühle · Bone mill

Knochenmühle zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial. Um weitreichende Knochendefekte zu korrigieren, ist häufig eine intraorale Knochenentnahme an anderer Stelle notwendig. Größere Knochenstücke bzw. Knochenblöcke können z. B. unter Nutzung von Trepanbohrern entnommen werden.

Durch den Einsatz der Knochenmühle kann dieses Knochenmaterial gezielt zerkleinert werden, um ein größtmögliches Volumen an Knochenspänen zu erzeugen.

Die erzeugte „körnige" Konsistenz der gewonnenen Knochenspäne gewährleistet eine optimale Adaption am Knochenbett.

Bone Mill for the preparation of autologous bone material. In order to correct extensive bone defects, an intraoral extraction of bone material from another site of the jaw is necessary in many cases. Larger bone pieces or bone blocks are extracted with the help of e.g. a trephine drill.

The use of the bone mill enables an effective milling of the bone material in order to produce a volume of bone grafts as large as possible.

The "granular" consistency of the produced bone graft ensures an optimal adaptation to the bone base.



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Knochenmahlzange · Bone mill forceps

Knochenmahlzange zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial.
- Titan-Mahlwerk austauschbar
- Mahlwerk vollständig zerlegbar
- Kein Materialverlust
- RKI-Richtlinien konform, da einfach zu reinigen
- Spezieller Zangenrohling, welcher paralleles Schließen des Mahlwerks gewährleistet
- Optimales Mahlergebnis
- Anschlagschraube verhindert direkten Kontakt der Mahlflächen, was die Lebensdauer des Mahlwerks erhöht

Bone mill forceps for the preparation of autologous bone material.
- Exchangeable titanium bone mill inserts
- Easy to clean
- No loss of bone material
- Conform to the RKI-guidelines
- Specially designed new forceps, which allows parallel closing of the milling parts
- Maximum milling result
- Stop screw avoids direct contact of the milling parts andprotects from wear



1722
18,5 cm
Knochenmahlzange
Bone mill forceps

1722-01
Ø 16,8 mm (innen/inside)
oberes Mahlwerk, Mahltopf, Titan
upper milling part, grinding pot, titanium

1722-02
Ø 16 mm
unteres Mahlwerk, Platte, Titan
lower milling part, plate, titanium

1722-03
55 mm
Drehhebel mit Schraube
Handle bar with srew



1724
Ø 6,0 cm x 5,5 cm
Knochenquetsche
Bone crusher

Innenmaß · Inner dimensions
- Ø 20 mm, Höhe/height 25 mm, Volumen/volume 6 ml

Knochenquetsche · Bone crusher

Das Knochenmaterial wird in die Quetsche eingelegt und kann unter Verwendung des Stößels und gegebenenfalls zusätzlich mit einem Hammerschlag gequetscht werden.
Die SCHWERT Knochenquetsche ist eine sehr zeitsparende und günstige Alternative zur Knochenmühle 1720.

Insert the bone piece into the crusher and use the pestle in order to crush the bone. If necessary, you may use a mallet additionally. The SCHWERT bone crusher is a very time- and cost efficient alternative for the bone mill 1720.



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

3. Implantologie · Implantology

Knochenschaber · Bone scraper



1723-1
16,0 cm
gerade
straight



TiN beschichtete Klingen,
extra scharf und langlebig
TiN coated blades,
extra sharp and durable

1723-11
Ersatzklinge
Breite 7,8 mm
Spare blade
width 7.8 mm

1723-16
5,0 cm
Ersatzklinge
Breite 7,8 mm
Spare blade
width 7.8 mm



1723-6
15,5 cm
gebogen
curved



1435-5
18,0 cm
Löffelinstrument
Breite 6,0 mm
Stopfer Ø 3,5 mm
Spoon instrument
width 6.0 mm
Plugger Ø 3.5 mm


i


Knochenschaber
Bone scraper

Der Knochenschaber dient zum Sammeln von autologem Knochenmaterial. Diese manuelle Gewinnung gewährleistet eine optimale Zellvitalität und die Resorption wird reduziert. Während des Schabens wird der Knochen in der darunterliegenden Kammer gesammelt und gleichzeitig mit Blut vermischt.
Das Knochenmaterial kann direkt aus der Kammer implantiert werden. Die Klinge ist für bis zu 30 Anwendungen geeignet.

The bone scraper is intended for gaining of autologous bone material. This manual working assures an optimal cell viability and reduced absorption. The bone is collected in the underlying chamber while scraping and mixed up with blood simultaneously.
The bone material may be used directly out of the chamber. The blade is suited for up to 30 applications.







Löffelinstrument
Spoon instrument

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



i

Buser Knochenschaber · Buser bone scraper

Mit dem Knochenschaber nach Buser wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches über die Breiten 3 und 5 mm verfügt. Damit lässt sich autologer Knochen direkt am OP-Eingriffsgebiet sammeln. Durch die speziell gehärteten Arbeitsenden ist die Schärfe des Instruments für lange Zeit gewährleistet.

Außerdem sehr gut geeignet um den Alveolarkamm zu konturieren, vor Setzen des Implantats.

With the bone scraper by Buser is an instrument provided which has working tips with the measures of 3 mm and 5 mm. This instrument makes it very easy to collect autologous bone directly in the area of the treatment. Specially hardened working tips ensure sharpness for a long time.

Beside that the instruments suits great for conturing the alveolar ridge.

1418-3
BUSER
17,5 cm
3 mm / 5 mm



2616-25
Medizinbecher
Medicine cup
25 ccm
rostfrei, Höhe 2,8 cm, Innen-Ø 5 cm
stainless steel, height 2.8 cm, inner Ø 5 cm



2616-31
Medizinbecher
Medicine cup
Ø 40 mm x 30 mm
beidseitig verwendbar, rostfrei, mit Deckel aus POM
usable on both sides, stainless, with plastic lid

Optimal für Pins und Membranen.
Perfect for pins and membranes.



2616-140
Medizinschale, rostfrei Ø 80 mm x 40 mm Höhe, Inhalt 0,14 l
Medicine bowl, stainless steel, Ø 80 mm x 40 mm height, contents 0.14 l

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

3. Implantologie · Implantology

SCHWERT Knochen Augmentation Instrumente · SCHWERT bone augmentation instruments



Für die Knochen Augmentation perfekt abgestimmte Arbeitsenden in drei leichten, farbcodierten Instrumentengriffen.

1. Stopfer/Löffel Kombinationsinstrument zum Einbringen und Formen des Transplantats.
2. Transplantat-Träger mit großem und kleinem Löffel für schnelles und vereinfachtes Einbringen des Transplantats.
3. Kugel- und Planstopfer Kombinationsinstrument ermöglicht präzises Einbringen und Verdichten des Transplantats.

Working ends perfectly matched for bone augmentation in three lightweight, color-coded instrument handles.

1. Stodger/spoon combination instrument for transplant application and contouring.
2. Graft carrier with big and small spoon for fast and easy transplant placing.
3. Ball and flat plugger combination allows precise inserting and packing of transplants.



1697-03-09E
1697-03
Graft and Sinus Packer
Griff türkis-lichtblau · handle turquoise

1697-02-08E
1697-02
Graft Material Carrier
Griff hellrot-magenta
handle lightred magenta



1697-0TI-06E
1697-0TI
Titan Knochenstopfer
Bone Condenser with Titanium tips
Graduation 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm,
Ø 1,0 / 2,0 mm, Griff grün · handle green

1697-01-07E
1697-01
Graft Carrier Plugger Ø 8 mm
Griff orange · handle orange

ERGO
Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE
Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



1697-100-00E

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:
1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Bone augmentation kit, consisting of:
1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05



1697-100

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:
1697-01, 1697-02, 1697-03, 1697-0Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-08
Bone augmentation Kit, consisting of:
1697-01, 1697-02, 1697-03, 1697-0Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-08



1697-04-09E
Graft Material Carrier and Plugger
SCHWERT Ergo Griff türkis-lichtblau
SCHWERT Ergo handle turquoise

1697-04-08E
Graft Material Carrier and Plugger
SCHWERT Ergo Griff hellrot-magenta
SCHWERT Ergo handle lightred magenta



1697-05-09E
Graft Material Carrier
SCHWERT Ergo Griff türkis-lichtblau
SCHWERT Ergo handle turquoise

i

Alle Instrumente haben auswechselbare Einsätze M4x0.5
All instruments have exchangeable inserts M4x0.5

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST


i

Knochenverdichtung
Bonecondensing

Osteotome werden verwendet um die Primärstabilität des Implantatlagers zu erhöhen. Die Stoppschraube erhöht dabei die Sicherheit während des Sinuslifts signifikant.

Osteotomes are used for increasing the initial stability of the implant. The stopping screw increases the safety during the sinus lift significantly.









1695-1
15,0 cm
Ø 3,0 / 4,0 mm
Knochenstopfer
Compactor

Artikel-Nr. Item-No.	Form der Instrumentenspitze Shape of the instrument tip	Ø außen Ø exterior	Graduierung graduation	Gesamtlänge total length
1703-127	konkav, konisch, bajonett concave, conical, bayonet	2,7 mm	7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20	16,5 cm
1703-132	konkav, konisch, bajonett concave, conical, bayonet	3,2 mm	7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20	16,5 cm
1703-137	konkav, konisch, bajonett concave, conical, bayonet	3,7 mm	7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20	16,5 cm
1703-142	konkav, konisch, bajonett concave, conical, bayonet	4,2 mm	7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20	16,5 cm
1703-150	konkav, konisch, bajonett concave, conical, bayonet	5,0 mm	7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20	16,5 cm


i


Flexible Sinuslift Küretten · Flexible sinus lift curettes

Optimales Feingefühl beim lateralen Sinuslift. Die versehentliche Perforation der Sinusmembran ist eine Komplikation, die häufig während der Anhebung des Sinusbodens (Sinuslift, SBE) auftritt. Das neue SCHWERT Sinuslift-Instrumentarium erhöht durch stumpfe, flexible Arbeitsenden mit „Swing-Effekt" die Taktilität und das operative Feingefühl bei der direkten Sinusbodenelevation. Durch die spezielle Formgebung und Beschaffenheit des Edelstahls zwischen Griff und aktivem Part wird leichter Druck abgefedert und dem Operateur eine direkte Rückmeldung vermittelt. Gleichzeitig wird die Perforationsgefahr der Schneider'schen Membran auf ein Minimum reduziert.
Bereits bei der Entwicklung wurde auf eine besonders praktikable Handhabung geachtet. Durch die verschieden abgewinkelten Enden wird die Navigation auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die Instrumentenlinie umfasst fünf Kürettenfiguren um der jeweiligen OP-Situation optimal gerecht zu werden. Ergänzt werden diese durch Stopfer-/ und Löffelinstrument zur Einbringung des Augmentats.

An optimum sensitivity during the laterally lift procedure. The perforation of the Schneiderian membrane is a complication that often occurs during a maxillary sinus floor augmentation procedure. The new SCHWERT Sinus-Lift Instruments increase the sensitivity by blunt and flexible working tips with "Swing-Effect". Because of their special shapes and the characteristic of the stainless steel between the handle and the active part, light pressure is cushioned and gives the operator a direct and sensitive response. The risk to perforate the Schneiderian membrane is reduced to a minimum. Already during their development the focus was a practicable handling. Because of varying angulations and shapes of the active parts they are easy to navigate also in difficult areas. The line of curettes consists of six different figures for every situation. Spoon and condenser complement the set to place the bone graft.





1790-86
Flexibles Sinuslift Küretten-Set, beinhaltet: 1435-2, 1435-3, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medizinbecher 25 ccm, SCHWERT Protector-Korb 2603-01
Flexible sinus lift curettes set, consisting of: 1435-2, 1435-3, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medicine cup 25 ccm, SCHWERT Protector-Basket 2603-01


- Im neuen SCHWERT Protector-Korb
- New SCHWERT Protector-Basket

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

3. Implantologie · Implantology

Flexible Sinuslift Küretten · Flexible sinus lift curettes



1435-1
FIG. 1
20,4 cm

1435-2
FIG. 2
20,7 cm

1435-3
FIG. 3
20,0 cm

1435-4
FIG. 4
19,5 cm

1435-7
FIG. 5
19,0 cm

1435-8
FIG. 8
20,0 cm

1435-5
17,6 cm
Löffelinstrument
Spoon instrument

Sinuslift Küretten · Sinus lift curettes



Mit **1433-4** kann entlang der gesamten Knochenrinde die Schneider'sche Membrane 1-2 mm gelöst werden.
The Schneiderian membrane of the maxillary sinus is detached with **1433-4** by 1-2 mm along the cortical bone.



1433-5 hilft speziell im unteren Teil, die Membran weiter zu lösen. Ebenso im kaudalen Bereich, speziell wenn die Membran 4-5 mm oberhalb des Kieferhöhlenbodens liegt und die Kieferhöhle mit Granulat aufgebaut wird.
1433-5 is particularly useful in the lower part for detaching the membrane further. The same goes for the caudal area, especially if the membrane is 4-5 mm above the base of the maxillary sinus and is built up with granular material.



1433-2 ermöglicht die Membran im mesialen Bereich weiter abzuheben. Ein Arbeitsende ist speziell für die rechte, das andere für die linke Kieferhöhle gestaltet.
1433-2 makes it possible to lift the membrane further in mesial region. One working tip is especially designed for the right and the other for the left maxillary sinus.



Mit **1433-1** wird die Schleimhaut weiter im oberen und hinteren Teil der Kieferhöhlenwand abpräpariert.
With **1433-1** the sinus membrane is further elevated in the upper and posterior part of the maxillary sinus wall.



Mit **1433-3** wird breitflächig im inneren Bereich, speziell entlang des Daches des Palatinums, die Schneider'sche Membrane weiter gelöst.
With curette no. **1433-3** the Schneiderian membrane is further detached over a broad area in the inner region, especially along the roof of the palatine.



1433-1
19,0 cm

1433-2
19,0 cm

1433-3
19,0 cm

1433-4
19,0 cm

1433-5
19,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

3. Implantologie · Implantology

Stumpfe Sinuslift Küretten · Blunt sinus lift curettes



1432-1
18,0 cm



1432-2
16,0 cm



1432-3
17,0 cm



1432-4
17,0 cm



1432-5
17,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


03.2025



1432-6
17,0 cm



1432-7
18,0 cm



1432-11
17,0 cm



1432-12
17,0 cm



1432-13
17,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



i

Krekeler Messschieber · Krekeler caliper

Das Setzen von Implantaten wird durch den Messschieber nach Prof. Dr. med. dent. Gisbert Krekeler, um ein Vielfaches erleichtert. Die Vereinigung mehrerer Funktionen ermöglicht ein schnelleres und exakteres arbeiten.

Inserting Implants gets much easier and effective with the caliper acc. to Prof. Dr. med. dent. Gisbert Krekeler. Working is safer, faster and more precise by the combination of several functions in one instrument.





Funktionsweise des Krekeler Messschiebers

Durch die genau 1,5 mm dicken Messdorne kann sofort der maximale Durchmesser des Implantats bestimmt werden. Für maximale Stabilität, sollte immer der größtmögliche Durchmesser gewählt werden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte eine Knochenwandung von mindestens 1,5 mm Dicke erhalten werden um ein Resorbieren des Knochens nach der Implantation auszuschliessen.

1. Während der Messung des Interdentalspalts kann am Nonius über die IN Markierung sofort der maximal mögliche Implantatdurchmesser abgelesen werden. Eine korrekte Messung wird durch Anlegen der Messdorne unter Berührung des Zahnhalses der Nachbarzähne vorgenommen. Über die OUT Markierung ist das Gesamtmaß ablesbar.

2. Die angespitzten Dornen unterstützen den Behandler außerdem bei einer ersten Markierung im Knochen. Hiermit wird ein sicherer Abstand vor der ersten Zielbohrung zum Nachbarzahn / -Implantat gewährleistet. Wird ein Nachbarimplantat gesetzt, kann ein Dorn zur Abstandshaltung zur direkten Ermittlung des Mindestabstandes für die Nächste Bohrung eingesetzt werden.

3. Am distalen Ende der Krekeler-Messlehre befindet sich außerdem eine Bohrlehre zur Bohrerführung und eine 5 bzw. 7 mm Markierung zur Messung der Kieferkammbreite von crestal. Eine sofortige Beurteilung nach ausreichendem Knochenangebot ist somit schnell und einfach möglich.

Functionality of the Krekeler Caliper

For a maximum stability always the widest possible implant diameter should be chosen. Due to the exactly 1.5 mm measuring rods, you can read the maximum diameter directly. Due to scientific research in order to avoid bones resorbtion after the implantological treatment, there should be a wall of at least 1.5 mm of bone material to each side.

1. During the measurement of the interdental gap, it is possible to read directly the maximum implant diameter from the IN mark. A correct measurement is performed by applying the rods at the cervix dentis of the neighboring teeth. From the OUT mark you may read the the overall measure.

2. The sharpened rods also support the operator in placing the first mark in the bone, to ensure a safe distance to the neighbouring implant / tooth. If there is a neigbour implant it is possible to use one rod as spacer for the minimum distance of the next drill.

3. At the distal ending of the Krekeler caliper you also find a drilling guide and a 5 and 7 mm graduation to measure the patients alveolar ridge from crestal. This supports an easy and direct evaluation if there is enough bone material left.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com



1734-2
9,0 mm

SCHWERT hilft!
Von jedem verkauften Instrument gehen 1,50 Euro an ein Kinderhilfswerk.

SCHWERT cares!
From each instrument sold 1.50 Euro goes to a fund for disadvantaged children.

i

Messlehre · Caliper

Die Messlehre nach Prof. Dr. J.L. Calvo Guirado unterstützt bei der Positionierung von Implantaten.
The caliper acc. to Prof. Dr. J.L. Calvo Guirado facilitates the positioning of implants



1. Spitze dient zur Ermittlung der Tiefe der Osteotomie. Die Graduierung an der Spitze hat eine Skalierung von 8 / 10 / 11,5 / 13 / 15 / 17 mm um das Implantat im Knochen zu platzieren. Der Durchmesser der Spitze beträgt 2,2 mm für die Positionierung der Perforation der ersten Bohrung.

1. The tip of the instrument serves to determine the depth of the osteotomy. Scaling at the tip of 8 / 10 / 11.5 / 13 / 15 / 17 mm in order to place the implant into the bone. The diameter of the tip is 2.2 mm for the positioning of the first drilling perforation.



2. Die Länge der Messlehre erlaubt die Messung und die Längenprüfung des Fräsers für die Erstbohrung.

2. The lenght of the sliding caliper enables the measuring and lenght check of the cutter for the first drill.



3. Das hintere rechteckige Teil hat eine horizontale und vertikale Abmessung. (**1734-2** 9 mm)

3. The rectangular part at the distal end of the instrument has a horizontal as well as a vertical measurement. (**1734-2** 9 mm)



4. Die horizontale Abmessung bis zu 9 mm ermöglicht die Positionierung des Implantates mit einem Durchmesser von 3,4 - 6 mm. Gemeint ist der Abstand von Implantat zu Implantat.

4. The horizontal measurement up to 9 mm enables the positioning of an implant of 3,4 mm - 6 mm diameter – concerning the distance between the implants.



5. Die vertikale Abmessung bis zu 8 mm ermöglicht die Positionierung des Implantates mit einem Durchmesser von 5-8 mm (5-9 mm).

5. The vertical measurement up to 8 mm enables the positioning of the implant of a diameter of 5-8 mm (5-9 mm).
This has to be repated on the opposite side of the tooth.



6. Bei Positionsänderung können wir mit der 2 mm Breite die Positionierung des Implantates an den angrenzenden Zahn beurteilen, um nicht den interproximalen Knochen zu perforieren.

6. If there is a change of positioning the implant it is possible to check 2 mm space to prevent a perforation of the interproximale bone.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

3. Implantologie · Implantology

Implantologie Instrumente · Implantology instruments



1435-12
Pin Heber
Pin lever
15,5 cm
zum Entfernen von Membranpins,
Arbeitsende Breite 3,5 mm aussen
for removing membrane pins,
working end width 3.5 mm



1435-11
Perforations Raspatorium
Perforation raspatory
15,5 cm
für Membranen
for membranes



3011-30
Pin-Membransonde
Pin membrane probe
16,5 cm



2860-1
Membranpinzette
Membrane forceps
11,0 cm
Kühne, gebogen, 12x4,5-5,6 mm
Kühne, curved 12x4,5-5,6 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025






6925-01
Pin-Einsetzinstrument
Pin Applicator
14,5 cm

i

Titan-Pins · Titanium pins



Auf Nachfrage erhältlich.
Available upon request.



2150-11
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)
Cup, storage box (without pins)
für 10 Stk. Titanpins, Ø 33 mm Deckel, 29,5 mm Boden, Höhe ca. 30 mm
for 10 titanium pins, Ø lid: 33 mm, Ø bottom: 29.5 mm, height 30 mm



2150-10
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)
Tray, storage box (without pins)
für 5 Weichgewebepins und 10 Titan-Pins
for 5 reinforced titanium pins for soft tissue grafting and for 10 titanium pins

i

Parallelbohrhilfe · Parallel drilling guide



1733

Parallelbohrhilfe, erleichtert das parallele inserieren von Implantaten. (Ø 2,1 für die Bohrung, 1,85 Pindicke.) Die Parallelbohrhilfe wird mit ihrem Pin in die erste Zielbohrung eingebracht. Über das feststellbare Gelenk wird anschließend mit dem Pilotbohrer die nächste, geführte parallele Zielbohrung vorgenommen.

Parallel drilling guide, for easy parallel implant insertion. (Ø 2.1 for pilot drill, 1.85 mm size of guiding pin) insert the parallel drilling guide into the first pilot drill with the guiding pin. With the fixable joint a precise adjustment for the following parallel pilot drilling is possible.



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i


IDR – Sofortige Dentoalveolar Restauration
IDR – Immediate Dentoalveolar Restoration

Nach Dr. J.C.M. Rosa. Die Auswahl des richtigen Meißels erfolgt Anhand der Größe des für den Defekt benötigten Knochenchips, der aus dem Tuber maxillae gewonnen wird. Die gängigsten Instrumente hierfür sind die Lexer Flach- und Hohlmeißel in 6, 8 oder 10 mm Breite. Generell sollte der gewählte Meißel etwa 2 mm weiter als der benötigte Knochenchip gewählt werden. Die Meißel besitzen ein in Millimetern graduiertes Arbeitsende um so bereits während der Gewinnung die Dimensionen in Länge und Breite des Knochenchips beurteilen zu können.

Acc. to Dr. J.C.M. Rosa. These selection of the right chisel to remove the graft from maxillary tuberosity is performed according to the shape of the existing defect in the receiving area and required bone volume. The most suitable chisel shapes are the straight and the gouge ones of 6, 8 or 10 mm width; as a general rule, the chosen chisel should be 2 mm wider than the graft width to be removed. These chisels have a milimetered active part with the aim to ease the graft measurement at the moment of removal, allowing the obtention of a bone specimen with suitable length and thickness.







1790-90
IDR Kit
IDR Kit

Abbildung Illustration	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	1790-90	IDR Kit mit SCHWERT Protector-Korb 266 x 180 x 36 mm REF 2603-03 bestehend aus: IDR kit with SCHWERT Protector-Basket 266 x 180 x 36 mm REF 2603-03 consisting of:
	1675-06	Lexer-Mini Osteotom, 6 mm, 18 cm Lexer-Mini Osteotome, 6 mm, 18 cm
	1675-08	Lexer-Mini Osteotom, 8 mm, 18 cm Lexer-Mini Osteotome, 8 mm, 18 cm
	1675-10	Lexer-Mini Osteotom, 10 mm, 18 cm Lexer-Mini Osteotome, 10 mm, 18 cm
	1676-06	Lexer-Mini Hohlmeißel, 6 mm, 18 cm Lexer-Mini Gouge, 6 mm, 18 cm
	1676-08	Lexer-Mini Hohlmeißel, 8 mm, 18 cm Lexer-Mini Gouge, 8 mm, 18 cm
	1676-10	Lexer-Mini Hohlmeißel, 10 mm, 18 cm Lexer-Mini Gouge, 10 mm, 18 cm
	1697-0Ti-06E	Titan Knochenstopfer Graduation 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm, Ø 1,0 / 2,0 mm Bone Condenser with exchangeable Titanium tips
	2619-10	Medizinbecher, rostfrei Medicine Cup, stainless steel

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa
Surgical kit acc. to Dr. Rosa

Instrumentenset nach Dr. Rosa, abgestimmt auf das OP-Protokoll, für die IDR Technik.

Instrument kit. according Dr. Rosa, prepared for the surgical protocol for the IDR technique.



1790-95
Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa
Surgical kit acc. to Dr. Rosa

Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa · Surgical kit acc. to Dr. Rosa

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
3418-15	Parodontal-Sonden Fig. CP15 Periodontal probes fig. CP15
3409-15	OPTIFLEX PA-Sonden Einsatz aus Kunststoff, Fig. CNC North Carolina, auswechselbar, M4 x 0,5 OPTIFLEX, Plastic perio probe insert, fig. CNC, North Carolina exchangable, M4 x 0.5
3300-12	Schwert Color-Code Universal Griff, blau Schwert Color-Code handle, blue
1070-00	Mikro-Chirurgischer Skalpellgriff, 13 cm, Titan Handle for Mini-blades 13 cm, titanium
1033-60	Skalpellgriff SAFE-EX, Klingenhalter mit Auswurffunktion Scalpel handle SAFE-EX, blade holder
1136-17	Mikro Schere, spitz / spitz Micro scissors, pointed / pointed
2000-16	TC Nadelhalter gebogen 17,5 cm MIKRO Micro, needle holder, serrated, TC, 17.5 cm
1637	Hammer mit Kunststoffeinsätzen Mallet with plastic caps
431-10	Hohlmeisselzange MINI-FRIEDMAN 14 cm Rongeur forceps MINI-FRIEDMAN, 14 cm
1411-01	Raspatorium 2,6 mm und 4 mm breit Periosteal elevators 2.6 mm and 4.0 mm
1208-340	Mikro-Pinzette nach Cooley, gerade Cooley forceps,18 cm, straight
1372-11	Lucas, Kürette, gezahnt, 2,5 mm Lucas, curette, serrated, 2.5 mm
2603-04	SCHWERT Protector-Korb 1/1 mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm SCHWERT Protector-Basket 1/1 with racks, 266 x 180 x 36 mm



	Ergänzend zum Set · Supplementary to the set
617-100	P-LUX Set P-LUX Set
3301-05	Spezial-Kürette GRA 5/6, gelb Special curette GRA 5/6, yellow
3301-07	Spezial-Kürette GRA 7/8, grau Special curette GRA 7/8, grey
3301-11	Spezial-Kürette GRA 11/12, violett Special curette GRA 11/12, purple
3301-13	Spezial-Kürette GRA 13/14, blau Special curette GRA 13/14, blue
1070-69	Mini-Klingen fig. 69, Packung à 10 Stück Mini blades fig. 69, PU 10 pieces
1063-15C	Skalpellklingen STERIL Packung à 100 Stück Scalpel blades STERILE, PU 100 pieces

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

3. Implantologie · Implantology

Messschieber · Caliper



1730-20
13,0 cm

i

Hinweis · Note

Breitenmessungen am Modell geeignet.
Suitable for distance and width measurements on the model.



1730-1
9,0 cm



1730-4
9,0 cm



1730-6
9,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Diagnostik
Diagnosis



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

161

Diagnostik
Diagnosis

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

03.2025

4. Diagnostik · Diagnosis

Pinzetten · Tweezers

SCHWERT Pinzetten · SCHWERT tweezers



Was macht eine gute Pinzette aus?
- parallel schließende Arbeitsenden zum sicheren Greifen, auch von kleinsten Teilen
- sauber verarbeitete Fügestellen, zur Verhinderung von Korrosion
- optimale Vorspannung und für den Einsatzzweck, korrekt ausgerichtete Arbeitsenden

Diese Attribute erfüllen SCHWERT Pinzetten. Die SCHWERT Pinzetten mit Führungsstift und „Stop". So wird eine parallele Führung sichergestellt und eine Überkreuzung durch zu viel Druck ausgeschlossen.

What are main features for good tweezers?
- parallel closing working tips for safe grasping, especially of smallest parts
- precisely crafted fitting of the two shanks of the instrument for avoiding corrosion
- optimal adjusted tension and correctly fitted working tips according the intended use

All these attributes are combined within SCHWERT tweezers. SCHWERT tweezers use a guiding and stop pin. This guarantees a parallel closing and avoids an uninted crossing of the working tips by too much pressure.

Diamantiert
Diamond coating



2888
COLLEGE
15,0 cm
diamantiert
diamond coating

Arbeitsenden umlaufend diamantiert für erhöhten Halt und verringertes Abrutschrisiko.

Circumference of working portion of tips are diamond coated for increased grasping efficiency.




2885
COLLEGE
15,0 cm
gerieft
serrated

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



2943
MERIAM
15,0 cm
gerieft
serrated



2887
COLLEGE
15,0 cm
kräftige Spitzen
strong tips

Modifiziert: Höhere Grundspannung erlaubt kräftigen Anpressdruck für sicheres Greifen und verhindert ein Abrutschen zuverlässig.

Modified: Higher basic stress allows stronger pressure for secure grasping and avoids slipping away reliably.



2921
FLAGG
16,0 cm
gerieft
serrated

4. Diagnostik · Diagnosis

Zahnsonden · Explorers



3007-9
FIG. 9
15,0 cm



3007-6
FIG. 6
15,0 cm



3007-8
FIG. 8
15,0 cm



3007-16
FIG. 16
16,0 cm



3007-17
FIG. 17
15,0 cm



3058
WESTON
19,0 cm

i Achtkantgriff
Octagonal handle

mit feiner Spitze
with fine tip



3015-3A
FIG. 3A
15,0 cm



3015-6
FIG. 6
16,0 cm



3015-8
FIG. 8
15,0 cm



3015-9
FIG. 9
15,0 cm



3015-17
FIG. 17
15,5 cm



3015-23
FIG. 23
14,5 cm



3075-5
UNIVERSAL
17,0 cm

i


Rundgriff
Round handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

4. Diagnostik · Diagnosis

Zahnsonden / Furkationssonden · Explorers / Furcation probes





3054-4
17,0 cm

3054-5
17,0 cm

3054-8
17,0 cm

i

Achtkantgriff
Octagonal handle
kräftige Spitzen
strong tips



3074-6
KUHHORN
16,5 cm
spitz
sharp

3077-30
FIG. Q2N
NABERS
17,0 cm
Graduierung
graduation
3/6/9/12

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



3076
17,0 cm
Graduierung
graduation
1/2/3/5/7/8/9/10



3418
FIG. CP10
15,0 cm
Graduierung
graduation
1/2/3/5/7/8/9/10



3410-1
WHO
17,0 cm
Graduierung
graduation
3,5/5,5/8,5/11,5



3419
FIG. CP2
15,5 cm
Graduierung
graduation
2/4/6/8/10/12

4. Diagnostik · Diagnosis

Parodontal-Sonden / Parodontometer · Periodontal probes



3419-3-3
FIG. CP12
15,0 cm
Graduierung
graduation
3/6/9/12



3419-3-6
FIG. CP11
15,0 cm
Graduierung
graduation
3/6/8/11



3418-15
FIG. CP15
NORTH CAROLINA
15,0 cm
Graduierung
graduation
1-15 in mm

i

Besonders in der Implantologie sehr beliebt, da mit dieser Sonde direkt diverse Maße genommen werden können.

Preferred probe in Implantologly, the graduation allows very easy measuring.


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

i

Sondeneinsätze · Exchangeable probes

Passend auf alle gängigen Griffe mit Gewinde M2,5
Suitable for all handles with M2.5 thread



2781-1 12,5 cm, schwarz
12.5 cm, black

3018-8
FIG. 8



3018-9
FIG. 9

passende Instrumentengriffe (Seite 163)
matching Instrument handles (Page 163)



3018-23
FIG. 23



3018-17
FIG. 17



3409-1
CPG 12
Graduierung
graduation
3/6/9/12 mm



3409-2
CPNG2
Graduierung
graduation
2/4/6/8/10/12 mm



3409-3
CPG 11,5 WHO
Graduierung
graduation
3,5/5,5/8,5/11,5 mm



3409-4
WILLIAMS
Graduierung
graduation
1/2/3/5/7/8/9/10 mm



3409-5
CP15 NORTH CAROLINA
Graduierung
graduation
1-15 in mm



Titan
titanium

3409-6
CP15 NORTH CAROLINA
Graduierung
graduation
1-15 in mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

OPTIFLEX Kunststoff PA-Sonden Einsätze · OPTIFLEX plastic PA-Probe inserts

Die Optiflex PA-Sonden Einsätze aus Kunststoff, bieten ein flexibles Arbeitsende, welches sich hervorragend der Anatomie, der Zähne, beim Messen der Taschentiefe, anpasst. Die Spitzen sind in den unterschiedlichen gängigen Graduierungen erhältlich. Die schwarzen Markierungen sind farbstabil und bieten einen sehr guten Kontrast im Vergleich zum weißen Kunststoff und dem Zahnfleisch.
Dies vereinfacht die Ablesung um ein Vielfaches. Die Spitzen sind sterilisierbar und durch das M4x0,5 Gewinde in jeden beliebigen Griff, mit genanntem Gewinde, einsetzbar. Z. B. REF: 3300-02 oder 3300-31.

Nicht nur zum Feststellen des parodontalen Status sind die Einsätze geeignet, sondern auch hervorragend für die Verwendung am Implantat, da ein Verkratzen der Oberflächen ausgeschlossen ist.

Die Spitzen können verwendet werden, bis sie verbogen, ausgeblichen oder nicht mehr ablesbar sind.

Optiflex PA-Probe inserts made from plastic have a flexible working tip which adapts ideal to the anatomy of teeth, while measuring the depth of the pocket. The tips are available in the different common graduations. The black markings are color stable and offer a very good contrast in comparison to the white plastic and the gum. This simplifies the readout a lot. The tips are sterilizable and are due to their M4 x 0.5 thread easy insertable into any handle with mentioned thread. E.g. REF: 3300-02 or 3300-31.

Not only for determine the parodontal status are the probes suited but also are perfectly suited for the use on an implant, as it is not possible to scratch the implant's surface.

The tips can be used until they are bent, lost their color or not readable anymore.





Verpackungsbeispiel
Sample packing





3409-1012
#1 Graduierung 3/6/8/11 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#1 graduation 3/6/8/11 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm



3409-1112
#CPG12 Graduierung 3/6/9/12 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#CPG12 graduation 3/6/9/12 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

3409-100S
Gemischtes Set, enthält je zwei Optiflex Spitzen, der auf dieser Seite dargestellten Figuren
Mixed set, contains two Optiflex figures each, of the presented figures on that page.



3409-1212
#CPNG22 Graduierung 2/4/6/8/10/12 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#CPNG22 graduation 2/4/6/8/10/12 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm



3409-1312
#PCPG 11,5 Graduierung 3,5/5,5/8,5/11,5 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#PCPG 11,5 graduation 3,5/5,5/8,5/11,5, PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm




3409-1512
#CNC Graduierung in 1-15 mm Schritten, North Carolina VPE= 12 Stück M4 x 0,5 mm
#CNC graduation in 1-15 mm steps, North Carolina, PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i


SCHWERT Mundspiegel · SCHWERT mouth mirrors



Front Surface: Rhodium beschichtet, scharfes und verzerrungsfreies Spiegelbild, da sich die reflektierende Metallschicht direkt auf der Glasoberfläche befindet.
Front Surface: Rhodium coated, sharp and distortion free mirror image through reflective metal layer directly on glass surface.



Back Surface: Die reflektierende Schicht befindet sich auf der Rückseite des Spiegelglases.
Back Surface: The reflective layer lies on the backside of the mirror glass.

		**2800-312** Fig. 1 · Ø 20 mm	Standard Mundspiegel, Back Surface, plan, 12 Stück Standard Mouth mirror, Back Surface, flat, 12 pieces
		**2800-412** Fig. 2 · Ø 22 mm **2800-512** Fig. 3 · Ø 24 mm	Standard Mundspiegel, Back Surface, plan, 12 Stück Standard Mouth mirror, Back Surface, flat, 12 pieces
		**2801-412** Fig. 2 · Ø 22 mm **2801-512** Fig. 3 · Ø 24 mm	Mundspiegel, vergrößernd, Back Surface, hohl, 12 Stück Mouth mirror, magnifying, Back Surface, 12 pieces
		**2804-412** Fig. 2 · Ø 22 mm **2804-512** Fig. 3 · Ø 24 mm	RHODIUM Mundspiegel, Front Surface, plan, 12 Stück RHODIUM Mouth mirror, Front Surface, flat, 12 pieces
		**2806-412** Fig. 2 · Ø 22 mm **2806-512** Fig. 3 · Ø 24 mm	RHODIUM Mega Mundspiegel, Front Surface, plan, 12 Stück RHODIUM Mega Mouth mirror, Front Surface, flat, 12 pieces
		**2807-406** Fig. 2 · Ø 22 mm **2807-506** Fig. 3 · Ø 24 mm	RHODIUM Mega Mundspiegel, Front Surface, plan, doppelseitig, 6 Stück RHODIUM Mega Mouth mirror, Front Surface, flat, double-sided, 6 pieces
  		**2808-3** Ø 3 mm **2808-5** Ø 5 mm **2808-36** 3 x 6 mm	RHODIUM MICRO Mundspiegel, Front Surface, plan, 1 Stück RHODIUM MICRO Mouth mirror, Front Surface, flat, 1 piece

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

4. Diagnostik · Diagnosis

Sonden- / Mundspiegelgriffe / Serviettenhalter · Probes / Mirror handles / Napkin holder

i

SCHWERT Griffe · SCHWERT handles

Schwert Griffe aus Edelstahl, passend für alle gängigen Spiegel und Sonden mit einem M 2,5 Gewinde.

Schwert stainless steel handles, fitting all common dental mirrors and probes with M 2.5 thread



2770
Serviettenhalter, Länge verstellbar
Napkin holder, length variable



2780 12,0 cm




2782 12,5 cm



2784 ERGONOMIC, 13,5 cm

hohl
hollow



2786-1 12,5 cm

hohl
hollow



2787 13,5 cm

i

COLOR CODE Universalgriffe · Universal handles

COLOR **CODE** Griffe, einendig, für alle gängigen Spiegel und Sonden mit einem M 2,5 Gewinde. Die Griffe sind dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

COLOR **CODE** handles, single ended, for all common dental mirrors and probes with M 2.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely harmless in the maintenance chain.



2781-1 13,5 cm, schwarz
13.5 cm, black



2781-2 13,5 cm, blau
13.5 cm, blue



2781-3 13,5 cm, grau
13.5 cm, grey



2781-4 13,5 cm, grün
13.5 cm, green



sterilisierbar bis 180°C
sterilizable up to 180°C

2781-11 13,5 cm, violett
13.5 cm, violet



2781-12 13,5 cm, marineblau
13.5 cm, navy



2781-15 13,5 cm, gelb
13.5 cm, yellow



2781-16 13,5 cm, apfelgrün
13.5 cm, apple green

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

4. Diagnostik · Diagnosis

COLOR CODE Universalgriffe · Universal handles

i

COLOR CODE Universalgriff · Universal handle

COLOR **CODE** Universalgriff, einendig für alle OPTIFLEX Kunststoff-PA-Sonden oder alle gängigen Küretten-/ Scalereinsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde.

COLOR **CODE** universal handle, single-ended for all OPTIFLEX plastic probes or all popular Curette and Scaler inserts with a M4 x 0.5 thread.



3300-11 13,0 cm, violett
13.0 cm, purple



3300-12 13,0 cm, blau
13,0 cm, blue



3300-13 13,0 cm, grau
13,0 cm, grey



3300-14 13,0 cm, schwarz
13,0 cm, black



3300-15 13,0 cm, gelb
13,0 cm, yellow



3300-16 13,0 cm, grün
13,0 cm, green



*3300-17 13,0 cm, orange *neue Farbe
13,0 cm, orange *new color



*3300-18 13,0 cm, hellrot-magenta *neue Farbe
13,0 cm, lightred magenta *new color



*3300-19 13,0 cm, türkis-lichtblau *neue Farbe
13,0 cm, turquoise *new color

i

COLOR CODE Universalgriff · Universal handle

COLOR **CODE** Griffe, doppelendig, für alle Einsätze mit einem M 4 x 0,5 Gewinde, z.B. Scaler/Küretten. Die Griffe sind dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

COLOR **CODE** handles, double ended, for all inserts with M 4 x 0.5 thread, e.g. scalers/curettes. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely harmless in the maintenance chain.



3300-01 11,0 cm, violett
11.0 cm, purple



3300-02 11,0 cm, blau
11.0 cm, blue



3300-03 11,0 cm, grau
11.0 cm, grey



3300-04 11,0 cm, schwarz
11.0 cm, black



3300-05 11,0 cm, gelb
11.0 cm, yellow



3300-06 11,0 cm, grün
11.0 cm, green



*3300-07 11,0 cm, orange *neue Farbe
11.0 cm, orange *new color



*3300-08 11,0 cm, hellrot-magenta *neue Farbe
11.0 cm, lightred magenta *new color



*3300-09 11,0 cm, türkis-lichtblau *neue Farbe
11.0 cm, turquoise *new color



3300-21
Endkappe für doppelendige Griffe mit M4 x 0,5 Gewinde
End cap for double-end handles with M4 x 0.5 thread



3300-20
Adapter für Griffe von M4 x 0,5 auf M2,5 für z. B. Spiegel- oder Sondeneinsätze
Adapter for handles from M4 x 0.5 to M2.5 for e.g. mirrors and probes

Die neuen ERGO DES

The all new ERGO DES



3200-01 violett / purple	**3200-02** blau / blue	**3200-03** grau / grey	**3200-04** schwarz / black	**3200-05** gelb / yellow
3200-11 einendig / single-ended	**3200-12** einendig / single-ended	**3200-13** einendig / single-ended	**3200-14** einendig / single-ended	**3200-15** einendig / single-ended

i

SCHWERT ERGO DESIGN Griffe

SCHWERT Ergo Griff mit dickerem Durchmesser als unser COLOR **CODE** Griff für ermüdungsfreieres und präzises Arbeiten. Doppelendig, für alle gängigen dentalen Einsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde. Die Griffe sind Dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.
NEU: Die Griffe sind nur noch 10cm lang, was es erlaubt, dass die meisten montierten Instrumente nun besser in unsere PROTECTOR Trays und Waschkörbe passen.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SIGN Universalgriffe

SIGN universal handles



3200-06
grün
green

3200-16
einendig
single-ended

3200-07
orange
orange

3200-17
einendig
single-ended

3200-08
hellrot-magenta
lightred magenta

3200-18
einendig
single-ended

3200-09
türkis-lichtblau
turquoise

3200-19
einendig
single-ended

3300-21
Endkappe für doppelendige Griffe mit M4 x 0,5 Gewinde zur einendigen Nutzung
End cap for double-ended handles with M4 x 0.5 thread for single-ended usage

SCHWERT ERGO DESIGN handles

SCHWERT Ergo handles, with thicker diameter as our COLOR **CODE** handle for more fatigueless and precise working. Double ended, for all common dental inserts with M4 x 0.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely unproblematic in the maintenance chain **NEW:** The handles are only 10cm long, which allows for the most assembled instruments to fit better in our PROTECTOR trays and washing baskets.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

4. Diagnostik · Diagnosis

SCHWERT DESIGN Griffe · SCHWERT DESIGN handles

i

SCHWERT DESIGN · SCHWERT DESIGN

Der SCHWERT DESIGN Griff wurde entwickelt, um dem Behandler ein hygienisch einfach zu pflegendes, funktionelles Instrument in die Hand zu geben.

Die Oberflächen wurden wo sinnvoll satiniert um Lichtreflexionen zu minimieren. Speziell die chirurgischen Arbeitsenden wurden in Hochglanz gehalten, damit diese Flächen effizient von Blut und Weichgewebsresten gereinigt werden können.

Der Runde Griff erlaubt ein ergonomisch einwandfreies Arbeiten. Die Planflächen verhindern das wegrollen der Instrumente auf dem OP-Tisch.

The SCHWERT DESIGN handle have been developed for offering a hygienic simple to clean and perfect working instrument for the surgeon.

The surfaces are satin finished where appropriate for reducing light reflections. Especially the surgical working ends are equipped with a mirror finished surface, thus they are efficient to clean, for removing blood and soft tissue residues.

The round handle provides an ergonomic perfect work result. The plane surface on the handle avoids the rolling away on the surgical tray.



2785 SCHWERT DESIGN Griff mit M2,5 Gewinde für alle gängigen Spiegel und Sonden mit einem M2,5 Gewinde
SCHWERT DESIGN handle, for all common dental mirrors and probes with M2.5 thread



3300-30 SCHWERT DESIGN Griff, doppelendig, für alle Einsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde z. B. Scaler / Küretten oder unsere Optiflex Sonden
SCHWERT DESIGN handle, double ended, for all inserts with M4 x 0.5 thread e.g. scalers / curettes or our Optiflex probes



3300-31 SCHWERT DESIGN Griff, einendig, für alle Einsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde, z. B. Scaler / Küretten
SCHWERT DESIGN handle, single ended, for all inserts with M4 x 0.5 thread, e.g. scalers / curettes



3300-20
Adapter für Griffe von M4 x 0,5 auf M2,5 für z. B. Spiegel- oder Sondeneinsätze
Adapter for handles from M4 x 0.5 to M2.5 for e.g. Mirrors and probes



3300-21
Endkappe für doppelendige Griffe mit M4 x 0,5 Gewinde
End cap for double-end handles with M4 x 0.5 thread

Parodontologie
Periodontal



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

179

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

ERGO / COLOR CODE Küretten und Scaler · Curettes and scalers

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle



ERGO DESIGN

COLOR CODE

i


SCHWERT Küretten & Scaler · SCHWERT curettes & scalers

- Ergonomisch
- Präzise
- Scharf
- Farbcodiert
- Auswechselbar

- Ergonomic
- Precise
- Sharp
- Color coded
- Exchangeable

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



i

Anwendung GRACEY Küretten
Application of GRACEY curettes




FIG. 1/2 - 5/6

FIG. 13/14 - 17/18
distal

FIG. 7/8 - 9/10
bukkal / lingual

FIG. 11/12 - 15/16
mesial

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

ERGO / COLOR CODE GRACEY Küretten · GRACEY curettes

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle


COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

3310-105G



3310-106G



3301-05-05E
3301-05


GRA 5/6

Für Front- und Eckzähne, gewinkelt
For anterior incisors and canines, angled

3310-107G



3310-108G



3301-07-03E
3301-07


GRA 7/8

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, stärker gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, strongly angled

3310-111G



3310-112G



3301-11-01E
3301-11


GRA 11/12

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen
For all mesial surfaces of premolars/molars

3310-113G



3310-114G



3301-13-02E
3301-13


GRA 13/14

Für Prämolaren/Molaren, alle distalen Flächen
For all distal surfaces of premolars/molars

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E
3305-04S


204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



GRACEY Sets für alle Zahnflächen
GRACEY Sets for all surfaces




3301-100-00E

ERGO GRACEY Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 5/6, 7/8,11/12, 13/14, Scaler 204S,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

3301-100

COLOR CODE GRACEY Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 5/6, 7/8,11/12, 13/14, Scaler 204S,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05






3301-01-05E
3301-01

GRA 1/2

Für Front- und Eckzähne, leicht gewinkelt
For anterior incisors and canines, slightly angled






3301-03-05E
3301-03

GRA 3/4

Für Frontzähne und Prämolaren, leicht gewinkelt
For anterior and premolars, slightly angled






3301-09-03E
3301-09

GRA 9/10

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, sehr stark gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, very strongly angled






3301-15-01E
3301-15

GRA 15/16

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen, entgegengesetzte Schneiden zu 13/14
For premolars/molars, all mesial surfaces, angulation like 13/14, but opposite blades





3301-17-02E
3301-17

GRA 17/18


Für Prämolaren/Molaren, optimaler Zugang im distalen Bereich, für tiefe Taschen
For premolars/molars, for optimal access to distal surfaces and deep pockets



3300-00

Schlüssel zum Auswechseln der Arbeitsenden
Key to exchange working tips

Wechsel-Schlüssel · Exchange key



Zum auswechseln der Arbeitsenden, passend für alle ERGO DESIGN Instrumente. **Tip:** Zum Ausrichten der Spitzen empfiehlt es sich, zwei Schlüssel zu verwenden.

For exchanging the working tips, fits for all ERGO DESIGN Instruments.
Tip: For a parallel adjustion we recommend to use two keys.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

ERGO / COLOR CODE GRACEY Küretten · GRACEY curettes

GRACEY Mini-Küretten · GRACEY Mini-Curettes







Die SCHWERT Mini-Graceys besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figuren einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden

Besonders geeignet für:

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp

Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini-Gracey have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.


They are recommended for:


- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

3310-101GM5



3310-102GM5





3301-01M5-05E
3301-01M5


GRA 1/2M5


Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, gewinkelt
Deep scaling for anteriors and premolars, angled

3310-105GM5



3310-106GM5





3301-05M5-05E
3301-05M5


GRA 5/6M5


Deep scaling für Front- und Eckzähne, gewinkelt
Deep scaling for anterior incisors and canines, angled

3310-107GM5



3310-108GM5





3301-07M5-03E
3301-07M5

GRA 7/8M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, bukkal/lingual, gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, buccal/lingual, angled



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

ERGO / COLOR CODE GRACEY Küretten · GRACEY curettes

3301-100M5-00E

ERGO GRACEY Mini Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

3301-100M5

COLOR CODE GRACEY Mini Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
SCHWERT Protector-Tray 2597-05




- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

3310-111GM5



3310-112GM5



3301-11M5-01E
3301-11M5


GRA 11/12M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, mesial, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, mesial, double angled

3310-113GM5



3310-114GM5



3301-13M5-02E
3301-13M5


GRA 13/14M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, distal, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, distal, double angled

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E
3305-04S

204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

GRACEY Küretten · GRACEY curettes






3377-1
GRA 1/2

Für Front- und Eckzähne, leicht gewinkelt, 17,5 cm
For anterior incisors and canines, slightly angled, 17.5 cm






3377-3
GRA 3/4

Für Frontzähne und Prämolaren, leicht gewinkelt, 17,5 cm
For anterior and premolars, slightly angled, 17.5 cm






3377-5
GRA 5/6

Für Front- und Eckzähne, gewinkelt, 17,0 cm
For anterior incisors and canines, angled, 17,0 cm






3377-7
GRA 7/8

Für Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, stärker gewinkelt, 17,0 cm
For premolars / molars, buccal / lingual, strongly angled, 17.0 cm






3377-9
GRA 9/10

Für Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, sehr stark gewinkelt, 17,0 cm
For premolars / molars, buccal / lingual, very strongly angled, 17.0 cm






3377-11
GRA 11/12

Für Prämolaren / Molaren, alle mesialen Flächen, 17,5 cm
For all mesial surfaces of premolars / molars, 17.5 cm






3377-13
GRA 13/14

Für Prämolaren / Molaren, alle distalen Flächen, 17,0 cm
For all distal surfaces of premolars / molars, 17.0 cm





3377-15
GRA 15/16


Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen, entgegengesetzte Schneiden zu 13/14, 17,0 cm
For premolars/molars, all mesial surfaces, angulation like 13/14, but opposite blades, 17.0 cm

i

GRACEY Mini-Küretten · GRACEY mini curettes








Besonders geeignet für:
- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp


They are recommended for:
- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes






3377-101
GRA 1/2M5
Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, gewinkelt, 17,0 cm
Deep scaling for anteriors and premolars, angled






3377-105
GRA 5/6M5
Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, stark gewinkelt
Deep scaling for anteriors and premolars, sharply angled






3377-107
GRA 7/8M5
Deep scaling für Prämolaren und Molaren, bukkal / lingual, gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, buccal / lingual, angled





3377-111
GRA 11/12M5
Deep scaling für Prämolaren und Molaren, mesial, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, mesial, double angled





3377-113
GRA 13/14M5
Deep scaling für Prämolaren und Molaren, distal, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, distal, double angled

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

ERGO / COLOR CODE Ti Mini Küretten · Ti mini curettes

Ti Mini Küretten · Ti Mini curettes


SCHWERT Mini-Gracey Ti Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.
Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.
All purpose implant curettes with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.
The titanium inserts are resharpenable.



3310-101GM5-Ti



3310-102GM5-Ti



3301-01M5Ti-05E
3301-01M5Ti


GRA 1/2

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 1/2 M5, Griff gelb, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, leicht gewinkelt für OK / UK Frontzähne, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, light angled front teeth, lower / upper, for deep scaling

3310-107GM5-Ti



3310-108GM5-Ti



3301-07M5Ti-03E
3301-07M5Ti


GRA 7/8

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 7/8 M5, Griff grau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, stärker gewinkelt für OK / UK Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, angled for premolars / molars, lower / upper, buccal / lingual, for deep scaling

3310-111GM5-Ti



3310-112GM5-Ti



3301-11M5Ti-01E
3301-11M5Ti


GRA 11/12

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 11/12 M5, Griff violett, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt, für OK / UK Prämolaren / Molaren, mesiale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 11/12 M5, purple handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, double angled, for lower / upper, molars / premolars, mesial areas, for deep scaling

3310-113GM5-Ti



3310-114GM5-Ti



3301-13M5Ti-02E
3301-13M5Ti

GRA 13/14

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 13/14 M5, Griff blau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt für OK / UK , Prämolaren / Molaren, distale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 13/14 M5, blue handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, double angled for molars / premolars, lower / upper, distal area, for deep scaling

3301-100M5Ti-00E
ERGO Gracey Set M5 mit Titanspitzen
Gracey Set M5 with titanium tips



3301-100M5Ti
COLOR CODE
Gracey Set M5 mit Titanspitzen
Gracey Set M5 with titanium tips




Langer Titan-Küretten

Die Langer Küretten mit auswechselbaren Titan-Einsätzen eignen sich hervorragend zur Entfernung von angelagerten Plaqueschichten auf den Implantathälsen. Durch das Titan-Material wird die Oberfläche des Implantates nicht beschädigt.

Langer titanium curettes

The Langer curettes with exchangeable titanium inserts are ideal for removing attached plaque layers on the implant necks. The titanium material does not damage the surface of the implant.






3303-01Ti-04E
3303-01Ti

L 1/2

Langer, # L 1/2, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, 17,5 cm, Ø 1,05, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, universal curette with titanium inserts, 17.5 cm, Ø 1.05, for use on lower molars and premolars, black






3303-03Ti-06E
3303-03Ti

L 3/4

Langer, # L 3/4, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, 17,5 cm, Ø 1,05, für Oberkiefer-Molaren und -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, universal curette with titanium inserts, 17.5 cm, Ø 1.05, for use on upper molars and premolars, yellowgreen






3303-05Ti-05E
3303-05Ti

L 5/6

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, 17,5 cm, Ø 1,05, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, universal curette with titanium inserts, 17.5 cm, Ø 1.05, for use on upper and lower front teeth, yellow





3302-04Ti-02E
3302-04Ti

CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, Titan Spitzen, 17,5 cm, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, titanium tips, 17.5 cm, for maxillary and mandibular posterior



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Langer M5 Ausführung · Langer M5 version


Die neuen SCHWERT Langer M5 Universal-Küretten sind speziell zum Deep Scaling – zum Entfernen von Ablagerungen an Zahn- bzw. Wurzeloberflächen und gleichzeitigem Entfernen von entzündetem Gewebe geeignet. Aufgrund der beidseitig geschliffenen Arbeitsenden finden die M5 Langer besonders bei sehr tiefen Taschen – bei der geschlossenen Parodontose-Behandlung – ihren Einsatz.

The new SCHWERT Langer M5 universal curettes are especially suitable for deep scaling – for removing deposits on tooth or root surfaces and simultaneously removing inflamed tissue. Due to the ground working end on both sides, the M5 Langer curettes are used especially for very deep pockets – in the closed periodontosis treatment.

3310-101LM5



3310-102LM5



3303-01M5-04E
3303-01M5


L 1/2

Langer, # L 1/2, M5 Kürette, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, M5 curette, Ø 0.95, for use on lower molars and premolars, black

3310-103LM5



3310-104LM5



3303-03M5-06E
3303-03M5


L 3/4

Langer, # L 3/4, M5 Kürette, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren und -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, M5 curette, Ø 0.95, for use on upper molars and premolars, yellowgreen

3310-105LM5



3310-106LM5



3303-05M5-05E
3303-05M5


L 5/6

Langer, # L 5/6, M5 Kürette, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, M5 curette, Ø 0.95, for use on upper and lower front teeth, yellow

3310-117L



3310-118L



3303-17-02E
3303-17

L 17/18

Langer, # L 17/18, Spezial-Kürette, Ø 1,05,
für Molaren und -Prämolaren OK/UK, blau
Langer, # L 17/18, special curette, Ø 1.05,
for use on molars and premolars, maxillary/mandibular, blue

Die neue Langer Kürette # L 17/18 verfügt über die gleiche Biegung wie die Gracey # GRA 17/18 und ist die perfekte Ergänzung zu unserem Universal-Küretten Sortiment. Die 3-fach-Biegung der Arbeitsenden ermöglicht einen optimalen Zugang speziell im distalen Prämolaren- und Molarenbereich sowie bei eingeschränkter Mundöffnung. Im ERGO oder COLOR CODE Griff mit auswechselbaren Einsätzen.

The new Langer Curette # L 17/18 has the same bending as the Gracey # GRA 17/18 and thus is the perfect complement to our range of Universal Curettes. The triple bend of the working ends provides optimal access, especially in the distal premolar and molar area and even when mouth opening is restricted. In ERGO or COLOR CODE handle with exchangeable inserts.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

i

Langer Standard Ausführung · Langer Standard version


Im Gegensatz zu den Gracey Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Mit den drei Figuren (Langer 1/2, 3/4 und 5/6) kann die Prophylaxebehandlung an allen Quadranten effizient erfolgen.

Unlike Gracey curettes, universal curettes have two working surfaces / cutting edges, so that concretions on the tooth neck as well as inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step. The three instruments (Langer fig. 1/2, 3/4 and 5/6) allow an efficient prophylaxis treatment in all quadrants.

3310-101L



3310-102L



3303-01-04E
3303-01


L 1/2

LANGER L 1/2, Universal Kürette, für Unterkiefer Prämolaren / Molaren
LANGER L 1/2, universal curette, for mandibular posterior

3310-103L



3310-104L



3303-03-06E
3303-03


L 3/4

LANGER L 3/4, Universal Kürette, für Oberkiefer Prämolaren / Molaren
LANGER L 3/4, universal curette, for maxillary posterior

3310-105L



3310-106L



3303-05-05E
3303-05


L 5/6

LANGER L 5/6, Universal Kürette, für Oberkiefer / Unterkiefer Frontzähne
LANGER L 5/6, universal curette, for maxillary and mandibular anterior

3310-123L



3310-123R



3302-23A-02E
3302-23A


M23A

Universal Kürette M 23A, für Ober- / Unterkiefer, supragingivalen Zahnstein, grazil
Universal curette M 23A, for upper and lower jaw teeth and supragingival calculus, slim

3310-204L




3310-204R




3305-04S-06E
3305-04S

204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area





3303-100-00E

ERGO **Prophylaxe Set Universal**, bestehend aus:
Universal Küretten Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A,
Scaler 204S und SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Prophylaxe Kit Universal, consisting of:
Universal curettes Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A,
Scaler 204S and SCHWERT Protector-Tray 2597-05

3303-100

COLOR CODE Prophylaxe Set Universal
ohne Abbildung
COLOR CODE Prophylaxe Kit Universal
without illustration

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

ERGO / COLOR CODE Langer Küretten · Langer curettes

Langer, feine Ausführung · Langer, delicate version


Analog zu den Standard Langer Universal-Küretten haben auch die feinen Ausführungen zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Durch den 0,95 mm dünnen, flexiblen und somit taktilen 1er-Schaft adaptieren sie optimal an den Zahnhälsen.

Analogous to the standard Langer universal curettes, the delicate versions also have two working or cutting edges, so that concretions on the tooth neck and inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step.
Due to the 0.95 mm thin, flexible and thus tactile 1st shaft, they adapt optimally to the tooth necks.

3310-101LF



3310-102LF




3303-01LF-04E
3303-01LF
L 1/2

Langer, # L 1/2, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on lower molars and premolars, black

3310-103LF



3310-104LF




3303-03LF-06E
3303-03LF
L 3/4

Langer, # L 3/4, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on upper molars and premolars, yellow-green

3310-105LF



3310-106LF



3303-05LF-05E
3303-05LF
L 5/6

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on upper and lower front teeth, yellow



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


03.2025

ERGO / COLOR CODE Universal-Küretten und Scaler · Universal curettes and scaler

3310-102LC



3310-102RC



3302-02-02E
3302-02


CU 2R/2L

COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, für Frontzähne
COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, for front teeth

3310-113C



3310-114C



3302-13CU-02E
3302-13CU


CU 13/14

COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, Universal Kürette, besonders für Wurzelglättung
COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, universal curette, especially for root planing

3310-104LC



3310-104RC



3302-04-02E
3302-04


CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, for maxillary and mandibular posterior

3310-113MC



3310-114MC



3302-13-02E
3302-13


MC 13S/14S

MCCALL 13S/14S, Universal Scaler, für approximal der Frontzähne und Prämolaren, filigrane, spitze Arbeitsenden
MCCALL 13S/14S, universal scaler, for interdental spaces of front teeth and premolars, fine, sharply pointed tips

3310-117MC



3310-118MC



3302-17-02E
3302-17

MC 17S/18S

MCCALL 17S/18S, Universal Scaler, für Molaren, filigrane, runde Arbeitsenden
MCCALL 17S/18S, universal scaler for molars, fine, rounded tips

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

CODE Universal-Küretten / Scaler · Universal curettes / Scaler

M23 Scaler

Die universellen und grazilen Biegungen der Arbeitsenden unseres SCHWERT M23 Scalers, erlauben eine perfekte Zahnsteinentfernung aller supragingivalen Flächen und Interdentalräume.


M23 Scaler

The universal and delicate working tips of our SCHWERT M23 scaler, allow perfect scaling of all supragingival surfaces and all interdental spaces.

3310-123AL



3310-123AR




3305-23-06E
3305-23
M23

Universal Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume
Universal sickle scaler for removing calculus from interdental spaces

3310-204L



3310-204R




3305-04S-06E
3305-04S
204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

3310-204LD



3310-204RD




3305-04SD-06E
3305-04SD
204SD

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung schmaler Interdentalräume
im Bereich der Prämolaren und Frontzähne.
Sickle scaler for removing dental plaque from narrow interdental spaces
in the premolar and frontal area.

3310-107H



3310-106H




3305-06-06E
3305-06
H 6/7

HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial/distal
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolares, mesial/distal

3310-133J



3310-105H




3305-533-06E
3305-533
H5/33

HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, für Frontzähne und Prämolaren,
speziell zur Entfernung von starkem Zahnstein
HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, for anterior and premolares, especially for heavy calculus

3310-102CI



3310-103CI



3305-02-06E
3305-02
CI 2/3

Kaplan Sichelscaler mit großer, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche. Zum Entfernen von starkem Zahnstein, Kunststoff-, Zement- und Klebstoffrückständen in allen Interdentalräumen
KAPLAN sickle scaler with large facial surfaces matched to tooth contours for removing heavy calculus, plastic, cement, or adhesive residues from all interdental spaces

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle


COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

3310-135UL



3310-135UR




3305-35-06E
3305-35
U135

Scaler mit kleiner, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
Scaler with small facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

3310-102TA



3310-103TA




3306-02-06E
3306-02
T2/3

TAYLOR mittelgroßer Sichelscaler, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
TAYLOR medium-sized scaler with facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

3310-104XL



3310-104XR



3305-GX-03E
3305-GX
GXC4

Universal Sichelkürette (Scaler), abgerundeten Spitzen
Universal sickle curette (scaler), rounded tips

i

Ti Scaler · Ti Scaler


SCHWERT Ti Scaler zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.
Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.
All purpose implant scaler with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.
The titanium inserts are resharpenable.



3310-204LTi



3310-204RTi




3305-04STi-06E
3305-04STi
S 204

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich, Titan
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area, titanium tips

3310-106HTi



3310-107HTi



3305-06Ti-06E
3305-06Ti
H 6/7

HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial / distal, Titan
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolares, mesial / distal, titanium tips

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

5. Parodontologie · Periodontal

Zahnreiniger · Scaler




3253 CUMINE, 17,0 cm




3254 MITCHELL Osteotrimmer, 16,5 cm






3274-204 Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich, 17,0 cm
204S
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area, 17.0 cm






3274-6 HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial / distal, 17,0 cm
H6/H7
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolares, mesial / distal, 17.0 cm






3275-23 TAYLOR mittelgroßer Sichelscaler, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume, 17,0 cm
T2/3
TAYLOR medium-sized scaler with facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces, 17.0 cm






3276 CRANE-KAPLAN 2/3, 17,0 cm
CK6





3380-131 MCCALL 13S/14S, Universal Scaler, für approximal der Frontzähne und Prämolaren, filigrane, spitze Arbeitsenden, 17,0 cm
13S/14S
MCCALL 13S/14S, universal scaler, for interdental spaces of front teeth and premolars, fine, sharply pointed tips, 17.0 cm





3274-533 HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, für Frontzähne und Prämolaren, speziell zur Entfernung von starkem Zahnstein, 17,5 cm
H5/33
HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, for anterior and premolares, especially for heavy calculus, 17.5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



3395 KIRKLAND besonders für den retromolaren Bereich geeignet, 16,0 cm
15K/16K KIRKLAND particularly used in retromolar areas, 16.0 cm



3397 GOLDMANN-FOX lanzenförmige Schneide für Interdentalräume, 16,0 cm
GF8 GOLDMANN-FOX spear-shaped, knife for interdental areas, 16.0 cm



3398 GOLDMANN-FOX für den Molarenbereich, 16,0 cm
GF11 GOLDMANN-FOX for molar areas, 16.0 cm



3399 ORBAN zum Präparieren im Molarenbereich, 17,0 cm
1/2 ORBAN for preparation in molar areas, 17.0 cm



3233-6 SUGARMAN FIG. 3S/4, bukkal / lingual
1S/2S SUGARMAN FIG. 3S/4, buccal / lingual



3233-7 SUGARMAN FIG. 1S/2S, mesial / distal
3S/4 SUGARMAN FIG. 1S/2S, mesial / distal



3233-9 SCHLUGER FIG. 9/10, gebogen, 17,0 cm
9/10 SCHLUGER FIG. 9/10, curved, 17.0 cm

5. Parodontologie · Periodontal

Schleifsteine · Sharpening stones


i

ORIGINAL-ARKANSAS

sehr feinkörnig, grau · very fine grain, grey

INDIA

mittlere Körnung, rot · medium grain, red



3289
ORIGINAL-ARKANSAS
100 x 25 x 6 mm

3291-1
INDIA
100 x 25 x 13 mm



3296
ORIGINAL-ARKANSAS
56 x 23 x 5/0 mm



3290-90
ORIGINAL-ARKANSAS
105-115 x 40-45 x 10/3 mm

3290-91
INDIA
110 x 50 x 9/3 mm



3290
ORIGINAL-ARKANSAS
50 x 50 x 6/2 mm

3290-1
INDIA
50 x 50 x 6/2 mm



3295
ORIGINAL-ARKANSAS
85 x 8-1 mm
speziell zum Aufschleifen von Wurzelhebern
for re-sharpening of root elevators



3292
Teststäbchen aus Acryl, Ø 7 mm
Tool for sharpening test, acryl, Ø 7 mm

i



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


03.2025

i

Magnetstäbchen · Magnet sticks

Nachdem der 1er-Schaft vertikal ausgerichtet wurde (verwenden sie hierzu einen Schraubstock mit „Kugel-Schwenkkopf"), wird das Magnetstäbchen auf die Fazialfläche aufgelegt. Dieses richtet sich automatisch aus. Sie haben so auf einfachste Weise und sehr präzise die Schleifwinkel ermittelt. Nun können Sie die Kürette exakt nachschärfen.
Beste Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Natursteine (ORIGINAL ARKANSAS) mit Schleiföl (3297) befeuchten.

Once the first shaft is fixed vertical position (use a vice with „Rounded Swing Head" for this purpose) the Magnet stick is placed on to the facial surface. It aligns itself automatically. By this, you achieve the sharpening angle simply and accurately. Now you may resharpen the curette precisely. Best results can be obtained with natural stone (ORIGINAL ARKANSAS) and slightly moistening with sharpening oil (3297).





3299-10
Magnetstäbchen
Magnet sticks



3299
Schraubstock zum Fixieren von PA-Instrumenten. Justierbar in jede Richtung.
Vice to fix perio instruments. Adjustable in all directions.



3297
50 ml
Paraffinum Perliquidum
(Paraffin Öl / Medizinisches Weißöl)
(Paraffin Oil / Medical Whiteoil)

Medizinisches Weißöl: Zur Pflege der Instrumente mit Gelenk und zur Benutzung als Schleiföl. Physiologisch unbedenklich nach DAB 10.
Medical Whiteoil for maintenance of instrument hinges and for use as sharpening oil. Physically harmless acc. to DAB 10.


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Konservierung
Restorative



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

201

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

ERGO / COLOR CODE ULTRA Komposite Set · ULTRA composite set

ULTRA Komposite

Die schwarze ULTRA Beschichtung ist im Vergleich zu Standardinstrumenten extrem hart und kratzbeständig. Die blendfreie und glatte Oberflächenstruktur verhindert störende Lichtreflexionen und ein Anhaften von Compositen. Die chemischen Eigenschaften der Beschichtung führen bei der Anwendung von Lösungsmitteln oder Sterilisation zu keinen unerwünschten Reaktionen.

ULTRA composite

The black ULTRA coating is extremely hard and scratch resistant compared to standard instruments. The smooth and anti glare surface avoids disturbing reflections of light and is less sticky for composite materials. The coating does not react with cleaning solutions or throughout the sterilization process, due to its chemical characteristics.

4084-101Ti — 4084-111Ti

4085-01Ti-06E / **4085-01Ti**
Komposite Spatel FIG. 1, fein, 1,5 / 1,5 mm, auswechselbar
Composite spatula FIG. 1, fine, 1.5 / 1.5 mm, exchangeable

4084-102Ti — 4084-112Ti

4085-02Ti-06E / **4085-02Ti**
Komposite Spatel FIG. 2, groß, 2,9 / 2,7 mm, auswechselbar
Composite spatula FIG. 2, large, 2.9 / 2.7 mm, exchangeable

4084-103Ti — 4084-113Ti

4085-03Ti-06E / **4085-03Ti**
Komposite Birnenstopfer, Ø 1,5 / 2,0 mm, auswechselbar
Composite pear shape plugger, Ø 1.5 / 2.0 mm, exchangeable

4084-104Ti — 4084-114Ti

4085-04Ti-06E / **4085-04Ti**
Komposite Fissureninstrument, Ø 1,8 / 1,8 mm, auswechselbar, ein Ende speziell für distal anguliert
Composite occlusal former / burnisher, Ø 1.8 / 1.8 mm, exchangeable, one tip angulated especially for distal

4084-105Ti — 4084-115Ti

4085-05Ti-06E / **4085-05Ti**
Komposite Kugelstopfer, fein, Ø 0,9 / 1,3 mm, auswechselbar
Composite ball plugger, fine, Ø 0.9 / 1.3 mm, exchangeable

4084-106Ti — 4084-116Ti

4085-06Ti-06E / **4085-06Ti**
Komposite Kugelstopfer, Ø 2,1 / 1,3 mm plan, auswechselbar
Composite ball plugger, Ø 2.1 / 1.3 mm flat, exchangeable

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

ERGO / COLOR CODE ULTRA Komposite Instrumente · ULTRA composite instruments

4085-00Ti-06E

ERGO **ULTRA Komposite Set**, beinhaltet ·
ERGO **ULTRA Composite set**, consisting of:
4085-01Ti-06E, 4085-02Ti-06E, 4085-03Ti-06E,
4085-04Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05

4085-00Ti

COLOR CODE ULTRA Komposite Set, beinhaltet ·
COLOR CODE ULTRA Composite set, consisting of:
4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

4084-107Ti — 4084-117Ti

4085-07Ti-06E Komposite Planstopfer, Ø 1,6 / 2,5 mm, auswechselbar
4085-07Ti Composite plugger, Ø 1.6 / 2.5 mm, exchangeable

4084-108Ti — 4084-118Ti

4085-08Ti-06E Komposite Spatel, 1,7 / 1,7 mm, auswechselbar, für interproximal mesial / distal
4085-08Ti Composite spatula, 1.7 / 1.7 mm, exchangeable, especially interproximal mesial / distal

4084-119Ti — 4084-109Ti

4085-09Ti-06E Komposite Spatel, 1,0 mm, sehr fein, flexibel
4085-09Ti Composite spatula, 1.0 mm, very fine, flexible

Mit superfeinen ULTRA Composite Spateln
With super fine ULTRA composite spatulas

4084-120Ti — 4084-110Ti

4085-10Ti-06E Komposite Spatel, 1,6 mm, sehr fein, flexibel
4085-10Ti Composite spatula, 1.6 mm, very fine, flexible

4084-103Ti — 4084-101Ti

4085-11Ti-06E Komposite, feiner Spatel FIG. 1, 1,5mm / Birnenstopfer 1,5mm, Universalkombination
4085-11Ti Composite, fine spatula FIG. 1, 1.5mm / pear shape plugger 1.5mm, universal combination

4084-131Ti — 4084-121Ti

4085-12Ti-06E Komposite Fissurenzieher, Ø 1,8 / 2,2 mm
4085-12Ti Composite cone burnisher, Ø 1.8 / 2.2 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

TiN Komposite Instrumente · TiN composite instruments

TiN Komposite · TiN composite

- Hochglanzpolierte Arbeitsenden mit TiN-Beschichtung
- Sehr hart und kratzfest
- Reduziert Kleben des Komposites am Instrument
- Kein Verfärben der Füllungen

- Working ends with high mirror polish and TiN-coating
- Hard and scratch resistant
- Reduces sticking of composite on instrument
- No discoloration of the composite materials



4086-10 Komposite Spatel, fein, 1,6 / 1,6 mm, starr, 16,5 cm
Composite spatula, fine, 1.6 / 1.6 mm, rigid, 16.5 cm



4086-110 Komposite Spatel, 2,0 / 2,0 mm, starr, 17,0 cm
Composite spatula, 2.0 / 2.0 mm, rigid, 17.0 cm



4086-1 HEIDEMANN FIG. 0 Komposite Spatel, 2,0 / 2,0 mm, flexibel, 17,5 cm
HEIDEMANN FIG. 0 composite spatula, 2.0 / 2.0 mm, flexible, 17.5 cm



4086-2 HEIDEMANN FIG. 1 Komposite Spatel, 2,5 / 2,5 mm, flexibel, 17,5 cm
HEIDEMANN FIG. 1 composite spatula, 2.5 / 2.5 mm, flexible, 17.5 cm



4086-3 HEIDEMANN FIG. 2 Komposite Spatel, 3,0 / 3,0 mm, flexibel, 17,5 cm
HEIDEMANN FIG. 2 composite spatula, 3.0 / 3.0 mm, flexible, 17.5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



4086-101 Komposite Kugelstopfer, Ø 1,2 / 1,6 mm, 17,5 cm
Composite ball plugger, Ø 1.2 / 1.6 mm, 17.5 cm



4086-102 Komposite Kugelstopfer, Ø 2,0 / 2,5 mm, 17,5 cm
Composite ball plugger, Ø 2.0 / 2.5 mm, 17.5 cm



4086-125 Komposite Kegelmodellierer, zur okklusalen Modellierung, 17,0 cm
Composite cone burnisher, for occlusal modelling 17.0 cm



4086-126 WESTCOTT Komposite Modellierer, 2,0 / 3,0 mm, „Duckhead" für Fissuren und Höcker im Molarenbereich, 17,0 cm
WESTCOTT composite burnisher, 2.0 / 3.0 mm, "Duckhead" for posterior fissures and cuspids, 17.0 cm



4086-127 WESTCOTT Komposite Modellierer, 2,5 /3,5 mm, „Duckhead" für Fissuren und Höcker im Molarenbereich, 17,0 cm
WESTCOTT composite burnisher, 2.5 /3.5 mm, "Duckhead" for posterior fissures and cuspids, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Flexible Spatel / Starre Spatel · Flexible spatulas / Rigid spatulas



4088-0 HEIDEMANN Spatel, 1,6 / 1,6 mm, flexibel, 17,0 cm
HEIDEMANN spatula, 1.6 / 1.6 mm, flexible, 17.0 cm



4088 HEIDEMANN FIG. 0 Spatel, 2,0 / 2,0 mm, flexibel, 17,0 cm
HEIDEMANN FIG. 0 spatula, 2.0 / 2.0 mm, flexible, 17.0 cm



4089 HEIDEMANN FIG. 1 Spatel, 2,5 / 2,5 mm, flexibel, 17,0 cm
HEIDEMANN FIG. 1 Spatula, 2.5 / 2.5 mm, flexible, 17.0 cm



4090 HEIDEMANN FIG. 2 Spatel, 3,0 / 3,0 mm, flexibel, 17,0 cm
HEIDEMANN FIG. 2 Spatula, 3.0 / 3.0 mm, flexible, 17.0 cm



4088-10 Spatel, fein, 1,6 / 1,6 mm, 17,0 cm
Spatula, fine, 1.6 / 1.6 mm, 17.0 cm



3902-16 Spatel, 2,0 / 2,0 mm, 16,5 cm
Spatula, 2.0 / 2.0 mm, 16.5 cm



3902-13 Spatel, 2,5 / 2,5 mm, 17,0 cm
Spatula, 2.5 / 2.5 mm, 17.0 cm



3902-14 WILLIAMS Spatel, 3,2 / 3,2 mm, 17,0 cm
WILLIAMS spatula, 3.2 / 3.2 mm, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com



3902-0 Kugelstopfer, Ø 1,0 / 0,8 mm, 17,0 cm
Ball plugger, Ø 1.0 / 0.8 mm, 17.0 cm



3902-1 Kugelstopfer, Ø 1,6 / 1,2 mm, 17,0 cm
Ball plugger, Ø 1.6 / 1.2 mm, 17.0 cm



3902-2 Kugelstopfer, Ø 2,5 / 2,0 mm, 17,0 cm
Ball plugger, Ø 2.5 / 2.0 mm, 17.0 cm



3902-3 Kugelstopfer, Ø 3,2 / 2,8 mm, 17,0 cm
Ball plugger, Ø 3.2 / 2.8 mm, 17.0 cm



3902-92 Kugelstopfer, Ø 2,5 / 1,6 mm, 17,0 cm
Ball plugger, Ø 2.5 / 1.6 mm, 17.0 cm



3902-5 Birnenstopfer, Ø 1,2 / 1,6 mm, 17,0 cm
Pear plugger, Ø 1.2 / 1.6 mm, 17.0 cm




3902-6 Birnenstopfer, Ø 2,0 / 2,5 mm, 17,0 cm
Pear plugger, Ø 2.0 / 2.5 mm, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Stopfer · Pluggers



3425 PCH
Calcium Hydroxid Platzierer, auch für Unterfüllungen geeignet, 17,0 cm
Calcium hydroxide placer, also for base / liner placement, 17.0 cm




3902-8
Planstopfer, Ø 1,0 / 0,8 mm, kreuzgerieft, 17,0 cm
Plugger, Ø 1.0 / 0.8 mm, serrated, 17.0 cm




3902-10
Planstopfer, Ø 2,5 / 2,0 mm, kreuzgerieft, 17,0 cm
Plugger, Ø 2.5 / 2.0 mm, serrated, 17.0 cm



3910-1
BLACK Planstopfer FIG. 153, Ø 2,5 / 1,5 mm, kreuzgerieft, 17,0 cm
BLACK Plugger FIG. 153, Ø 2.5 / 1.5 mm, serrated, 17.0 cm



3902-29
Planstopfer, Ø 1,0 / 0,8 mm, 17,0 cm
Plugger, Ø 1.0 / 0.8 mm, 17.0 cm



3902-30
Planstopfer, Ø 1,6 / 1,2 mm, 17,0 cm
Plugger, Ø 1.6 / 1.2 mm, 17.0 cm



3902-37
Planstopfer, Ø 2,0 / 1,6 mm, 17,0 cm
Plugger, Ø 2.0 / 1.6 mm, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Spatel / Stopfer Kombinationen · Spatula / Plugger combinations



3902-26 Spatel / Kugelstopfer, 2,0 / Ø 1,0 mm, 17,0 cm
Spatula / Ball plugger, 2.0 / Ø 1.0 mm, 17.0 cm



3902-27 Spatel / Kugelstopfer, 2,5 / Ø 1,6 mm, 17,0 cm
Spatula / Ball plugger, 2.5 / Ø 1.6 mm, 17.0 cm



3902-28 Spatel / Kugelstopfer, 3,2 / Ø 2,5 mm, 17,0 cm
Spatula / Ball plugger, 3.2 / Ø 2.5 mm, 17.0 cm



3902-46 Spatel / Birnenstopfer, 2,0 / Ø 1,0 mm, 17,0 cm
Spatula / Pear plugger, 2.0 / Ø 1.0 mm, 17.0 cm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Spatel / Stopfer · Spatula / Plugger



3907-2 Kugelstopfer, Ø 2,5 / 2,0 mm, 17,0 cm
Ball plugger, Ø 2.5 / 2.0 mm, 17.0 cm



3907-3 Kugelstopfer FIG. 7A, Ø 3,1 / 2,8 mm, 17,0 cm
Ball plugger FIG. 7A, Ø 3.1 / 2.8 mm, 17.0 cm



3907-4 Birnenstopfer, Ø 0,8 / 1,0 mm, 17,0 cm
Pear plugger, Ø 0.8 / 1.0 mm, 17.0 cm



3907-6 Planstopfer, Ø 2,0 / 2,5 mm, 17,5 cm
Plugger, Ø 2.0 / 2.5 mm, 17.5 cm



3904-103 Spatel, 1,6 / 1,6 mm, 17,0 cm
Spatula, 1.6 / 1.6 mm, 17.0 cm



3907-13 Spatel, 2,5 / 2,5 mm, 16,5 cm
Spatula, 2.5 / 2.5 mm, 16.5 cm



3904-3 Spatel, 1,8 / 2,0 mm, 16,5 cm
Spatula, 1.8 / 2.0 mm, 16.5 cm



3904-7 Spatel, 1,8 / 1,8 mm, 16,5 cm
FIG. 179 Spatula, 1.8 / 1.8 mm, 16.5 cm



3915-155 HOPSON Kugelstopfer, Ø 2,5 / 1,7 mm, 17,0 cm
HOPSON ball plugger, Ø 2.5 / 1.7 mm, 17.0 cm



4122 WESTCOTT Polierer, Ø 2,8 / 3,1 mm, 16,5 cm
FIG. 21B WESTCOTT burnisher, Ø 2.8 / 3.1 mm, 16.5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Schnitzinstrumente · Carving instruments



4136 WILAND Schnitzinstrument, occusal / approximal, 17,0 cm
WILAND carving instrument, occusal / approximal, 17.0 cm




4430 HOLLENBACK Schnitzinstrument, 16,5 cm
FIG. 3 HOLLENBACK carving instrument, 16.5 cm



4430-15 HOLLENBACK Schnitzinstrument, 17,0 cm
FIG. 3S HOLLENBACK carving instrument, 17.0 cm



4426-1 NYSTRÖM Schnitzinstrument 2,3 mm, 17,0 cm
N1 NYSTRÖM carving instrument 2.3 mm, 17.0 cm



4426-2 NYSTRÖM Schnitzinstrument 2,1 mm, 16,5 cm
N2 NYSTRÖM carving instrument 2.1 mm, 16.5 cm



4426-3 NYSTRÖM Schnitzinstrument 1,8 mm, 16,5 cm
N3 NYSTRÖM carving instrument 1.8 mm, 16.5 cm



4454 FRAHM Schnitzinstrument, 45° gewinkelt, 16,5 cm
FRAHM carving instrument, 45° angled, 16.5 cm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Anwendungsbereiche · Applications

Schnitzinstrumente zum Modellieren und Entfernen von überschüssigem Füllmaterial (Seite 212).
Carving instruments are used for modelling, shaping and removal of surplus materials (page 212).

Gingivalrandschräger zum Glätten (finieren) der Außenränder von Kavitäten.
Gingival margin trimmers are used to refine cavity preparations.

Füllungsentferner zum Entfernen von provisorischen Füllungen.
Filling remover For removal of temporary fillings.



3453-28 Gingivalrandschräger, 10-95-7-14, 1,0 mm, distal, 17,0 cm
Gingival margin trimmer, 10-95-7-14, 1.0 mm, distal, 17.0 cm



3453-29 Gingivalrandschräger, 10-80-7-14, 1,0 mm, mesial, 17,0 cm
Gingival margin trimmer, 10-80-7-14, 1.0 mm, mesial, 17.0 cm



4112-10 Füllungsentferner, 16,5 cm
Filling remover, 16.5 cm



3452-77 BLACK Gingivalrandschräger, 15-95-8-12, 1,5 mm, distal, 16,5 cm
FIG. 77/78 BLACK Gingival margin trimmer, 15-95-8-12, 1.5 mm, distal, 16.5 cm



3452-79 BLACK Gingivalrandschräger, 15-80-8-12, 1,5 mm, mesial, 17,0 cm
FIG. 79/80 BLACK Gingival margin trimmer, 15-80-8-12, 1.5 mm, mesial, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Exkavatoren · Excavators

Anwendungsbereiche · Applications

Exkavatoren zum Entfernen von kariösem Dentin und zum Modellieren.
Excavators for removal of carious dentin and shaping.



3476-17 Exkavator, Ø 1,3 mm, 17,5 cm
FIG. 17 Excavator, Ø 1.3 mm, 17.5 cm



3476-18 Exkavator, Ø 1,5 mm, 17,5 cm
FIG. 18 Excavator, Ø 1.5 mm, 17.5 cm



3476-19 Exkavator, Ø 2,0 mm, 17,5 cm
FIG. 19 Excavator, Ø 2.0 mm, 17.5 cm



3476-20 Exkavator, Ø 2,5 mm, 17,0 cm
FIG. 20 Excavator, Ø 2.5 mm, 17.0 cm



3462-39 Exkavator, Ø 1,1 mm, 17,0 cm
Excavator, Ø 1.1 mm, 17.0 cm



3462-37 Exkavator, Ø 1,5 mm, 17,0 cm
Excavator, Ø 1.5 mm, 17.0 cm



3462-35 Exkavator, Ø 1,8 mm, 17,0 cm
FIG. 139/140 Excavator, Ø 1.8 mm, 17.0 cm



3462-33 Exkavator, Ø 2,0 mm, 17,0 cm
FIG. 127/128 Excavator, Ø 2.0 mm, 17.0 cm



3462-31 Exkavator, Ø 2,5 mm, 17,0 cm
FIG. 125/126 Excavator, Ø 2.5 mm, 17.0 cm



3462-55 Exkavator, Ø 1,7 mm, 17,0 cm
FIG. 129/130 Excavator, Ø 1.7 mm, 17.0 cm



3462-57 Exkavator, Ø 1,4 mm, 17,0 cm
FIG. 131/132 Excavator, Ø 1.4 mm, 17.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Universalzange / Artikulationspapierpinzetten · Universal pliers / Forceps for articulating paper

EASY CONTACT POINT
Instrumente · Instruments



4083-01-08E
3,1 mm breit,
mit ERGO-Griff
3.1 mm wide,
in ERGO Handle



4083-02-09E
3,8 mm breit,
mit ERGO-Griff
3.8 mm wide,
in ERGO Handle

i

EASY CONTACT POINT Handinstrument für Prämolaren, zum perfekten Formen der Kontaktpunkte bei der MO oder DO Restauration.

EASY CONTACT POINT Hand Instrument for premolars, for perfect forming of contact points in MO or DO restorations.

i

Universalzange · Universal pliers

Diese Universalzange sollte in keiner Behandlungseinheit fehlen. Sie wird zum sicheren Greifen von Kunststoffprovisorien, Brücken, Nervinstrumenten, festsitzenden Matrizen, Fixieren von Inlays, zum Setzen von Interdentalkeilen, etc. eingesetzt. Anwendungsbereich sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer. Durch die Hartmetalleinsätze wird ein sicheres Greifen ermöglicht.

No treatment unit should lack these universal pliers. They are used for securely grasping provisional plastic items, bridges, nerve instruments, impacted matrices, attaching inlays, setting interdental wedges, etc. Usable on both upper and lower teeth. Their jaws provide a secure grip.



4890
MILLER
15,5 cm
Artikulationspapierpinzette, gerade
Forceps for articulating paper, straight



3665
TC 14,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



3585
FIG. 8
5,0 mm

3587
FIG. 8
7,0 mm



3590
TOFFLEMIRE
Universal
7,0 cm



3590-1
TOFFELMIRE
Junior
7,0 cm



3590-2
TOFFLEMIRE
Senior
7,5 cm



3588-1
NYSTRÖM
L, 6,0 mm




3588-2
NYSTRÖM
R, 6,0 mm



3595
Matrizenband auf Rolle
Matrix band on roll
1 m x 5,0 mm für **3585 / 3588-XX**
1 m x 5.0 mm for **3585 / 3588-XX**

3596
Matrizenband auf Rolle
Matrix band on roll
1 m x 6,0 mm für **3587 / 3588-XX**
1 m x 6.0 mm for **3587 / 3588-XX**

3597
Matrizenband auf Rolle
Matrix band on roll
1 m x 7,0 mm für **3587**
1 m x 7.0 mm for **3587**





3593-1

3593-2

3593-3




3592-1 TOFFLEMIRE




3592-2 TOFFLEMIRE



3592-3 TOFFLEMIRE





3594-11

3594-12

3594-13

3594-14



3591-0 IVORY



3591-1 IVORY



3591-2 IVORY

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Zementspatel · Cement spatulas



4342-1
5,5 / 5,5 mm
18,0 cm



4342-2
6,5 / 6,5 mm
18,0 cm



4342-3
8,0 / 8,0 mm
18,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



3561
S
7,5 x 7,5 cm
Kofferdamm-Halter
Rubber dam holder

3562
M
10,0 x 10,0 cm
Kofferdamm-Halter
Rubber dam holder



3550
AINSWORTH
17,0 cm
Lochzange
Punch forceps



3552
IVORY
15,5 cm
Lochzange
Punch forceps

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Klammerzangen / Wurzelkanalinstrumente · Clamp forceps / Root canal instruments



3555
STOKE
17,0 cm
Klammerzange
Clamp forceps



3554-4
18,0 cm
Klammerzange
Clamp forceps



3661
12,5 cm
Endozängchen
Endoforceps

i

Endozängchen · Endoforceps


Ideales Instrument zur Entfernung von gebrochenen Wurzelkanalfeilen. Der Einsatz gelingt auch bei tief frakturierten Feilen, dank der sehr feinen und konkaven Ausfräsung des Arbeitsendes.

Ideal instrument for removing broken root canal files. The use succeeds even for deep fractured files, thanks to very fine and concave notch.



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025



4937
IVORY
Stiftzieher
Post puller



2988 College Zahnpinzetten mit Schloss und Rinne für Endo, 15,0 cm
Tweezers with ratchet and groove for Endodontics, 15.0 cm



3078 Wurzelkanalsonde, 17,0 cm
Explorer for root canal, 17.0 cm



3620-03 Wurzelkanalspreizer, Ø 0,3 mm, 16,0 cm
Root canal spreader, Ø 0.3 mm, 16.0 cm

Alle Figuren besonders flexibel
All figures very flexible



3620-04 Wurzelkanalspreizer, Ø 0,4 mm, 16,0 cm
Root canal spreader, Ø 0.4 mm, 16.0 cm



3620-05 Wurzelkanalspreizer, Ø 0,5 mm, 16,0 cm
Root canal spreader, Ø 0.5 mm, 16.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

Wurzelkanalinstrumente · Root canal instruments



Alle Figuren besonders flexibel
All figures very flexible

3625-03 LUKS Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,3 mm, 16,0 cm
LUKS root canal plugger, Ø 0.3 mm, 16.0 cm



3625-04 LUKS Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,4 mm, 16,0 cm
LUKS root canal plugger, Ø 0.4 mm, 16.0 cm



3625-06 LUKS Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,6 mm, 16,0 cm
LUKS root canal plugger, Ø 0.6 mm, 16.0 cm



3625-09 LUKS Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,9 mm, 16,0 cm
LUKS root canal plugger, Ø 0.9 mm, 16.0 cm



3627-03 Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,3 mm, Graduierung 5/10/15/20, 16,0 cm
Root canal plugger, Ø 0.3 mm, graduation 5/10/15/20, 16.0 cm



3627-04 Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,45 mm, Graduierung 5/10/15/20, 16,0 cm
Root canal plugger, Ø 0.45 mm, graduation 5/10/15/20, 16.0 cm



3627-06 Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,6 mm, Graduierung 5/10/15/20, 16,0 cm
Root canal plugger, Ø 0.6 mm, graduation 5/10/15/20, 16.0 cm



3627-09 Wurzelkanal-Stopfer, Ø 0,9 mm, Graduierung 5/10/15/20, 16,0 cm
Root canal plugger, Ø 0.9 mm, graduation 5/10/15/20, 16.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

ERGO / COLOR CODE Wurzelkanalinstrumente · Root canal instruments

APICO

3635-10L



3635-10R

3635-1-03E
3635-1

Mikrosonde, doppelendig, Arbeitsende 45° / 90°
Micro probe, double ended, working tips 45° / 90°

3635-20L



3635-20R

3635-2-05E
3635-2

Retro Instrument, Kugel Ø 1,5 mm, Spatel gerade
Retro instrument, ball Ø 1.5 mm, straight spatula

3635-20L



3635-30R

3635-3-05E
3635-3

Retro Instrument, Kugel Ø 1,5 mm, Spatel gebogen
Retro instrument, ball Ø 1.5 mm, curved spatula

3635-40L



3635-40R

3635-4-05E
3635-4

Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 130° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 130° angulated

3635-50L



3635-40R

3635-5-05E
3635-5

Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 130° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 130° angulated

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

6. Konservierung · Restorative

ERGO / COLOR CODE Wurzelkanalinstrumente · Root canal instruments

APICO





3635-6-02E
3635-6

Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 65° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 65° angulated



3305-45-03E
3305-45

Mini Scaler doppelendig, Arbeitsenden 45° / 90°
Mini scaler double ended, working tips 45° / 90°



3465-14-02E
3465-14

Exkavator chirurgisch, doppelendig, gewinkelt 1,4 mm, flach
Surgical excavator, double ended, 1.4 mm, flat



3465-12-02E
3465-12

Exkavator chirurgisch, doppelendig, gewinkelt 1,2 mm, rund
Surgical excavator, double ended, 1.2 mm, round

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Prothetik
Prosthodontic



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

225

Prothetik
Prosthodontic

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

03.2025

7. Prothetik · Prosthodontic

ERGO / COLOR CODE Retraktionsfadenstopfer · Retraction cord packers

Retraktionsfadenstopfer

Um Retraktionsfäden optimal platzieren zu können.

- Je ein Instrument speziell für bukkal / lingual bzw. mesial / distal
- Speziell gebogene und flexible Arbeitsenden, konkav ausgeformt für optimale Anpassung
- Durch mikroverzahnte Arbeitsenden wird ein Abrutschen des Fadens vermieden

Retraction cord packers

To place retraction cords fast and easy.


- One instrument for buccal / lingual and one for mesial / distal
- Special bended and flexible active parts, concave for perfect adaption
- Micro serrated tips for a perfect grip






4881-100-00E

ERGO Retraktionsfadeninstrumente-Set · ERGO Instruments for retraction cords Kit
beinhaltet · consisting of:
4881-1-06E, 4881-2-02E, 4881-3-05E, 4881-4-03E,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



4881-100

COLOR CODE Retraktionsfadeninstrumente-Set · COLOR CODE Instruments for retraction cords Kit
beinhaltet · consisting of:
4881-1, 4881-2, 4881-3, 4881-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


03.2025

ERGO / COLOR CODE Retraktionsfadenstopfer · Retraction cord packers

4881-272



4881-273




4881-1-06E
4881-1

Retraktionsfadenstopfer bukkal / lingual, grün, auswechselbar
Retraction cord packer buccal / lingual, green, exchangable

4881-271



4881-270



4881-2-02E
4881-2

Retraktionsfadenstopfer distal / mesial, blau, auswechselbar
Retraction cord packer distal / mesial, blue, exchangable

4881-193



4881-192




4881-3-05E
4881-3

Retraktionsfadenstopfer, universal, 45° gewinkelt, gezahnte Arbeitsenden, gelb, auswechselbar
Retraction cord packer, universal, 45° angulated, serrated working tips, yellow, exchangable

4881-274



4881-275




4881-4-03E
4881-4

Retraktionsfadenstopfer, rund, gezahnt, grau, auswechselbar
Retraction cord packer, round, serrated, grey, exchangable

4881-276



4881-277



4881-5-08E
4881-5

Retraktionsfadenstopfer nach Dr. Semenza, 4 Flächen optimiert, hellrot-magenta, auswechselbar
Retraction cord packer acc. to Dr. Semenza, 4 sided optimised, Lightred magenta, exchangable

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Universal Kronenabnahmezange
Universal crown removal pliers

Zum Abheben von provisorischen Kronen und Brücken und Einpassen von prothetischen Arbeiten. Insbesondere für schwierige und besonders festsitzende Abnahmen geeignet.

Specially designed for easy removal and fitting of temporary crowns, cast crowns or metal cores. Especially recommended for tight and difficult removals.



4930-14
Haftpuder für Kronenabnahmezange 4930, 1 Döschen mit Inhalt 10g
Diatrac adhesive powder for universal crown removing pliers 4930, 1 little jar contains 10g

4930
Universal Kronenabnahmezange mit auswechselbaren Kunststoffbacken im Set: Zange mit Feststellschraube und Rückholfeder, 20 Polymer Kunststoffbacken und 10g Diatrac Adhäsivpulver
Universal crown removal pliers with exchangeable plastic tips. Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring, 20 plastic-polymer tips and 10g Diatrac adhesive powder



4930-15
Kunststoffbacken für 4930, Päckchen mit 40 St.
Plastic inserts for 4930, package of 40 pcs.





4930-13
Nachbestell Set:
10g Diatrac Adhäsivpulver,
40 Polymer Kunststoffbacken
Replacement set:
10g Diatrac adhesive powder,
40 plastic-polymer tips

Provisorienabnehmer · Temporary crown remover

Kurze, sichelförmige Arbeitsenden ermöglichen eine direkte Übertragung der Zugkraft am Provisorium. Die Arbeitsenden können sicher am Kronenrand adaptiert werden, wodurch ein Abgleiten nahezu vermieden werden kann.

Short sickle shaped working tips allow direct power transmission on temporary crowns. Working tips can be placed safely on the crown's edges, which avoids slipping away professionally.







4931-06E
4931

Provisorienabnehmer,
grün, auswechselbar
Temporary crown remover,
green, exchangeable

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

7. Prothetik · Prosthodontic

Lift-EX Kronenabnehmer · Lift-EX Crown removers



4924-10
MORELL
mit Ansätzen **4924-1**, **4924-2** und **4924-3**
with tips **4924-1**, **4924-2** and **4924-3**

4924
MORELL
mit Ansätzen **4924-1** und **4924-2**
with tips **4924-1** and **4924-2**



4925-10
MORELL
mit Ansätzen **4924-1**, **4924-2** und **4924-3**
with tips **4924-1**, **4924-2** and **4924-3**

4925
MORELL
mit Ansätzen **4924-1**und **4924-2**
with tips **4924-1** and **4924-2**



4924-1
0,8 cm

4924-2
0,8 cm

4924-3
0,8 cm



4927
UNIVERSAL
15,0 cm

Die unterschiedlichen Flächen im Arbeitsende erlauben einen universellen Zugang zu den verschiedenen Zahnflächen.
The different prepared surfaces in the working tip allow a very universal approach to the different teeth areas.



4928
Kronenlockerer
Crown removing instrument



4929
Kronenlockerer, 15,0 cm
Crown removing instrument, 15.0 cm



TC Einsätze erlauben einen sicheren Halt zum Entfernen von temporären Brücken und Kronen.
TC inserts allow a safe grip for removing temporary bridges and crowns.

4943
TC
16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

7. Prothetik · Prosthodontic

Kronenspreizzange · Crown spreader

i

Kronenspreizzange · Crown spreader

Mit der SCHWERT Kronenspreizzange werden Rotationskräfte beim Spreizen der Krone zuverlässig verhindert, zum Schutz der darunter liegenden Wurzel und des Nervs.
With the SCHWERT crown spreader it is possible to spread off crowns without rotation on the root underneath, in order to protect the nerve.

1. Mit dem Kronentrenner wird die zu entfernende Krone geschlitzt.
   The crown is getting slotted with a burr.

2. Die Zange wird je nach Anbringung des Schlitzes von okklusal, bukkal oder lingual eingesetzt. Durch Zusammendrücken der Zange, wird die Krone aufgespreizt.
   Insert the plier into the slit, according to its position from occlusal, buccal or lingual.

3. Die Spreizfunktion der Zange garantiert eine sichere und anatomisch korrekte Anwendung. Vorteil dieses Instruments: Keine Rotation an der Wurzel oder unerwünschten Druck an Nachbarzähnen.
   The crown is getting spreaded securely and anatomically correct by compressing the plier. The advantages of the instrument are: there is no rotation on the root or pressure on neighbor teeth.









4926
15,0 cm

Kronenabnahmezangen · Crown trial forceps



4940-170
16,5 cm



4940-220
15,0 cm



4940-101
1 Paar Kunststoffbacken
passend für **4940-170**, **4940-220** und **4940-223**
1 pair of inserts
suitable for **4940-170**, **4940-220** and **4940-223**



4940-223
17,0 cm



4940-100
1 Paar Kunststoffbacken
passend für **alte Modelle (ohne Abbildung)** **4940-17**, **4940-22** und **4940-217**
1 pair of inserts
suitable for **old models (without illustration)** **4940-17**, **4940-22** and **4940-217**

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

7. Prothetik · Prosthodontic

Teleskopkronenzangen · Pliers for telescope crowns





4947-48
1 Paar Ersatzschrauben für Diamantspitzen 4947-40 und 4947-51S
1 pair replacement screws for diamond tips 4947-40 and 4947-51S



4947-4
Ø 2,35 mm
12,5 cm
Diamantierte Spitzen
Diamond tips

4947-40
(ohne Abbildung · without Illustration)
1 Paar Ersatzspitzen
1 pair replacement tips

4947-51
Ø 1,6 mm
12,5 cm
Diamantierte Spitzen
Diamond tips

4947-51S
(ohne Abbildung · without Illustration)
1 Paar Ersatzspitzen
1 pair replacement tips

4947-6
(ohne Abbildung · without Illustration)
1Paar Ersatzspitzen für altes Modell 4947-5
1 pair replacement tips for old model 4947-5



4947-8
1 Paar Ersatzschrauben für Diamantspitzen 4947-6
1 pair replacement screws for diamond tips 4947-6

Abformlöffel Anatomic Ehricke Oberkiefer · Impression trays anatomic Ehricke maxilla

Bezahnte Oberkiefer (BO) · Regulars maxilla

4972-110 SUP B0	**4972-111** SUP B1	**4972-112** SUP B2
4972-113 SUP B3	**4972-114** SUP B4	



- höchste Qualität
- anatomisch korrekte Form
- leicht zu reinigen
- rostfreier Edelstahl
- ergonomischer Griff, für präzise Abdrücke

- superior quality
- anatomical correct shapes
- easy to clean
- Stainless Steel
- ergonomic handle, for precise impressions

Bezahnte Unterkiefer (BU) · Regulars mandible

4972-210 INF B0	**4972-211** INF B1	**4972-212** INF B2
4972-213 INF B3	**4972-214** INF B4	



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

7. Prothetik · Prosthodontic

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdriver kit

i

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdrivers kit

Die Anzahl verschiedener Implantatsysteme nimmt ständig zu und in Praxis und Labor müssen laufend Implantat-Abutments aller Art gelöst werden. Mit dem SCHWERT Prothetik Schraubendreher Set können über 90% der am Markt etablierten Verschraubungen gelöst werden.


- Die einzelnen Instrumente sind im Tray zur schnellen Identifizierung gekennzeichnet.
- Es ist jeweils eine kurze und lange Version enthalten.
- Die einzelnen Schraubendreher können über das Winkelstück betrieben, oder per Adapter und Finger- / kalibrierter Drehmomentratsche eingedreht werden.
- Die Schraubendreher sind für Drehmomente > 30 Ncm Hexagon-Spannsystem kompatibel.

The number of different Implantsystems is increasing constantly and in dental practice and dental lab it is necessary to loosen implant abutments of all kinds. By using the SCHWERT Prosthetics screwdriver set it is possible to loosen more than 90% of the established screwings.


- Each instrument is marked in the tray for fast identification. The kit contains always a short and a long version.
- The screwdrivers fit in the hand piece or can be used by adapter and a finger / torque ratchet.
- The hexagonal receptacle system allows torques > 30 Ncm to be transferred.



6802-51
Einbringhilfe zur manuellen Verschraubung ohne Ratsche
Inserting assistant for manual screwing without wrench



6802-100
Prothetik Schraubendreher Set
Prosthetics screwdrivers set



6802-72
Drehmomentratsche: RKI-konform komplett zerlegbar zur Aufbereitung
Torque wrench: Completely dismountable for reprocessing



Hexagon Spannsystem kompatibel für Drehmomente >30 Ncm
Hexagon chucking system compatible for torques >30 Ncm



Entnahmehilfe im Rack integriert
Detaching assistant included in the rack

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	6802-100	Schraubendreher Kit: 18 Schlüssel, 1 Ratsche, 1 Eindrehhilfe /Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers kit: 18 keys, 1 ratchet, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack , 1 box
	6803-100	Schraubendreher Kit: 18 Schlüssel, **1 Drehmomentratsche**, 1 Eindrehhilfe /Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers kit: 18 keys, **1 ratchet with torque**, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack , 1 box
	6802-72	Ratsche mit Drehmoment, 10 Ncm bis 40 Ncm, mit Fixierfunktion zum Deaktivieren des Drehmoments (im Kit 6803-100 enthalten) Ratchet with torque, 10 to 40 Ncm, with fixing function for deactivating the torque (included in kit 6803-100)
	6802-70	Ratsche mit abnehmbarem Griff / manuelle Eindrehhilfe (im Kit 6802-100 enthalten) Ratchet with removable handle / manual inserting assistant (included in kit 6802-100)
	6801-01	Rack für Schraubendreher Rack for screwdrivers
	2608-32	Edelstahl Box gelocht 18 x 9 x 3 cm (ohne Abbildung) Stainless steel box perforated 18 x 9 x 3 cm (without illustration)
	6802-51	Eindrehhilfe /Adapter, für alle Schlüssel Inserting assistant /adapter for srewdrivers, for all keys
		Schraubendreher, kurz, 21 mm · Screwdrivers, short, 21 mm
	**6802-01**	Torx T6 x 21 mm, Torx 6 Straumann®, Aesthura® Torx T6 x 21 mm, Straumann®, Aesthura®
	6802-02	Schlitz 1,6 x 21 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 21 mm, universal flat narrow
	**6802-03**	Schlitz 2,0 x 21 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 21 mm, universal flat wide
	**6802-04**	Sechskant SW 0,03 Zoll x 21 mm, CAMLOG® Allen key SW 0.03" x 21 mm, CAMLOG®
	**6802-05**	Sechskant SW 0,05 Zoll x 21 mm, CAMLOG®, Sulzer® (Zimmer®), Semados®, Biomet 3I® Allen key SW 0.05" x 21 mm, CAMLOG®, Sulzer® (Zimmer®), Semados®, Biomet 3I®
	**6802-06**	Sechskant SW 0,9 x 21 mm, IMPLA®, Tiolox®, Bredent®, XIVE® Allen key SW 0.9 x 21 mm, IMPLA®, Tiolox®, Bredent®, XIVE®
	**6802-07**	Sechskant SW 1,0 x 21 mm, Ankylos® Allen key SW 1.0 x 21 mm, Ankylos®
	**6802-08**	Sechskant SW 1,2 x 21 mm, IMPLA®, Nobel Biocare®, Frialit®, IMZ®, XIVE®, Biomet 3I® Allen key SW 1.2 x 21 mm, IMPLA®, Nobel Biocare®, Frialit®, IMZ®, Biomet 3I®
	**6802-09**	Sechskant SW 1,8 x 21 mm, Ankylos® Allen key SW 1.8 x 21 mm, Ankylos®

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWEILIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatseitiger Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.

7. Prothetik · Prosthodontic

Prothetik Schraubendreher Kit · Prosthetics screwdriver kit

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
		Schraubendreher, lang, 26 mm · Screwdrivers, long, 26 mm
	6803-01	Torx T6 x 26 mm, Torx 6 Straumann®, Aesthura® Torx T6 x 26 mm, Straumann®, Aesthura®
	6803-02	Schlitz 1,6 x 26 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 26 mm, universal flat narrow
	6803-03	Schlitz 2,0 x 26 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 26 mm, universal flat wide
	6803-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 26 mm, CAMLOG® Allen key SW 0.03" x 26 mm, CAMLOG®
	6803-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 26 mm, CAMLOG®, Sulzer® (Zimmer®), Semados®, Biomet 3I® Allen key SW 0.05" x 26 mm, CAMLOG®, Sulzer® (Zimmer®), Semados®, Biomet 3I®
	6803-06	Sechskant SW 0,9 x 26 mm, IMPLA®, Tiolox®, Bredent®, XIVE® Allen key SW 0.9 x 26 mm, IMPLA®, Tiolox®, Bredent®, XIVE®
	6803-07	Sechskant SW 1,0 x 26 mm, Ankylos® Allen key SW 1.0 x 26 mm, Ankylos®
	6803-08	Sechskant SW 1,2 x 26 mm, IMPLA®, Nobel Biocare®, Frialit®, IMZ®, XIVE®, Biomet 3I® Allen key SW 1.2 x 26 mm, IMPLA®, Nobel Biocare®, Frialit®, IMZ®, XIVE®, Biomet 3I®
	6803-09	Sechskant SW 1,8 x 26 mm, Ankylos® Allen key SW 1.8 x 26 mm, Ankylos®

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWEILIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatseitiger Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Kronen- und Blechscheren · Crown / sheet metal scissors

- hochwertiger Stahl
- präzise Schneidekante
- leichter Gang
- speziell gehärtet
- geringe Abnutzung

- high quality steel
- precise cutting
- easy going
- special hardened
- less friction and wear out



4821
BEEBEE
10,5 cm
spitz, gerade
sharp, straight



4825
BEEBEE
10,5 cm
spitz, gebogen
sharp, curved



4845
BEEBEE
12,0 cm
gezahnt, gebogen
serrated, curved



4862
12,5 cm
gezahnt
serrated



4863
12,5 cm
Universal
Kronenschere mit
TC Einsätzen
Universal crown
scissors with
TC inserts

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

7. Prothetik · Prosthodontic

Modellierinstrumente · Carving instruments



4422 HYLIN, 14,0 cm



4446 HYLIN - LE CRON, 13,0 cm



4447 17,0 cm



3254 MITCHELL, 17,0 cm



4470 Silikonmesser mit schneidender Öse, 17,0 cm
Silicone knife with cutting ring, 17.0 cm



4516 12,0 cm



4517 17,0 cm



4479-1 PK-THOMAS, Aluminiumgriff, 18,0 cm
PKT1 PK-THOMAS, Aluminium handle, 18.0 cm



4479-2 PK-THOMAS, Aluminiumgriff, 18,0 cm
PKT2 PK-THOMAS, Aluminium handle, 18.0 cm



4479-3 PK-THOMAS, Aluminiumgriff, 18,0 cm
PKT3 PK-THOMAS, Aluminium handle, 18.0 cm



4479-4 PK-THOMAS, Aluminiumgriff, 18,0 cm
PKT4 PK-THOMAS, Aluminium handle, 18.0 cm



4479-5 PK-THOMAS, Aluminiumgriff, 18,0 cm
PKT5 PK-THOMAS, Aluminium handle, 18.0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

M.O.Re

Pflege · Organisation · Aufbereitung

Maintenance · Organisation · Reprocessing



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

243

M.O.Re
M.O.Re

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

03.2025

i

SCHWERT Protector-Trays


- preiswerter Schutz von Instrumenten
- geeignet für alle üblichen Hygieneverfahren
- passen exakt in Normtrays

- economical protection of instruments
- suitable for all common hygienical processes
- fits exactly into standard trays




2597-05

SCHWERT Protector-Tray 1/3
für 5 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen
und 1 Niederhalter, 178 x 90 x 24 mm
SCHWERT Protector-Tray 1/3
for 5 instruments with 2 instrument support and
1 retainer, 178 x 90 x 24 mm



2597-08

SCHWERT Protector-Tray 1/2
für 8 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen
und 1 Niederhalter, 178 x 140 x 24 mm
SCHWERT Protector-Tray 1/2
for 8 instruments with 2 instrument support and
1 retainer, 178 x 140 x 24 mm



2597-16

SCHWERT Protector-Tray 1/1
für 16 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen
und 1 Niederhalter, 275 x 178 x 24 mm
SCHWERT Protector-Tray 1/1
for 16 instruments with 2 instrument support and
1 retainer, 275 x 178 x 24 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

SCHWERT Protector-Körbe · SCHWERT Protector-Baskets

i

SCHWERT Protector-Korb · SCHWERT Protector-Basket

Fragestellung: Wie kann der Instrumentenkreislauf innerhalb der Zahnarztpraxis und unter Berücksichtigung der differenzierenden Aufbereitungsvorschriften optimiert werden.

Zielvorstellung: Zeitersparnis in der Aufbereitung, entspannteres Arbeiten durch klar überschaubare und organisierte Abläufe, kürzere Einweisungszeiten für z. B. AZUBIS oder neue Mitarbeiterinnen, Werterhaltung des teuren Instrumentariums.

Mit dem SCHWERT Protector-Korb können diese Ziele erreicht werden. Diese Waschrahmen sind in Ihrer Größe dem Dental-Normtray angeglichen und passen somit in Standardsterilgutcontainer. Durch die großen Maschen werden Spülschatten auf ein Minimum reduziert. Der SCHWERT Protector-Korb kann optimal in den Hygienekreislauf bei Verwendung von Ultraschallbädern oder Thermodesinfektoren eingesetzt werden.

Question: How can the hygienic chain be optimized within the dental practice?

Objective: Time saving during the preperation, laid-back working by clear manageable and organized sequences, shorter time of orientation for example for trainees or new employees, conservation of value of the expensive instruments.

With the SCHWERT Protector-Basket these aims can be achieved. These wash trays are adapted to the standard trays with their size and fit in standard dental containers. Flushing shadows are minimized by big windows within the basket. The SCHWERT Protector-Basket can be used with ultra-sonic baths and washing machines.



2603-01


SCHWERT PROTECTOR-KORB 1/1
mit Stegen für 15 Instrumente
z. B. Set 1790-100, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1
with racks for 15 instruments
e.g. set 1790-100, 266 x 180 x 36 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

SCHWERT Protector-Körbe · SCHWERT Protector-Baskets


Neues Design · New design



2603-02
SCHWERT Protector-Korb
für Zahnzangen, passend für 6 Zangen,
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket
for extraction forceps, suitable for 6 forceps,
266 x 180 x 36 mm



2603-03
SCHWERT Protector-Korb, 1/1 für IDR-KIT
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1 for IDR-Kit
266 x 180 x 36 mm



2603-04
SCHWERT Protector-Korb, 1/1 mit Stegen
und Instrumentenhalter im Deckel,
passend für 15 Instrumente plus eins im Deckel,
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1 with racks
and instrument holder in the lid,
suitable for 15 instruments plus one in the lid,
266 x 180 x 36 mm

SCHWERT Protector-Körbe · SCHWERT Protector-Baskets




2603-05
SCHWERT Protector-Korb für 10 Instrumente
z. B. Sinus-Lift oder andere sehr lange Instrumente
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket for 10 instruments
e.g. Sinus or other long instruments
266 x 180 x 36 mm



2603-07
SCHWERT Protector für 8 Handinstrumente
und 4 Mikro-Instrumente,
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protect basket for 8 instruments
and 4 micro instruments,
266 x 180 x 36 mm



2603-06
SCHWERT Protector-Korb quer für 11 Instrumente
mit Einlegeblech für Becher
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket for 11 instruments
with part for cubs
266 x 180 x 36 mm



2603-08
SCHWERT Protector-Korb passend für 15 Instrumente
plus eins im Deckel, z. B. Set 1790-250-02E.
Flache Universal Auflage, zwei Querauflagen,
inkl. Scherenhalter im Deckel, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector basket suitable for 15 instruments
plus one in the lid. e.g. set 1790-250-02E.
Flat universal silicones, two silicones across,
incl. scissors holder in the lid, 266 x 180 x 36 mm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Silikonauflagen für SCHWERT Protector-Körbe · Silicone supports for SCHWERT Protector-Baskets



2600-50
Deckelinstrumentenhalter zur Fixierung von Scheren / Nadelhaltern
Lid Instrument Fixation to fix scissors / needle holders in the washbasket



i

leicht zuschneidbar ·
easy to cut






2600-11
Instrumentenauflage hoch, 260 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray, 260 mm, universal, silicone

2600-12
Instrumentenauflage hoch, 130 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray, 130 mm, universal, silicone

2600-13
Instrumentenauflage hoch, 81 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray, 81 mm, universal, silicone



2600-21
Instrumentenniederhalter, 260 mm, Silikon
Holding down clamp, 260 mm, silicone

2600-22
Instrumentenniederhalter, 130 mm, Silikon
Holding down clamp, 130 mm, silicone

2600-23
Instrumentenniederhalter, 81 mm, Silikon
Holding down clamp, 81 mm, silicone

Silikonauflagen für SCHWERT Protector-Körbe · Silicone supports for SCHWERT Protector-Baskets

i

Silikonauflagen · Silicone supports

Zur schnelleren Identifikation listen wir Ihnen hier nachstehend nochmals auf, welche Auflagen in welchem unserer Körbe standardmäßig verbaut sind. Sie finden jeweils die Artikelnummer des Korbes, sowie die Anzahl, wie oft welche Auflage in diesem Korb ist.

For quicker identification, we list here below once again which supports are installed in which of our baskets as standard.
You will find the article number of the basket, as well as the number, how often which support is in this basket.

Abbildung Illustration	Profil-Nr. Profile-No.	Inbegriffen in Protector-Korb Included in Protector-basket
	**2600-11** 260 mm	**2603-01 (2x)**
	**2600-12** 130 mm	**2603-07 (2x)**
	**2600-13** 81 mm	**2603-04 (2x), 2603-08 (2x)**
	**2600-21** 260 mm	**2603-02 (1x)**
	**2600-22** 130 mm	**2603-07 (1x)**
	**2600-23** 81 mm	**2603-03 (2x), 2603-05 (2x)**
	**2600-24** 160 mm	**2603-06 (1x)**
	**2600-50** 48 mm	**2603-04 (1x), 2603-08 (1x)**
	**2602-11** 170 mm	**2603-03 (1x)**
	**2602-12** 170 mm	**2603-03 (1x)**
	**2602-13** 65 mm	**2603-03 (2x), 2603-05 (2x)**
	**2602-14** 260 mm	**2603-02 (1x)**
	**2602-15** 260 mm	**2603-02 (1x)**
	**2602-16** 130 mm	**2603-07 (1x)**
	**2602-17** 130 mm	**2603-07 (1x)**
	**2602-18** 200 mm	**2603-06 (2x)**
	**2602-19** 170 mm	**2603-05 (1x), 2603-08 (1x)**
	**2602-20** 170 mm	**2603-05 (1x), 2603-08 (1x)**

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

DIN Sterilisations Container
DIN Sterilization container

Durch integrierte Filter in Deckel und Boden eignen sich die Sterilisations Container für alle Dampfsterilisationsverfahren:

- fraktioniertes Vakuumverfahren
- fraktioniertes Strömungsverfahren
- Gravitationsverfahren
- Vorvakuumverfahren

Through the integrated filter in the lid and the base the Sterilization containers are suitable for all steam Sterilization methods.

- Fractionised vacuum method
- Fractionised steam method
- Gravitation method
- Pre vacuum method

Verschiedene Abmessungen und Stapelbarkeit ermöglichen ein einfaches Handling und eine optimale Organisation. Die Container können sowohl zur Sterilgutversorgung als auch zur Aufbewahrung kontaminierter Instrumente eingesetzt werden.

Different dimensions and stack ability allow easy handling and optimal organisation. The containers can be used for storing sterile goods and also for disposing contaminated instruments.



Das Verschlusssystem verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen und gewährleistet ein vereinfachtes Handling bei der Sterilisationsvorbereitung.
The latch system prevents accidental opening of the container. And assures a simplified handling for the sterilization perperation.



Das optimierte Dichtungssystem gewährleistet einen sicheren Halt der Filter.
The optimized sealing system assures a safe fixing of the filter.



2607-040
310 x 190 x 40 mm
Boden und Deckel gelocht, inkl. 2 Papier-Einwegfilter
Base and lid perforated, incl. 2 single use paper filters

2607-065
310 x 190 x 65 mm
Boden und Deckel gelocht, inkl. 2 Papier-Einwegfilter
Base and lid perforated, incl. 2 single use paper filters

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

Sterilisations Container · Sterilization container



2607-100
310 x 190 x 100 mm
Boden und Deckel gelocht,
inkl. 2 Papier-Einwegfilter
Base and lid perforated,
incl. 2 single use paper filters



2607-130
310 x 190 x 130 mm
Boden und Deckel gelocht,
inkl. 2 Papier-Einwegfilter
Base and lid perforated,
incl. 2 single use paper filters

YOUR TEXT

Markierungsschilder für
sterilisations Container
Marking labels for
sterilization containers

2606-100	rot red
2606-101	blau blue
2606-102	grün green
2606-103	schwarz black
2606-104	gelb yellow
2606-105	silber silver



2607-140
215 x 95 mm
Teflon® Dauerfilter bis zu 1.200
Sterilisationen (2 Stück)
Teflon® permanent filter for up to 1,200
sterilisations (2 pieces)



2607-145
235 x 118 mm
Papierfilter mit Indikator (100 Stück)
Paper filter with indicator (100 pieces)

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

Farbringe · Color rings

Silikon Farbringe zur Kodierung der Instrumente. Verfügbar in 9 Farben. Sterilisierbar bis zu 170°C (338°F), Ø 4 mm dehnbar bis Ø 8 mm

Silicone rubber color rings for color-coding of the instruments. Available in 9 colors. Sterilizable up to 170°C (338°F), Ø 4 mm suitable for instruments up to Ø 8 mm



3360-1	50 Stück, grau 50 pieces, grey	**3360-7**	50 Stück, grün 50 pieces, green	**3360-13**	50 Stück, blau 50 pieces, blue
3360-3	50 Stück, schwarz 50 pieces, black	**3360-9**	50 Stück, rot 50 pieces, red	**3360-15**	50 Stück, braun 50 pieces, brown
3360-5	50 Stück, gelb 50 pieces, yellow	**3360-11**	50 Stück, orange 50 pieces, orange	**3360-17**	50 Stück, weiß 50 pieces, white

Bürsten mit Nylonborsten · Brushes with nylon bristles

PROBLEM: Metallbürsten zerstören die Passivschicht der Instrumentenoberfläche!
LÖSUNG: Bürsten mit Nylonborsten.

PROBLEM: Metal brushes destroy the passive layer of the instrument surface!
SOLUTION: Brushes with nylon bristles



2600-60 18,0 cm
doppelseitig, sterilisierbar, VPE: 3 Stück
double-ended, sterilizable, packing untit: 3 pieces



2600-61 25,0 cm
für Absauger Ø 1,5 mm
for aspirator Ø 1.5 mm



2600-62 25,5 cm
für Absauger Ø 3 mm und Ø 5 mm
for aspirator Ø 3 mm and Ø 5 mm



3297
50 ml
Paraffinum Perliquidum
(Paraffin Öl / Medizinisches Weißöl)
(Paraffin oil / Medical white oil)

Medizinisches Weißöl · Medical Whiteoil

Zur Pflege der Instrumente mit Gelenk und zur Benutzung als Schleiföl. Physiologisch unbedenklich nach DAB 10.

for maintenance of instrument hinges and for use as sharpening oil. Physically harmless acc. to DAB 10.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com



Index
Index

CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind mit dem CE-Zeichen versehen. Bei Produkten höher Klasse I wird die Kennnummer der Benannten Stelle zusätzlich ausgewiesen.

CE All medical devices indicated here bear the CE mark.
For products higher than Class I, the identification number of the notified body is also shown.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

9. Index · Index

Alphabetischer Index (DE) · Alphabetical index (DE)

A

Abformlöffel	235
Abhalter	83-90
Abhalter, Gingiva-	117
Abnehmer für Kronen/Brücken	228-233
Absauger	91-92
Abziehsteine	198
Acryl-Teststäbchen	198
Adapter für Griffe von M4x0,5 auf M2,5	178
Adson, anatomische Pinzetten	69
Adson, chirurgische Pinzetten	71
Ainsworth, Kofferdam-Lochzange	219
Ampullenspritzen	99
Anatomic, Abdrucklöffel	235
Anatomische Pinzetten	69-70
Anmischbecher	98, 143
Apical, Wurzelheber	43
Apix-Tac-Traction Wurzelzangen	25
Approximal Desmotom	34
Approximal Sets für Wurzelreste	34
Arkansas, Schleifsteine	198
Arterienklemmen	73
Artikulationspapierpinzette	216
Atraumatische Pinzetten	69, 113-114
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)	155
Augmentation Knochen Set	145
Augmentation Knochen, Instrumente	144
Ax-Lux Wurzelheber	42

B

Backhaus, Tuchklemmen	74
Basis Set Chirurgie	100-101
Basis Set Mikrochirurgie	128-129
Baumgartner, Nadelhalter	96
Becher, -anmischen	98, 143
Beck, Wurzelheber	45
Beebee, Kronenscheren	239
Bein, Wurzelheber	43
Bernard, Wurzelheber	50
Beyer, Hohlmeißelzange	68
Black, Gingivalrandschräger	213
Black, Planstopfer	208
Blake, Klingenhalter	56
Blechscheren	239
Blumenthal, Hohlmeißelzange	68
Bohrhilfe, Parallel-	155
Bowdler-Henry's, Wundhaken	83
Brünings, Zungendrücker	89
Bürste mit Nylonborsten	252
Buser, Knochenschaber	143
Buser, Raspatorien	115, 136

C

Calcium Hydroxid Placer	208
Calvo, Messlehre	153
Castroviejo, Nadelhalter	121
Cawood-Minnesota, Abhalter	89
Chirurgie Basis Set	100-101
Chirurgisches Begleitkit nach **Dr. Rosa**	158-159
Chirurgie Universal Set	104-107
Chirurgische Pinzetten	71-72
Chirurgische Sauger	91-92
Chirurgische Scheren	60-66
Chirurgie **SCHWERT** Design Set	102-103
Chompret, Syndesmotome	50
Cleveland, Knochensplitterzange	68
College, Pinzetten	162-163, 221
Color Code Universalgriffe	173-175
Columbia, Universalküretten	189
Container	250-251
Cooley, atrauma Pinzetten	113
Crane-Kaplan, Zahnreiniger	196
Crile-Ryder, Nadelhalter	96
Crile-Wood, Nadelhalter	96
Crown Tractor	228
Cryer, Wurzelheber	51
Cryer, Zahnzangen	29, 31
Cumine, Zahnreiniger	196
Cushing, Pinzetten	70, 72

D

Dean, Zahnfleischschere	64
DeBakey, atraumatische Pinzetten	69
DeBakey, Nadelhalter	97
Deep Scaling, Küretten	184-185, 187-188
Denhart, Mundsperrer	89
Desmotome	34, 39
Diamantspitzen, für Teleskopkronenzangen	234
Dissektionsinstrument	117
Drahtspannzange	98
Drehmeißel, **Wiener Modell**	52
Drehmomentratsche	236

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

E

Easy contact point Instruments 216

Ehricke, Anatomic Abdrucklöffel 235

Einsetzinstrument, Pin 155

Elevatoren 36-38

Endkappe für doppelendige Griffe 177-178

Endo Mundspiegel 171

Endo Pinzette / Zängchen 220

Endodontie-Instrumente 220-224

Epker, Osteotome 82

Ergo Design Universalgriffe 176-177

Exkavatoren 214-215

Extraktionszangen 8-32

Extraktionszangen, diamantiert 13-31

F

Fadenscheren 60-66

Fadenstopfer, Retraktions- 226-227

Farabeuf, Wundhaken 83

Farbringe für Handinstrumente 252

Fedi, Parodontalmeißel 80

Feilen, Parodontal- 197

Filter für Container 251

Flachmeißel 82

Flagg, Zahnpinzetten 163

Flohr, Wurzelheber 48

Foto- und Wangenhalter 86

Fox, Raspatorien 78

Frahm, Modellierinstrument 212

Fraktur-/Splintschiene 98

Frazier, Saugkanülen 92

Freer, Raspatorien 77

Friedman, Hohlmeißelzangen 67-68

Füllungsentferner 213

Füllungsinstrumente 202-211

Füllungsinstrumente für Komposite 202-205

Füllungsinstrumente für Wurzelkanal 221-224

Furkationssonden 166

G

Gefäßklemmen 73

Gewebezängchen 197

Gilles, chirurgische Pinzette 71

Gingiva Abhalter 117

Gingivalrandschräger 213

Gingivektomie-Scheren 60-66

Glickmann, Raspatorium 116

Goldmann-Fox, Paro-Instrumente 197

Goldmann-Fox, Zahnfleischscheren 63

Gracey, Küretten 182-188

Gracey, Mini Küretten 184-185, 187-188

Graft and Sinus Packer 144

Grassi, Sets 134-137

Griffe für Skalpellklingen 55-56

Griffe Instrumente 110-111, 172-178

Griffe, Mundspiegel- 172-178

Gross, Kornzangen 74

H

Halsted-Mosquito, Arterienklemmen 73

Halsted–Mikro, Arterienklemmen 73

Halter für Mikroklingen 111

Hämmer 81

Heber Pin 154

Heidbrink, Wurzelheber 49

Heidemann, Spatel 204, 206

Hemingway, Scharfe Löffel 75

Hilger, Abhalter 87

Hohlmeißelzangen 67-68

Hollenback, Modellierinstrumente 212

Hopson, Füllungsinstrumente 211

Hygienist, Zahnreiniger 105-107, 194-196

Hylin, Modellierinstrument 240

I

IDR Set, **Dr. Rosa** 156-157

Implantat Küretten, Titan 188-189

Implantatbohrhilfe 155

Implantatmesslehre 153

India, Schleifsteine 198

Inhibition Periosteal Set 134-137

Injektionsspritzen 99

Ivory, Kofferdam-Lochzange 219

Ivory, Matrizen 217

Ivory, Stiftzieher 221

J

Jacquette, Zahnreiniger 196

Jones, Tuchklemme 74

Joseph, Zahnfleischscheren 62

K

Kanülen, Saug- 91-92

Kaplan, Scaler 194

Kelly, Arterienklemmen 73

Kelly, Zahnfleischscheren 64

Kieferhöhlensonden 82

Kim Retraktor 87

Kinder-Zahnzangen 26-27

9. Index · Index

Alphabetischer Index (DE) · Alphabetical index (DE)

Kirkland, Parodontalmesser 197
Klammerzange, Kofferdam- 220
Klein, Zahnzangen für Kinder 26-27
Klemmen 74
Klingen für Skalpelle 55, 111
Klingenentferner 57
Klingenhalter 54-56, 110-111
Knochen Augmentation Instrumente 144
Knochen Augmentation Set 145
Knochenersatzmaterial Löffel 136-137, 144-145
Knochenersatzmaterial Stopfer 136-137, 144-145
Knochenfeilen 79
Knochenmahlzange 141
Knochenmateriallöffel 142
Knochenmühle 140
Knochenquetsche 141
Knochenschaber 142-143
Knochenschneidezangen 67-68
Knochenstopfer 144
Kocher, Wundhaken 84
Kofferdam-Instrumente 219-220
Komposite Instrumente 202-205
Kontakt Punkt Instrument 216
Kornzangen 74
Krekeler, Messschieber 152
Kronenabnahmezange 228-233
Kronenabnehmer 228-233
Kronenscheren 239
Kronenspreizer 231-232
Kuhhorn-Sonde 166
Küretten, chirurgische 135, 137
Küretten, Gracey- 182-188
Küretten, Miniatur- 184-185, 187-188
Küretten, Sinuslift 147-151
Küretten, Universal- 191-192

L

La Grange, Zahnfleischschere 61
Langenbeck, Wundhaken 84
Langer, Universalküretten 189-190
Laster Wundhaken 87
Le Cron, Modellierinstrumente 240
Levy Elevator 47
Lexer-Mini, Osteotom 156-157
Lichtenberg-Ryder, Nadelhalter 93
Ligaturscheren 65
Lindo-Levien, Wurzelheber 44
Lineal 108
Lochzange, Kofferdam- 219
Locklin, Zahnfleischschere 64
Löffel, Scharfe 75-76
Löffelinstrument 142, 148
Lucas, Scharfe Löffel 75-76
Luer, Hohlmeißelzangen 67-68
Luer-Friedmann, Hohlmeißelzange 67
Luks, Wurzelkanal Stopfer 222
Luniatschek, Tamponstopfer 82
Luxial, Wurzelheber 40-41

M

Magnetstäbchen 199
Markierungsringe für Handinstrumente 252
Markierungsschilder für Container 251
Mathieu, Nadelhalter 93-94
Matrizenspanner und Matrizen 217
Maty, chirurgische Sauger 92
Maty, Vestibulum-Abhalter 85
Mayo-Hegar, Nadelhalter 95
McCall, Zahnreiniger 193, 196
Mead, chirurgischer Hammer 81
Medizinbecher 98, 143
Medizinschale 143
Meißel, Parodontologie 79-80
Membranpinzette 154
Meriam, Zahnpinzetten 163
Messer, Parodontal- 197
Messer, Wachs- 240
Messinstrumente 108, 152, 160
Messlehre 108, 152
Messschieber 108, 152, 160
Messzirkel 160
Metzenbaum, Präparierscheren 66
Middeldorpf, Wangenhalter 88
Mikro Friedmann, Hohlmeißelzangen 67
Mikro Halsted, Arterienklemme 73
Mikro Nahtpinzette 114
Mikro, Klingen 111
Mikro, Mundspiegel 171
Mikro, Nadelhalter 118-121
Mikro, Pinzetten 69, 71-72, 113-114
Mikro, Resektionsspiegel 171
Mikro, Zahnfleischscheren 111-112
Mikro-Adson, Pinzetten 69, 71
Mikrochirurgie Basis Set 128-129
Mikrochirurgie Erweitertes Set **SCHWERT** Design 132-133
Mikrochirurgie Set **SCHWERT** Design 130-131
Mikro-chirurgische Kürette 135, 137
Mikro-Cushing Pinzette 72
Mikroretraktor 87
Mikro-Tunnelier Set **SCHWERT** Design 126-127

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Milchzahn, -Zangen 26-27
Miller, Artikulationspapierpinzette 216
Miller-Colburn, Knochenfeilen 79
Mini-Friedman, Hohlmeißelzangen 68
Minnesota, Abhalter 89
Mitchell, Osteotrimmer, Modellierinstrument 196
Modellierinstrumente für Füllungen 202-211
Modellierinstrumente für Prothetik 240-241
Molt, Kürette 78
Molt, Mundsperrer 90
Molt, Raspatorien 78, 115-116
Morell, Kronenabnehmer 230
Mosquito, Klemmen 73
Mukoperiostal-Elevator 77, 122
Mundsperrer 88-90
Mundspiegel 171
Mundspiegelgriffe 172-178
Mundwinkelhalter 88-90

N

Nabers, Parodontalsonde 166
Nadelhalter 93-97
Nahtpinzette 72, 114
Nevius, Zahnzangen 30
Nierenschale 98
North Carolina, Parodontalsonde 168-169
Nyström, Matrizenspanner 217
Nyström, Modellierinstrumente 212

O

Obwegeser, Raspatorien 77
Ochsenbein, Parodontal-Meißel 79-80
Öl für Schleifsteine, Instrumente 199, 252
Optiflex Kunststoff PA-Sonden Einsätze 170
Orban- Messer mod. für Tunneliertechnik 125
Orban, Parodontalmesser 197
Osteotome 82, 146
Osteotrimmer 196

P

Papillenheber 122, 124
Paraffinum Perliquidum 199
Parallelbohrhilfe 155
Parallelklingen-Skalpellgriffe 56
Parodontalfeilen 197
Parodontal-Meißel 79-80
Parodontalmesser 124-125, 197
Parodontal-Sonden 167-170
Paro-Instrumente 197
Peet, Wuzelspitterzange 28
Perforations Raspatorium 154
Periosteal Inhibition Set, **Dr. Grassi** 134-137
Periotome 33-35
Pin Heber 154
Pin Menbransonde 154
Pin-Einsetzinstrument 155
Pinzette Membran 154
Pinzette, Artikulationspapier- 216
Pinzette, Naht- 72, 114
Pinzetten, anatomische 69-70
Pinzetten, chirurgische 71-72
Pinzetten, Diagnostik 162-163
PK-Thomas, Modellierinstrumente 241
P-LUX, Luxationsinstrumente 36-39
P-LUX, Periotome 35, 136
Präparierscheren 66
Prichard, Raspatorien 117
Protector, Sterilisierrahmen 244-249
Prothetik Schraubendreher Set 236-238
Provisorienabnehmer 229
Pulpakanal-Excavatoren 224

R

Rahmen, Kofferdam- 219
Ralk, Zange für Wurzelfragmente 28
Rasierklingenhalter 57
Raspatorien 77-78, 115-117
Raspatorium, Perforation 154
Retraktionsfadeninstrumente Set 226
Retraktionsfadenstopfer 226-227
Revolution Socket Set 134-137
Rhodes Back Action, Parodontal Meißel 80
Rhodium, Mundspiegel 171
Rosa, IDR Kit nach Dr. Rosa 158-159
Rosa, Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa 156-157
Roux, Wangenhalter 88

S

SAFE-EX 2®, Sicherheitsklingenhalter 54, 110
Saugkanülen 91-92
Scaler 194-196
Schäfer, Wundhaken und Wangenhalter 83
Scharfe Löffel 75-76

9. Index · Index

Alphabetischer Index (DE) · Alphabetical index (DE)

Scheren, chirurgisch, etc. 60-66
Scheren, Kronen- und Blech- 239
Schleiföl 199, 252
Schleifsteine 198
Schluger, Parodontalfeile 197
Schraubendreher Set, Prothetik 236-238
Schraubstock 199
Schwedisches Modell, Nadelhalter 97
SCHWERT Design Chirurgie Set 102-103
SCHWERT Design Erweitertes Mikrochirurgie Set 132-133
SCHWERT Design Mikrochirurgie Set 130-131
SCHWERT Design Mikro-Tunnelier Set 126-127
Seldin, Raspatorium 78
Semken, Pinzetten 70-71
Serviettenhalter 172
Set, Approximal für Wurzelreste 34
Set, Chirurgie Basis 100-101
Set, Chirurgie Erweitert, **SCHWERT** Design 102-103
Set, Chirurgie Universal 104-107
Set, Chirurgisches Begleitkit nach **Dr. Rosa** 158-159
Set, IDR Kit nach **Dr. Rosa** 156
Set, Knochen Augmentation 145
Set, Komposite 203
Set, Küretten Flexible Sinuslift 147
Set, Küretten Prophylaxe Universal 191
Set, Küretten, **Gracey** Küretten 182
Set, Küretten, **Gracey** Mini Küretten 185
Set, Küretten,**Gracey** Mini mit Titanspitzen 188
Set, Mikrochirurgie Basis 128-129
Set, Mikrochirurgie Basis, **SCHWERT** Design 130-131
Set, Mikrochirurgie Erweitertes Set, **SCHWERT** Design 132-133
Set, Optiflex Sonden Einsätze 170
Set, Periosteal Inhibition 134-137
Set, **P-LUX** 36, 159
Set, **P-LUX** mit gezahnter Lucas Kürette 36
Set, Prothetik Schraubendreher mit Drehmomentratsche 236-238
Set, Prothetik Schraubendreher mit Ratsche 236-238
Set, Retraktionsfaden-instrumente 226
Set, Socket Revolution 134-137
Set, Tunnelier Instrumente 123
Set, Tunnelier-Erweitert-Mikro, **SCHWERT** Design 126-127
Set, Zahnzangen **SCHWERT** 14-15
Sicherheitsklingenhalter 54, 110
Silikonmesser 240
Sinuslift Elevatoren 146
Sinuslift Küretten 147-151
Skalpelle, Griffe und Klingen 54-56, 110-111
Skalpellklingenentferner 57
Socket Revolution Set, **Dr. Grassi** 134-137
Soft-Arkansas, Schleifsteine 198
Sonde, Wurzelkanal- 221
Sonden, Furkation- 166
Sonden, Parodontal- 167-170
Sonden, Zahn- 164-166
Spencer, Ligaturscheren 65
Spiegel und -Griffe 171-178
Splintschiene 98
Splitterzangen 28
Spreizer, Wurzelkanal- 221
Spritzen 99
Sterilisiercontainer 250-251
Sterilisierrahmen 244
Sternberg, Wangenhalter 88
Stieglitz, Zange für Wurzelfragmente 28
Stiftzieher 221
Stoke, Kofferdam-Klammerzange 220
Stopfer 207-211
Sugarman, Parodontalfeilen 197
SuperCut, Scheren 60-66
Syndesmotome 39, 50

T

Tac-Traction tiefgreifende Zahnzangen 21-25
Tac-Traction Wurzelzange 18, 20, 25
Tac-Traction Zahnzangen 16-25
Tamponstopfer 82
Taylor, Pinzetten 70, 72
Taylor, Scaler 195-196
Teleskopkronenzangen 234
Teststäbchen für PA-Instrumente 198
Tiefgreifende Zahnzangen 21-25
Titan, Absauger 92
Titan, Knochenstopfer 144
Titan, Küretten 188-189
Titan, Mikro Klingenhalter 111
Tofflemire, Matrizen 217
Tofflemire, Matrizenspanner 217
Tomes, Zahnzange 32
Tönnis, Nadelhalter 93
Trays 244
Tunnelierinstrumente 122-125
Turmspitz Scheren 61
twist Nadelhalter 118-120

U

Universal Chirurgie Set 104-107
Universal-Kronenabnehmer / -spreizer 231
Universalküretten 191-193
Universalzange 216

V

Vestibulumabhalter 85

W

Wachsmesser 240
Wagner, Zahnfleischschere 62
Wangenhalter 83-90
Warwick-James, Wurzelheber 51
Waschrahmen / -Körbe 244-249
Wasserspritze 99
Wechsel-Schlüssel für Arbeitsenden 183
Wedelstädt, Meißel 80
Weißöl 199, 252
Westcott, Polierer 205, 211
Weston, Zahnsonde 164
WHO, Parodontal-Sonden 167
Wieder, Zungendrücker 90
Wiener Drehmeißel 52
Wiland, Modellierinstrument 212
Williams, Parodontal-Sonde 169
Williams, Spatel 206
Williger, Raspatorien 77
Winter, Wurzelheber 51
Witzel, Wurzelzange 13, 28
Woodson, Raspatorium 77
Wundhaken 83
Wurzelheber 36-51
Wurzelheber **AX-LUX** 42
Wurzelheber **Levy** 47
Wurzelkanalinstrumente 220-224
Wurzelspitzenheber 49
Wurzelstiftzange 220
Wurzelzangen 13, 25, 27, 28
Wurzelzangen **Apix-Tac-Traction** 25

Z

Zahnfleisch-Scheren 60-66
Zahnpinzetten 162-163
Zahnreiniger 194-196
Zahnsonden 164-166
Zahnzangen, amerikanische Form 29-32
Zahnzangen, englische Form 10-15
Zahnzangen, Kinder- 26-27
Zahnzangen, **Tac-Traction** 16-25
Zahnzangen, tiefgreifend 21-25
Zementspatel 218
Zirkel 160
Zungendrücker / -Spatel 89-90
Zürcher Modell, Messschieber 108
Zylinder-Ampullen-Spritzen 99

9. Index · Index

Alphabetischer Index (EN) · Alphabetical index (EN)

A

Acrylic test stick 198
Adapter for handles from M4x0.5 to M2.5 178
Adson, forceps 69
Ainsworth punch forceps 219
Alveolar ridge spreading 156-157
Anatomic, impression trays 235
Antrum probes 82
Apical elevators 43
Apix-Tac-Traction root extraction forceps 23
Applicator pin 155
Approximal Desmotome 34
Approximal Kits for root residues 34
Arkansas, sharpening stones 198
Articulation foil forceps 216
Aspirations, surgical 91-92
Atraumatic forceps 69-70
Augmentation bone, instruments 144
Augmentation bone, Kit 145
Ax-Lux elevators 42

B

Backhaus, towel clip 74
Basic surgical kit 100-101
Baumgartner, needle holders 96
Beck, elevator 45
Beebee, crown scissors 239
Bein, elevator 43
Bernard, elevators 50
Beyer, rongeur 68
Black, gingival margin trimmers 213
Black, plugger 208
Blade remover 57
Blades 55
Blades and balde holders 54-56, 110-111
Blake, blade holder 56
Blumenthal, rongeur 68
Bone augmentation instruments 144
Bone augmentation Kit 145
Bone condenser/plugger 144
Bone crusher 141
Bone curettes 75-76
Bone cutting forceps 67-68
Bone files 79
Bone mills 140
Bone scraper 142-143
Bone spoon instruments 142, 148
Bowdler Henrys, retractor 83
Bowl, medicine bowl 143
Brushes with nylon bristles 252
Bruenings, tounge retractor 89
Buser, bone scraper 143
Buser, periosteals 115, 136

C

Calcium hydroxide placer 208
Calipers 108, 152, 160
Calvo, caliper 153
Cannulas for aspiration 91-92
Cartridge syringes 99
Castroviejo, needle holders 121
Cawood-Minnesota, retractor 89
Cementspatula 218
Cheek retractors 83, 86
Chisels, estraction 52
Chisels, periodontal 79-80
Chompret, syndesmotome 50
Clamps 74
Cleveland, bone cutter 68
College pliers 162-163, 221
Color Code universal handles 173-175
Color rings for instruments 252
Columbia, universal curettes 189
Composite / Plastic filling instruments 202-205
Container 250-251
Cooley, atraumatic forceps 113
Cord packers 226-227
Crane-Kaplan, scaler 196
Crile-Ryder, needle holder 96
Crile-Wood, needle holder 95
Crown remover 228-233
Crown spreader 213-232
Crown Tractor 228
Crown, scissors 239
Cryer, extraction forceps 29,31
Cryer, root elevator 51
Cumine, scaler 196
Cup, storage box 155
Curettes, surgical 135, 137
Curettes, bone 75-76
Curettes, Gracey 182-188
Curettes, mini 184-185, 187-188
Curettes, sinuslift 147-151
Curettes, titan 188-189
Curettes, universal 191-192
Cushing, forceps 70

D

Dean, scissors 62
DeBakey, needle holders 97
Deep gripping forceps 21-25
Deep Scaling, curettes 184-185, 187-188
Denhart, mouth gags 89

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Desmotomes 34, 39
Dissecting forceps 71-72
Dissecting scissors 60-66
Dissection periosteal 117
Dressing forceps 74

E

Easy contact point Instruments 216
Ehricke, anatomic impression trays 235
Elevator Levy 47
Elevators 36-51
Elevators **Ax-Lux** 42
End cap for double-ended handles 177-178
Endo forceps 220
Endo instruments 220-224
Endo mirrors 171
Epker, Osteotome 82
Ergo Design universal handles 176-177
Excavators 214-215
Exchange key for working tips 183
Extraction forceps 8-32
Extraction forceps roots, **Apix-Tac-Traction** 25
Extraction forceps, american pattern 29-32
Extraction forceps, deep gripping 21, 25
Extraction forceps, diamond coated 13-31
Extraction forceps, english pattern 10-15
Extraction forceps, pedodontic 26-27
Extraction forceps, **Tac-Traction** 16-25

F

Farabeuf, retractor 83
Fedi, chisels 80
Files, periodontal 197
Filling instruments 202-211
Filling removers 213
Filter for container 251
Flagg, forceps 163
Flat chisels 82
Flohr, apex alevators 48
Forceps 69-70, 113-114
Forceps membran 154
Fox, periosteals 78
Fracture banding split 98
Frahm, carver 212
Frame, rubber dam 219
Frazier, aspiration 92
Freer, periosteal 77
Friedmann, rongeurs 67-68
Furcation probes 166

G

Gilles, forceps 71
Gingiva retractor 117
Gingival margin trimmers 213
Gingivectomy knives 197
Glickmann, periosteal 116
Goldmann-Fox, perio instruments 197
Goldmann-Fox, scissors 63
Gracey, curettes 182-188
Gracey, mini curettes 184-185, 187-188
Graft and Sinus Packer 144
Graft material carrier, Graft material plugger 136-137, 144-145
Grassi, Kits 134-137
Gross, dressing forceps 74

H

Haemostats 73
Halsted–Micro, haemostats 73
Halsted-Mosquito, haemostats 73
Handles for blades 54-56, 110-111
Handles for mirros and probes 172-178
Heidbrink, root apex elevators 49
Heidemann, spatula 204, 206
Hemingway, bone curettes 75
Hemostatic forceps 73
Hilger, retractor 87
Holder for micro blades 111
Hollenback, carver 212
Hopson, filling instrument 211
Hygienist, scalers 105-107, 194-196
Hylin, carver 240

I

IDR Set, **Dr. Rosa** 156-157
Implant caliper 153
Implant curettes titanium 188-189
Implantology, parallel drilling guide 155
Impression trays 235
India, sharpening stones 198
Inhibition Periosteal Kit 134-137
Injection syringes 99
Instrument trays 244
Ivory, matrixes 217
Ivory, rubber dam punch 219
Ivory, silver point remover 221

9. Index · Index

Alphabetischer Index (EN) · Alphabetical index (EN)

J

Jacquette, scalers 196
Jones, towel clip 74
Joseph, scissors 62

K

Kaplan, scaler 194
Kelly, haemostats 73
Kelly, scissors 64
Kidney bowl 98
Kim retractor 87
Kirkland, periodontal knive 197
Kit, Approximal for root residues 34
Kit, Bone augmentation 145
Kit, Composite 203
Kit, Curettes **Gracey** 182
Kit, Curettes **Gracey** Mini 185
Kit, Curettes **Gracey** Mini titanium-tips 188
Kit, Curettes Prophylaxe universal 191
Kit, Curettes, flexible sinus lift 147
Kit, Extraction forceps 14-15
Kit, IDR acc. to **Dr. Rosa** 156
Kit, Micro surgical Basic 128-129
Kit, Micro surgical Basic **SCHWERT** Design 130-131
Kit, Micro surgical extended **SCHWERT** Design 132-133
Kit, **P-LUX** 34, 36, 159
Kit, **P-LUX** with serrated Lucas curette 36
Kit, Probes inserts Optiflex 170
Kit, Prosthetics screwdriver with ratchet 236-238
Kit, Prosthetics screwdriver with ratchet with torque 236-238
Kit, Retraction cord instruments 226
Kit, Socket Revolution 134-137
Kit, Sugical acc. to **Dr. Rosa** 158-159
Kit, Surgical Basic 100-101
Kit, Surgical high end **SCHWERT** Design 102-103
Kit, Surgical universal 104-107
Kit, Tunneling instruments 123
Kit, Tunneling instruments high end **SCHWERT** Design 126-127
Klein, children extraction forceps 26-27
Knives, periodontal 124-125, 197
Knives, wax 240
Kocher, retractors 84
Krekeler, caliper 152

L

La Grange, scissors 61
Langenbeck, retractors 84
Langer, universal curettes 189-190
Laster retractor 87
Le Cron, carver 240
Lever, pin 154
Levy Elevator 47
Lexer, osteotomes 156-157
Lichtenberg-Ryder, needle holders 93
Ligature scissors 65
Lindo-Levien, elevators 44
Locklin, scissors 64
Lucas, curettes 75-76
Luer, rongeurs 67-68
Luer-Friedmann, rongeurs 67
LUKS, root canal instruments 222
Luniatscheck, tampon placers 82
Luxial, elevators 40-41

M

Magnetic test stick 199
Mallets 81
Marking labels for containers 251
Marking rings/tape for hand instruments 252
Mathieu, needle holders 93-94
Matrix retainers 217
Maty, surgical aspiration cannulas 92
Maty, vestibulum retractors 85
Mayo-Hegar, needle holders 95
McCall, scalers 193, 196
Mead, mallet 81
Measuring instruments 108, 152, 160
Medical white oil 199, 252
Medicine bowl 143
Medicine cup 98, 143
Membran forceps 154
Membran probe, pin 154
Meriam, tweezers 163
Metzenbaum, scissors 66
Micro Friedmann, rongeurs 67
Micro Halstead, haemostats 73
Micro retractor 87
Micro surcigal basic kit 118-119
Micro- surgical curette 135, 137
Micro surgical extended kit **SCHWERT** Design 132-133
Micro surgical kit **SCHWERT** Design 130-131
Micro tunneling kit **SCHWERT** Design 126-127
Micro, blades 111
Micro, endo mirrors 171
Micro, forceps 69, 113-114

Micro, mirrors	171
Micro, needle holders	118-121
Micro, scissors	111-112
Micro-Adson, forceps	69, 71
Middeldorpf, retractor	88
Miller, articulation paper forceps	216
Miller-Colburn, bone file	79
Mini-Friedmann, rongeur	68
Minnesota, retractor	89
Mirrors and handles	171-178
Mitchell, Osteotrimmer	196, 240
Molt, curettes	78
Molt, mouth gags	90
Molt, periosteals	78, 115-116
Morell, Crown removers	230
Mosquito, clamps	73
Mouth gags	88-90
Mouth mirrors	171
Mucoperiosteal elevator	77, 122

N

Nabers, furcation probe	166
Napkin holder	172
Needle holders	93-97
Nevius, extraction forceps	30
North Carolina, periodontal probe	168-169
Nystroem, matrix retainers	217
Nystroem, modelling instruments	212

O

Obwegeser, periosteal	77
Ochsenbein, periodontal chisels	79-80
Oil, sharpening	199, 252
Optiflex plastic PA-Probe inserts	170
Orban, periodontal knife	125, 197
Osteotomes	82, 146
Osteotrimmer	196

P

Papilla elevator	122, 124
Paraffinum Perliquidum	199
Parallel blade holder	56
Parallel drilling guide, implantology	155
Pedodontic extraction forceps	26-27
Peet, sequester/root splinter forceps	28
Perforation raspatory	154
Periodontal chisels	79-80
Periodontal files	197
Periodontal knives	124-125, 197
Periodontal probes	167-170
Periosteal Inhibition Kit, **Dr. Grassi**	134-137
Periosteals	77-78, 115-117
Periotomes	33-35
Pin applicator	155
Pin lever	154
Pin membran probe	154
PK-Thomas, carving instruments	241
Plastic filling instruments	202-205
Pluggers	207-211
P-LUX, elevators	36-39
P-LUX, periotomes	35, 136
Prichard, periosteal / retractor	78, 117
Probe, pin membran	154
Probes	164-170
Probes, furcations	166
Probes, periodontal	167-170
Probes, root canals	221
Probes, teeth	164-166
Prosthetics screwdrivers kit	236-238
Protector, instrument trays	244-249

R

Ralk, root splinter forceps	28
Raspatory, perforation	154
Razor blade holder	57
Retraction cord instruments, Kit	226
Retraction cord packers	226-227
Retractors	83-90, 117
Revolution Socket Kit	134-137
Rhodes Back Action, chisel	80
Rhodium, Mirrors	171
Rongeurs	67-68
Root apex elevators	49
Root canal excavators	224
Root canal instruments	221-224
Root elevators	36-51
Root extraction forceps	13, 25, 27-28
Rosa, IDR Kit acc. to Dr. Rosa	156-157
Rosa, surgical kit acc. to Dr. Rosa	158-159
Roux, retractor	88
Rubber dam instruments	219-220
Ruler	108

S

SAFE-EX 2®, blade holder	54, 110
Scalers	194-196
Scalers and curettes	182-196
Scalpel blades	55

9. Index · Index

Alphabetischer Index (EN) · Alphabetical index (EN)

Scalpel handels	54-56, 110-111
Schaefer, combined retractor	83
Schluger, periodontal files	197
SCHWERT Design extended micro surgical kit	132-133
SCHWERT Design micro surgical kit	130-131
SCHWERT Design micro tunneling kit	126-127
SCHWERT Design surgical kit	102-103
Scissors, crown and sheet metal	239
Scissors, surgical	60-66
Screwdriver kit, prosthetic	236-238
Seldin, periosteal	78
Semken, forceps	70-71
Sequester forceps	28
Sharpening oil	199, 252
Sharpening stones	198
Sheet metal, scissors	239
Silicone knive	240
Silver point remover	221
Sinuslift curettes	147-151
Sinuslift elevators	146
Socket Revolution Kit, **Dr. Grassi**	134-137
Soft-Arkansas, sharpening stones	198
Spencer, ligature scissors	65
Spoon instruments for bone graft	142, 148
Spreader, root canal	221
Sterilization containers	250-251
Sternberg, retractor	88
Stieglitz, root splinter forceps	28
Stoke, rubber dam forceps	220
Sugarman, periodontal files	197
SuperCut, scissors	60-66
Surgical aspirations	91-92
Surgical basic kit	100-101
Surgical forceps	71-72
Surgical kit acc. to **Dr. Rosa**	158-159
Surgical **SCHWERT** design kit	102-103
Surgical scissors	60-66
Surgical universal kit	104-107
Suture forceps	72, 114
Suture scissors	60-66
Swedish type, micro needle holder	97
Syndesmotomes	39, 50
Syringes	99

T

Tac-Traction deep gripping extraction forceps	21-25
Tac-Traction extraction forceps	16-25
Tac-Traction root extraction forceps	18, 20, 25
Tampon applicators	82
Taylor, forceps	70, 72
Taylor, scaler	195-196
Telescopic crown forceps	234
Temporary crown remover	229
Tissue forceps	69-72
Titanium aspiration	92
Titanium bone condenser	144
Titanium curettes for implants	188-189
Toennis, needle holder	94
Tofflemire, matrix retainers	217
Tofflemire, matrixes	217
Tomes, extraction forceps	32
Tongue retractor/depressor	88-90
Torque wrench	236
Towel clip	74
Tray, storage box	155
Trays	244
Tunneling instruments	122-125
Tunneling knife	122, 124-125
Tweezers	162-163
Tweezers, diagnostic	162-163
TWIST needle holders	118-120

U

Universal curettes	191-193
Universal pliers	216

V

Vessel clamps	73
Vestibulum retractor	85
Vice	199
Vienna type chisels	52

W

Wagner, scissors	62
Warwick-James, root elevator	51
Wash baskets and trays	244-249
Water syringe	99
Wax knives	240
Wedelstaedt, chisel	80
Westcott, burnisher	205
Weston, probe	164
WHO, periodontal probe	167
Wieder, tongue depressor / retractor	90
Wiland, modelling instrument	212
Williams, periodontal probe	169
Williams, spatula	206
Williger, periosteals	77
Winter, root elevators	51
Wire forceps	98

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

Witzel, root extraction forceps 13, 28

Woodson, periosteal 77

Z

Zuerich type, caliper 108

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

9. Index · Index

Numerischer Index (Artikel-Nr. | Seite) · Numeric index (Item-No. | Page)

140-2	17	140-79N	22	212-151	27	614-13	41
140-2D	17	140-79N	24	212-151D	27	614-14	41
140-7	17	140-79ND	24	250-10AS	32	614-15	41
140-7D	17	140-87	19	250-10S	29	614-21	42
140-13	18	140-321	24	250-17	31	614-22	42
140-13D	18	140-321D	24	250-23	32	614-23	42
140-17	17	152-2	10	250-53L	30	614-24	42
140-17D	17	152-2	14	250-53R	30	614-30	46
140-18	17	152-7	10	250-65	32	614-31	46
140-18D	17	152-7	14	250-69	32	615-1	45
140-22	19	152-13	11	250-88L	30	615-2	45
140-22D	19	152-13	15	250-88R	30	615-3	45
140-33A	18	152-17	11	250-89	30	617-01	37
140-33AD	18	152-17	14	250-90	30	617-02	37
140-34	21	152-18	11	250-150	29	617-03	37
140-34	22	152-18	14	250-150AB	29	617-04	37
140-34A	23	152-22	12	250-150AS	29	617-05	38
140-34AD	23	152-22	15	250-150ASD	29	617-06	38
140-34D	21	152-33	12	250-150D	29	617-07	39
140-35	22	152-33	15	250-150S	29	617-08	38
140-35	23	152-51A	13	250-151	31	617-09	38
140-35A	23	152-51A	15	250-151AB	31	617-10	38
140-35AD	23	152-67A	11	250-151AS	31	617-11	38
140-35D	23	152-67A	14	250-151ASD	31	617-13	39
140-36	22	152-79	12	250-151D	31	617-14	39
140-36	24	152-79	15	250-151S	31	617-15	39
140-36A	22	152-86A	12	250-151SB	29	617-20	35
140-36A	24	152-100	14	250-217	31	617-20S	35
140-36AD	24	166	13	431-10	67	617-21	35
140-36D	24	166	28	431-20	67	617-100	36
140-45S	25	166-300	13	431-21	67	617-100S	36
140-45SD	25	166-300	28	432	67	617-110	34
140-51A	18	171	28	433	67	618-01	34
140-51AD	18	174	28	436-1	67	618-02	34
140-51SD	25	175	28	451	68	618-03	34
140-59	20	212-122	27	503	68	618-100	34
140-67A	16	212-122D	27	514	68	620-2	43
140-67AD	16	212-137	26	610-2	40	620-3	43
140-67LX	20	212-137D	26	610-3	40	620-4	43
140-67N	22	212-138	27	610-4	40	634-1	43
140-67N	23	212-138D	27	610-12	40	634-2	43
140-67ND	23	212-139	26	610-13	40	634-3	43
140-67RX	20	212-139D	26	614-2	41	634-4	43
140-73A	18	212-140	26	614-3	41	636-1	50
140-73AD	18	212-140D	26	614-4	41	636-2	50
140-79	19	212-143	27	614-5	41	638	43
140-79D	19	212-143D	27	614-12	41	648-1	44

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

03.2025

648-2	44	1050	57	1136-17	112	1213	70
648-3	44	1053-110	55	1137-17	112	1214-1	72
648-11	44	1053-111	55	1139-11	66	1218	71
648-12	44	1053-112	55	1139-14	66	1220-12	69
648-13	44	1053-112D	55	1139-18	66	1220-15	69
782-2	48	1053-115	55	1139-400B	66	1223-15	69
782-3	48	1053-115C	55	1142	64	1224-15	69
782-5	48	1063-10	55	1143	64	1225-15	69
782-12	48	1063-11	55	1143-400	64	1225-15TC	69
782-13	48	1063-12	55	1147-1	64	1248	73
790-1	43	1063-12D	55	1147-400	64	1249	73
790-5	43	1063-15	55	1147-51	64	1254	73
790-12	43	1063-15C	55	1152	64	1254-14	73
790-13	43	1070-00	111	1152-1	64	1255	73
804-2	51	1070-64	111	1162-13	65	1255-14	73
804-3	51	1070-67	111	1163-13	65	1256	73
810	49	1070-69	111	1168	65	1257	73
811	49	1071-13	111	1168-11	65	1260	73
814-3	49	1071-15	111	1168-200	65	1261	73
814-4	49	1110	60	1180	60	1280	74
814-1	49	1110-400	60	1181	60	1284-9	74
815-3	49	1110-400B	60	1185	63	1284-11	74
815-4	49	1111	60	1187	64	1290-20	74
835-1	51	1111-400	60	1197-13	70	1291-20	74
835-2	51	1111-400B	60	1197-15	70	1361-1	75
836-27	51	1113	60	1198-13	71	1361-2	75
836-28	51	1114-1	61	1198-15	71	1361-3	75
850-12	51	1115-1	61	1198-131	71	1371-1	75
850-13	51	1116	63	1201-14	70	1371-2	75
925-2	52	1116-200	63	1202-14	72	1372-0	76
925-3	52	1116-400	63	1205-13	70	1372-1	76
925-4	52	1117	63	1205-14	70	1372-01-02E	105
926-3	52	1117-1	63	1206-14	72	1372-01-03E	106
926-4	52	1117-400	63	1207	69	1372-01-09E	107
1033-1	56	1117-400B	63	1207-115	69	1372-2	76
1033-3	56	1120	62	1208	71	1372-10	76
1033-10	56	1124	62	1208-115	71	1372-11	76
1033-15	56	1125	62	1208-215	71	1372-12	76
1033-50	55	1125-400	62	1208-300	113	1139-214	66
1033-50	110	1125-400B	62	1208-305	113	1393	78
1033-51	55	1133	61	1208-320	114	1393-1	78
1033-51	110	1133-200	61	1208-330	114	1400	78
1033-61	54	1133-400	61	1208-340	113	1402	87
1033-61	110	1133-400B	61	1208-345	113	1402-10	117
1035	57	1135-15	111	1208-355	114	1405	78
1043	55	1135-17	112	1210	70	1406	78
1043-1	55	1136-15	111	1212	72	1407	78

9. Index · Index

Numerischer Index (Artikel-Nr. | Seite) · Numeric index (Item-No. | Page)

1407-24	78	1435-5	142	1695-1	146	1706-2	33
1408	77	1435-5	148	1697-0TI	144	1706-3	33
1411-01	115	1435-7	148	1697-0Ti-06E	157	1706-10	34
1411-02	117	1435-8	148	1697-0TI-06E	144	1720	140
1411-03	116	1435-11	154	1697-01	144	1722	141
1411-04	115	1435-12	154	1697-01-07E	144	1722-01	141
1411-05	115	1436-05-02E	105	1697-02	144	1722-02	141
1411-06	115	1436-05-03E	106	1697-02-08E	144	1722-03	141
1411-07	115	1436-05-09E	107	1697-03	144	1723-1	142
1411-08	117	1461	79	1697-03-09E	144	1723-6	142
1411-08-02E	105	1462	79	1697-04-08E	136	1723-11	142
1411-08-03E	106	1471	79	1697-04-08E	145	1723-16	142
1411-08-09E	107	1472	79	1697-04-09E	145	1724	141
1411-10	116	1490-1	50	1697-05-09E	145	1730-1	160
1411-11-02E	105	1490-2	50	1697-100	145	1730-4	160
1411-11-03E	106	1490-50	47	1697-100-00E	145	1730-6	160
1411-11-09E	107	1490-60	47	1703-127	146	1730-7	108
1411-12	116	1510	82	1703-132	146	1730-8	108
1411-24	116	1510-1	82	1703-137	146	1730-20	160
1411-13	116	1524-13	82	1703-150	146	1732-15	152
1413-1	77	1524-14	82	1705-2	122	1733	155
1413-2	77	1632	81	1705-3	122	1734-2	153
1413-3	77	1632-1	81	1705-3-04E	122	1734-15	108
1413-4	77	1637	81	1705-4	77	1790-86	147
1415	77	1637-1	81	1705-4	122	1790-90	156
1416	77	1637-100	81	1705-06-03E	106	1790-95	158
1418-3	143	1650-1	79	1705-06-02E	105	1790-100	130
1422	77	1650-2	79	1705-06-09E	107	1790-220	100
1432-1	150	1650-15	80	1705-6-09E	122	1790-225	102
1432-2	150	1650-30	80	1705-2-01E	122	1790-230	128
1432-3	150	1650-365	80	1705-15	124	1790-235	132
1432-4	150	1650-40	80	1705-16	122	1790-240	126
1432-5	150	1651-1	80	1705-25	124	1790-250-02E	105
1432-6	151	1651-2	80	1705-35	124	1790-250-03E	106
1432-7	151	1675-06	157	1705-55	125	1790-250-09E	107
1432-11	151	1676-06	157	1705-65	125	1835	83
1432-12	151	1675-08	157	1705-75	125	1933-1	87
1432-13	151	1675-10	157	1705-90-07E	135	1933-50	87
1433-1	149	1676-08	157	1705-91-01E	135	1934-1	84
1433-2	149	1676-10	157	1705-93-03E	135	1934-2	84
1433-3	149	1682-4	82	1705-92-06E	135	1934-4	84
1433-4	149	1682-6	82	1705-100	123	1934-5	84
1433-5	149	1682-8	82	1705-100-00E	123	1934-20	84
1435-1	148	1682-16	82	1705-180-00E	136	1935	83
1435-2	148	1682-18	82	1705-185-00E	135	1940-1	84
1435-3	148	1682-26	82	1705-16-07E	122	1940-2	84
1435-4	148	1682-28	82	1706-1	33	1940-50	84

Numerischer Index (Artikel-Nr. | Seite) · Numeric index (Item-No. | Page)

1947	83	2238	90	2602-19	249	2781-12	173
2000-10F	119	2238-1	90	2602-20	249	2781-15	173
2000-16F	119	2338-1	90	2603-01	245	2781-16	173
2000-21	121	2338-2	90	2603-02	246	2781-2	173
2000-26	121	2355	89	2603-03	246	2781-3	173
2000-61	120	2450	87	2603-04	246	2781-4	87
2000-67	120	2460	89	2603-05	247	2781-4	173
2000-70	118	2462	88	2603-06	247	2782	172
2000-10	118	2470	88	2603-07	247	2784	172
2000-16	118	2502-1	88	2603-08	247	2785	178
2000-60	120	2502-2	88	2607-140	251	2786-1	172
2000-66	120	2510	85	2607-065	250	2787	172
2001-1	121	2513	85	2606-100	251	2800-312	171
2001-6	121	2514	85	2607-100	251	2800-412	171
2002-1	121	2515-01	86	2607-130	251	2800-512	171
2002-6	121	2515-02	86	2606-101	251	2801-412	171
2011	96	2515-03	86	2606-102	251	2801-512	171
2012	95	2559-1	92	2606-103	251	2804-412	171
2014	95	2559-2	92	2606-104	251	2804-512	171
2016-16	95	2562-1	92	2606-105	251	2806-412	171
2016-18	95	2562-2	92	2607-040	250	2806-512	171
2018-16	95	2564-15	91	2607-145	251	2807-406	171
2018-18	95	2564-30	91	2608-32	237	2807-506	171
2020-16	97	2564-50	91	2616-25	98	2808-3	171
2020-18	97	2597-05	244	2616-25	143	2808-5	171
2022-13	96	2597-08	36	2616-31	143	2808-36	171
2022-15	96	2597-08	244	2616-140	98	2860-1	154
2022-18	96	2597-16	244	2616-140	143	2885	162
2023-15	97	2600-11	249	2616-350	98	2887	163
2024	98	2600-12	249	2619-2	98	2888	162
2035	94	2602-12	249	2619-10	157	2921	163
2040	98	2600-13	249	2669-18	99	2943	163
2052	94	2600-21	249	2680-18	99	2988	221
2053	94	2600-22	249	2680-18US	99	3007-6	164
2054	93	2600-23	249	2690-18	99	3007-8	164
2056	93	2600-24	249	2690-18US	99	3007-9	164
2057	94	2600-50	249	2692-18	99	3007-16	164
2058	93	2600-60	252	2692-18US	99	3007-17	164
2059	93	2600-61	252	2694-18	99	3011-30	154
2059-1	93	2600-62	252	2694-18US	99	3015-3A	165
2059-17	93	2602-11	249	2702-09	99	3015-6	165
2110	72	2602-13	249	2716	99	3015-8	165
2150-10	155	2602-14	249	2770	172	3015-9	165
2150-11	155	2602-15	249	2780	172	3015-17	165
2206	89	2602-16	249	2781-1	169	3015-23	165
2237	90	2602-17	249	2781-1	173	3018-8	169
2237-1	90	2602-18	249	2781-11	173	3018-9	169

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

9. Index · Index

Numerischer Index (Artikel-Nr. | Seite) · Numeric index (Item-No. | Page)

3018-17	169	3290-91	198	3301-13	182	3303-01-04E	191
3018-23	169	3291-1	198	3301-13-02E	182	3303-01LF	192
3054-4	166	3292	198	3301-15	183	3303-01LF-04E	192
3054-5	166	3295	198	3301-15-01E	183	3303-01M5	190
3054-8	166	3296	198	3301-17	183	3303-01M5-04E	190
3058	164	3297	199	3301-17-02E	183	3303-03	191
3077-30	166	3297	252	3301-01M5	184	3303-03-06E	191
3074-6	166	3299	199	3301-01M5-05E	184	3303-03LF	192
3075-5	165	3299-10	199	3301-01M5Ti	188	3303-03LF-06E	192
3076	167	3300-00	183	3301-01M5Ti-05E	188	3303-03M5	190
3078	221	3300-01	175	3301-05M5	184	3303-03M5-06E	190
3079-315-02E	105	3300-02	175	3301-05M5-05E	184	3303-05	191
3079-315-03E	106	3300-03	175	3301-07M5	184	3303-05-05E	191
3079-315-09E	107	3300-04	175	3301-07M5Ti	188	3303-05LF	192
3200-01	176	3300-05	175	3301-07M5Ti-03E	188	3303-05LF-05E	192
3200-02	176	3300-06	175	3301-100	182	3303-05M5	190
3200-03	176	3300-07	175	3301-100-00E	182	3303-05M5-05E	190
3200-04	176	3300-08	175	3301-100M5	185	3303-17	190
3200-05	176	3300-09	175	3301-100M5-00E	185	3303-17-02E	190
3200-06	177	3300-11	174	3301-100M5Ti	188	3303-01Ti	189
3200-07	177	3300-12	174	3301-100M5Ti-00E	188	3303-01Ti-04E	189
3200-08	177	3300-13	174	3301-11M5	185	3303-03Ti	189
3200-09	177	3300-14	174	3301-11M5-01E	185	3303-03Ti-06E	189
3200-11	176	3300-15	174	3301-11M5Ti	188	3303-05Ti	189
3200-12	176	3300-16	174	3301-11M5Ti-01E	188	3303-05Ti-05E	189
3200-13	176	3300-17	174	3301-13M5	185	3303-100	191
3200-14	176	3300-18	174	3301-13M5-02E	185	3303-100-00E	191
3200-15	176	3300-19	174	3301-13M5Ti	188	3305-02	194
3200-16	177	3300-20	175	3301-13M5Ti-02E	188	3305-02-06E	194
3200-17	177	3300-20	178	3302-02	193	3305-06	194
3200-18	177	3300-21	175	3302-02-02E	193	3305-06-06E	194
3200-19	177	3300-21	177	3302-04	193	3305-06HF-02E	105
3233-6	197	3300-21	178	3302-04-02E	193	3305-06HF-03E	106
3233-7	197	3300-30	178	3302-13	193	3305-06HF-09E	107
3233-9	197	3300-31	178	3302-13-02E	193	3305-06Ti	195
3253	196	3301-01	183	3302-13CU	193	3305-23	194
3254	196	3301-01-05E	183	3302-13CU-02E	193	3305-23-06E	194
3254	240	3301-03	183	3302-17	193	3305-35	195
3274-6	196	3301-03-05E	183	3302-17-02E	193	3305-35-06E	195
3274-204	196	3301-05	182	3302-23A-03E	106	3305-45	224
3274-533	196	3301-05-05E	182	3302-23A-09E	107	3305-45-03E	224
3275-23	196	3301-07	182	3302-04Ti	189	3305-04S	182
3276	196	3301-07-03E	182	3302-04Ti-02E	189	3305-04S	185
3289	198	3301-09	183	3302-23A	191	3305-04S	191
3290	198	3301-09-03E	183	3302-23A-02E	105	3305-04S	194
3290-1	198	3301-11	182	3302-23A-02E	191	3305-04S-06E	182
3290-90	198	3301-11-01E	182	3303-01	191	3305-04S-06E	185


Numerischer Index (Artikel-Nr. | Seite) · Numeric index (Item-No. | Page)

3305-04S-06E	191	3409-100S	170	3591-2	217	3902-13	206
3305-04S-06E	194	3409-1012	170	3592-1	217	3902-14	206
3305-04SD	194	3409-1112	170	3592-2	217	3902-16	206
3305-04SD-06E	194	3409-1212	170	3592-3	217	3902-26	209
3305-04STi	195	3409-1312	170	3593-1	217	3902-27	209
3305-04STi-06E	195	3409-1512	170	3593-2	217	3902-28	209
3305-06Ti-06E	195	3410-1	167	3593-3	217	3902-29	208
3305-GX	195	3418	167	3594-11	217	3902-30	208
3305-GX-03E	195	3418-15	168	3594-12	217	3902-37	208
3305-533	194	3419	167	3594-13	217	3902-46	209
3305-533-06E	194	3419-3-3	168	3594-14	217	3902-92	207
3306-02	195	3419-3-6	168	3595	217	3904-3	211
3306-02-06E	195	3425	208	3596	217	3904-7	211
3360-1	252	3452-77	213	3597	217	3904-103	210
3360-3	252	3452-79	213	3620-03	221	3907-2	210
3360-5	252	3453-28	213	3620-04	221	3907-3	210
3360-7	252	3453-29	213	3620-05	221	3907-4	210
3360-9	252	3462-31	215	3625-03	222	3907-6	210
3360-11	252	3462-33	215	3625-04	222	3907-13	211
3360-13	252	3462-35	214	3625-06	222	3910-1	208
3360-15	252	3462-37	214	3625-09	222	3915-155	211
3360-17	252	3462-39	214	3627-03	222	4083-01-08E	216
3377-1	186	3462-55	215	3627-04	222	4083-02-09E	216
3377-3	186	3462-57	215	3627-06	222	4085-00Ti	203
3377-5	186	3465-12	224	3627-09	222	4085-00Ti-06E	203
3377-7	186	3465-12-02E	224	3635-1	223	4085-10Ti	203
3377-9	186	3465-14	224	3635-1-03E	223	4085-10Ti-06E	203
3377-11	186	3465-14-02E	224	3635-2	223	4085-11Ti	203
3377-13	186	3476-17	214	3635-2-05E	223	4085-11Ti-06E	203
3377-15	186	3476-18	214	3635-3	223	4085-01Ti	202
3377-101	187	3476-19	214	3635-3-05E	223	4085-02Ti	202
3377-105	187	3476-20	214	3635-4	223	4085-01Ti-06E	202
3377-107	187	3550	219	3635-4-05E	223	4085-02Ti-06E	202
3377-111	187	3552	219	3635-5	223	4085-03Ti	202
3377-113	187	3554-4	220	3635-5-05E	223	4085-03Ti-06E	202
3380-131	196	3555	220	3635-6	224	4085-04Ti	202
3395	197	3561	219	3635-6-02E	224	4085-04Ti-06E	202
3397	197	3562	219	3661	220	4085-05Ti	202
3398	197	3585	217	3665	216	4085-05Ti-06E	202
3399	197	3587	217	3902-0	207	4085-06Ti	202
3405	56	3588-1	217	3902-1	207	4085-06Ti-06E	202
3409-1	169	3588-2	217	3902-2	207	4085-07Ti	203
3409-2	169	3590	217	3902-3	207	4085-07Ti-06E	203
3409-3	169	3590-1	217	3902-5	207	4085-08Ti	203
3409-4	169	3590-2	217	3902-6	207	4085-08Ti-06E	203
3409-5	169	3591-0	217	3902-8	208	4085-09Ti	203
3409-6	169	3591-1	217	3902-10	208	4085-09Ti-06E	203

9. Index · Index

Numerischer Index (Artikel-Nr. | Seite) · Numeric index (Item-No. | Page)

4085-12Ti	203
4085-12Ti-06E	203
4086-1	204
4086-2	204
4086-3	204
4086-10	204
4086-101	205
4086-102	205
4086-110	204
4086-125	205
4086-126	205
4086-127	205
4088	206
4088-0	206
4088-10	206
4089	206
4090	206
4112-10	213
4122	211
4136	212
434-0	68
434-1	68
434-2	68
4342-1	218
4342-2	218
4342-3	218
4422	240
4426-1	212
4426-2	212
4426-3	212
4430	212
4430-15	212
4446	240
4447	240
4454	212
4470	240
4479-1	241
4479-2	241
4479-5	241
4479-4	241
4479-3	241
4516	240
4517	240
4821	239
4825	239
4845	239
4862	239
4863	239
4881-1	227
4881-1-06E	227
4881-2	227
4881-2-02E	227
4881-3	227
4881-3-05E	227
4881-4	227
4881-4-03E	227
4881-5	227
4881-5-08E	227
4881-100	226
4881-100-00E	226
4890	216
4924	230
4924-1	230
4924-2	230
4924-3	230
4924-10	230
4925	230
4925-10	230
4926	232
4927	231
4928	231
4929	231
4930	228
4930-13	228
4930-14	228
4930-15	228
4931	229
4931-06E	229
4937	221
4940-100	233
4940-101	89
4940-101	233
4940-170	233
4940-220	233
4940-223	233
4943	231
4947-4	234
4947-40	234
4947-6	234
4947-8	234
4947-48	234
4947-51	234
4947-51S	234
4972-110	235
4972-111	235
4972-112	235
4972-113	235
4972-114	235
4972-210	235
4972-211	235
4972-212	235
4972-213	235
4972-214	235
6801-01	237
6802-01	237
6802-02	237
6802-03	237
6802-04	237
6802-05	237
6802-06	237
6802-07	237
6802-08	237
6802-09	237
6802-51	237
6802-70	237
6802-72	237
6802-100	237
6803-01	238
6803-02	238
6803-03	238
6803-04	238
6803-05	238
6803-06	238
6803-07	238
6803-08	238
6803-09	238
6803-100	237
6925-01	155



1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



schwert.com

VDDI
Dental Solutions.
German Manufacturers.

GENGLER.DESIGN
99800-225D 03.2025