SCHWERT

SWORD · ESPADA

EPEE · SPADA



UpDate!

MADE IN GERMANY

schwert.com















SCHWERT

SWORD · ESPADA

EPEE · SPADA







SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SCHWERT
Synonym für Qualität und Vertrauen

Qualität Made in Germany, ist was Schweickhardt-Kunden seit dem Jahr 1896 von ihrem Hersteller erhalten.

Unter der weltweit bekannten Marke SCHWERT vertrieben, sind wir als einer der marktführenden Produzenten auf die Herstellung von zahnmedizinischen Instrumenten insbesondere Implantologie, Oralchirurgie und Kieferorthopädie spezialisiert.

Der Kunde und sein Wunsch nach hochwertigem Instrumentarium sind die Antriebsfeder und Motivation für unser tägliches Handeln.

Am Produktionsstandort Deutschland in der Region Tuttlingen können wir auf einen enormen Erfahrungsschatz teilweise jahrzehntelanger Mitarbeiter zurückgreifen. Durch permanente Fortbildung in allen Herstellungstechniken sowie die Ausbildung junger, motivierter Mitarbeiter wird die Qualität der SCHWERT Instrumente konsequent vorangetrieben.

Im Jahr 2010 wurde die Herstellung von Tuttlingen nach Seitingen-Oberflacht verlegt. Der gesamte Produktionsablauf wurde neu und noch effizienter auf einer Ebene strukturiert.

SCHWERT-Partner schätzen die schnelle und unkomplizierte Umsetzung von Entwicklungswünschen auch im OEM-Bereich. Alle Entwicklungsschritte beginnend mit der 3D-Konstruktion bis zum fertigen Instrument werden intern im Hause durchgeführt.

SCHWERT Instrumente werden weltweit über den qualifizierten Fachhandel vertrieben.



SCHWERT
Synonym for Quality and Trust

Quality Made in Germany is what Schweickhardt's customers receive from their manufacturer since the year 1896.

Distributed under the world-wide and well-known brand SCHWERT, we are one of the market leading instrument manufactureres. Specialized on instruments for general surgery and dentistry. In dentistry especially in the fields of implantology, oral surgery and orthodontics.

The dentist and its request for high quality instrumentation according to the latest scientific research, are the driving force and motivation for our daily work.

Located in Germany, in the for medical products world-wide famous region of Tuttlingen, SCHWERT relies on the experience of craftsmen working in the company for decades. Because of them and a frequent further education in all production techniques and the apprenticeship of young and motivated employee, the quality of SCHWERT products is consequently improved.

In 2010 the production site was relocated from Tuttlingen to Seitingen-Oberflacht where the entire production process was optimized and restructured efficiently on only one level.

SCHWERT partners appreciate the quick and easy implementation of new developments. We are able to offer these to OEM customers as well. All development steps, starting with the 3D-design to the finished instrument are carried out internally.

SCHWERT Instruments are distributed world-wide by qualified and specialized trade partners.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SINCE 1896

MADE IN GERMANY

Die Firma Schweickhardt befindet sich in Familienbesitz und feierte im Jahr 2021 ihr 125-jähriges Bestehen.
Seit der Gründung im Jahre 1896 wurde die Welt durch zwei Weltkriege, eine Weltwirtschaftskrise und in den Jahren 2020 sowie 2021 durch die Covid Pandemie erschüttert. Trotzdem wird die Marke SCHWERT heute in mehr als 60 Ländern weltweit erfolgreich vertrieben.

In Schweickhardt hat man von Anbeginn an größten Wert auf die Qualität der Produkte gelegt. Moderne Fertigungstechniken, die ihrer Zeit jeweils voraus waren, qualifizierte Mitarbeiter und der enge Kontakt zu Anwendern haben stets dazu geführt, dass man unter der Marke SCHWERT innovative und funktionelle Instrumente erhalten hat. Dieser Anspruch an uns selbst hat sich in den letzten 125 Jahren nicht geändert.

Mit dem vorliegenden UpDate erhalten Sie einen kleinen Überblick über sowohl bewährtes als auch neues Instrumentarium, welches dem Anwender nicht nur helfen soll, seine Arbeit besser zu verrichten, sondern dies auch effektiv und mit Freude zu tun. Unser gesamtes Sortiment können Sie im Internet unter www.schwert.com beauskunften.
Sehr gerne steht Ihnen unser Vertriebsteam für Ihre Fragen zur Verfügung.

Kommen Sie auf uns zu, wir freuen uns darauf.

Ihr SCHWERT TEAM

As a family owned business, the company Schweickhardt celebrated its 125th anniversary in 2021.
Since its founding in 1896, the world has been rocked by two world wars, a global economic crisis, in 2020 and 2021 by the Covid pandemic. Despite this, the SCHWERT brand is now successfully marketed in more than 60 countries worldwide.

In Schweickhardt, great importance has been attached to the quality of the products from the very beginning. Modern manufacturing techniques, always ahead of their time, qualified employees and close contact with users have always resulted in innovative and functional instruments under the SCHWERT brand. This claim to ourselves has not changed in the last 125 years.

With this update you will receive a small overview of both proven and new instruments, which should not only help the user to do his work better, but also to do it effectively and with pleasure. You can find our entire product range on the Internet at www.schwert.com.
Our sales team will be happy to answer your questions.

Come to us, we look forward to it.

YOUR SCHWERT TEAM

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

TAC-TRACTION

Better grip for better results



140-34

FIG. 34, 16,0 cm

tiefgreifend
deep gripping

140-2D

FIG. 2, 16,0 cm

Diamantiert
Diamond coating

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

TAC-Traction Zahnzangen

SCHWERT TAC-Traction Zahnzangen gewährleisten eine ausgewogene Luxation bei gutem Tastgefühl. Ermöglicht wird das durch bis zu 25% Gewichtseinsparung. Leichtgängige und ergonomische Griffe, welche sowohl Links- als auch Rechtshändern eine individuelle Positionierung gewähren, erlauben zusätzlich eine gleichmäßige Kraftübertragung am Zahn.

SCHWERT TAC-Traction Zahnzangen sind als Standardfiguren erhältlich oder als tiefgreifende Figuren. Beide Varianten sind ebenfalls mit einer Diamantierung erhältlich für bestmöglichen Grip.



140-2
FIG. 2, 16,0 cm

140-2D
FIG. 2, 16,0 cm

140-7
FIG. 7, 16,0 cm

140-7D
FIG. 7, 16,0 cm

140-17
FIG. 17, 16,0 cm

140-17D
FIG. 17, 16,0 cm



140-33A
FIG. 33A, 14,5 cm

140-33AD
FIG. 33A, 14,5 cm

140-13
FIG. 13, 14,5 cm

140-13D
FIG. 13, 14,5 cm

140-73A
FIG. 73A, 14,5 cm

140-73AD
FIG. 73A, 14,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

TAC-Traction extraction forceps


SCHWERT TAC-Traction extraction forceps allow a balanced luxation, combined with an amazing tactile feeling, due to approx. 25% weight saving. Smooth going and ergonomic handles, allow left- and right-handed people an individual positioning. Beside that they offer a steady power transmission on the tooth.

SCHWERT TAC-Traction extraction forceps are as regular figures available or as deep gripping figures. Both variants are also with a diamond coating available for an optimal grip.




140-18
FIG. 18, 16,0 cm

140-18D
FIG. 18, 16,0 cm



140-67A
FIG. 67A, 17,5 cm

140-67AD
FIG. 67A, 17,5 cm




140-51A
FIG. 51A, 17,0 cm

140-51AD
FIG. 51A, 17,0 cm



140-22
FIG. 22, 14,5 cm

140-22D
FIG. 22, 14,5 cm



140-79
FIG. 79, 14,5 cm

140-79D
FIG. 79, 14,5 cm



140-87
FIG. 87, 14,5 cm

TAC-TRACTION



TAC-Traction tiefgreifende Zahnzangen
TAC-Traction deep gripping forceps

In vielen Fällen liegt bei zu extrahierenden Zähnen eine bereits beschädigte, oder durch vorausgegangene konservierende Behandlung, geschwächte Zahnkrone vor. Um Komplikationen wie Kronen- und Wurzelfrakturen vorzubeugen, wurde die **TAC-Traction Serie tiefgreifender Zahnzangen** entwickelt.

Many teeth to be extracted have already a weakend crown due to a previous caries / filling treatment. Our **TAC-Traction deep gripping forceps** avoid complications like crown or root fractures.

Standard Zahnzange
Standard Forceps



Tiefgreifende Zahnzange
Deep gripping forceps



Alle tiefgreifenden Modelle sind mit ■ markiert
All deep gripping figures marked with ■



140-34 FIG. 34, 16,0 cm

140-34D FIG. 34, 16,0 cm

140-34A FIG. 34A, 16,0 cm

140-34AD FIG. 34A, 16,0 cm

140-35 FIG. 35, 16,0 cm

140-35D FIG. 35, 16,0 cm

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


i

Vorteile tiefgreifender Zahnzangen
Advantages of Deep Gripping Forceps

TAC-TRACTION


- Geschärfte, verjüngte Zangenmäuler
- Bessere Kräfteverteilung auf Krone und Wurzelstruktur
- Ideale anatomische Form für parallelen Kontakt
- Verminderung des Weichgewebstraumas durch subgingivale Platzierung. Die Gingiva wird abgehalten und weniger traumatisiert

- Longer and sharpened conical jaws
- Less punctual stress on the damaged crown due to dozens of connecting points on crown and root structure
- Perfect anatomical shape for a parallel contact
- Less soft tissue trauma by subgingival placement of the jaws. Soft tissue is more retracted than squeezed



140-35A
FIG. 35A, 16,0 cm

140-35AD 💎
FIG. 35A, 16,0 cm




140-67N
FIG. 67N, 17,5 cm

140-67ND 💎
FIG. 67N, 17,5 cm




140-36
FIG. 36, 16,0 cm

140-36D 💎
FIG. 36, 16,0 cm




140-36A
FIG. 36A, 16,0 cm

140-36AD 💎
FIG. 36A, 16,0 cm



140-321
FIG. 321, 16,0 cm

140-321D 💎
FIG. 321, 16,0 cm



140-79N
FIG. 79N, 16,0 cm

140-79ND 💎
FIG. 79N, 16,0 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i


TAC-TRACTION Deep Grip Kit · TAC-TRACTION Deep Grip Kit

Der Begriff Zahnextraktion ist irreführend. Es ist praktisch nicht möglich allein durch Zug einen Zahn aus seinem Zahnbett zu lösen. Die Zahnentfernung besteht aus Lösen der desmodontalen Verbindung und Luxation aus dem Alveolarfach. Die Luxationsbewegung erfolgt konventionell durch Überdehnung oder eventuell Fraktur der knöchernen Begrenzung des Alveolenfaches. Das Ausmaß dieser Traumatisierung der knöchernen Begrenzung mit allfälliger Verletzung des Periostes führt möglicherweise zu verzögerten Heilungsvorgängen und möglichen Komplikationen. Darunter fallen Frakturheilung, Resorptionen und Verzögerungen im Heilungsvorgang durch Störung der sekundären Wundheilung. Es ist wünschenswert, die Traumatisierung möglichst gering zu halten. Damit könnten Resorptionsvorgänge mit lokaler Atrophie des Alveolarfortsatzes verringert werden. Dies hat im Zeitalter der Implantatversorgungen grosse Bedeutung.


TAC-TRACTION Deep Grip Kit: Das neue Design bietet exzellente anatomische Anpassung und benötigt nur soviel Handdruck, dass die Zange nicht aus der Hand gleitet. Kräftiger Druck auf die Zangengriffe ist immer zu vermeiden. Die Zangen stellen eine ausgewogene Axialluxation, bessere periodontale Faserdehnbarkeit und erhöhtes Tastgefühl sicher. Sie reduzieren das Trauma der umgebenden Gewebe.

The term, tooth extraction is misleading. From a practical point of view it is nearly not possible to remove a tooth out of the alveolus only by pulling. The extraction is consisting of loosening the desmodontal connection and luxation out of the alveolus. The conventional luxation is effected by overexpansion or breaking of the bony zone of the alveolus. It is possible depending on the dimension of the traumatisation with injury of the Periost to have a resorbtion of the bone. It is the goal to minimise these traumatisation in order to avoid bone resorbtion with local atrophy of the alveolus. In times of implantation, this is very important.


TAC-TRACTION DEEP Grip Kit: The new design allows an excellent anatomical adaptation and needs only as much pressure to avoid slipping out of the doctor's hand. Forceful pressure is not needed. The forceps allow balanced axial luxation, a better periodontal tensibility of the ligaments and a better tactil feeling. They reduce the trauma of the surrounding soft tissues.



140-34
FIG. 34, 16,0 cm



140-35
FIG. 35, 16,0 cm



140-67N
FIG. 67N, 17,5 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA




140-36A
FIG. 36A, 16,0 cm



140-36
FIG. 36, 16,0 cm



140-79N
FIG. 79N, 16,0 cm



140-110

Tac-Traction Deep Grip Kit, beinhaltet:
140-34, 140-35, 140-36, 140-36A, 140-67N, 140-79N im SCHWERT Protector-Korb 2603-02
Tac-Traction Deep Grip Kit, consisting of:
140-34, 140-35, 140-36, 140-36A, 140-67N, 140-79N in SCHWERT Protector-Basket 2603-02

Extraktion · Extraction

UpDate!

Tiefgreifende Wurzelzangen · Deep gripping root extraction forceps

i

ApiX TAC-TRACTION

Wurzelzangen für Ober- und Unterkiefer, Bernard-Form, für tieffrakturierte Wurzelreste. Die Wurzel wird sicher vom Zangenmaul umschlossen. Die Zahnung verhindert zuverlässig ein Abrutschen.

ApiX TAC-TRACTION

Root extraction forceps for upper and lower chaw, Bernard-Shaped, for deep fractured roots. The root will be securely surrounded by the beaks. The serration avoids slipping off.



140-45S

FIG. 45S, 17,5 cm

mikroverzahnt
micro serrated

140-45SD

FIG. 45S, 17,5 cm

mikroverzahnt
micro serrated

Diamantiert
Diamond coating



140-51S

FIG. 51S, 17,5 cm

mikroverzahnt
micro serrated

140-51SD

FIG. 51S, 17,5 cm

mikroverzahnt
micro serrated


Diamantiert
Diamond coating

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

TAC-TRACTION



140-67LX
FIG. 67LX, 17,5 cm



140-59
FIG. 59, 15,0 cm
Extra schmal für Wurzeln
Extra slim for roots



140-67RX
FIG. 67RX, 17,5 cm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Extraktion · Extraction

UpDate!

Approximal Desmotome · Approximal desmotomes



618-01 Approximal Desmotom, Fig. 0, gerade, 3,0 mm, auswechselbar, M4x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 0, straight, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended



618-02 Approximal Desmotom, Fig. 4, distal, Biegung, 3,0 mm, auswechselbar, M4 x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 4, distal, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended





618-03 Approximal Desmotom, Fig. 5, mesial, Biegung, 3.0 mm, auswechselbar, M4 x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 5, mesial, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended



1706-10 Periotom P2 / P3 Kombination, auswechselbar, M4 x 0,5 mm, Breiten 1,7 mm / 1,7 mm
Periotome P2 / P3, combination, exchangeable, M4 x 0.5 mm, widths 1.7 mm / 1.7 mm

618-100
Approximal Set für Wurzelreste im 1/3 Tray, beinhaltet:
Approximal Kit for root residues in 1/3 tray, consisting of:
618-01, 618-02, 618-03, 1706-10, 2597-05





617-110
Approximal P-LUX Set für Wurzelreste im 1/3 Tray, beinhaltet:
Approximal P-LUX Kit for root residues in 1/3 tray, consisting of:
617-12, 617-13, 617-14, 617-15, 2597-05

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

P-LUX PERIOTOM

P-LUX Periotom · P-Lux Periotome

Mit Skala zur Tiefenmessung während des Trennens der Sharpey'schen Fasern.
With scale for depth measuring while cutting the sharpey' fibres.

Flexible Arbeitsenden
Flexible working tips



617-20S P-LUX Periotom, flexibel, gerade, mit CP15 Skalierung, 15 mm in 1 mm Schritten, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, straight, with CP15 scaling, 15 mm in 1 mm steps, 16.5 cm length



617-20 P-LUX Periotom, flexibel, gerade, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, straight, 16.5 cm length



617-21 P-LUX Periotom, flexibel, gebogen, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, curved, 16.5 cm length

Trennung der Scharpey'schen Fasern mit dem neuen SCHWERT P-LUX Periotom.

Um eine möglichst atraumatische Zahnextraktion durchzuführen, ist es angebracht vor dem Einsatz eines Wurzelhebers oder einer Zahnzange die Scharpey'schen Fasern mittels eines Periotoms zu durchtrennen. Hierzu wird das Periotom vor der Extraktion durch den Sulcus gezogen. Die ordnungsgemäße Anwendung schont die umliegende Gingiva und das Periost. Das SCHWERT P-LUX Griffdesign garantiert dabei ein sicheres und taktiles Handling. **Besonders hervorzuheben ist dabei die außergewöhnlich hohe Stabilität der Klinge. Durch ihre Flexibilität passt sie sich optimal der Wurzelkontur an und gleichzeitig kann ein hoher Druck aufgebaut werden.**

Cutting of sharpey's fibres with the new SCHWERT P-LUX periotome.

To accomplish an atraumatic extraction the Sharpey's fibres should be separated by using a periotome primary to the use of extraction forceps or elevators. Therefore the Periotome is driven thru the sulcus. The proper use prevents the surrounding gingiva and the periost. The SCHWERT P-LUX handle design secures a safe and tactile handling. The blade of this periotome has to be highlighted specially – **the blade is flexible and adapts perfectly to root structures, simultaneously due to its high stability it is possible to gain a certain pressure.** This is possible by choosing a special medical stainless steel and hardening treatment.

WITZEL

- Universalwurzelsplitterzange, S-Design für Unter- und Oberkiefer.
- Universal root splinters forceps. S-shape for upper and lower jaw.



1 2 4 3

Diamantiert
Diamond coating

166
166-300D
WITZEL
15,5 cm

Extraktion · Extraction

UpDate!

P-LUX Set · P-LUX set



i

P-LUX

Die neuen **P-LUX** sind eine moderne, universelle und komplette Serie von Extraktionsinstrumenten in einem Tray. Das neue Griffdesign ist höchst ergonomisch, verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Gebrauchs und garantiert außerdem eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung. Zahn- und Wurzelfrakturen werden verhindert. Alle Instrumente sind perfekt zur atraumatischen Zahnextraktion geeignet, ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Die Farbmarkierung erlaubt eine übersichtliche Anwendung.

P-LUX

The new **P-LUX** are the modern, universal and complete extraction instrument series in one tray. The new handle design is highly ergonomic and prevents unintended slipping during the usage. It also guarantees a direct and controlled power transmission to prevent from tooth and root fractures.
All instruments are perfectly suited for a non-traumatic tooth extraction without injuring surrounding structures. The color coding ensures a fast and easy handling.



617-01 P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-03 P-LUX FIG. 3, 4,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 3, 4.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-04 P-LUX FIG. 4, 2,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 4, 2.5 mm, curved, blue, for lower jaw



617-06 P-LUX FIG. 6, 4,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 6, 4.5 mm, curved, blue, for lower jaw

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

P-LUX





617-07 P-LUX FIG. 7, Desmotom, gerade, gelb, zum initialen Lösen der Desmodontalfasern
P-LUX FIG. 7, desmotome, straight, yellow, for initial cutting of the desmodontal fibres



617-20 P-Lux Periotom, flexibel, gerade, 16,5 cm Länge
P-Lux Periotome, flexible, straight, 16.5 cm length



1371-1 LUCAS Kürette FIG. 85, Ø 2,5 mm, im Set **617-100** enthalten
LUCAS curette FIG. 85, Ø 2.5 mm, included in the set **617-100**




1372-11 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, gezahnt, im Set **617-100S** enthalten
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, serrated, included in the set **617-100S**

617-100

P-LUX Set, beinhaltet:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20, 1371-1, SCHWERT Protector-Tray 2597-08
P-LUX set, consisting of:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20, 1371-1, SCHWERT Protector-Tray 2597-08

617-100S

P-LUX Set, beinhaltet:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20, 1372-11, SCHWERT Protector-Tray 2597-08
P-LUX set, consisting of:
617-01, 617-03, 617-04, 617-06, 617-07, 617-20,1372-11, SCHWERT Protector-Tray 2597-08



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

Der Unterschied · the difference

617-100

ungezahnt
non-serrated

617-100S



gezahnt · serrated

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

P-LUX Anwendung · P-LUX application



1. Initiales Lösen der Desmodontalfasern mit dem P-LUX Desmotom. Arbeitsposition Bleistiftgriff.

1. Initial loosening of the desmodontal fibres with the P-LUX desmotome. Working position pencil handle.



2. Progressive Luxation mit den P-LUX Instrumenten (von schmal, zu breit). Ideale Positionen: Approximal (mesial oder distal) zum zu extrahierenden Zahn.

2. Progressive luxation with the P-LUX instruments (first narrow then wide). Best positions: Approximal (mesial or distal) to the tooth to be extracted!



3. Komplette Luxation unter Verwendung eines breiten P-LUX Instruments. Schonende Extraktion ohne Wurzelfraktur!

3. Complete luxation with support of a wide P-LUX instrument. Gentle extraction without root fractures!



4. Inspektion der leeren Zahnalveole. **Wichtig: Komplette Entfernung aller entzündlichen und konvektiven Gewebestrukturen.**

4. Inspection of the empty tooth socket. **Important: Complete removal of all inflammable and connective tissue structures.**




617-01 P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-02 P-LUX FIG. 2, 3,0 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 2, 3.0 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-03 P-LUX FIG. 3, 4,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 3, 4.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw




617-04 P-LUX FIG. 4, 2,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 4, 2.5 mm, curved, blue, for lower jaw

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


P-LUX






617-05 P-LUX FIG. 5, 3,0 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 5, 3.0 mm, curved, blue, for lower jaw






617-06 P-LUX FIG. 6, 4,5 mm, gebogen, blau, für Unterkiefer
P-LUX FIG. 6, 4.5 mm, curved, blue, for lower jaw






617-08 P-LUX FIG. 8, gebogen, rot, distal Wurzelheber
P-LUX FIG. 8, curved, red, distal elevator






617-09 P-LUX FIG. 9, gebogen, rot, mesial Wurzelheber
P-LUX FIG. 9, curved, red, mesial elevator





617-10 P-LUX FIG. 10, gebogen, gelb, distal Wurzelheber
P-LUX FIG. 10, curved, yellow, distal elevator






617-11 P-LUX FIG. 11, gebogen, gelb, mesial Wurzelheber
P-LUX FIG. 11, curved, yellow, mesial elevator


P-LUX






617-07 P-LUX FIG. 7, Desmotom, gerade, gelb, zum initialen Lösen der Desmodontalfasern
P-LUX FIG. 7, desmotome, straight, yellow, for initial cutting of the desmodontal fibres






617-12 P-LUX FIG. 12, Desmotom gebogen, rot, für distalen Zugang
P-LUX FIG. 12, desmotome, curved, red, distal angulation






617-13 P-LUX FIG. 13, Desmotom gebogen, rot, für mesialen Zugang
P-LUX FIG. 13, desmotome, curved, red, mesial angulation





617-14 P-LUX FIG. 14, Desmotom linksgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren
P-LUX FIG. 14, desmotome, left-bending, yellow, for lingual / buccal luxation





617-15 P-LUX FIG. 15, Desmotom rechtsgebogen, gelb, für linguales bzw. bukkales Luxieren
P-LUX FIG. 15, desmotome, right-bending, yellow, for lingual / buccal luxation

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



614-30
FIG. 77R

hervorragend geeignet für 8er
perfectly suited for wisdom teeth



614-31
FIG. 77

Apical Wurzelheber, hervorragend geeignet für sämtliche 5er, 6er und 7er bei distaler Anwendung
Apical root elevator, perfectly suited for all pre-molars and molars with a distal approach

i

Wurzelheber FIG. 77R/77
Root elevator FIG. 77R/77



Aufgrund der Biegung des Instrumentes ist ein sehr guter Zugang am Approximalkontakt zum 8er Zahn in allen Quadranten möglich. Die feine, gezahnte Spitze erlaubt ein schonendes Luxieren.

The angulation of the instrument secures an excellent access on the approximal contact to tooth no. 8 in all quadrants. The fine serrated tip allows a gentle luxation.



Die feine Maulrandzahnung stellt sicher, dass der Zahn beim Luxieren nicht vom Instrument abgleitet.

The fine serrated edges assure that the tooth will not slide from the instrument during luxation.



ACHTUNG! Es ist nicht vorgesehen, diese Instrumente hebelnd einzusetzen.

ATTENTION! Don't use the instrument as a lever.



ACHTUNG! Bitte vermeiden Sie die punktuelle Überbelastung des Instruments auf der absoluten Spitze. Dies kann zum Ausbrechen des Arbeitsendes führen.

Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

ATTENTION! Please avoid any punctual overstressing of the instrument on its absolute tip, as the working tip might break off.

We cannot assume any liability for damages caused by improper use of the instruments.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com
1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Modifizierter Heber nach BECK
Modified Elevator BECK

Der modifizierte BECK Heber erlaubt eine optimierte interdentale Luxation. Herkömmliche Wurzelheber verfügen über einen runden Instrumentenrücken. Diese Geometrie bietet keine Abstützungspunkte am Nachbarzahn. Der SCHWERT Heber nach BECK besitzt auf der Instrumentenrückseite mehrere Flächen und keinen Radius. Hiermit wird die Anzahl der Abstützungspunkte auf 5 erhöht. Im Ergebnis verlängert sich die einwirkende Hebekraft während der Luxation um mehr als das Doppelte, was die Luxation deutlich verkürzt und optimiert.

The modified BECK Elevator allows an optimized interdental luxation. Standard elevators have a round back surface at the working tip. But a radius doesn't give brace support. With the flattened geometry of the new SCHWERT BECK elevator the number of supporting points is increased to 5. As a result the lifting power is more than doubled during the luxation, it is easier and time saving.



1. Durch den feinen und flachen Ellipsenschliff an der Instrumentenspitze ist ein schonendes Eindringen in den Approximalraum gewährleistet. Die seitliche Verzahnung erzeugt zusätzlichen Grip am zu extrahierenden Zahn.

1. The elliptical and thin tip shape simplifies the approximal insertion. The serration generates additional grip on the extracted tooth.



2. Bedingt durch die Formgebung der Instrumentenspitze stehen 180° hebende Kraft am zu extrahierenden Zahn zur Verfügung (90° bei herkömmlichen Hebern). Die Extraktion wird so deutlich unterstützt.

2. Because of the tips shape 180° lifting power are available at the tooth to be extracted (Standard elevators are granting less than 90°). With the BECK elevator the extraction is performed much faster and easier.



3. Durch die spezielle Formgebung ist eine axial hebelnde Belastung der Instrumentenspitzen zu vermeiden, da dies zu Bruch führen kann. Für Schäden, welche durch unsachgemäßen Gebrauch der Instrumente entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

3. It is not foreseen, to use the instrument as an axial lever, as shown on the picture or in any other way. Because of the special shape an over strengthening of the tip may cause breakage. We assume no liability for these damage.



Back Surface

615-1
BECK
2,8 mm



615-2
BECK
3,5 mm



615-3
BECK
4,0 mm

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SAFE-EX 2
patented



1033-61
Sicherheitsklingenhalter, ergonomische Form, zerlegbar
Safety blade holder, ergonomic shape, dismountable



Nie wieder Verletzungen · Never again injuries

i

SAFE-EX

Das alltägliche Verletzungsrisiko beim Aufnehmen und vor allem dem Entfernen der Klinge vom Skalpell Griff ist mit herkömmlichen Instrumenten unvermeidlich. Mit dem neuen SCHWERT SAFE-EX hat man eine Innovation geschaffen die den Praxisalltag verändert. Die im Griff integrierte Funktion, ähnlich der Benutzung eines Kugelschreibers, reduziert die Verletzungsgefahr auf ein Minimum. Die Klinge wird beim SAFE-EX per Knopfdruck am distalen Ende einfach ausgeworfen. Praxispersonal wird im Zuge der Wiederaufbereitung wirksam vor Krankheitsübertragungen und Infektionen durch Schnitte geschützt.

SAFE-EX

The daily risk of injuries by mounting and especially dismounting of blades is not avoidable by standard blade holders. With the new SCHWERT SAFE-EX an innovation was developed that changes the daily routine eminently. The integrated function that works like a regular ball pen reduces the risk of an injury to a minimum. The blade is ejected from the SAFE-EX just by pushing the button on the distal end. The practice staff, especially during the re-processing, is safe from infections caused by unintended cuts.

i

Einfach und unkompliziert!

Durch den neuen speziellen Schliff, ist die Klinge von beiden Seiten anbringbar.



Easy and uncomplicated!

Due to the new unique cut, the blade can be attached from both sides.





1033-51
Edelstahl, gebogen, ergonomische Form
Stainless steel, curved, ergonomic shape




1033-50
Edelstahl, gerade, ergonomische Form
Stainless steel, straight, ergonomic shape

Passende Skalpellklingen · Compatible scalpel blades

	100 Stk., **steril*** 100 pcs., **sterile***
 FIG. 10	**1063-10**
 FIG. 11	**1063-11**
 FIG. 12	**1063-12**
 FIG. 12D	**1063-12D**
 FIG. 15	**1063-15**
 FIG. 15C	**1063-15C**

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



i

SCHWERT Scheren

SCHWERT Premium Scheren
- speziell gehärteter Stahl
- Präzise Schnittführung über die gesamte Blattlänge
- leichter Gang

SC Scheren (SuperCut)
- spezieller, extrem scharfer Schnittwinkel für verringertes Trauma und weniger Kraftaufwand
- eine Schneide Mikroverzahnt um Abrutschen von Faden und Weichgewebe zu verhindern
- Goldmarkierung an einem Griff


TC Scheren
- sehr lange Lebensdauer durch Hartmetalleinsätze auf beiden Schneiden, speziell bei hartem Nahtmaterial
- Goldmarkierung an beiden Griffen

SCHWERT scissors


SCHWERT Premium scissors
- special steel and hardening
- precise cutting from the tip along the whole blade
- smooth cutting

SC scissors (SuperCut)
- very sharp – less effort and trauma due to a special cutting edge
- one blade micro serrated to avoid suture and tissue slippage
- one handle gold coated

TC scissors
- long durability due to Tungsten carbide inserts on both blades, especially for hard sutures
- both handles gold coated



Normale Scheren
Ordinary scissors



SC Scheren
SC scissors

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

ULTRA Scheren

In der Praxis sind perfekt funktionierende Instrumente gefordert um Zeit zu sparen und noch präzisere Eingriffe zu ermöglichen. Die neuen schwarz beschichteten SCHWERT ULTRA Scheren vereinigen dabei die Vorteile bekannter SuperCut Scheren mit einer extrem harten und widerstandsfähigen Oberfläche:


- Extrem harte und glatte Oberfläche für präzisen Gang und geringen Verschleiß
- SuperCut Schliff für rasiermesserscharfes Schneiden und weniger Trauma. Ein Scherblatt mikroverzahnt damit Faden oder Weichgewebe nicht abrutschen
- Die blendarme schwarze Beschichtung verbessert die Sicht und bietet hervorragenden Kontrast im ausgeleuchteten Mundraum für noch präzisere Eingriffe
- Besonders beständig gegen Chemikalien in der Wiederaufbereitung
- Als „La Grange" Figur erhältlich › Anatomische S-Form für guten Zugang in allen Quadranten


ULTRA scissors

In todays practice perfectly functioning instruments are required to save time and still allow more precise treatments. The new black coated SCHWERT ULTRA Scissors combine the advantages of known SuperCut with an extremely hard and durable surface:

- Extremely hard and smooth coating for a precise feeling and less wear
- SuperCut finish for razor sharp cutting and less trauma. One blade micro serrated so that thread or soft tissue will not slip off
- The low-glare black coating improves visibility and provides excellent contrast to the gingiva. For even more precise surgical interventions
- Highly resistant to chemicals and thus excellently clean and sterilizable
- Available as "La Grange" figure › Anatomical S-shape for easy access in all mouth areas

- Zahnfleischscheren
- Medical gum scissors





1110-400B
ULTRA
11,5 cm
gerade
straight

1110-400
SC

1180
TC

1111-400B
ULTRA
11,5 cm
gebogen
curved

1111-400
SC

1181
TC



1133-400B
LA GRANGE ULTRA
11,5 cm
S-Form
S-shape

1133-400
LA GRANGE SC

1133-200
LA GRANGE TC

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

Chirurgie · Surgery

ULTRA Scheren · ULTRA Scissors

ULTRA SCHEREN SCISSORS

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1117-400B
GOLDMANN-FOX ULTRA
13,0 cm
gebogen
curved

1117-400
GOLDMANN-FOX SC

1185
GOLDMANN-FOX TC
13,0 cm
mikroverzahnt, gebogen
micro serrated, curved



Ideale Länge für den Molarenbereich.
Perfect lenght for molar areas.

1125-400B
JOSEPH ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

1125-400
JOSEPH SC
14,0 cm
gebogen
curved



1139-400B
METZENBAUM
ULTRA
14,0 cm
gebogen
curved

1139-214
METZENBAUM TC

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

SCHAEFER Wundhaken / Wangenhalter
SCHAEFER wound / cheek retractor

Kombinierter Wundhaken und Wangenhalter SCHAEFER Doppelt funktionelles Instrument zum Abhalten des Lappens und der Wange bei chirurgischen Eingriffen wie Implantation und Wurzelspitzenresektion.

Combined wound and cheek retractor SCHAEFER Dual-purpose instrument for the retraction of flaps and cheek during surgery such as implantation and apicectomy.



2513
MATY
17,0 cm

2514
MATY
16,0 cm
Kinder
children

1935
SCHAEFER
23,0 cm

i

MATY Abhalter · retractor

- Patientenfreundlich
- universell für OK und UK
- kein Herausnehmen bei Unterbrechnung
- patient friendly
- universal maxilla / mandible
- no need to remove during interruptions

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Mikroretraktor · Micro retractor

Mikroretraktor für Weichgewebsmanagement. Insbesondere geeignet zum Abhalten von feinsten und sehr kleinen Lappen für minimalinvasive Behandlungen.

Micro retractor for soft tissue management.Perfectly suited for retracting very fine and very small flaps for minimal invasive treatments.





Bilder von Dr. Sergio Kahn, Brasilien ·
Pictures by Dr. Sergio Kahn, Brazil



1402-01-08E
Mikroretraktor mod. nach Dr. Minniti
Spatel 3,2 mm, mit Teller Ø 4 mm,
SCHWERT ERGO Griff hellrot-magenta
Micro retractor modif. acc. Dr. Minniti
spatula 3.2 mm, with plate Ø 4 mm
SCHWERT ERGO handle lightred magenta



1402
Mikroretraktor
nach Dr. Kahn/Brasilien
17 cm, Breite 3,2 mm
Micro retractor
acc. to Dr. Kahn/Brazil
17 cm, width 3.2 mm

i





Der **Kim Retraktor** eignet sich hervorragend für das Abhalten des Weichgewebes bei der 8er Extraktion. Durch seine schlanke Form lässt sich das Instrument ideal in allen Quadranten positionieren.
Die 45° Biegung in Verbindung mit der Mikroverzahnung lässt ein patientenfreundliches Abhalten ohne Abgleiten am Knochen zu.

The **Kim retractor** is excellent suited for keeping away the soft tissue during wisdom teeth extractions. Due to its slim shape it is very easy to place the instrument in every area of the jaw. The 45° angle in combination with the micro serration allows a very patient friendly retracting without slipping away from the bone.

1933-1
KIM
10,5 mm breit, flach,
45° gewinkelt
10.5 mm width, flat,
45° angulated





1933-50
LASTER Spezialwundhaken
für obere impaktierte Weisheitszähne, 10 cm
LASTER special wound retractor
for upper impacted wisdom teeth, 10 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com
1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Foto- und Wangenabhalter
Cheek retractor

Ideal geeignet für hochauflösende Bild- oder Videoaufnahmen bei der Behandlung.

All Perfectly suited for high resolution photo or video shooting during the treatment.







2515-02B **2515-02**

Foto- und Wangenabhalter, 1/2 links,
13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral photography, 1/2 left sided,
13 cm long, widht retractor 4.8 cm



2515-01B **2515-01**

Foto- und Wangenabhalter
13 cm lang, Breite Abhalter 5,5 cm
Cheek retractor for intraoral photography, 13 cm long,
widht retractor 5.5 cm



2515-03B **2515-03**

Foto- und Wangenabhalter, 1/2 rechts,
13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral photography, 1/2 right sided,
13 cm long, widht retractor 4.8 cm

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



2562-1

MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 1,5 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 1.5 mm



2562-2

MATY
Chirurgischer Absauger
Titanspitze, geschlitzt,
Ø 3,0 mm
Surgical aspirator with slot,
titanium tip, Ø 3.0 mm

Anschluss Ø 6,0 mm
Connection Ø 6.0 mm



Anschluss
Ø 6,0 mm
Connection
Ø 6.0 mm

2564-15	2564-30	2564-50
Ø 1,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 5,0 mm

Chirurgischer Absauger, rostfrei mit Schlitz im Arbeitsende um Festsaugen zu verhindern.
Surgical suction tube, stainless steel, with slot at the working end in order to prevent from adhering during suction.

i

SCHWERT Design · LUCAS Küretten · LUCAS curettes

Die bewährten Lucas Küretten im SCHWERT Design Griff für ein optimales Handling. Die Größen 1,5 mm, 2,5 mm und 3,0 mm sind nun neben der Standardausführung auch mit gezahnten Arbeitsenden verfügbar. Die feine Zahnung ermöglicht dabei eine ideale Behandlung, im Bereich der Zystenentfernung und wirkt effektiv einem Wegrutschen, an der zu behandelnden Stelle entgegen.

The proven Lucas curettes in the SCHWERT design handle for a precise handling. The sizes 1.5 mm, 2.5 mm and 3.0 mm are now beside the standard figures also available with serrated working tips. The fine serration allows an ideal treatment in the area of removing cysts and avoids effectively a slipping away from the spot which has to be treated.





1372-0 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, non-serrated



1372-1 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, non-serrated



1372-2 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, ungezahnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, non-serrated



1372-10 LUCAS Kürette, Ø 1,5 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 1.5 mm, serrated



1372-11 LUCAS Kürette, Ø 2,5 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 2.5 mm, serrated




1372-12 LUCAS Kürette, Ø 3,0 mm, gezahnt
LUCAS curette, Ø 3.0 mm, serrated

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1070-64
FIG. 64, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-67
FIG. 67, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-69
FIG. 69, 3,2 cm
10 Stk., **steril**
10 pcs., **sterile**

1070-00
Mikro Skalpellklingengriff
ergonomisch, Titan
Micro scalpel blade holder
ergonomic, titanium

Weitere Skalpellklingen Figuren auf Anfrage.
Further scalpel blades figures per request.



1135-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
mikroverzahnt,
gebogen
micro serrated,
curved






1136-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

fein
fine





1137-17
MICRO
17,5 cm
Ø 8,0 mm
gebogen
curved

sehr fein
very fine


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST


Mikrochirurgie · Microsurgery


UpDate!

Mikro Pinzetten · Micro forceps











1208-300
1x2 Zähne
1x2 teeth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate



1208-305
1x2 Zähne
1x2 teeth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate



Atraumatische Instrumentenspitzen.
Atraumatic instruments tips.

1208-340
COOLEY
17,5 cm

mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic



Atraumatische Instrumentenspitzen.
Atraumatic instruments tips.

1208-345
COOLEY
17,5 cm


mikroverzahnt, atraumatisch
micro serrated, atraumatic

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA












1208-320
glatt
smooth
17,5 cm

mit Fadenplatte
with suture plate



1208-330
Ringpinzette
Ring forceps
17,5 cm, Ø 1,2 mm

mikrochirurgisch, atraumatisch
micro surgical, atraumatic



1208-355
Ø Ring: 2,0 mm
Ø ring: 2.0 mm
17,5 cm

Mikro Nahtpinzette
Micro suture forceps




1225-15TC
DE BAKEY
atraumatisch mit TC-Einlagen
Länge 15 cm, Breite 1,5 mm,
TC-Länge 6 mm, Riefung
Länge 4 mm
atraumatic with TC inserts
length 15 cm, width 1.5 mm,
TC length 6 mm, serration
length 4 mm

Mikrochirurgie · Microsurgery

UpDate!

Raspatorien · Periosteals



1411-01
MOLT
2,5 / 4,0 mm
17,5 cm

1411-07
2,6 / 2,6 mm
17,5 cm
fein
fine

1411-04
MICRO-BUSER
2,4 / 2,8 mm
17,5 cm

1411-05
BUSER
3,8 / 4,2 mm
17,5 cm

1411-06
BUSER
3,8 / 4,2 mm
17,5 cm
gebogen
curved

1411-03
GLICKMANN
FIG. 24G
17,5 cm

1411-10
MOLT Fig. 3
7,0 / 4,6 mm
17,5 cm

i

SCHWERT DESIGN Griff

Der SCHWERT DESIGN Griff wurde entwickelt, um dem Behandler ein hygienisch einfach zu pflegendes, funktionelles Instrument in die Hand zu geben.

Der runde Griff erlaubt ein ergonomisch einwandfreies Arbeiten. Die Planflächen verhindern das Wegrollen der Instrumente auf dem OP-Tisch.

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA















1411-12
2,0 / 2,0 mm
17,5 cm
spitz / rund & gebogen
pointed / round & curved

1411-13
Raspatorium
17,5 cm
Rhombus 2,8 / 8 mm, zum Schutz empfindlicher Gewebestrukturen
rombus 2.8 / 8 mm, for protecting delicate soft tissue structures

1411-24
MOLT
CM 4 / CM 7
3,6 / 7,0 mm
17,5 cm

1411-02
Dissektion / Raspatorium
Dissection / periosteal
1,8 / 3,4 mm
17,0 cm
auswechselbar
exchangeable

1411-08
PRICHARD
17,5 cm
Spatel / 4,0 mm Raspatorium, auswechselbar
Spatula / 4.0 mm periosteal, exchangeable

i

SCHWERT DESIGN handle

The SCHWERT DESIGN handle have been developed for offering a hygienic simple to clean and perfect working instrument for the surgeon.

The round handle provides an ergonomic perfect work result. The plane surface on the handle avoids the rolling away on the surgical tray.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Chirurgie Basis Set

Mit dem Chirurgie Basis Set erhalten Sie ein kostengünstiges hochwertiges Instrumentarium, womit alle chirurgischen Eingriffe durchgeführt werden können.

Surgical basic kit

With the surgical basic kit you get a cost saving high quality armamentarium for all surgical treatments.




1033-1
Skalpellgriffe rund
16 cm
Scalpel handle round
gerade
straight



2014
CRILE-WOOD TC
15,0 cm



1405
PRICHARD
10,0 / 5,0 mm



1371-1
LUCAS FIG. 85,
Ø 2,5 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA




1125
JOSEPH
14,0 cm
gebogen
curved



1208
ADSON
1x2, 1,5 mm
12,0 cm



2460
CAWOOD-
MINNESOTA
16,0 cm



1790-220

Chirurgie Basis Set, beinhaltet:
1033-1, 1125, 1208, 1405, 2014, 2460, 1371-1,
SCHWERT Protector-Tray 2597-16

Surgical basic kit, consisting of:
1033-1, 1125, 1208, 1405, 2014, 2460, 1371-1,
SCHWERT Protector-Tray 2597-16


- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

i

SCHWERT DESIGN Chirurgie Set · SCHWERT DESIGN surgical kit

Mit dem erweiterten Chirurgie Set im SCHWERT DESIGN erhalten Sie ein optimal auf alle chirurgischen Eingriffe abgestimmtes Instrumentarium, dass keine Wünsche an Ergonomie und Funktion offen lässt.

With the extended SCHWERT DESIGN surgical kit you get an armamentarium for all surgical treatments which leaves nothing to be desired when it comes to ergonomic and functional work.




1790-225
SCHWERT DESIGN Chirurgie Set
SCHWERT DESIGN surgical kit

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT DESIGN Chirurgie Set · SCHWERT DESIGN surgical kit

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
	**1790-225**	SCHWERT DESIGN Chirurgie Set bestehend aus: SCHWERT DESIGN surgical kit consisting of
	**1033-61** Seite / Page 23	SAFE-EX® Sicherheitsklingenhalter, zerlegbar, 15 cm SAFE-EX® Safety blade holder, dismountable, 15 cm
	**1125-400** Seite / Page 27	JOSEPH SC Zahnfleischschere, gebogen, 14 cm JOSEPH SC Gum scissors, curved, 14 cm
	**1208-300** Seite / Page 34	Mikro-Pinzette, gerade mit Führungsstift, 1x2 Zähne, rostfrei, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm Micro Forceps, straigth with guiding pin, 1x2 teeth, stainless steel, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1208-355** Seite / Page 35	Mikro-Nahtpinzette gebogen, Ø Ring: 2,0 mm, SCHWERT Design, 17,5 cm Micro Suture-Forceps, curved, Ø ring: 2.0 mm, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1372-1** Seite / Page 32	LUCAS Kürette, ungezahnt, 2,5 mm, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm LUCAS Curette, double ended, 2.5 mm, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**1411-08** Seite / Page 37	PRICHARD Raspatorium, auswechselbar, SCHWERT DESIGN, 17,5 cm PRICHARD Periosteal elevator, exchangable tips, SCHWERT DESIGN, 17.5 cm
	**2000-60** Seite / Page 42	twist TC Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm twist TC Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
	**2460** Seite / Page 39	MINNESOTA Zungen- und Wangenabhalter, 16 cm MINNESOTA Tongue/cheek retractor, 16 cm
	**2887** Seite / Page 61	COLLEGE Zahnpinzette, 15 cm COLLEGE Tooth forceps, 15 cm
	**3418-15**	NORTH-CAROLINA Parodontal-Sonde, Fig. CP15, 15 cm NORTH-CAROLINA Periodontal probe, Fig. CP15, 15 cm
	**2603-04** Seite / Page 91	SCHWERT Protector-Korb 1/1 mit Stegen und Instrumentenhalter im Deckel 266 x 180 x 36 mm SCHWERT Protector-Basket 1/1 with racks and Instrument holder in the lid 266 x 180 x 36 mm

i


SCHWERT twist Serie · series

Fadenstärke
Suture size

Die SCHWERT twist Instrumente mit gedrehtem Schluss vermeiden zuverlässig ein Verfangen des Fadens während des Knüpfens.

The SCHWERT twist instruments with the twisted lock avoid reliably sticking of the suture while knotting.





2000-10
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm

5/0 - 8/0

2000-10F
twist COATED
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder
with lock, 17.5 cm
Wolframcarbid-Beschichtung
Wolfram carbide coating

6/0 - 8/0

2000-60
twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm

4/0 - 8/0

2000-70
twist TC
Mikro-Nadelhalter
nach Kirsch,
TC-Einsatz, 17,5 cm,
Schloss, geschützte
Innenfeder, gerade
Micro Needleholder
acc. Kirsch,
TC insert, 17.5 cm,
lock, protected
inner spring,
straight

5/0 - 8/0

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Fadenstärke
Suture size



2000-16 twist TC
Mikro Nadelhalter
mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needleholder
with lock, 17.5 cm



2000-66 twist TC
Mikro-Nadelhalter, TC-Einsatz,
17,5 cm, Schloss, geschützte Innenfeder, gebogen
Micro Needleholder, TC insert,
17.5 cm, lock, protected inner spring, curved

i

Tunnelierinstrumente

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Volllappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebetransplantat. Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Tunneling instruments

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.
The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.

1705-110



1705-112

1705-15 Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar
Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable

1705-210



1705-211

1705-25 Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, 18.0 cm, exchangeable

1705-310



1705-311

1705-35 Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, 18,0 cm, auswechselbar
Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, 18.0 cm, exchangeable

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE


Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle



1705-2-01E Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, auswechselbar
1705-2 Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, exchangeable



1705-3-04E Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, auswechselbar
1705-3 Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, exchangeable



1705-16-07E Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar
1705-16 Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable



1705-4 Mucoperiostalelevator
Micro flap elevator

Ergänzendes Instrumentarium · Additional Instruments



1705-6-09E Tunnelierinstrument Kombination, anguliert, Mikro Raspatorium, im SCHWERT ERGO Griff, türkis, auswechselbar
Tunneling instrument, angulated, combined micro periosteal elevator, SCHWERT ERGO handle, turquoise, exchangable

i

Tunnelier Instrumente · Tunneling instruments

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Volllappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebetransplantat.

Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.


The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

1705-100-00E


Tunnelier Kit, beinhaltet:
1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Tunneling Kit, consisting of:
1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05




- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

1705-100

Tunnelier Kit, beinhaltet:
1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Tunneling Kit, consisting of:
1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05





Für die Knochen Augmentation perfekt abgestimmte Arbeitsenden in drei leichten, farbcodierten Instrumentengriffen.

1. Stopfer/Löffel Kombinationsinstrument zum Einbringen und Formen des Transplantats.
2. Transplantat-Träger mit großem und kleinem Löffel für schnelles und vereinfachtes Einbringen des Transplantats.
3. Kugel- und Planstopfer Kombinationsinstrument ermöglicht präzises Einbringen und Verdichten des Transplantats.

Working ends perfectly matched for bone augmentation in three lightweight, color-coded instrument handles.

1. Stodger/spoon combination instrument for transplant application and contouring.
2. Graft carrier with big and small spoon for fast and easy transplant placing.
3. Ball and flat plugger combination allows precise inserting and packing of transplants.

1697-03-09E
1697-03
Graft and Sinus Packer
Griff türkis-lichtblau · handle turquoise

1697-02-08E
1697-02
Graft Material Carrier
Griff hellrot-magenta
handle lightred magenta

1697-01-07E
1697-01
Graft Carrier Plugger Ø 8 mm
Griff orange · handle orange

Titan Knochenstopfer
Bone Condenser
with Titanium tips

1697-0TI-06E
1697-0TI
Graduation 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm,
Ø 1,0 / 2,0 mm, Griff grün · handle green


1697-01TI-07E
Graduation 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm,
Ø 3,0 / 4,0 mm, Griff orange · handle orange

ERGO
Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE
Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



1697-100-00E

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:
1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Bone augmentation kit, consisting of:
1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05



1697-100

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:
1697-01, 1697-02, 1697-03, 1697-0Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-08
Bone augmentation Kit, consisting of:
1697-01, 1697-02, 1697-03, 1697-0Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-08



1697-04-09E
Graft Material Carrier and Plugger
SCHWERT Ergo Griff türkis-lichtblau
SCHWERT Ergo handle turquoise

1697-04-08E
Graft Material Carrier and Plugger
SCHWERT Ergo Griff hellrot-magenta
SCHWERT Ergo handle lightred magenta



1697-05-09E
Graft Material Carrier
SCHWERT Ergo Griff türkis-lichtblau
SCHWERT Ergo handle turquoise

i

Alle Instrumente haben auswechselbare Einsätze M4x0.5
All instruments have exchangeable inserts M4x0.5

i

Knochenmahlzange

Knochenmahlzange zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial.

- Titan-Mahlwerk austauschbar
- Mahlwerk vollständig zerlegbar
- Kein Materialverlust
- RKI-Richtlinien konform, da einfach zu reinigen
- Spezieller Zangenrohling, welcher paralleles Schließen des Mahlwerks gewährleistet
- Optimales Mahlergebnis
- Anschlagschraube verhindert direkten Kontakt der Mahlflächen, was die Lebensdauer des Mahlwerks erhöht

Bone mill forceps

Bone mill forceps for the preparation of autologous bone material.

- Exchangeable titanium bone mill inserts
- Easy to clean
- No loss of bone material
- Conform to the RKI-guidelines
- Specially designed new forceps, which allows parallel closing of the milling parts
- Maximum milling result
- Stop screw avoids direct contact of the milling parts andprotects from wear



1722-01
(ohne Abbildung · without illustration)
oberes Mahlwerk, Titan
upper milling part, titanium

1722-02
(ohne Abbildung · without illustration)
unteres Mahlwerk, Titan
lower milling part, titanium

1722
Knochenmahlzange
Bone mill forceps



1418-3
3 mm / 5 mm

i


Buser Knochenschaber

Mit dem Knochenschaber nach Buser wird ein Instrument zur Verfügung gestellt, welches über die Breiten 3 und 5 mm verfügt. Damit lässt sich autologer Knochen direkt am OP-Eingriffsgebiet sammeln. Durch die speziell gehärteten Arbeitsenden ist die Schärfe des Instruments für lange Zeit gewährleistet.

Buser bone scraper

With the bone scraper by Buser is an instrument provided which has working tips with the measures of 3 mm and 5 mm. This instrument makes it very easy to collect autologous bone directly in the area of the treatment. Specially hardened working tips ensure sharpness for a long time.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Krekeler Messschieber

Das Setzen von Implantaten wird durch den Messschieber nach Prof. Dr. med. dent. Gisbert Krekeler, um ein Vielfaches erleichtert. Die Vereinigung mehrerer Funktionen ermöglicht ein schnelleres und exakteres arbeiten.



Funktionsweise des Krekeler Messschiebers

Durch die genau 1,5 mm dicken Messdorne kann sofort der maximale Durchmesser des Implantats bestimmt werden.
Für maximale Stabilität, sollte immer der größtmögliche Durchmesser gewählt werden. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sollte eine Knochenwandung von mindestens 1,5 mm Dicke erhalten werden um ein Resorbieren des Knochens nach der Implantation auszuschliessen.

1. Während der Messung des Interdentalspalts kann am Nonius über die IN Markierung sofort der maximal mögliche Implantatdurchmesser abgelesen werden. Eine korrekte Messung wird durch Anlegen der Messdorne unter Berührung des Zahnhalses der Nachbarzähne vorgenommen. Über die OUT Markierung ist das Gesamtmaß ablesbar.

2. Die angespitzten Dornen unterstützen den Behandler außerdem bei einer ersten Markierung im Knochen. Hiermit wird eine sicherer Abstand vor der ersten Zielbohrung zum Nachbarzahn / -Implantat gewährleistet. Wird ein Nachbarimplantat gesetzt, kann ein Dorn zur Abstandshaltung zur direkten Ermittlung des Mindestabstandes für die nächste Bohrung eingesetzt werden.

3. Am distalen Ende der Krekeler-Messlehre befindet sich außerdem eine Bohrlehre zur Bohrerführung und eine 5 bzw. 7 mm Markierung zur Messung der Kieferkammbreite von crestal. Eine sofortige Beurteilung nach ausreichendem Knochenangebot ist somit schnell und einfach möglich.

Krekeler caliper

Inserting Implants gets much easier and effective with the caliper acc. to Prof. Dr. med. dent. Gisbert Krekeler. Working is safer, faster and more precise by the combination of several functions in one instrument.



Functionality of the Krekeler Caliper

For a maximum stability always the widest possible implant diameter should be chosen. Due to the exactly 1.5 mm measuring rods, you can read the maximum diameter directly. Due to scientific research in order to avoid bones resorbtion after the implantological treatment, there should be a wall of at least 1.5 mm of bone material to each side.

1. During the measurement of the interdental gap, it is possible to read directly the maximum implant diameter from the IN mark. A correct measurement is performed by applying the rods at the cervix dentis of the neighboring teeth. From the OUT mark you may read the the overall measure.

2. The sharpened rods also support the operator in placing the first mark in the bone, to ensure a safe distance to the neighbouring implant / tooth. If there is a neighbour implant it is possible to use one rod as spacer for the minimum distance of the next drill.

3. At the distal ending of the Krekeler Caliper you also find a drilling guide and a 5 and 7 mm graduation to measure the patients alveolar ridge from crestal. This supports an easy and direct evaluation if there is enough bone material left.


i

Flexible Sinuslift Küretten


Optimales Feingefühl beim lateralen Sinuslift. Die versehentliche Perforation der Sinusmembran ist eine Komplikation, die häufig während der Anhebung des Sinusbodens (Sinuslift, SBE) auftritt. Das neue SCHWERT Sinuslift-Instrumentarium erhöht durch stumpfe, flexible Arbeitsenden mit „Swing-Effekt" die Taktilität und das operative Feingefühl bei der direkten Sinusbodenelevation. Durch die spezielle Formgebung und Beschaffenheit des Edelstahls zwischen Griff und aktivem Part wird leichter Druck abgefedert und dem Operateur eine direkte Rückmeldung vermittelt. Gleichzeitig wird die Perforationsgefahr der Schneider'schen Membran auf ein Minimum reduziert.
Bereits bei der Entwicklung wurde auf eine besonders praktikable Handhabung geachtet. Durch die verschieden abgewinkelten Enden wird die Navigation auch in schwer zugänglichen Bereichen erleichtert. Die Instrumentenlinie umfasst sechs Kürettenfiguren um der jeweiligen OP-Situation optimal gerecht zu werden. Ergänzt werden diese durch Stopfer-/ und Löffelinstrument zur Einbringung des Augmentats.

Flexible sinus lift curettes

An optimum sensitivity during the laterally lift procedure. The perforation of the Schneiderian membrane is a complication that often occurs during a maxillary sinus floor augmentation procedure. The new SCHWERT Sinus-Lift Instruments increase the sensitivity by blunt and flexible working tips with "Swing-Effect". Because of their special shapes and the characteristic of the stainless steel between the handle and the active part, light pressure is cushioned and gives the operator a direct and sensitive response. The risk to perforate the Schneiderian membrane is reduced to a minimum.
Already during their development the focus was a practicable handling. Because of varying angulations and shapes of the active parts they are easy to navigate also in difficult areas. The line of curettes consists of six different figures for every situation. Spoon and condenser complement the set to place the bone graft.





1790-86
Flexibles Sinuslift Küretten-Set, beinhaltet: 1435-2, 1435-3, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medizinbecher 25 ccm, SCHWERT Protector-Korb 2603-01
Flexible sinus lift curettes set, consisting of: 1435-2, 1435-3, 1435-4, 1435-5, 1435-7, 1435-8, 2616-25 Medicine cup 25 ccm, SCHWERT Protector-Basket 2603-01


- Im neuen SCHWERT Protector-Korb
- New SCHWERT Protector-Basket

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1435-1
FIG. 1
20,4 cm

1435-2
FIG. 2
20,7 cm

1435-3
FIG. 3
20,0 cm

1435-4
FIG. 4
19,5 cm

1435-7
FIG. 5
19,0 cm

1435-8
FIG. 8
20,0 cm

1435-5
17,6 cm
Löffelinstrument
Spoon instrument

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

IDR Kit nach Dr. J. C. M. Rosa · IDR Kit acc. to Dr. J. C. M. Rosa

Die Auswahl des richtigen Meißels erfolgt Anhand der Größe des für den Defekt benötigten Knochenchips, der aus dem Tuber maxillae gewonnen wird. Die gängigsten Instrumente hierfür sind die Lexer Flach- und Hohlmeißel in 6, 8 oder 10 mm Breite. Generell sollte der gewählte Meißel etwa 2 mm weiter als der benötigte Knochenchip gewählt werden.
Die Meißel besitzen ein in Millimetern graduiertes Arbeitsende um so bereits während der Gewinnung die Dimensionen in Länge und Breite des Knochenchips beurteilen zu können.

The selection of the right chisel to remove the graft from the maxillary tuberosity is performed according to the shape of the existing defect in the receiving area and the required bone volume. The most suitable chisel shapes are the straight and the gouge ones of 6, 8 or 10 mm width; as a general rule, the chosen chisel should be 2 mm wider than the graft width to be removed.
These chisels have a milimetered active part with the aim to ease the graft measurement at the moment of removal, allowing the obtention of a bone specimen with suitable length and thickness.



1790-90

José Carlos Martins da Rosa
CURRICULUM VITAE



- Graduation course in Dentistry, Federal University of Santa Maria Dental School – UFSM – Santa Maria/RS – Brazil, 1988
- Specialization course in Periodontics, São Paulo Association of Dentists – APCD – Bauru / SP – Brazil, 1991
- Specialization course and Master of Science in Prosthesis, CPO SLMandic – Center of Dental Research São Leopoldo Mandic – Campinas / SP – Brazil, 2005
- Doctorade Student in Implantology, CPO SLMandic – Center of Dental Research São Leopoldo Mandic – Campinas / SP – Brazil
- Author of the book: Immediate Dentoalveolar Restoration – Immediate-loaded implants in compromised alveolar sockets, by Santos Publishing (São Paulo, Brazil) in Portuguese and Spanish and by Quintessence Publishing in English
- Private Practice, Caxias do Sul – RS – Brazil

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Abbildung Illustration	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	1790-90	IDR Kit mit SCHWERT Protector-Korb 266 x 180 x 36 mm REF 2603-03 bestehend aus: IDR Kit with SCHWERT Protector-Basket 266 x 180 x 36 mm REF 2603-03 consisting of:
	1675-06	6 mm, Lexer-Mini Osteotom / Osteotome, 18 cm
	1675-08	8 mm, Lexer-Mini Osteotom / Osteotome, 18 cm
	1675-10	10 mm, Lexer-Mini Osteotom / Osteotome, 18 cm
	1676-06	6 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm
	1676-08	8 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm
	1676-10	10 mm, Lexer-Mini Hohlmeißel / Gouge, 18 cm
	1697-0Ti-06E	Titan Knochenstopfer Graduation 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm, Ø 1,0 / 2,0 mm Bone Condenser with exchangeable Titanium tips
	2619-10	Medizinbecher, rostfrei Medicine Cup, stainless steel



1675-06

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa
Surgical kit acc. to Dr. Rosa

Instrumentenset nach Dr. Rosa, abgestimmt auf das OP-Protokoll, für die IDR Technik.

Instrument kit. according Dr. Rosa, prepared for the surgical protocol for the IDR technique.



1790-95
Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa
Surgical kit acc. to Dr. Rosa

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
3418-15	Parodontal-Sonden Fig. CP15 Periodontal probes fig. CP15
3409-15	OPTIFLEX PA-Sonden Einsatz aus Kunststoff, Fig. CNC North Carolina, auswechselbar, M4 x 0,5 OPTIFLEX, Plastic perio probe insert, fig. CNC, North Carolina exchangable, M4 x 0.5
3300-12	Schwert Color-Code Universal Griff, blau Schwert Color-Code handle, blue
1070-00	Mikro-Chirurgischer Skalpellgriff, 13 cm, Titan Handle for Mini-blades 13 cm, titanium
1033-61	Skalpellgriff SAFE-EX 2, Klingenhalter mit Auswurffunktion Scalpel handle SAFE-EX 2, blade holder with eject function
1136-17	Mikro Schere, spitz / spitz Micro scissors, pointed / pointed
2000-16	TC Nadelhalter gebogen 17,5 cm MIKRO Micro, needle holder, serrated, TC, 17.5 cm
1637	Hammer mit Kunststoffeinsätzen Mallet with plastic caps
431-10	Hohlmeisselzange MINI-FRIEDMAN, 14 cm Rongeur forceps MINI-FRIEDMAN, 14 cm
1411-01	Raspatorium 2,6 mm und 4 mm breit Periosteal elevators 2.6 mm and 4.0 mm wide
1208-340	Mikro-Pinzette nach Cooley, gerade, 18 cm Cooley micro forceps, straight, 18 cm
1372-11	Lucas, Kürette, gezahnt, 2,5 mm Lucas, curette, serrated, 2.5 mm
2603-04	SCHWERT Protector-Korb 1/1 mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm SCHWERT Protector-Basket 1/1 with racks, 266 x 180 x 36 mm
	Ergänzend zum Set · Supplementary to the set
617-100	P-LUX Set P-LUX Set
3301-05	Spezial-Kürette GRA 5/6, gelb Special curette GRA 5/6, yellow
3301-07	Spezial-Kürette GRA 7/8, grau Special curette GRA 7/8, grey
3301-11	Spezial-Kürette GRA 11/12, violett Special curette GRA 11/12, purple
3301-13	Spezial-Kürette GRA 13/14, blau Special curette GRA 13/14, blue
1070-69	Mini-Klingen fig. 69, Packung à 10 Stück Mini blades fig. 69, PU 10 pieces
1063-15C	Skalpellklingen STERIL Packung à 100 Stück Scalpel blades STERILE, PU 100 pieces


i

SCHWERT WEICHGEWEBSSET
SCHWERT SOFT TISSUE KIT

Mit dem neuen Weichgewebsset von SCHWERT wurde ein Instrumentenset für das gesamte parodontologische Behandlungsspektrum konzipiert. Damit können alle Erfordernisse für mikrochirurgische Eingriffe abgedeckt werden. Die drei besonders filigranen Handinstrumente weisen eine Ultra Beschichtung auf. Mit der schwarzen Beschichtung sind die Instrumente nicht nur bedeutend härter in der Oberfläche, sondern verhindern auch die störenden Reflektionen im Einsatz von OP-Mikroskopen oder Lupenbrillen. Das Set wird in einem durchdachten Waschrahmen ausgeliefert.

With the new SCHWERT SOFT TISSUE KIT, an instrument set has been designed for the entire periodontal treatment spectrum. It covers all requirements for microsurgical procedures. The three particularly delicate hand instruments have an ultra coating. The black coating not only makes the instruments significantly harder on the surface, but also prevents annoying reflections when using surgical microscopes or magnifying glasses. The set is supplied in a well-designed washing frame.


1790-140
SCHWERT Perio Kit / Schwert Weichgewebsset
SCHWERT Soft Tissue Kit



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1790-140
SCHWERT Weichgewebsset
bestehend aus:
SCHWERT Soft Tissue Kit
consisting of:

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
1136-17	Mikro Schere, spitz/spitz, gebogen, 17 cm, Ø 8 mm Griff, SCHWERT Design, Schneidenlänge: 15 mm Micro scissors 17 cm, Ø 8 mm handle, pointed/pointed, curved, SCHWERT design, blade length: 15 mm
2000-10F	SCHWERT Twist Serie, Mikro Nadelhalter Castroviejo, Wolfram-Carbit beschichtet, gerade, 17,5 cm, mit Sperre, feines Maul SCHWERT Twist Series, Micro needleholder Castroviejo, wolfram carbide coated tip, straight, 17.5 cm, with lock, 8 mm
1411-30B-04H	Tunnelier-Raspatorium / Papillenelvator Kombination, auswechselbar im Stahlgriff mit Ultra-Beschichtung schwarz Tunneling-Periosteal / Pappila Elevator combination, exchangable steel handle with Ultra coating black
1411-31B-04H	Raspatorium / Prichard modifiziert Kombination, auswechselbar im Stahlgriff mit Ultra Beschichtung schwarz Periosteal / Prichard modified combination, exchangable steel handle with Ultra coating black
1411-32B-04H	Raspatorium breit 4mm / schmal 2mm Kombination, auswechselbar im Stahlgriff mit Ultra Beschichtung schwarz Periosteal broad 4mm / slim 2mm combination, exchangable steel handle with Ultra coating black
1070-00	Mikro-Chirurgischer Skalpellgriff, Titan, 13 cm, SCHWERT Design Handle for Mini-blades 13 cm, Titanium, SCHWERT Design
1208-345	Mikro-Pinzette nach Cooley, gebogen, mit Führungsstift, rostfrei, 17,5 cm, SCHWERT Design, Breite 1,0mm FMicro orceps Cooley, 18 cm, stainless steel, curved, with guidance pin, 17.5 cm, SCHWERT Design width: 1.0 mm
1033-61	Skalpellgriff SAFE-EX 2, Klingenhalter mit Abwurffunktion, 15 cm Scalpel blade holder SAFE-EX 2 with eject function, 15 cm
2597-16	SCHWERT Protector-Tray, 1/1 für 16 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen und 1 Niederhalter, 275 x 178 x 24 mm SCHWERT Protector-Tray, 1/1 for 16 instruments with 2 instrument support and 1 retainer, 275 x 178 x 24 mm

i

Osteotom Set, konkave Spitzen im SCHWERT P-Lux Designgriff
Osteotome set, concave tips in SCHWERT P-Lux design handle

Das eingesetzte Instrumentenset besteht aus einer 5-Teiligen Instrumentenserie mit ergonomischem Handgriff und einem bajonettförmigen Arbeitsteil, dies erleichtert den Zugang im Molarenbereich.
Die runden Durchmesser sind so aufeinander abgestimmt, dass das Instrumentenende des folgenden Osteotoms in die Knochenkavität passt, welche durch das vorige Osteotom geformt wurde.
Eine sichere Primärstabilität wird beim Einbringen des Implantates durch Schneiden und/oder Stauchen des Knochens erzielt. Die markante Skalierung ermöglicht eine sichere Tiefenmessung während der Aufbereitung und entspricht gängigen Implantatlängen.


Es stehen 5 Durchmesser mit konkaven Arbeitsenden zur Verfügung.

Die Einsatzmöglichkeit sind im D3- und D4-Knochenqualität universell, so dass verschiedene Arbeitsenden und Systeme von Osteotomen nicht kombiniert werden müssen.

The instrument set used consists of a 5-part instrument series with an ergonomic handle and a bayonet-shaped working part, which facilitates access in the molar region.
The round diameters are coordinated so that the instrument end of the following osteotome fits into the bone cavity formed by the previous osteotome. Secure primary stability is achieved when inserting the implant by cutting and/or compressing the bone. The distinctive scaling enables reliable depth measurement during preparation and corresponds to standard implant lengths.

There are 5 diameters with concave working ends available.


They can be used universally in D3 and D4 bone quality so that different working ends and osteotome systems do not have to be combined.



1701-100

Osteotom Set, konkave Spitzen im SCHWERT P-Lux Designgriff inkl. Graduierung (9/11/13/16 mm)
Osteotome set, concave tips in SCHWERT P-Lux design handle incl. Graduation (9/11/13/16 mm)

P-LUX



1701-100
SCHWERT Osteotom Set bestehend aus 5 Osteotomen und SCHWERT Protector-Tray 2597-05:
SCHWERT Osteotome set consisting of 5 osteotomes and SCHWERT Protector-Tray 2597-05:

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1701-120 Osteotom, konkav, gewinkelt, Ø 2 mm, im SCHWERT P-Lux Griff, für Implantate Ø 2,0 mm
Osteotome, concave, angulated, Ø 2 mm, in SCHWERT P-Lux handle, for implants Ø 2.0 mm



1701-128 Osteotom, konkav, gewinkelt, Ø 2,3 / 2,8 mm, im SCHWERT P-Lux Griff, für Implantate Ø 2,3 / 2,8 mm
Osteotome, concave, angulated, Ø 2.3 / 2.8 mm, in SCHWERT P-Lux handle, for implants Ø 2.3 / 2.8 mm



1701-133 Osteotom, konkav, gewinkelt, Ø 2,8 / 3,3 mm, im SCHWERT P-Lux Griff, für Implantate Ø 2,8 / 3,3 mm
Osteotome, concave, angulated, Ø 2.8 / 3.3 mm, in SCHWERT P-Lux handle, for implants Ø 2.8 / 3.3 mm



1701-138 Osteotom, konkav, gewinkelt, Ø 3,4 / 3,8 mm, im SCHWERT P-Lux Griff, für Implantate Ø 3,4 / 3,8 mm
Osteotome, concave, angulated, Ø 3.4 / 3.8 mm, in SCHWERT P-Lux handle, for implants Ø 3.4 / 3.8 mm



1701-143 Osteotom, konkav, gewinkelt, Ø 3,9 / 4,3 mm, im SCHWERT P-Lux Griff, für Implantate Ø 3,9 / 4,3 mm
Osteotome, concave, angulated, Ø 3.9 / 4.3 mm, in SCHWERT P-Lux handle, for implants Ø 3.9 / 4.3 mm

P-LUX

i

Titan-Pins · Titanium pins

Auf Nachfrage erhältlich.
Available upon request.



2860-1
Membranpinzette
Membrane forceps
Kühne, 11cm, gebogen, 12x4,5-5,6 mm
Kühne, 11cm, curved 12x4,5-5,6 mm



Im Schwert Design Griff für optimalen Grip und ergonomisches Arbeiten
·
Schwert design handle for optimal grip and ergonomic work.

3011-30
Pin-Membransonde
Pin membrane probe

1435-11
Perforations Raspatorium
Perforation raspatory
für Membranen
for membranes

1435-12
Pin Heber
Pin lever
zum Entfernen von Membranpins, 15,5 cm, Arbeitsende breite 3,5 mm aussen
for removing membrane pins, 15.5 cm working end 3.5 mm



2150-11
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)
Cup, storage box (without pins)
für 10 Stk. Titanpins, Ø 33 mm Deckel, 29,5 mm Boden, Höhe ca. 30 mm
for 10 titanium pins, Ø lid: 33 mm, Ø bottom: 29.5 mm, height 30 mm



2150-10
Aufbewahrungsbox (ohne Pins)
Tray, storage box (without pins)
für 5 Weichgewebepins
und 10 Titan-Pins
for 5 reinforced titanium pins for soft, tissue grafting and for 10 titanium pins



6925-01
Pin-Einsetzinstrument
Pin Applicator

6925-05
gebogen
curved




2616-31
Medizinbecher
Medicine cup
Ø 40 mm x 30 mm
beidseitig verwendbar, rostfrei, mit Deckel aus POM
usable on both sides, stainless, with plastic lid

Optimal für Pins und Membranen.
Perfect for pins and membranes.

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SCHWERT Pinzetten · SCHWERT tweezers



Was macht eine gute Pinzette aus?
- parallel schließende Arbeitsenden zum sicheren Greifen, auch von kleinsten Teilen
- sauber verarbeitete Fügestellen, zur Verhinderung von Korrosion
- optimale Vorspannung und für den Einsatzzweck, korrekt ausgerichtete Arbeitsenden

Diese Attribute erfüllen SCHWERT Pinzetten. Die SCHWERT Pinzetten mit Führungsstift und „Stop". So wird eine parallele Führung sichergestellt und eine Überkreuzung durch zu viel Druck ausgeschlossen.

What are main features for good tweezers?
- parallel closing working tips for safe grasping, especially of smallest parts
- precisely crafted fitting of the two shanks of the instrument for avoiding corrosion
- optimal adjusted tension and correctly fitted working tips according the intended use

All these attributes are combined within SCHWERT tweezers. SCHWERT tweezers use a guiding and stop pin. This guarantees a parallel closing and avoids an uninted crossing of the working tips by too much pressure.



2887
COLLEGE
15,0 cm
kräftige Spitzen
strong tips

Modifiziert: Höhere Grundspannung erlaubt kräftigen Anpressdruck für sicheres Greifen und verhindert ein Abrutschen zuverlässig.

Modified: Higher basic stress allows stronger pressure for secure grasping and avoids slipping away reliably.



2885
COLLEGE
15,0 cm
gerieft
serrated



2943
MERIAM
15,0 cm
gerieft
serrated

Die neuen SCHWERT ERGO DESIGN Universalgriffe

SCHWERT Ergo Griff mit dickerem Durchmesser als unser COLOR **CODE** Griff für ermüdungsfreieres und präzises Arbeiten. Doppelendig, für alle gängigen dentalen Einsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde. Die Griffe sind Dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.
NEU: Die Griffe sind nur noch 10 cm lang, was es erlaubt, dass die meisten montierten Instrumente nun besser in unsere PROTECTOR Trays und Waschkörbe passen.



3200-01 violett / purple	**3200-02** blau / blue	**3200-03** grau / grey	**3200-04** schwarz / black	**3200-05** gelb / yellow
3200-11 einendig / single-ended	**3200-12** einendig / single-ended	**3200-13** einendig / single-ended	**3200-14** einendig / single-ended	**3200-15** einendig / single-ended

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

The all new SCHWERT ERGO DESIGN universal handles

SCHWERT Ergo handles, with thicker diameter as our COLOR **CODE** handle for more fatigueless and precise working. Double ended, for all common dental inserts with M4 x 0.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely unproblematic in the maintenance chain
NEW: The handles are only 10 cm long, which allows for the most assembled instruments to fit better in our PROTECTOR trays and washing baskets.



3200-06
grün
green

3200-16
einendig
single-ended

3200-07
orange
orange

3200-17
einendig
single-ended

3200-08
hellrot-magenta
lightred magenta

3200-18
einendig
single-ended

3200-09
türkis
turquoise

3200-19
einendig
single-ended

3300-21
Endkappe für doppelendige Griffe mit M4 x 0,5 Gewinde zur einendigen Nutzung
End cap for double-ended handles with M4 x 0.5 thread for single-ended usage

COLOR **CODE**

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle





2781-1 13,5 cm, schwarz
13.5 cm, black



2781-2 13,5 cm, blau
13.5 cm, blue



2781-3 13,5 cm, grau
13.5 cm, grey



2781-4 13,5 cm, grün
13.5 cm, green

sterilisierbar bis 180°C
sterilizable up to 180°C



2781-11 13,5 cm, violett
13.5 cm, violet



2781-12 13,5 cm, marineblau
13.5 cm, navy



2781-15 13,5 cm, gelb
13.5 cm, yellow



2781-16 13,5 cm, apfelgrün
13.5 cm, apple green

i

COLOR CODE Mundspiegelgriffe · Mouthmirrorhandles

COLOR **CODE** Griffe, einendig, für alle gängigen Spiegel und Sonden mit einem M 2,5 Gewinde. Die Griffe sind dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

COLOR **CODE** handles, single ended, for all common dental mirrors and probes with M 2.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely harmless in the maintenance chain.

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

OPTIFLEX Kunststoff PA-Sonden Einsätze · OPTIFLEX plastic PA-Probe inserts

Die Optiflex PA-Sonden Einstätze aus Kunststoff, bieten ein flexibles Arbeitsende, welches sich hervorragend der Anatomie, der Zähne, beim Messen der Taschentiefe, anpasst. Die Spitzen sind in den unterschiedlichen gängigen Graduierungen erhältlich. Die schwarzen Markierungen sind farbstabil und bieten einen sehr guten Kontrast im Vergleich zum weißen Kunststoff und dem Zahnfleisch. Dies vereinfacht die Ablesung um ein Vielfaches. Die Spitzen sind sterilisierbar und durch das M4 x 0,5 Gewinde in jeden beliebigen Griff, mit genanntem Gewinde, einsetzbar. Z. B. REF: 3300-02 oder 3300-31.

Optiflex PA-Probe inserts made from plastic have a flexible working tip which adapts ideal to the anatomy of teeth, while measuring the depth of the pocket. The tips are availavle in the different common graduations. The black markings are color stable and offer a very good contrast in comparison to the white plastic and the gum. This simplyfies the readout a lot. The tips are sterilizable and are due to their M4 x 0.5 thread easy insertable into any handle with mentioned thread. E.g. REF: 3300-02 or 3300-31.



Nicht nur zum Feststellen des parodontalen Status sind die Einsätze geeignet, sondern auch hervorragend für die Verwendung am Implantat, da ein Verkratzen der Oberflächen ausgeschlossen ist.
Die Spitzen können verwendet werden, bis sie verbogen, ausgeblichen oder nicht mehr ablesbar sind.

Not only for determine the parodontal status are the probes suited but also are perfectly suited for the use on an implant, as it is not possible to scratch the implant's surface.
The tips can be used until they are bent, lost their color or not readable anymore.









Verpackungsbeispiel
Sample packing



3409-1012
#1 Graduierung 3/6/8/11 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#1 graduation 3/6/8/11 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm



3409-1112
#CPG12 Graduierung 3/6/9/12 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#CPG12 graduation 3/6/9/12 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

3409-100S
Gemischtes Set, enthält je zwei Optiflex Spitzen, der auf dieser Seite dargestellten Figuren
Mixed set, contains two Optiflex figures each, of the on that page presented figures.



3409-1212
#CPNG22 Graduierung 2/4/6/8/10/12 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#CPNG22 graduation 2/4/6/8/10/12 mm,
PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm



3409-1312
#PCPG 11,5 Graduierung 3,5/5,5/8,5/11,5 mm
VPE=12 Stück M4 x 0,5 mm
#PCPG 11,5 graduation 3,5/5,5/8,5/11,5, PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm



3409-1512
#CNC Graduierung in 1-15 mm Schritten, North Carolina VPE= 12 Stück M4 x 0,5 mm
#CNC graduation in 1-15 mm steps, North Carolina, PU 12 pieces, M4 x 0.5 mm

Parodontologie · Periodontal

UpDate!

ERGO / COLOR CODE GRACEY Küretten · GRACEY curettes

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle


COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

3310-105G



3310-106G




3301-05-05E
3301-05


GRA 5/6

Für Front- und Eckzähne, gewinkelt
For anterior incisors and canines, angled

3310-107G



3310-108G




3301-07-03E
3301-07


GRA 7/8

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, stärker gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, strongly angled

3310-111G



3310-112G



3301-11-01E
3301-11


GRA 11/12

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen
For all mesial surfaces of premolars/molars

3310-113G



3310-114G




3301-13-02E
3301-13


GRA 13/14

Für Prämolaren/Molaren, alle distalen Flächen
For all distal surfaces of premolars/molars

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E
3305-04S


204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



GRACEY Sets für alle Zahnflächen
GRACEY Sets for all surfaces



3301-100-00E

ERGO GRACEY Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 5/6, 7/8,11/12, 13/14, Scaler 204S,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

3301-100

COLOR CODE GRACEY Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 5/6, 7/8,11/12, 13/14, Scaler 204S,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com


09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

3310-101G



3310-102G



3301-01-05E
3301-01


GRA 1/2

Für Front- und Eckzähne, leicht gewinkelt
For anterior incisors and canines, slightly angled

3310-103G



3310-104G




3301-03-05E
3301-03


GRA 3/4

Für Frontzähne und Prämolaren, leicht gewinkelt
For anterior and premolars, slightly angled

3310-109G



3310-110G




3301-09-03E
3301-09


GRA 9/10

Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, sehr stark gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, very strongly angled

3310-115G



3310-116G



3301-15-01E
3301-15


GRA 15/16

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen, entgegengesetzte Schneiden zu 13/14
For premolars/molars, all mesial surfaces, angulation like 13/14, but opposite blades

3310-117G



3310-118G



3301-17-02E
3301-17

GRA 17/18

Für Prämolaren/Molaren, optimaler Zugang im distalen Bereich, für tiefe Taschen
For premolars/molars, for optimal access to distal surfaces and deep pockets




3300-00

Schlüssel zum Auswechseln der Arbeitsenden
Key to exchange working tips

i

Wechsel-Schlüssel · Exchange key



Zum auswechseln der Arbeitsenden, passend für alle ERGO DESIGN Instrumente. **Tip:** Zum Ausrichten der Spitzen empfiehlt es sich, zwei Schlüssel zu verwenden.

For exchanging the working tips, fits for all ERGO DESIGN Instruments.
Tip: For a parallel adjustion we recommend to use two keys.


A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

i

GRACEY Mini-Küretten · GRACEY Mini-Curettes







Die SCHWERT Mini-Graceys besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figuren einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden

Besonders geeignet für:

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp

Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini-Gracey have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.


They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

3310-101GM5



3310-102GM5



3301-01M5-05E
3301-01M5


GRA 1/2M5

Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, gewinkelt
Deep scaling for anteriors and premolars, angled

3310-105GM5



3310-106GM5




3301-05M5-05E
3301-05M5


GRA 5/6M5

Deep scaling für Front- und Eckzähne, gewinkelt
Deep scaling for anterior incisors and canines, angled

3310-107GM5



3310-108GM5



3301-07M5-03E
3301-07M5

GRA 7/8M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, bukkal/lingual, gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, buccal/lingual, angled

i



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle




COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


3301-100M5-00E
ERGO GRACEY Mini Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

3301-100M5
COLOR CODE GRACEY Mini Set
beinhaltet · consisting of:
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05
SCHWERT Protector-Tray 2597-05




- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

3310-111GM5



3310-112GM5




3301-11M5-01E
3301-11M5
GRA 11/12M5
Deep scaling für Prämolaren und Molaren, mesial, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, mesial, double angled

3310-113GM5



3310-114GM5




3301-13M5-02E
3301-13M5
GRA 13/14M5
Deep scaling für Prämolaren und Molaren, distal, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, distal, double angled

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E
3305-04S
204S
Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

Ti Mini Küretten · Ti Mini curettes


SCHWERT Mini-Gracey Ti Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.
Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.
All purpose implant curettes with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.
The titanium inserts are resharpenable.



3310-101GM5-Ti



3310-102GM5-Ti




3301-01M5Ti-05E
3301-01M5Ti


GRA 1/2

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 1/2 M5, Griff gelb, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, leicht gewinkelt für OK / UK Frontzähne, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, light angled front teeth, lower / upper, for deep scaling

3310-107GM5-Ti



3310-108GM5-Ti



3301-07M5Ti-03E
3301-07M5Ti


GRA 7/8

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 7/8 M5, Griff grau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, stärker gewinkelt für OK / UK Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, angled for premolars / molars, lower / upper, buccal / lingual, for deep scaling

3310-111GM5-Ti



3310-112GM5-Ti



3301-11M5Ti-01E
3301-11M5Ti


GRA 11/12

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 11/12 M5, Griff violett, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt, für OK / UK Prämolaren / Molaren, mesiale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 11/12 M5, purple handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, double angled, for lower / upper, molars / premolars, mesial areas, for deep scaling

3310-113GM5-Ti



3310-114GM5-Ti



3301-13M5Ti-02E
3301-13M5Ti

GRA 13/14


Spezial-Kürette, Gracey, GRA 13/14 M5, Griff blau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt für OK / UK , Prämolaren / Molaren, distale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 13/14 M5, blue handle, exchangable titanium tips, 17.5 cm, double angled for molars / premolars, lower / upper, distal area, for deep scaling

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

3301-100M5Ti-00E

ERGO **Gracey Set M5 mit Titanspitzen**,
bestehend aus, Gracey 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti im SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Gracey Set M5 with titanium tips
consisting of Gracey: 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti and SCHWERT Protector-Tray 2597-05



GRACEY Mini Sets für alle Zahnflächen
GRACEY Mini Sets for all surfaces

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

3301-100M5Ti

COLOR CODE Gracey Set M5 mit Titanspitzen,
bestehend aus, Gracey 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti im SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Gracey Set M5 with titanium tips
consisting of Gracey: 1/2M5Ti, 7/8M5Ti, 11/12M5Ti, 13/14M5Ti and SCHWERT Protector-Tray 2597-05



i

GRACEY Ti Mini Küretten · GRACEY Ti Mini curettes



Die SCHWERT Mini-Gracey Ti Küretten besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figuren einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden.

Besonders geeignet für:


- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp



Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini Ti curettes have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.

They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes



Langer Standard Ausführung · Langer Standard version


Im Gegensatz zu den Gracey Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Mit den drei Figuren (Langer 1/2, 3/4 und 5/6) kann die Prophylaxebehandlung an allen Quadranten effizient erfolgen.

Unlike Gracey curettes, universal curettes have two working surfaces / cutting edges, so that concretions on the tooth neck as well as inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step. The three instruments (Langer fig. 1/2, 3/4 and 5/6) allow an efficient prophylaxis treatment in all quadrants.

3310-101L



3310-102L



3303-01-04E
3303-01


L 1/2

LANGER L 1/2, Universal Kürette, für Unterkiefer Prämolaren / Molaren
LANGER L 1/2, universal curette, for mandibular posterior

3310-103L



3310-104L



3303-03-06E
3303-03


L 3/4

LANGER L 3/4, Universal Kürette, für Oberkiefer Prämolaren / Molaren
LANGER L 3/4, universal curette, for maxillary posterior

3310-105L



3310-106L



3303-05-05E
3303-05


L 5/6

LANGER L 5/6, Universal Kürette, für Oberkiefer / Unterkiefer Frontzähne
LANGER L 5/6, universal curette, for maxillary and mandibular anterior

3310-123L



3310-123R



3302-23A-02E
3302-23A


M23A

Universal Kürette M 23A, für Ober- / Unterkiefer, supragingivalen Zahnstein, grazil
Universal curette M 23A, for upper and lower jaw teeth and supragingival calculus, slim

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E
3305-04S


204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE


Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

3303-100-00E

ERGO **Prophylaxe Set Universal**, bestehend aus:
Universal Küretten Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A,
Scaler 204S und SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Prophylaxe Kit Universal, consisting of:
Universal curettes Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A,
Scaler 204S and SCHWERT Protector-Tray 2597-05

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



3303-100

COLOR CODE Prophylaxe Set Universal, bestehend aus:
Universal Küretten Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A,
Scaler 204S und SCHWERT Protector-Tray 2597-05
Prophylaxe Kit Universal, consisting of:
Universal curettes Langer 1/2, 3/4, 5/6, M23A,
Scaler 204S and SCHWERT Protector-Tray 2597-05


i


Langer # L 17/18

Die neue Langer Kürette # L 17/18 verfügt über die gleiche Biegung wie die Gracey # GRA 17/18 und ist die perfekte Ergänzung zu unserem Universal-Küretten Sortiment.
Im Gegensatz zu den Gracey-Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeitsenden / Schneidkanten, so dass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können.
Die 3-fach-Biegung der Arbeitsenden ermöglicht einen optimalen Zugang speziell im distalen Prämolaren- und Molarenbereich sowie bei eingeschränkter Mundöffnung.
Im ERGO oder COLOR CODE Griff mit auswechselbaren Einsätzen.

The new Langer Curette # L 17/18 has the same bending as the Gracey # GRA 17/18 and thus is the perfect complement to our range of Universal Curettes.
Unlike the Gracey Curettes, Universal Curettes have two working ends / cutting edges, so that concretions on the tooth neck as well as inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step.
The triple bend of the working ends provides optimal access, especially in the distal premolar and molar area and even when mouth opening is restricted.
In ERGO or handle with exchangeable inserts.







3303-17-02E
3303-17

L 17/18 Langer, # L 17/18, Spezial-Kürette, Ø 1,05, für Molaren und -Prämolaren OK/UK, blau
Langer, # L 17/18, special curette, Ø 1.05, for use on molars and premolars, maxillary/mandibular, blue

i


Langer Titan-Küretten


Die Langer Küretten mit auswechselbaren Titan-Einsätzen eignen sich hervorragend zur Entfernung von angelagerten Plaqueschichten auf den Implantathälsen. Durch das Titan-Material wird die Oberfläche des Implantates nicht beschädigt.

Langer titanium curettes

The Langer curettes with exchangeable titanium inserts are ideal for removing attached plaque layers on the implant necks. The titanium material does not damage the surface of the implant.









3303-01Ti-04E
3303-01Ti

L 1/2

Langer, # L 1/2, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, 17,5 cm, Ø 1,05, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, universal curette with titanium inserts, 17.5 cm, Ø 1.05, for use on lower molars and premolars, black









3303-03Ti-06E
3303-03Ti

L 3/4

Langer, # L 3/4, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, 17,5 cm, Ø 1,05, für Oberkiefer-Molaren und -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, universal curette with titanium inserts, 17.5 cm, Ø 1.05, for use on upper molars and premolars, yellowgreen








3303-05Ti-05E
3303-05Ti

L 5/6

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, 17,5 cm, Ø 1,05, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, universal curette with titanium inserts, 17.5 cm, Ø 1.05, for use on upper and lower front teeth, yellow







3302-04Ti-02E
3302-04Ti

CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, Titan Spitzen, 17,5 cm, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, titanium tips, 17.5 cm, for maxillary and mandibular posterior

i



ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Langer M5 Ausführung · Langer M5 version


Die neuen SCHWERT Langer M5 Universal-Küretten sind speziell zum Deep Scaling – zum Entfernen von Ablagerungen an Zahn- bzw. Wurzeloberflächen und gleichzeitigem Entfernen von entzündetem Gewebe geeignet. Aufgrund der beidseitig geschliffenen Arbeitsenden finden die M5 Langer besonders bei sehr tiefen Taschen – bei der geschlossenen Parodontose-Behandlung – ihren Einsatz.

The new SCHWERT Langer M5 universal curettes are especially suitable for deep scaling – for removing deposits on tooth or root surfaces and simultaneously removing inflamed tissue. Due to the ground working end on both sides, the M5 Langer curettes are used especially for very deep pockets – in the closed periodontosis treatment.

3310-101LM5



3310-102LM5



3303-01M5-04E
3303-01M5


L 1/2

Langer, # L 1/2, M5 Kürette, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, M5 curette, Ø 0.95, for use on lower molars and premolars, black

3310-103LM5



3310-104LM5



3303-03M5-06E
3303-03M5


L 3/4

Langer, # L 3/4, M5 Kürette, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren und -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, M5 curette, Ø 0.95, for use on upper molars and premolars, yellowgreen

3310-105LM5



3310-106LM5



3303-05M5-05E
3303-05M5


L 5/6

Langer, # L 5/6, M5 Kürette, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, M5 curette, Ø 0.95, for use on upper and lower front teeth, yellow

Langer Mini-Küretten · Langer Mini-Curettes







Die SCHWERT Mini-Langer besitzen im Vergleich zu Standard Langer Figuren einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden.

Besonders geeignet für:

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp

Compared to standard Langer figures the SCHWERT Mini-Langer have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.

They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes

Langer, feine Ausführung · Langer, delicate version


Analog zu den Standard Langer Universal-Küretten haben auch die feinen Ausführungen zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkremente am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Durch den 0,95 mm dünnen, flexiblen und somit taktilen 1er-Schaft adaptieren sie optimal an den Zahnhälsen.

Analogous to the standard Langer universal curettes, the delicate versions also have two working or cutting edges, so that concretions on the tooth neck and inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step.
Due to the 0.95 mm thin, flexible and thus tactile 1st shaft, they adapt optimally to the tooth necks.

3310-101LF



3310-102LF





3303-01LF-04E
3303-01LF


L 1/2

Langer, # L 1/2, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on lower molars and premolars, black

3310-103LF



3310-104LF





3303-03LF-06E
3303-03LF


L 3/4

Langer, # L 3/4, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on upper molars and premolars, yellow-green

3310-105LF



3310-106LF





3303-05LF-05E
3303-05LF

L 5/6

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on upper and lower front teeth, yellow




ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle




COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle




3310-102LC — 3310-102RC



3302-02-02E
3302-02
CU 2R/2L

COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, für Frontzähne
COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, for front teeth


3310-113C — 3310-114C



3302-13CU-02E
3302-13CU
CU 13/14

COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, Universal Kürette, besonders für Wurzelglättung
COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, universal curette, especially for root planing


3310-104LC — 3310-104RC



3302-04-02E
3302-04
CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, for maxillary and mandibular posterior


3310-113MC — 3310-114MC



3302-13-02E
3302-13
MC 13S/14S

MCCALL 13S/14S, Universal Scaler, für approximal der Frontzähne und Prämolaren, filigrane, spitze Arbeitsenden
MCCALL 13S/14S, universal scaler, for interdental spaces of front teeth and premolars, fine, sharply pointed tips

3310-117MC — 3310-118MC




3302-17-02E
3302-17
MC 17S/18S

MCCALL 17S/18S, Universal Scaler, für Molaren, filigrane, runde Arbeitsenden
MCCALL 17S/18S, universal scaler for molars, fine, rounded tips

---






3377-91
L 1/2

LANGER L 1/2, Universal Kürette, für Unterkiefer Prämolaren / Molaren, 17,0 cm
LANGER L 1/2, universal curette, for mandibular posterior, 17.0 cm






3377-93
L 3/4

LANGER L 3/4, Universal Kürette, für Oberkiefer Prämolaren / Molaren, 17,5 cm
LANGER L 3/4, universal curette, for maxillary posterior, 17.5cm





3377-95
L 5/6

LANGER L 5/6, Universal Kürette, für Oberkiefer / Unterkiefer Frontzähne, 17,0 cm
LANGER L 5/6, universal curette, for maxillary and mandibular anterior, 17.0 cm


M23 Scaler

Die universellen und grazilen Biegungen der Arbeitsenden unseres SCHWERT M23 Scalers, erlauben eine perfekte Zahnsteinentfernung aller supragingivalen Flächen und Interdentalräume.


M23 Scaler

The universal and delicate working tips of our SCHWERT M23 scaler, allow perfect scaling of all supragingival surfaces and all interdental spaces.

3310-123AL



3310-123AR




3305-23-06E
3305-23
M23

Universal Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume
Universal sickle scaler for removing calculus from interdental spaces

3310-204L




3310-204R




3305-04S-06E
3305-04S
204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

3310-204LD




3310-204RD




3305-04SD-06E
3305-04SD
204SD

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung schmaler Interdentalräume
im Bereich der Prämolaren und Frontzähne.
Sickle scaler for removing dental plaque from narrow interdental spaces
in the premolar and frontal area.

3310-107H



3310-106H




3305-06-06E
3305-06
H 6/7

HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial/distal
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolares, mesial/distal

3310-133J



3310-105H




3305-533-06E
3305-533
H5/33

HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, für Frontzähne und Prämolaren,
speziell zur Entfernung von starkem Zahnstein
HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, for anterior and premolares, especially for heavy calculus

3310-102CI



3310-103CI



3305-02-06E
3305-02
CI 2/3

Kaplan Sichelscaler mit großer, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche. Zum Entfernen von starkem Zahnstein, Kunststoff-, Zement- und Klebstoffrückständen in allen Interdentalräumen
KAPLAN sickle scaler with large facial surfaces matched to tooth contours for removing heavy calculus, plastic, cement, or adhesive residues from all interdental spaces

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle


COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

3310-135UL



3310-135UR




3305-35-06E
3305-35
U135

Scaler mit kleiner, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
Scaler with small facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

3310-102TA




3310-103TA




3306-02-06E
3306-02
T2/3

TAYLOR mittelgroßer Sichelscaler, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
TAYLOR medium-sized scaler with facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces

3310-104XL



3310-104XR



3305-GX-03E
3305-GX
GXC4

Universal Sichelkürette (Scaler), abgerundeten Spitzen
Universal sickle curette (scaler), rounded tips


i

Ti Scaler · Ti Scaler


SCHWERT Ti Scaler zur Implantatreiningung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.
Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.
All purpose implant scaler with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.
The titanium inserts are resharpenable.



3310-204LTi



3310-204RTi




3305-04STi-06E
3305-04STi
S 204

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich, Titan
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area, titanium tips

3310-106HTi



3310-107HTi



3305-06Ti-06E
3305-06Ti
H 6/7

HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial / distal, Titan
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolares, mesial / distal, titanium tips

i

ULTRA Komposite

Die schwarze ULTRA Beschichtung ist im Vergleich zu Standardinstrumenten extrem hart und kratzbeständig. Die blendfreie und glatte Oberflächenstruktur verhindert störende Lichtreflexionen und ein Anhaften von Compositen. Die chemischen Eigenschaften der Beschichtung führen bei der Anwendung von Lösungsmitteln oder Sterilisation zu keinen unerwünschten Reaktionen.

ULTRA composite

The black ULTRA coating is extremely hard and scratch resistant compared to standard instruments. The smooth and anti glare surface avoids disturbing reflections of light and is less sticky for composite materials. The coating does not react with cleaning solutions or throughout the sterilization process, due to its chemical characteristics.

4084-101Ti — 4084-111Ti

4085-01Ti-06E Komposite Spatel FIG. 1, fein, 1,8 / 1,5 mm, auswechselbar
4085-01Ti Composite spatula FIG. 1, fine, 1.8 / 1.5 mm, exchangeable

4084-102Ti — 4084-112Ti

4085-02Ti-06E Komposite Spatel FIG. 2, groß, 2,9 / 2,7 mm, auswechselbar
4085-02Ti Composite spatula FIG. 2, large, 2.9 / 2.7 mm, exchangeable

4084-103Ti — 4084-113Ti

4085-03Ti-06E Komposite Birnenstopfer, Ø 1,5 / 2,0 mm, auswechselbar
4085-03Ti Composite pear shape plugger, Ø 1.5 / 2.0 mm, exchangeable

4084-104Ti — 4084-114Ti

4085-04Ti-06E Komposite Fissureninstrument, Ø 1,8 / 1,8 mm, auswechselbar, ein Ende speziell für distal anguliert
4085-04Ti Composite occlusal former / burnisher, Ø 1.8 / 1.8 mm, exchangeable, one tip angulated especially for distal

4084-105Ti — 4084-115Ti

4085-05Ti-06E Komposite Kugelstopfer, fein, Ø 0,9 / 1,3 mm, auswechselbar
4085-05Ti Composite ball plugger, fine, Ø 0.9 / 1.3 mm, exchangeable

4084-106Ti — 4084-116Ti

4085-06Ti-06E Komposite Kugelstopfer, Ø 2,1 / 1,3 mm plan, auswechselbar
4085-06Ti Composite ball plugger, Ø 2.1 / 1.3 mm flat, exchangeable

i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

4085-00Ti-06E

ERGO **ULTRA Komposite Set**, beinhaltet ·
ERGO **ULTRA Composite set**, consisting of:
4085-01Ti-06E, 4085-02Ti-06E, 4085-03Ti-06E,
4085-04Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05

4085-00Ti

COLOR CODE ULTRA Komposite Set, beinhaltet ·
COLOR CODE ULTRA Composite set, consisting of:
4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

4084-107Ti — 4084-117Ti

4085-07Ti-06E Komposite Planstopfer, Ø 1,6 / 2,5 mm, auswechselbar
4085-07Ti Composite plugger, Ø 1.6 / 2.5 mm, exchangeable

4084-108Ti — 4084-118Ti

4085-08Ti-06E Komposite Spatel, 1,7 / 1,7 mm, auswechselbar, für interproximal mesial / distal
4085-08Ti Composite spatula, 1.7 / 1.7 mm, exchangeable, especially interproximal mesial / distal

4084-119Ti — 4084-109Ti

4085-09Ti-06E Komposite Spatel, 1,0 mm, sehr fein, flexibel
4085-09Ti Composite spatula, 1.0 mm, very fine, flexible

Mit superfeinen ULTRA Composite Spateln
With super fine ULTRA composite spatulas

4084-120Ti — 4084-110Ti

4085-10Ti-06E Komposite Spatel, 1,4 mm, sehr fein, flexibel
4085-10Ti Composite spatula, 1.4 mm, very fine, flexible

4084-103Ti — 4084-101Ti

4085-11Ti-06E Komposite, feiner Spatel FIG. 1, 1,5mm / Birnenstopfer 1,5mm, Universalkombination
4085-11Ti Composite, fine spatula FIG. 1, 1.5mm / pear shape plugger 1.5mm, universal combination

4084-131Ti — 4084-121Ti

4085-12Ti-06E Komposite Fissurenzieher, Ø 1,8 / 2,2 mm
4085-12Ti Composite cone burnisher, Ø 1.8 / 2.2 mm


Endodontie · Endodontics

UpDate!

ERGO / COLOR CODE Wurzelkanalinstrumente · Root canal instruments

APICO


3635-10L



3635-10R

3635-1-03E
3635-1
Mikrosonde, doppelendig, Arbeitsende 45° / 90°
Micro probe, double ended, working tips 45° / 90°

3635-20L



3635-20R

3635-2-05E
3635-2
Retro Instrument, Kugel Ø 1,5 mm, Spatel gerade
Retro instrument, ball Ø 1.5 mm, straight spatula

3635-20L



3635-30R

3635-3-05E
3635-3
Retro Instrument, Kugel Ø 1,5 mm, Spatel gebogen
Retro instrument, ball Ø 1.5 mm, curved spatula

3635-40L



3635-40R

3635-4-05E
3635-4
Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 130° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 130° angulated

3635-50L



3635-40R

3635-5-05E
3635-5
Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 130° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 130° angulated

3635-60L



3635-40R

3635-6-02E
3635-6
Retro Instrument mikro, Kugel Ø 0,8 / Stopfer Ø 0,5 mm, 65° gewinkelt
Retro instrument micro, ball plugger Ø 0.8 / plugger Ø 0.5 mm, 65° angulated

3305-45L



3305-45R

3305-45-03E
3305-45
Mini Scaler doppelendig, Arbeitsenden 45° / 90°
Mini scaler double ended, working tips 45° / 90°

3465-14L



3465-14R

3465-14-02E
3465-14
Exkavator chirurgisch, doppelendig, gewinkelt 1,4 mm, flach
Surgical excavator, double ended, 1.4 mm, flat

3465-12L



3465-12R

3465-12-02E
3465-12
Exkavator chirurgisch, doppelendig, gewinkelt 1,2 mm, rund
Surgical excavator, double ended, 1.2 mm, round

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025


SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Provisorienabnehmer · Temporary crown remover

Kurze, sichelförmige Arbeitsenden ermöglichen eine direkte Übertragung der Zugkraft am Provisorium. Die Arbeitsenden können sicher am Kronenrand adaptiert werden, wodurch ein Abgleiten nahezu vermieden werden kann.

Short sickle shaped working tips allow direct power transmission on temporary crowns. Working tips can be placed safely on the crown's edges, which avoids slipping away professionally.







4931-06E
4931

Provisorienabnehmer, grün, auswechselbar
Temporary crown remover, green, exchangeable

i

EASY CONTACT POINT Handinstrument für Prämolaren, zum perfekten Formen der Kontaktpunkte bei der MO oder DO Restauration.

EASY CONTACT POINT Hand Instrument for premolars, for perfect forming of contact points in MO or DO restorations.





4083-01-08E
3,1 mm breit, mit ERGO-Griff
3.1 mm wide, in ERGO Handle




4083-02-09E
3,8 mm breit, mit ERGO-Griff
3.8 mm wide, in ERGO Handle

i


ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle


COLOR CODE

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

i

Prothetik Schraubendreher Set · Prosthetics screwdrivers set

Die Anzahl verschiedener Implantatsysteme nimmt ständig zu und in Praxis und Labor müssen laufend Implantat-Abutments aller Art gelöst werden. Mit dem SCHWERT Prothetik Schraubendreher Set können über 90% der am Markt etablierten Verschraubungen gelöst werden.


- Die einzelnen Instrumente sind im Tray zur schnellen Identifizierung gekennzeichnet.
- Es ist jeweils eine kurze und lange Version enthalten.
- Die einzelnen Schraubendreher können über das Winkelstück betrieben, oder per Adapter und Finger- / kalibrierter Drehmomentratsche eingedreht werden.
- Die Schraubendreher sind für Drehmomente > 30 Ncm Hexagon-Spannsystem kompatibel.

The number of different Implantsystems is increasing constantly and in dental practice and dental lab it is necessary to loosen implant abutments of all kinds. By using the SCHWERT Prosthetics screwdriver set it is possible to loosen more than 90% of the established screwings.


- Each instrument is marked in the tray for fast identification. The kit contains always a short and a long version.
- The screwdrivers fit in the hand piece or can be used by adapter and a finger / torque ratchet.
- The hexagonal receptacle system allows torques > 30 Ncm to be transferred.



6802-51
Einbringhilfe zur manuellen Verschraubung ohne Ratsche
Inserting assistant for manual screwing without wrench



6802-100
Prothetik Schraubendreher Set
Prosthetics screwdrivers set



Hexagon Spannsystem kompatibel für Drehmomente >30 Ncm
Hexagon chucking system compatible for torques >30 Ncm

6802-72
Drehmomentratsche: RKI-konform komplett zerlegbar zur Aufbereitung
Torque wrench: Completely dismountable for reprocessing



Entnahmehilfe im Rack integriert
Detaching assistant included in the rack

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025



	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description	Menge Quantity
	6802-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, 1 Ratsche, 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, 1 ratchet, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack , 1 box	1 Set 1 Set
	6803-100	Schraubendreher Set: 18 Schlüssel, **1 Drehmomentratsche**, 1 Eindrehhilfe/Adapter, 1 Rack, 1 Box Screwdrivers set: 18 keys, **1 ratchet with torque**, 1 inserting assistant / adapter, 1 rack , 1 box	1 Set 1 Set
	6802-72	Ratsche mit Drehmoment, 10 Ncm bis 40 Ncm, mit Fixierfunktion zum Deaktivieren des Drehmoments (im Set 6803-100 enthalten) Ratchet with torque, 10 to 40 Ncm, with fixing function for deactivating the torque (included in set 6803-100)	1 Stück 1 piece
	6802-70	Ratsche mit abnehmbarem Griff / manuelle Eindrehhilfe (im Set 6802-100 enthalten) Ratchet with removable handle / manual inserting assistant (included in set 6802-100)	1 Stück 1 piece
	6801-01	Rack für Schraubendreher Rack for screwdrivers	1 Stück 1 piece
	2608-32	Edelstahl Box gelocht 18 x 9 x 3 cm (ohne Abbildung) Stainless steel box perforated 18 x 9 x 3 cm (without illustration)	1 Stück 1 piece
	6802-51	Eindrehhilfe/Adapter, für alle Schlüssel Inserting assistant/adapter for srewdrivers, for all keys	1 Stück 1 piece
		Schraubendreher, kurz, 21 mm · Screwdrivers, short, 21 mm	
	6802-01	Torx T6 x 21 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 21 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
	6802-02	Schlitz 1,6 x 21 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 21 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
	6802-03	Schlitz 2,0 x 21 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 21 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
	6802-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 21 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 21 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
	6802-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 21 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6802-06	Sechskant SW 0,9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 21 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
	6802-07	Sechskant SW 1,0 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
	6802-08	Sechskant SW 1,2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 21 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6802-09	Sechskant SW 1,8 x 21 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 21 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
		Schraubendreher, lang, 26 mm · Screwdrivers, long, 26 mm	
	6803-01	Torx T6 x 26 mm, Torx 6 Straumann, Aesthura Torx T6 x 26 mm, Straumann, Aesthura	1 Stück 1 piece
	6803-02	Schlitz 1,6 x 26 mm, Universal Schlitz schmal flat 1.6 x 26 mm, universal flat narrow	1 Stück 1 piece
	6803-03	Schlitz 2,0 x 26 mm, Universal Schlitz breit flat 2.0 x 26 mm, universal flat wide	1 Stück 1 piece
	6803-04	Sechskant SW 0,03 Zoll x 26 mm, CAMLOG Allen key SW 0.03" x 26 mm, CAMLOG	1 Stück 1 piece
	6803-05	Sechskant SW 0,05 Zoll x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I Allen key SW 0.05" x 26 mm, CAMLOG, Sulzer (Zimmer), Semados, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6803-06	Sechskant SW 0,9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE Allen key SW 0.9 x 26 mm, IMPLA, Tiolox, Bredent, XIVE	1 Stück 1 piece
	6803-07	Sechskant SW 1,0 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.0 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece
	6803-08	Sechskant SW 1,2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I Allen key SW 1.2 x 26 mm, IMPLA, Nobel Biocare, Frialit, IMZ, XIVE, Biomet 3I	1 Stück 1 piece
	6803-09	Sechskant SW 1,8 x 26 mm, Ankylos Allen key SW 1.8 x 26 mm, Ankylos	1 Stück 1 piece

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

ALLE HANDELSMARKEN SIND DAS EIGENTUM DER JEWEILIGEN FIRMEN. Für Abweichungen aufgrund implantatseitiger Toleranzen können wir keine Gewährleistung übernehmen!
ALL TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THE RESPECTIVE COMPANIES. For deviations due to implant's tolerances we can't take any guarantee.

i

Retraktionsfadenstopfer

Um Retraktionsfäden optimal platzieren zu können.

- Je ein Instrument speziell für bukkal / lingual bzw. mesial / distal
- Speziell gebogene und flexible Arbeitsenden, konkav ausgeformt für optimale Anpassung
- Durch mikroverzahnte Arbeitsenden wird ein Abrutschen des Fadens vermieden

Retraction cord packers

To place retraction cords fast and easy.

- One instrument for buccal / lingual and one for mesial / distal
- Special bended and flexible active parts, concave for perfect adaption
- Micro serrated tips for a perfect grip







4881-100-00E

ERGO Retraktionsfadeninstrumente-Set ·
ERGO Instruments for retraction cords Kit
beinhaltet · consisting of:
4881-1-06E, 4881-2-02E, 4881-3-05E, 4881-4-03E,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

4881-100

COLOR CODE Retraktionsfadeninstrumente-Set ·
COLOR CODE Instruments for retraction cords Kit
beinhaltet · consisting of:
4881-1, 4881-2, 4881-3, 4881-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05





i

ERGO

Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle

COLOR CODE


Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com



4881-1-06E
4881-1

Retraktionsfadenstopfer bukkal / lingual, grün, auswechselbar
Retraction cord packer buccal / lingual, green, exchangable




4881-2-02E
4881-2

Retraktionsfadenstopfer distal / mesial, blau, auswechselbar
Retraction cord packer distal / mesial, blue, exchangable



4881-3-05E
4881-3

Retraktionsfadenstopfer, universal, 45° gewinkelt, gezahnte Arbeitsenden, gelb, auswechselbar
Retraction cord packer, universal, 45° angulated, serrated working tips, yellow, exchangable



4881-4-03E
4881-4

Retraktionsfadenstopfer, rund, gezahnt, grau, auswechselbar
Retraction cord packer, round, serrated, grey, exchangable



4881-5-08E
4881-5

Retraktionsfadenstopfer nach Dr. Semenza, 4 Flächen optimiert, hellrot-magenta, auswechselbar
Retraction cord packer acc. to Dr. Semenza, 4 sided optimised, Lightred magenta, exchangable

---



4880-2

Retraktionsfadenstopfer, gezahnt, mesial / distal, 17,0 cm
Retraction cord packer, serrated, mesial / distal, 17.0 cm



4880-3

UNIVERSAL Retraktionsfadenstopfer, gezahnt, 45° gewinkelt, 17,0 cm
UNIVERSAL Retraction cord packer, serrated, 45° angled, 17.0 cm

i

Universal Kronenabnahmezange
Universal crown removal pliers


Zum Abheben von provisorischen Kronen und Brücken und Einpassen von prothetischen Arbeiten. Insbesondere für schwierige und besonders festsitzende Abnahmen geeignet.

Specially designed for easy removal and fitting of temporary crowns, cast crowns or metal cores. Especially recommended for tight and difficult removals.

4930
Universal Kronenabnahmezange mit auswechselbaren Kunststoffbacken im Set: Zange mit Feststellschraube und Rückholfeder, 20 Polymer Kunststoffbacken und 10 g Diatrac Adhäsivpulver
Universal crown removal pliers with exchangeable plastic tips. Set including: Pliers with adjustment screw and retaining spring, 20 plastic-polymer tips and 10 g Diatrac adhesive powder



4930-13
Nachbestell Set:
10 g Diatrac Adhäsivpulver,
40 Polymer Kunststoffbacken
Replacement set:
10 g Diatrac adhesive powder,
40 plastic-polymer tips








4926

i

Kronenspreizzange · Crown spreader

Mit der SCHWERT Kronenspreizzange werden Rotationskräfte beim Spreizen der Krone zuverlässig verhindert, zum Schutz der darunter liegenden Wurzel und des Nervs.

With the SCHWERT crown spreader it is possible to spread off crowns without rotation on the root underneath, in order to protect the nerve.





1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Universalzange

Diese Universalzange sollte in keiner Behandlungseinheit fehlen. Sie wird zum sicheren Greifen von Kunststoffprovisorien, Brücken, Nervinstrumenten, festsitzenden Matrizen, Fixieren von Inlays, zum Setzen von Interdentalkeilen, etc. eingesetzt. Anwendungsbereich sowohl im Unter- als auch im Oberkiefer. Durch die Hartmetalleinsätze wird ein sicheres Greifen ermöglicht.

Universal pliers

No treatment unit should lack these universal pliers. They are used for securely grasping provisional plastic items, bridges, nerve instruments, impacted matrices, attaching inlays, setting interdental wedges, etc. Usable on both upper and lower teeth. Their jaws provide a secure grip.



3665
TC 14,5 cm


TC Einsätze erlauben einen sicheren Halt zum Entfernen von temporären Brücken und Kronen.
TC inserts allow a safe grip for removing temporary bridges and crowns.



4943
Kronenabnahmezange
Crown removing pliers
TC 16 cm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com
1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST


SCHWERT Protector-Tray · SCHWERT Protector-Tray



Neues Design · New design


2597-05

SCHWERT Protector-Tray 1/3
für 5 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen und 1 Niederhalter, 178 x 90 x 24 mm
SCHWERT Protector-Tray 1/3
for 5 instruments with 2 instrument support and 1 retainer, 178 x 90 x 24 mm



2597-08

SCHWERT Protector-Tray 1/2
für 8 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen und 1 Niederhalter, 178 x 140 x 24 mm
SCHWERT Protector-Tray 1/2
for 8 instruments with 2 instrument support and 1 retainer, 178 x 140 x 24 mm



2597-16

SCHWERT Protector-Tray 1/1
für 16 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen und 1 Niederhalter, 275 x 178 x 24 mm
SCHWERT Protector-Tray 1/1
for 16 instruments with 2 instrument support and 1 retainer, 275 x 178 x 24 mm

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

SCHWERT Protector-Korb · SCHWERT Protector-Basket




Neues Design · New design


2603-01
SCHWERT PROTECTOR-KORB 1/1
mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1
with racks, 266 x 180 x 36 mm



2603-02
SCHWERT PROTECTOR-KORB 1/1
mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm für Zahnzangen
SCHWERT Protector-Basket 1/1
with racks, 266 x 180 x 36 mm for extraction forceps



2603-03
SCHWERT PROTECTOR-KORB 1/1
für IDR-KIT, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1
for IDR-Kit, 266 x 180 x 36 mm



2603-04
SCHWERT PROTECTOR-KORB 1/1
mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1
with racks, 266 x 180 x 36 mm



2600-50
Deckelinstrumentenhalter
zur Fixierung von
Scheren / Nadelhaltern
Lid Instrument Fixation
to fix scissors / needle holders
in the washbasket



2600-11
Instrumentenauflage hoch,
260 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray,
260 mm, universal, silicone



2600-12
Instrumentenauflage hoch,
130 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray,
130 mm, universal, silicone



2600-13
Instrumentenauflage hoch,
81 mm, universal, Silikon
Instrument holder for tray,
81 mm, universal, silicone



2600-21
Instrumentenniederhalter,
260 mm, Silikon
Holding down clamp,
260 mm, silicone




2600-22
Instrumentenniederhalter,
130 mm, Silikon
Holding down clamp,
130 mm, silicone



2600-23
Instrumentenniederhalter,
81 mm, Silikon
Holding down clamp,
81 mm, silicone

i leicht zuschneidbar
easy to cut




SCHWERT Protector-Korb · SCHWERT Protector-Basket



2603-05


SCHWERT Protector-Korb für Sinus-Lift oder andere sehr lange Instrumente
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket for Sinus or other long instruments
266 x 180 x 36 mm

Neues Design · New design




2603-06

SCHWERT Protector-Korb quer für 11 Instrumente mit Einlegeblech für Becher, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket for 11 instruments with part for cups, 266 x 180 x 36 mm



2603-07

SCHWERT Protector für 8 Handinstrumente und Mikro-Instrumente, Einteilung längs und quer
SCHWERT Protect basket for 8 instruments and 4 micro instruments



2603-08

SCHWERT Protector-Korb für ERGO Chirurgie Set. Flache Universal Auflage Zwei Querauflagen, inkl. Scherenhalter
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector basket for ERGO Surgical Kit. Flat universal silicones two silicones across, incl. scissors holder in the lid,
266 x 180 x 36 mm

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Bürsten mit Nylonborsten · Brushes with nylon bristles

PROBLEM: Metallbürsten
Sie zerstören die Passivschicht der Instrumentenoberfläche!
LÖSUNG: Bürsten mit Nylonborsten.

PROBLEM: Metal brushes
They destroy the passive layer of the instrument surface!
SOLUTION: Brushes with nylon bristles





1294-25
FOERSTER
Instrumenten-Fasszange
25 cm
FOERSTER
instrument holding forceps
Maßstab 1:2
Scale 1:2

1294-1
Paar Ersatzgummi für Artikel 1294-25
Pair of replacement rubber inserts for ref. 1294-25

i

Foerster Instrumenten-Fasszange, zur Handhabung / Transport von Instrumenten, ideal geeignet für die Wiederaufbereitung und Hygienekette.

Foerster instrument holding forceps for handling and transport of instruments, perfectly suited for reprocessing and hygienic chain.



2600-60
doppelseitig, sterilisierbar, VPE: 3 Stück
double-ended, sterilizable, packing untit: 3 pieces



2600-61
für Absauger Ø 1,5 mm
for aspirator Ø 1.5 mm



2600-62
für Absauger Ø 3 mm und Ø 5 mm
for aspirator Ø 3 mm and Ø 5 mm



3297
Paraffinum Perliquidum
50 ml
(Paraffin Öl / Medizinisches Weißöl)
(Paraffin Oil / Medical Whiteoil)

Medizinisches Weißöl zur Pflege der Instrumente mit Gelenk und zur Benutzung als Schleiföl. Physiologisch unbedenklich nach DAB 10.

Medical Whiteoil for maintenance of instrument hinges and for use as sharpening oil. Physically harmless acc. to DAB 10.

Index · Index

UpDate!

Numerischer Index · Numeric index

i

CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind mit dem CE-Zeichen versehen.
Bei Produkten höher Klasse I wird die Kennnummer der Benannten Stelle zusätzlich ausgewiesen.


CE All medical devices indicated here bear the CE mark.
For products higher than Class I, the identification number of the notified body is also shown.

Artikel-Nr. · Item-No.	Seite · Page
140-2	6
140-2D	5
140-2D	6
140-7	6
140-7D	6
140-13	6
140-13D	6
140-17	6
140-17D	6
140-18	7
140-18D	7
140-22	7
140-22D	7
140-33A	6
140-33AD	6
140-34	5
140-34	8
140-34	10
140-34A	8
140-34AD	8
140-34D	8
140-35	8
140-35	10
140-35A	9
140-35AD	9
140-35D	8
140-36	9
140-36	11
140-36A	9
140-36A	11
140-36AD	9
140-36D	9
140-45S	12
140-45SD	12
140-51A	7
140-51AD	7
140-51S	12
140-51SD	12
140-59	13
140-67A	7
140-67AD	7
140-67LX	13
140-67N	9
140-67N	10
140-67ND	9
140-67RX	13
140-73A	6
140-73AD	6
140-79	7
140-79D	7
140-79N	9
140-79N	11
140-79ND	9
140-87	7
140-110	11
140-321	9
140-321D	9
166	15
166-300D	15
614-30	21
614-31	21
615-1	22
615-2	22
615-3	22
617-01	16
617-01	18
617-02	18
617-03	16
617-03	18
617-04	16
617-04	18
617-05	19
617-06	16
617-06	19
617-07	17
617-07	20
617-08	19
617-09	19
617-10	19
617-11	19
617-12	20
617-13	20
617-14	20
617-15	20
617-20	15
617-20	17
617-20S	15
617-21	15
617-100	17
617-100S	17
617-110	14
618-01	14
618-02	14
618-03	14
618-100	14
1033-1	38
1033-50	24
1033-51	24
1033-61	41
1033-61	23
1063-10	24
1063-11	24
1063-12	24
1063-12D	24
1063-15	24
1063-15C	24
1070-00	33
1070-64	33
1070-67	33
1070-69	33
1110-400	26
1110-400B	26
1111-400	26
1111-400B	26
1117-400	27
1117-400B	27
1125	39
1125-400	27
1125-400	41
1125-400B	27
1133-200	26
1133-400	26
1133-400B	26
1136-17	33
1137-17	33
1139-214	27
1139-400B	27
1180	26
1181	26
1185	27
1208	39
1208-300	34
1208-300	41
1208-305	34
1208-320	35
1208-330	35
1208-340	34
1208-355	35
1208-355	41
1225-15TC	35
1294-1	93
1294-25	93
1371-1	17
1371-1	38
1372-0	32
1372-1	32
1372-1	41
1372-2	32
1372-10	32
1372-11	17
1372-11	32
1372-12	32
1402	29
1402-01-08E	29
1405	38
1411-01	36
1411-02	37
1411-03	36
1411-04	36
1411-05	36
1411-06	36
1411-07	36
1411-08	37
1411-08	41
1411-10	36
1411-12	37
1411-13	37
1411-24	37
1418-3	48
1435-1	51
1435-2	51
1435-3	51
1435-4	51
1435-5	51
1435-7	51
1435-8	51
1435-11	60
1435-12	60
1675-06	53
1675-08	53
1675-10	53
1676-06	53
1676-08	53
1697-0TI	46
1697-0Ti-06E	53
1697-0TI-06E	46
1697-01	46
1697-01-07E	46
1697-01TI-07E	46
1697-02	46
1697-02-08E	46
1697-03	46
1697-03-09E	46
1697-04-08E	47
1697-04-09E	47
1697-05-09E	47
1697-100	47
1697-100-00E	47
1701-100	59
1701-120	59
1701-128	59
1701-133	59
1701-138	59
1701-143	59
1705-2	44
1705-2-01E	44
1705-3	44
1705-3-04E	44
1705-4	44
1705-6-09E	44
1705-15	43
1705-16	44
1705-16-07E	44
1705-25	43
1705-35	43
1705-100	45
1705-100-00E	45
1706-10	14
1722	48
1722-01	48
1722-02	48
1732-15	49
1790-86	50
1790-95	54
1790-140	57
1790-220	39
1790-225	40
1933-1	29
1933-50	29
1935	28
2000-10	42
2000-10F	42
2000-60	41
2000-60	42
2000-66	43
2000-70	42
2014	38
2150-10	60
2150-11	60
2460	39
2460	41
2513	28
2514	28
2515-01	30

1896 SCHWERT SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG · Tel.: +49 7464 98910-700 · Fax: -719 · contact@schwert.com · www.schwert.com

09.2025



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Artikel-Nr. · Item-No.	Seite · Page
2515-01B	30
2515-02	30
2515-02B	30
2515-03	30
2515-03B	30
2562-1	31
2562-2	31
2564-15	31
2564-30	31
2564-50	31
2597-05	90
2597-08	90
2597-16	90
2600-11	91
2600-12	91
2600-13	91
2600-21	91
2600-22	91
2600-23	91
2600-50	91
2600-60	93
2600-61	93
2600-62	93
2603-01	91
2603-02	91
2603-03	91
2603-04	91
2603-05	92
2603-06	92
2603-07	92
2603-08	92
2608-32	85
2616-31	60
2619-10	53
2781-1	64
2781-2	64
2781-3	64
2781-4	64
2781-11	64
2781-12	64
2781-15	64
2781-16	64
2860-1	60
2885	61
2887	41
2887	61
2943	61
3011-30	60
3200-01	62
3200-02	62
3200-03	62
3200-04	62
3200-05	62
3200-06	63
3200-07	63
3200-08	63
3200-09	63
3200-11	62
3200-12	62
3200-13	62
3200-14	62
3200-15	62
3200-16	63
3200-17	63
3200-18	63
3200-19	63
3297	93
3300-00	67
3300-21	63
3301-01	67
3301-01-05E	67
3301-01M5	68
3301-01M5-05E	68
3301-01M5Ti	70
3301-01M5Ti-05E	70
3301-03	67
3301-03-05E	67
3301-05	66
3301-05-05E	66
3301-05M5	68
3301-05M5-05E	68
3301-07	66
3301-07-03E	66
3301-07M5	68
3301-07M5Ti	70
3301-07M5Ti-03E	70
3301-09	67
3301-09-03E	67
3301-11	66
3301-11-01E	66
3301-11M5	69
3301-11M5-01E	69
3301-11M5Ti	70
3301-11M5Ti-01E	70
3301-13	66
3301-13-02E	66
3301-13M5	69
3301-13M5-02E	69
3301-13M5Ti	70
3301-13M5Ti-02E	70
3301-15	67
3301-15-01E	67
3301-17	67
3301-17-02E	67
3301-100	66
3301-100-00E	66
3301-100M5	69
3301-100M5-00E	69
3301-100M5Ti	71
3301-100M5Ti-00E	71
3302-02	77
3302-02-02E	77
3302-04	77
3302-04-02E	77
3302-04Ti	74
3302-04Ti-02E	74
3302-13	77
3302-13-02E	77
3302-13CU	77
3302-13CU-02E	77
3302-17	77
3302-17-02E	77
3302-23A	72
3302-23A-02E	72
3303-01	72
3303-01-04E	72
3303-01LF	76
3303-01LF-04E	76
3303-01M5	75
3303-01M5-04E	75
3303-01Ti	74
3303-01Ti-04E	74
3303-03	72
3303-03-06E	72
3303-03LF	76
3303-03LF-06E	76
3303-03M5	75
3303-03M5-06E	75
3303-03Ti	74
3303-03Ti-06E	74
3303-05	72
3303-05-05E	72
3303-05LF	76
3303-05LF-05E	76
3303-05M5	75
3303-05M5-05E	75
3303-05Ti	74
3303-05Ti-05E	74
3303-17	73
3303-17-02E	73
3303-100	73
3303-100-00E	73
3305-02	78
3305-02-06E	78
3305-04S	66
3305-04S	69
3305-04S	72
3305-04S	78
3305-04S-06E	66
3305-04S-06E	69
3305-04S-06E	72
3305-04S-06E	78
3305-04SD	78
3305-04SD-06E	78
3305-04STi	79
3305-04STi-06E	79
3305-06	78
3305-06-06E	78
3305-06Ti	79
3305-06Ti-06E	79
3305-23	78
3305-23-06E	78
3305-35	79
3305-35-06E	79
3305-45	82
3305-45-03E	82
3305-533	78
3305-533-06E	78
3305-GX	79
3305-GX-03E	79
3306-02	79
3306-02-06E	79
3377-91	77
3377-93	77
3377-95	77
3409-100S	65
3409-1012	65
3409-1112	65
3409-1212	65
3409-1512	65
3418-15	41
3465-12	82
3465-12-02E	82
3465-14	82
3465-14-02E	82
3635-1	82
3635-1-03E	82
3635-2	82
3635-2-05E	82
3635-3	82
3635-3-05E	82
3635-4	82
3635-4-05E	82
3635-5	82
3635-5-05E	82
3635-6	82
3635-6-02E	82
3665	89
4083-01-08E	83
4083-02-09E	83
4085-00Ti	81
4085-00Ti-06E	81
4085-01Ti	80
4085-01Ti-06E	80
4085-02Ti	80
4085-02Ti-06E	80
4085-03Ti	80
4085-03Ti-06E	80
4085-04Ti	80
4085-04Ti-06E	80
4085-05Ti	80
4085-05Ti-06E	80
4085-06Ti	80
4085-06Ti-06E	80
4085-07Ti	81
4085-07Ti-06E	81
4085-08Ti	81
4085-08Ti-06E	81
4085-09Ti	81
4085-09Ti-06E	81
4085-10Ti	81
4085-10Ti-06E	81
4085-11Ti	81
4085-11Ti-06E	81
4085-12Ti	81
4085-12Ti-06E	81
4880-2	87
4880-3	87
4881-1	87
4881-1-06E	87
4881-2	87
4881-2-02E	87
4881-3	87
4881-3-05E	87
4881-4	87
4881-4-03E	87
4881-5	87
4881-5-08E	87
4881-100	86
4881-100-00E	86
4926	88
4930	88
4930-13	88
4931	83
4931-06E	83
4943	89
6801-01	85
6802-01	85
6802-02	85
6802-03	85
6802-04	85
6802-05	85
6802-06	85
6802-07	85
6802-08	85
6802-09	85
6802-51	84
6802-51	85
6802-70	85
6802-72	84
6802-72	85
6802-100	84
6803-01	85
6803-02	85
6803-03	85
6803-04	85
6803-05	85
6803-06	85
6803-07	85
6803-08	85
6803-09	85
6803-100	85
6925-01	60
6925-05	60

1896 SCHWERT
SWORD SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST

GENGLER.DESIGN

i

Sehr geehrter Kunde

Die EU-Verordnung für Medizinprodukte (Medical Device Regulation) bringt viele neue Anforderungen mit sich. Eine wichtige neue Anforderung sind die Angaben auf dem Etikett der Verpackung.


Aus diesem Grund haben wir unser Etikett auf den neusten Stand gebracht und möchten es auf diesem Weg kurz vorstellen.



Dear Customer

The EU Regulation on Medical Devices (Medical Device Regulation) leads to many new requirements.

An important new requirement is the information on the packaging label. For this reason, we have updated our label and would like to introduce it to you briefly.



- MD Medizinprodukt / Medical device
- CE-Zeichen / CE marking
- Hersteller / Manufacturer
- QTY X Menge / Quantity
- REF Artikel-Nr. / Article no. + Artikel-Bezeichnung / Art. description
- Symbole / Symbols
- LOT LOT Nr. / LOT no.
- HIBC HIBC Barcode + HR Code
- Herstelldatum / Date of manufacture
- *QR-Code

*Direktzugriff auf alle produktspezifischen Anwenderinformationen über:
*Direct access to all product-specific user information on:

schwert.com

VDDI Dental Solutions. German Manufacturers.

99800-225UPDATE 09.2025